

CH • Gültig ab: 01.01.2025

Bestell-/Preisliste R82 x:panda shape TS Gr. Infant

Kunden-Nr:

Firma:

Adresse:

PLZ/Ort:

Ansprechpartner:

E-Mail:

Telefon-Nr:

Lieferanschrift:  siehe Kundeninformationen



Kommission:



## R82 x:panda shape TS Gr. Infant

**Grundmodell (SET = DEInfantXXX) enthält:**

- Sitzeinheit, mitwachsend in:  
Sitzbreite, Sitztiefe und Rückenhöhe
- Fußauflage, tiefenverstellbar (Langsitz)
- Stufenlose Rückenwinkelverstellung
- Kopfstützenaufnahme
- Polster/Bezug, abnehmbar, waschbar
- Integrierte Oberarmführungen
- Zimmeruntergestell mit stufenloser Höhenverstellung per Fußpedal, Neigungsverstellung am Sitz
- 75 mm Lenkrollen, 4-fach gebremst
- Fix-Lock-Schnallen für Rumpf- und Beckengurte
- Fußplatte mit Haltestange, Knie- und Fußwinkelverstellung



### Maße

Maße	Gr. Infant
Armlehnenhöhe (von Sitzfläche gemessen)	70–100 mm
Effektive Rückenbreite (mit festen Seitenpelotten)	140–190 mm
Effektive Sitzbreite (ohne Hüftpelotten) (A)	220 mm
Effektive Sitztiefe (B)	120–160 mm
Höhe der Rückenlehne (C)	270–360 mm
Max. Nutzergewicht	35 kg
Produktgewicht	17,5 kg
Empfohlene Nutzergröße	bis zu 850 mm
Rückenbreite, Oberseite der Rückenlehne (F)	190 mm
Sitzbreite, min./max. (mit Hüftpelotten)	120–220 mm
Sitzhöhe über dem Boden, mit 75 mm Rollen	235–660 mm
Unterschenkellänge	0–550 mm

Weitere Maße finden Sie auf unserer Website.

Version: V1 – 01.01.2025

Keine Haftung für Druckfehler

### Etac GmbH

Industriestraße 13  
45699 Herten  
Deutschland

02366 5006-0  
R82@etac.de  
02366 5006-282  
www.etac.de

Amtsgericht: Recklinghausen HRB 9024  
USt-ID-Nr.: DE 174 000168  
Bank: SEB AB  
BIC: ESSESESS • IBAN: SE15 5000 0000 0569 6825 2384

CH • Gültig ab: 01.01.2025		31XXX = Länderkennung		
Produkt	Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	CHF

#### Grundmodell



#### x:panda shape TS Gr. Infant

inkl. High-Low:xo Zimmergestell Größe 1  
(x:panda shape TS Gr. Infant, Basis: 98x\*1000003001)



\*Rahmenfarbe:  Schwarz = 0  Weiß = 1

\*Polsterfarbe:  Pink = 10  Blau = 20

Schwarz, abwischbar = 70 – **Aufpreis!**

1	DEInfantX*XX*	2.935,00	<input type="checkbox"/>
		124,00	<input type="checkbox"/>

#### Zubehör: Rückenlehne



Handschraube für Rückenlehne (werkzeugfreie Höhenverstellung)

eine Gr. 31905081 28,00



#### Dynamische Rückenlehne

Dynamische Rückenlehne mit dynamischer Feder, fixierbar

31905049-TS 330,00

Dynamische Rückenlehne mit einstellb. Vorspannung/Federweg, fixierbar

31905050-TS 464,00

#### Zubehör: Kopfstützen



Kopfstütze, Muschelform (B: 180, H: 130 mm) Stoffbezug, Schwarz mit Turtle-Halterung, Haltstange kurz

319921011-80 332,00

Kopfstützenbezug, abwischbar (B: 180, H: 130 mm)

319921000-70 67,00



Kopfstütze, Muschelform (B: 260, H: 160 mm) Stoffbezug, Schwarz mit 3D-Verstellung, Turtle-Halterung, Haltstange kurz

319921031-80 391,00

Kopfstützenbezug, abwischbar (B: 260, H: 160 mm)

319922000-70 67,00



Kopfstütze, anatomisch, klein, Stoffbezug, Schwarz mit Turtle-Halterung, Haltstange kurz

319923011-80 339,00



Kopfstütze, anatomisch, klein, Stoffbezug, Schwarz mit 3D-Verstellung, Turtle-Halterung, Haltstange kurz

319923031-80 506,00

Kopfstützenbezug, abwischbar, für Kopfstütze anatomisch klein

319923000-70 67,00



#### Schnellverschlüsse für Kopfstützen (werkzeuglose Verstellung)

Schnellverschlüsse zur Höhenverstellung der Kopfstütze




eine Gr. 31905037 24,00

Schnellverschlüsse zur Tiefenverstellung der Kopfstütze (Set, 2 stk.)





eine Gr. 31905034 48,00

Keine Haftung für Druckfehler

#### Etac GmbH

 Industriestraße 13  
 45699 Herten  
 Deutschland

 02366 5006-0  
 R82@etac.de  
 02366 5006-282  
 www.etac.de

 Amtsgericht: Recklinghausen HRB 9024  
 USt-ID-Nr.: DE 174 000168  
 Bank: SEB AB  
 BIC: ESSESESS • IBAN: SE15 5000 0000 0569 6825 2384

CH • Gültig ab: 01.01.2025		31XXX = Länderkennung		
Produkt	Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	CHF

#### Zubehör: Seitenpelotten



Seitenpelotten fest, rechteckig (110 x 80 mm)  
 Seitenpelotten fest, quadratisch (110 x 100 mm)  
 Inkontinenzbezug für Seitenpelotten, fest, Paar

eine Gr. 31830101-XX 217,00   
 eine Gr. 31830104-XX 217,00   
 eine Gr. 31830001-70 52,00



Seitenpelotten mit integrierem Brustgurt, inkl. Bezug

eine Gr. 31905028-XX 263,00

Bitte Farbe (Stoff) wählen: Schwarz, abwischbar = 70  - **Aufpreis!** 31,00   
 Schwarz = 80

#### Zubehör: Armlehnen, Beckenpelotten, Tische und Aktivitätszentren



Armlehnen und Beckenpelotten für x:panda shape Infant (Set)  
*Separat voneinander multiverstellbar!*

eine Gr. 31905021-XX 608,00

Bitte Farbe (Stoff) wählen: Schwarz, abwischbar = 70  Blau = 20  Pink = 10



Therapietisch mit Kante, Kunststoff, grau (440 x 340 mm)  
*Nur mit Armlehnen und Beckenpelotten verwendbar!*

eine Gr. 31905067-00 217,00



Beckenpelotten, breitenverstellbar, mit integrierter Armauflage und Polster

eine Gr. 31905047-XX 392,00

Bitte Farbe (Stoff) wählen: Schwarz, abwischbar = 70  Blau = 20  Pink = 10

#### Zubehör: Westen und Gurte

##### Rumpfunterstützung



Brust-Schulter-Gurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz

XS 3185705-XX 280,00



Kreuzweste, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz

XS 3185720-XX 280,00

##### Beckenunterstützung



4-Punkt-Beckengurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz

XS 3185725-XX 169,00






T-Sitzhose, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz

XS 3185735-XX 280,00














Keine Haftung für Druckfehler

#### Etac GmbH

 Industriestraße 13  
 45699 Herten  
 Deutschland




 02366 5006-0  
 R82@etac.de  
 02366 5006-282  
 www.etac.de

 Amtsgericht: Recklinghausen HRB 9024  
 USt-ID-Nr.: DE 174 000168  
 Bank: SEB AB  
 BIC: ESSESESS • IBAN: SE15 5000 0000 0569 6825 2384

CH • Gültig ab: 01.01.2025		31XXX = Länderkennung		
Produkt	Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	CHF
	Sitzhose, Abduktionsgurt gepolstert, Schwarz	XS	3189108-1	320,00 <input type="checkbox"/>
<b>Zubehör: Untergestell</b>				
	Fußplatte, gepolstert (B: 260 mm x T: 150 mm)	eine Gr.	3189128	483,00 <input type="checkbox"/>
	Halterung für Fußplatte, für erhöhte Montage	eine Gr.	3185135	99,00 <input type="checkbox"/>
	Lenkrollen 100 mm, Set, 4 Stk.	eine Gr.	31890017	328,00 <input type="checkbox"/>
	Lenkrollen 125 mm, Set, 4 Stk.	eine Gr.	31890018	363,00 <input type="checkbox"/>
	Vorderräder mit Richtungsfeststeller (Lenkstopp), Set (2 Stück) <i>Nur in Verbindung mit 100 mm Lenkrollen!</i>	eine Gr.	3189592-KIT	265,00 <input type="checkbox"/>
	Zentralbremse, Handbetrieb (Set) – für Zimmergestell <i>Nur für 100 mm Rollen!</i>	1	31890011-1	411,00 <input type="checkbox"/>
	Zentralbremse, Fußbetrieb (Set) – für Zimmergestell (Gas, elektrisch) <i>Nur für 100 mm Rollen, inkl. Ankipphilfe!</i>	1	31890012-1	542,00 <input type="checkbox"/>
	Kippschutz für High-Low: Zimmergestell <i>Nur mit 75 und 100 mm Lenkrollen!</i>	eine Gr.	31890007	162,00 <input type="checkbox"/>
	Ankipphilfe	eine Gr.	31890025	96,00 <input type="checkbox"/>
	Schiebebügel, fest, am Rahmen montiert	eine Gr.	31890009-04	180,00 <input type="checkbox"/>
	Schiebebügel, winkelverstellbar, standard	eine Gr.	318910555	292,00 <input type="checkbox"/>
	Schiebebügel, winkelverstellbar, groß, am Rahmen montiert	eine Gr.	31890010-04	435,00 <input type="checkbox"/>

Keine Haftung für Druckfehler

**Etac GmbH**

 Industriestraße 13  
 45699 Herten  
 Deutschland

 02366 5006-0  
 R82@etac.de  
 02366 5006-282  
 www.etac.de

 Amtsgericht: Recklinghausen HRB 9024  
 USt-ID-Nr.: DE 174 000168  
 Bank: SEB AB  
 BIC: ESSESESS • IBAN: SE15 5000 0000 0569 6825 2384