

**CH FR • Valable du: 01.01.2025 Liste de commande/prix R82 x:panda shape TS t. Infant**

Numéro de client:  
Société:  
Adresse:  
Code postal/localité:  
Personne de contact:  
E-mail:  
Numéro de téléphone:

Adresse de livraison:  voir informations clients



Commission:



## R82 x:panda shape TS taille Infant

### Modèle de base (SET = DEInfantXXX):

- Unité d'assise, évolutive en:  
Largeur d'assise, profondeur d'assise et hauteur de dossier
- Repose-pieds, réglable en profondeur (siège long)
- Réglage en continu de l'angle du dossier
- Logement pour appuie-tête
- Rembourrage/housse, amovible, lavable
- Guides de bras supérieurs intégrés
- Châssis de chambre avec réglage en hauteur en continu par pédale, réglage de l'inclinaison sur l'assise
- Roulettes pivotantes de 75 mm, 4 fois freinées
- Boucles Fix-Lock pour les ceintures de torse et de bassin
- Repose-pieds avec barre de maintien, réglage de l'angle des genoux et des pieds






### Dimensions

### Taille Infant

Hauteur des accoudoirs (mesurée à partir de la surface d'assise)	70-100 mm
Largeur effective du dossier (avec pelote latérale fixe)	140-190 mm
Largeur effective de l'assise (sans pelote latérale) (A)	220 mm
Profondeur effective de l'assise (B)	120-160 mm
Hauteur du dossier (C)	270-360 mm
Hauteur max. Poids de l'utilisateur	35 kg
Poids du produit	17,5 kg
Taille d'utilisateur recommandée	jusqu'à 850 mm
Largeur du dossier, haut du dossier (F)	190 mm
Largeur d'assise, min/max (avec pelote ventrale)	120-220 mm
Hauteur d'assise au-dessus du sol, avec roulettes de 75 mm	235-660 mm
Longueur du bas de jambe	0-550 mm

Vous trouverez d'autres dimensions sur notre site web.

### Etac GmbH

 Industriestraße 13  
 45699 Herten  
 Deutschland

 02366 5006-0  
 R82@etac.de  
 02366 5006-282  
 www.etac.de

 Amtsgericht: Recklinghausen HRB 9024  
 USt-ID-Nr.: DE 174 000168  
 Bank: SEB AB  
 BIC: ESSESESS • IBAN: SE15 5000 0000 0569 6825 2384

CH FR • Valable du: 01.01.2025		31XXX = Code pays		
Produit	Description	Taille	Numéro d'article	CHF

#### Modèle de base



#### x:panda shape TS taille Infant

y compris High-Low: xo cadre de chambre taille 1  
(x:panda shape TS taille Infant, base: 98x\*1000003001)



\*Couleur cadre:  Noir = 0  Blanc = 1

\*Couleur coussin:  Rose = 10  Bleu = 20

Noir, effaçable = 70 - **supplément!**

1 DEInfantX\*XX\* 2.935,00

124,00

#### Accessoires: dossier



Vis à main pour le dossier (réglage en hauteur sans outil) une 31905081 28,00



#### Dossier dynamique

Dossier dynamique avec ressort dynamique, fixeable 31905049-TS 330,00

Dossier dynamique avec précontrainte/course de ressort réglables, fixeable 31905050-TS 464,00

#### Accessoires: appui-tête



Appui-tête, forme de coquillage (l : 180, h : 130 mm) revêtement en tissu, noir, avec support Turtle, barre de maintien courte 319921011-80 332,00

Housse d'appui-tête, essuyable (L : 180, H : 130 mm) 319921000-70 67,00



Appui-tête, forme de coquille (L : 260, H : 160 mm) Tissu, noir avec réglage 3D, support Turtle, barre de maintien courte 319921031-80 391,00

Housse d'appui-tête, essuyable (L : 260, H : 160 mm) 319922000-70 67,00



Appui-tête, anatomique, petit, revêtement en tissu, noir avec support Turtle, barre de maintien courte 319923011-80 339,00



Appui-tête, anatomique, petit, revêtement en tissu, noir avec réglage 3D, support Turtle, barre de maintien courte 319923031-80 506,00

Housse d'appui-tête, lavable, pour appui-tête anatomique petit modèle 319923000-70 67,00






#### Vis à main (réglage rapide) pour l'appui-tête

Vis à main pour le réglage de la hauteur une 31905037 24,00



Vis à main pour le réglage de l'inclinaison, standard (2 pcs.) une 31905034 48,00

Aucune responsabilité pour les erreurs d'impression

#### Etac GmbH

 Industriestraße 13  
 45699 Herten  
 Deutschland

 02366 5006-0  
 R82@etac.de  
 02366 5006-282  
 www.etac.de

 Amtsgericht: Recklinghausen HRB 9024  
 USt-ID-Nr.: DE 174 000168  
 Bank: SEB AB  
 BIC: ESSESESS • IBAN: SE15 5000 0000 0569 6825 2384

CH FR • Valable du: 01.01.2025		31XXX = Code pays		
Produit	Description	Taille	Numéro d'article	CHF

#### Accessoires: pelotes latérales



Pelotes latérales fixes, rectangulaires (110 x 80 mm)	une	31830101-XX	217,00	<input type="checkbox"/>
Pelote latérale fixe, carrée (110 x 100 mm)	une	31830104-XX	217,00	<input type="checkbox"/>
Housse d'incontinence pour pelote latérale, fixe, la paire	une	31830001-70	52,00	<input type="checkbox"/>



Pelotes latérales avec ceinture pectorale intégrée, housse incluse	une	31905028-XX	263,00	<input type="checkbox"/>
Couleur (tissu):	Noir, effaçable = 70 <input type="checkbox"/>	- supplément!	31,00	<input type="checkbox"/>
	Noir = 80 <input type="checkbox"/>			

#### Accessoires: accoudoirs, pelotes pelviennes, tables et centres d'activité



Accoudoirs et pelotes pelviennes pour x:panda shape Infant (set) <i>Multi-réglables séparément!</i>	une	31905021-XX	608,00	<input type="checkbox"/>
Couleur (tissu):	Noir, effaçable = 70 <input type="checkbox"/>	Bleu = 20 <input type="checkbox"/>	Rose = 10 <input type="checkbox"/>	



Table de thérapie avec rebord, plastique, gris (440 x 340 mm) <i>Utilisable uniquement avec accoudoirs et pelotes pelviennes !</i>	une	31905067-00	217,00	<input type="checkbox"/>
---	-----	-------------	--------	--------------------------



Pelotes pelviennes, réglables en largeur, avec accoudoir intégré et rembourrage	une	31905047-XX	392,00	<input type="checkbox"/>
Couleur (tissu):	Noir, effaçable = 70 <input type="checkbox"/>	Bleu = 20 <input type="checkbox"/>	Rose = 10 <input type="checkbox"/>	

#### Accessoires: gilets et ceintures

##### Soutien du tronc



Sangle de poitrine et d'épaule, néoprène/tissu de confort, noir	XS	3185705-XS	280,00	<input type="checkbox"/>
---	----	------------	--------	--------------------------



Gilet croisé, néoprène/tissu de confort, noir	XS	3185720-XS	280,00	<input type="checkbox"/>
---	----	------------	--------	--------------------------

##### Soutien pelvien






Ceinture abdominale à 4 points, néoprène/tissu de confort, noir	XS	3185725-XS	169,00	<input type="checkbox"/>
---	----	------------	--------	--------------------------






Pantalón en T, néoprène/tissu de confort, noir	XS	3185735-XS	280,00	<input type="checkbox"/>
--	----	------------	--------	--------------------------













Aucune responsabilité pour les erreurs d'impression

#### Etac GmbH

 Industriestraße 13  
 45699 Herten  
 Deutschland




 02366 5006-0  
 R82@etac.de  
 02366 5006-282  
 www.etac.de

 Amtsgericht: Recklinghausen HRB 9024  
 USt-ID-Nr.: DE 174 000168  
 Bank: SEB AB  
 BIC: ESSESESS • IBAN: SE15 5000 0000 0569 6825 2384

CH FR • Valable du: 01.01.2025		31XXX = Code pays		
Produit	Description	Taille	Numéro d'article	CHF
	Pantalon de siège, ceinture d'enlèvement rembourrée, tissu noir	XS	3189108-1	320,00 <input type="checkbox"/>
<b>Accessoires: châssis</b>				
	Repose-pieds, rembourré (L : 260 mm x P : 150 mm)	une	3189128	483,00 <input type="checkbox"/>
	Support pour plaque de base, pour montage surélevé	une	3185135	99,00 <input type="checkbox"/>
	Roulettes pivotantes 100 mm, jeu, 4 pcs.	une	31890017	328,00 <input type="checkbox"/>
	Roulettes pivotantes 125 mm, jeu, 4 pcs.	une	31890018	363,00 <input type="checkbox"/>
	Roues avant avec blocage directionnel (arrêt de direction), jeu (2 pièces) <i>Uniquement en combinaison avec des roues pivotantes de 100 mm!</i>	une	3189592-KIT	265,00 <input type="checkbox"/>
	Frein central, à commande manuelle (kit) - pour châssis de chambre <i>Uniquement pour les roulettes de 100 mm !</i>	1	31890011-1	411,00 <input type="checkbox"/>
	Frein central, commande au pied (kit) - pour chariot d'intérieur (gaz, électrique) <i>Uniquement pour roulettes de 100 mm, aide au basculement incluse!</i>	1	31890012-1	542,00 <input type="checkbox"/>
	Protection anti-basculement pour châssis de chambre High-Low:xo <i>Uniquement avec des roulettes pivotantes de 75 et 100 mm !</i>	une	31890007	162,00 <input type="checkbox"/>
	Aide au basculement	une	31890025	96,00 <input type="checkbox"/>
	Barre de poussée, fixe, montée sur le cadre	une	31890009-04	180,00 <input type="checkbox"/>
	Barre de poussée, angle réglable, standard	une	318910555	292,00 <input type="checkbox"/>
	Barre de poussée, réglable en angle, grande, montée sur le cadre	une	31890010-04	435,00 <input type="checkbox"/>

Aucune responsabilité pour les erreurs d'impression

**Etac GmbH**

 Industriestraße 13  
 45699 Herten  
 Deutschland

 02366 5006-0  
 R82@etac.de  
 02366 5006-282  
 www.etac.de

 Amtsgericht: Recklinghausen HRB 9024  
 USt-ID-Nr.: DE 174 000168  
 Bank: SEB AB  
 BIC: ESSESESS • IBAN: SE15 5000 0000 0569 6825 2384