

CH IT • Valido da: 01.01.2025 Listino prezzi/ordini R82 x:panda shape TS t. Infant

Cliente no:

Azienda:

Indirizzo:

Codice postale/città:

Persona di contatto:

E-Mail:

Telefono

Indirizzo di consegna:

 vedi informazioni sui clienti



Commissione:



R82 x:panda shape TS taglia Infant

Modello di base (SET = DEInfantXXX):

- Unità di seduta, cresce con il bambino
Larghezza e profondità del sedile e altezza dello schienale
- Poggiatesta regolabile in profondità (sedile lungo)
- Regolazione continua dell'angolo dello schienale
- Supporto per poggiatesta
- Cuscino/copertina, rimovibile, lavabile
- Guide per la parte superiore delle braccia integrate
- Base della stanza con regolazione continua dell'altezza tramite pedale, regolazione dell'inclinazione sul sedile
- Ruote girevoli da 75 mm, 4 freni
- Fibbie Fix-Lock per le cinture del busto e addominali
- Pedana con barra di supporto, regolazione dell'angolo del ginocchio e del piede






Dimensioni

	Taglia Infant
Altezza del bracciolo (misurata dal sedile)	70-100 mm
Larghezza effettiva dello schienale (con supporti laterali fissi)	140-190 mm
Larghezza effettiva del sedile (senza supporti per le anche) (A)	220 mm
Profondità effettiva del sedile (B)	120-160 mm
Altezza dello schienale (C)	270-360 mm
Peso massimo peso dell'utente	35 kg
Peso del prodotto	17,5 kg
Dimensioni consigliate per l'utente	fino a 850 mm
Larghezza dello schienale, parte superiore dello schienale (F)	190 mm
Larghezza del sedile, min./max. (con supporti per le anche)	120-220 mm
Altezza del sedile dal pavimento, con ruote da 75 mm	235-660 mm
Lunghezza della gamba	0-550 mm

Ulteriori dimensioni sono disponibili sul nostro sito web.

Etac GmbH

 Industriestraße 13
 45699 Herten
 Deutschland

 02366 5006-0
 R82@etac.de
 02366 5006-282
 www.etac.de

 Amtsgericht: Recklinghausen HRB 9024
 USt-ID-Nr.: DE 174 000168
 Bank: SEB AB
 BIC: ESSESESS • IBAN: SE15 5000 0000 0569 6825 2384

CH IT • Valido da: 01.01.2025		31XXX = codice paese		
Prodotto	Descrizione	Taglia	Articolo no.	CHF

Modello di base



x:panda shape TS taglia Infant

inkl. High-Low: xo telaio per camera taglia 1
(x:panda shape TS taglia Infant, base: 98x*1000003001)



*Colore del telaio: Nero = 0 Bianco = 1

*Colore del cuscino: Rosa = 10 Blu = 20

Nero, lavabile = 70 – **sovrapprezzo!**

1	DEInfantX*XX*	2.935,00	<input type="checkbox"/>
		124,00	<input type="checkbox"/>

Accessori: Schienale



Vite a mano per lo schienale (regolazione dell'altezza senza attrezzi) una 31905081 28,00



Schienale dinamico

Schienale dinamico con molla dinamica, fissabile 31905049-TS 330,00
Schienale dinamico con precarico regolabile/corsa della molla, fissabile 31905050-TS 464,00

Accessori: Poggiatesta



Poggiatesta, a forma di conchiglia (L: 180, A: 130 mm) Rivestimento in tessuto, nero, con supporto per tartaruga, barra di supporto corta 319921011-80 332,00

Coperchio del poggiatesta, pulito (L: 180, A: 130 mm) 319921000-70 67,00



Poggiatesta, a forma di conchiglia (L: 260, A: 160 mm) rivestito in tessuto, nero, regolazione 3D, supporto per tartaruga, barra di supporto corta 319921031-80 391,00

Coperchio del poggiatesta, pulito (L: 260, A: 160 mm) 319922000-70 67,00



Poggiatesta, anatomico, piccolo, rivestimento in tessuto, nero con supporto per tartaruga, barra di supporto corta 319923011-80 339,00



Poggiatesta, anatomico, piccolo, rivestimento in tessuto, nero con regolazione 3D, supporto per tartaruga, barra di supporto corta 319923031-80 506,00

Coperchio per poggiatesta, lavabile, per poggiatesta anatomicamente piccolo 319923000-70 67,00






Chiusure rapide per i poggiatesta (regolazione senza attrezzi)

Chiusure a sgancio rapido per la regolazione dell'altezza del poggiatesta una 31905037 24,00



Chiusure rapide per la regolazione della profondità del poggiatesta (set, 2 pz.) una 31905034 48,00

Nessuna responsabilità per errori di stampa

Etac GmbH

 Industriestraße 13
 45699 Herten
 Deutschland

 02366 5006-0
 R82@etac.de
 02366 5006-282
 www.etac.de

 Amtsgericht: Recklinghausen HRB 9024
 USt-ID-Nr.: DE 174 000168
 Bank: SEB AB
 BIC: ESSESESS • IBAN: SE15 5000 0000 0569 6825 2384

CH IT • Valido da: 01.01.2025		31XXX = codice paese		
Prodotto	Descrizione	Taglia	Articolo no.	CHF

Accessori: Cuscinetti laterali



Pattini laterali fissi, rettangolari (110 x 80 mm)	una	31830101-XX	217,00	<input type="checkbox"/>
Imbottiture laterali fisse, quadrate (110 x 100 mm)	una	31830104-XX	217,00	<input type="checkbox"/>
Coprire l'incontinenza per le protezioni laterali, saldi, coppia	una	31830001-70	52,00	<input type="checkbox"/>



Supporti laterali con fascia toracica integrata, incl. copertura	una	31905028-XX	263,00	<input type="checkbox"/>
Colore (tessuto):	Nero, lavabile = 70 <input type="checkbox"/>	- sovrapprezzo!	31,00	<input type="checkbox"/>
	Nero = 80 <input type="checkbox"/>			

Accessori: braccioli, supporti pelvici, tavoli e centri di attività



Braccioli e supporti pelvici per x:panda shape Infant (set) <i>Regolabile separatamente!</i>	una	31905021-XX	608,00	<input type="checkbox"/>
Colore (tessuto):	Nero, lavabile = 70 <input type="checkbox"/>	Blu = 20 <input type="checkbox"/>	Rosa = 10 <input type="checkbox"/>	



Tavolo terapeutico con bordo, plastica, grigio (440 x 340 mm) <i>Utilizzabile solo con braccioli e supporti pelvici!</i>	una	31905067-00	217,00	<input type="checkbox"/>
---	-----	-------------	--------	--------------------------



Supporti pelvici, regolabili in larghezza, con bracciolo e cuscino integrati	una	31905047-XX	392,00	<input type="checkbox"/>
Colore (tessuto):	Nero, lavabile = 70 <input type="checkbox"/>	Blu = 20 <input type="checkbox"/>	Rosa = 10 <input type="checkbox"/>	

Accessori: Gilet e imbracature

Supporto del tronco



Cinghia pettorale, tessuto neoprene/comfort, nero	XS	3185705-XS	280,00	<input type="checkbox"/>
---	----	------------	--------	--------------------------



Gilet incrociato, tessuto neoprene/comfort, nero	XS	3185720-XS	280,00	<input type="checkbox"/>
--	----	------------	--------	--------------------------

Supporto pelvico






Cintura addominale a 4 punti, tessuto neoprene/comfort, nero	XS	3185725-XS	169,00	<input type="checkbox"/>
--	----	------------	--------	--------------------------







Pantaloni a T, tessuto neoprene/comfort, nero	XS	3185735-XS	280,00	<input type="checkbox"/>
---	----	------------	--------	--------------------------













Nessuna responsabilità per errori di stampa

Etac GmbH

 Industriestraße 13
 45699 Herten
 Deutschland




 02366 5006-0
 R82@etac.de
 02366 5006-282
 www.etac.de

 Amtsgericht: Recklinghausen HRB 9024
 USt-ID-Nr.: DE 174 000168
 Bank: SEB AB
 BIC: ESSESESS • IBAN: SE15 5000 0000 0569 6825 2384

CH IT • Valido da: 01.01.2025		31XXX = codice paese		
Prodotto	Descrizione	Taglia	Articolo no.	CHF
	Pantaloni da seduta, cintura di abduzione imbottita, nero	XS	3189108-1	320,00 <input type="checkbox"/>
Accessori: Sottotelaio				
	Piastra di base, imbottita (L: 260 mm x P: 150 mm)	una	3189128	483,00 <input type="checkbox"/>
	Staffa per piastra di base, per montaggio rialzato	una	3185135	99,00 <input type="checkbox"/>
	Ruote girevoli 100 mm, set, 4 pezzi	una	31890017	328,00 <input type="checkbox"/>
	Ruote girevoli 125 mm, set, 4 pezzi	una	31890018	363,00 <input type="checkbox"/>
	Ruote anteriori con bloccaggio direzionale (arresto girevole), set (2 pezzi) <i>Solo in combinazione con ruote piroettanti da 100 mm!</i>	una	3189592-KIT	265,00 <input type="checkbox"/>
	Freno centrale, azionamento manuale (set) - per telaio interno <i>Solo per ruote da 100 mm!</i>	1	31890011-1	411,00 <input type="checkbox"/>
	Freno centrale, a pedale (set) - per telaio interno (gas, elettrico) <i>Solo per ruote da 100 mm, con ausilio per il ribaltamento!</i>	1	31890012-1	542,00 <input type="checkbox"/>
	Protezione antiribaltamento per telaio da interno High-Low:xo <i>Solo con ruote girevoli da 75 e 100 mm!</i>	una	31890007	162,00 <input type="checkbox"/>
	Aiuto al ribaltamento	una	31890025	96,00 <input type="checkbox"/>
	Barra di spinta, fissa, montata sul telaio	una	31890009-04	180,00 <input type="checkbox"/>
	Barra di spinta, regolabile ad angolo, standard	una	318910555	292,00 <input type="checkbox"/>
	Maniglione di spinta, regolabile ad angolo, grande, montato sul telaio	una	31890010-04	435,00 <input type="checkbox"/>

Nessuna responsabilità per errori di stampa

Etac GmbH

 Industriestraße 13
 45699 Herten
 Deutschland

 02366 5006-0
 R82@etac.de
 02366 5006-282
 www.etac.de

 Amtsgericht: Recklinghausen HRB 9024
 USt-ID-Nr.: DE 174 000168
 Bank: SEB AB
 BIC: ESSESESS • IBAN: SE15 5000 0000 0569 6825 2384