

CH IT • Valido da: 01.01.2025

Listino prezzi/ordini R82 x:panda shape TS

Cliente no:

Azienda:

Indirizzo:

Codice postale/città:

Persona di contatto:

E-Mail:

Telefono

Indirizzo di consegna:

 vedi informazioni sui clienti

Commissione:



 Advanced Seating

 Simple Seating

## R82 x:panda shape TS taglia 1

### Modello di base (SET = DEShape1xxxxx):

- Unità di seduta che cresce con il bambino: Larghezza, profondità e altezza dello schienale
- Chiusura rapida per la parte superiore della schiena (rimovibile)
- Poggiatesta a tutta lunghezza con barra di supporto
- Braccioli (coppia)
- Regolazione continua dell'angolo dello schienale
- Supporto per poggiatesta
- Cuscino/copertura, rimovibile, lavabile
- Telaio di base per interni con regolazione continua dell'inclinazione e dell'altezza, ruote piroettanti da 75 mm, tutte e 4 frenate, incluso blocco dello sterzo
- Fibbie Fix-Lock per le cinture del busto e addominali




220/260/300 mm

160-320 mm

280-470 mm

35 kg



### Dimensioni

### Taglia 1

Altezza del bracciolo (misurata dal sedile)	90-155 mm
Larghezza effettiva dello schienale (con supporti laterali fissi)	130-180/170-220/210-260/250-300/290-340 mm
Larghezza effettiva dello schienale (con supporti laterali girevoli)	80-280/120-320/160-360/200-400/240-440 mm
Larghezza effettiva del sedile (senza supporti per le anche) (A)	220/260/300 mm
Profondità effettiva del sedile (B)	160-320 mm
Altezza dello schienale (C)	280-370/320-420/360-470 mm
Peso massimo peso dell'utente	35 kg
Peso del prodotto	16 kg
Dimensioni consigliate per l'utente	700-1250 mm
Larghezza dello schienale, parte superiore dello schienale (F)	180/220/260/300/340 mm
Larghezza del sedile, min./max. (con supporti per le anche)	120-180/160-220/200-260 mm
Altezza del sedile dal pavimento, con ruote da 75 mm	235-660 mm
Lunghezza della gamba	170-550 mm

Ulteriori dimensioni sono disponibili sul nostro sito web.

Version: V3 - 04.08.2025

Nessuna responsabilità per errori di stampa

### Etac GmbH

 Industriestraße 13

 45699 Herten

 Deutschland

 02366 5006-0

 R82@etac.de

 02366 5006-282

 www.etac.de

 Amtsgericht: Recklinghausen HRB 9024

 USt-ID-Nr.: DE 174 000168

 Bank: SEB AB

 BIC: ESSESESS • IBAN: SE15 5000 0000 0569 6825 2384

CH IT • Valido da: 01.01.2025		31XXX = codice paese		
Prodotto	Descrizione	Taglia	Articolo no.	CHF

**Modello di base**



<b>x:panda shape TS taglia 1</b>	1	DEShape1XX X* XX*	2.668,00	<input type="checkbox"/>
inkl. High-Low: xo telaio della camera taglia 1 (x:panda shape TS t. 1, base: 98x*1200003100)				
<input type="checkbox"/> *Larghezza seduta: 25 cm, profondità seduta 16-26 cm (XX = 25)				
<input type="checkbox"/> *Larghezza seduta: 30 cm, profondità seduta 16-26 cm (XX = 30)				
*Colore telaio: <input type="checkbox"/> Nero X = 0 <input type="checkbox"/> Bianco X = 1				
*Colore di copertina: <input type="checkbox"/> Rosso <input type="checkbox"/> Grigio				
Cuscino per sedile, pulito (copertura per incontinenza) - larghezza seduta 25 cm	1	31901301-70	103,00	<input type="checkbox"/>
Cuscino per sedile, pulito (copertura per incontinenza) - larghezza seduta 30 cm	1	31901302-70	103,00	<input type="checkbox"/>

**Si prega di selezionare 1x set posteriore, appartiene al modello base!**



<b>Set posteriore taglia 1 per x:panda shape taglia 1</b>	1	DERücken11	412,00	<input type="checkbox"/>
inclusa la parte superiore dello schienale, rimovibile (chiusura rapida) H: 18 cm, totale: 31-41 cm, larghezza regolabile 22/26 cm, guida della cintura/fibbie pieghevoli, maniglia di spinta sullo schienale				
<input type="checkbox"/> Cuscino dello schienale 18 x 22 cm	1	31902104-XX*		
<input type="checkbox"/> Cuscino dello schienale 18 x 26 cm	1	31902105-XX*		
*Colore: <input type="checkbox"/> Rosso XX = 50 <input type="checkbox"/> Grigio XX = 60				



Nero, lavabile XX = 70 (copertura per incontinenti) - **sovrapprezzo!** 103,00

<b>Set posteriore taglia 2 per x:panda shape taglia 1</b>	1	DERücken12	412,00	<input type="checkbox"/>
inclusa la parte superiore dello schienale, rimovibile (chiusura rapida) H: 22 cm, totale: 35-47 cm, larghezza regolabile 22/26 cm, guida della cintura/fibbie pieghevoli, maniglia di spinta sullo schienale				
<input type="checkbox"/> Cuscino dello schienale 22 x 22 cm	1	31902106-XX*		
<input type="checkbox"/> Cuscino dello schienale 22 x 26 cm	1	31902107-XX*		
<input type="checkbox"/> Cuscino dello schienale 22 x 30 cm	1	31902108-XX*		
*Colore: <input type="checkbox"/> Rosso XX = 50 <input type="checkbox"/> Grigio XX = 60				
Nero, lavabile XX = 70 (copertura per incontinenti) - <b>sovrapprezzo!</b>			103,00	<input type="checkbox"/>

<b>Set posteriore taglia 3 per x:panda shape taglia 1</b>	1	DERücken13	412,00	<input type="checkbox"/>
incl. schienale superiore, rimovibile (sgancio rapido) H: 27 cm, totale: 40-52 cm, larghezza regolabile 26/30 cm, guida cintura/fibbie pieghevoli, maniglia di spinta sullo schienale				
<input type="checkbox"/> Cuscino dello schienale 27 x 26 cm	1	31902110-XX*		
<input type="checkbox"/> Cuscino dello schienale 27 x 30 cm	1	31902111-XX*		
*Colore: <input type="checkbox"/> Rosso XX = 50 <input type="checkbox"/> Grigio XX = 60				
Nero, lavabile XX = 70 (copertura per incontinenti) - <b>sovrapprezzo!</b>			103,00	<input type="checkbox"/>

<b>Accessori:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> per Seduta semplice (sedile monoblocco)	<input checked="" type="checkbox"/> per sedili avanzati (sedile sdoppiato)	<input type="checkbox"/> per tutti i modelli
-------------------	---	--	--

**Accessori: Schienale**



Vite a mano per lo schienale (regolazione dell'altezza senza attrezzi)	una	31905081	28,00	<input type="checkbox"/>
--	-----	----------	-------	--------------------------

Nessuna responsabilità per errori di stampa

**Etac GmbH**

Industriestraße 13  
 45699 Herten  
 Deutschland

02366 5006-0  
 R82@etac.de  
 02366 5006-282  
 www.etac.de

Amtsgericht: Recklinghausen HRB 9024  
 USt-ID-Nr.: DE 174 000168  
 Bank: SEB AB  
 BIC: ESSESESS • IBAN: SE15 5000 0000 0569 6825 2384

CH IT • Valido da: 01.01.2025		31XXX = codice paese		
Prodotto	Descrizione	Taglia	Articolo no.	CHF


**Schienale dinamico con regolazione continua dell'angolo dello schienale**

Schienale dinamico con molla dinamica, fissabile	1	31905149-TS	330,00	<input type="checkbox"/>
Schienale dinamico con pretensione/corsa della molla regolabile, fissabile	1	31905150-TS	464,00	<input type="checkbox"/>


**Kit terapeutico incl. supporto distanziale e cuscino incl. copertura**

Kit terapeutico (supporto lombare, sedile attivo) 22 x 5,5 cm (set)	1	DeThera1	248,00	<input type="checkbox"/>
Kit terapeutico (supporto lombare, sedile attivo) 26 x 5,5 cm (set)	1	DeThera2	248,00	<input type="checkbox"/>
Kit terapeutico (supporto lombare, sedile attivo) 30 x 5,5 cm (set)	1	DeThera3	248,00	<input type="checkbox"/>
Kit terapeutico (supporto lombare, sedile attivo) 38 x 5,5 cm (set)	1	DeThera4	248,00	<input type="checkbox"/>
Kit terapeutico (supporto lombare, sedile attivo) 42 x 5,5 cm (set)	1	DeThera5	248,00	<input type="checkbox"/>


**Accessori: Seduta avanzata (compensazione delle differenze di lunghezza delle gambe, deflessione del vento, bordo del tubo regolabile)**


Advanced Seating set t. 1 - Larghezza del sedile 22 cm	1	DeAdv122	103,00	<input type="checkbox"/>
Advanced Seating set t. 1 - Larghezza del sedile 26 cm	1	DeAdv126	103,00	<input type="checkbox"/>
Advanced Seating set t. 1 - Larghezza del sedile 30 cm	1	DeAdv130	103,00	<input type="checkbox"/>


**Bordo del sedile regolabile in profondità (solo per Advanced Seating)**

Bordo del tubero per la misura 1, corto (L: 11,5, L: 7-11, A: 2 cm)	1	31905052	114,00	<input type="checkbox"/>
Bordo del tubero per la misura 1, medio (L: 13,5, L: 11-17,5, A: 3 cm)	1	31905053	114,00	<input type="checkbox"/>
Bordo del tubero per la misura 1, lungo (L: 13,5, L: 12-20, A: 4,5 cm)	1	31905054	114,00	<input type="checkbox"/>


**Accessori: abduzione e adduzione - possono essere montati solo con il "Advanced Seating Set"**

**Ginocchiere interne per x:panda shape TS Advanced**

Ginocchiere interne con copertura per la taglia 1 (set)	1	31905001-XX*	227,00	<input type="checkbox"/>
---	---	--------------	--------	--------------------------

\*Nero XX = 80 no SUP

\*Nero, lavabile XX = 70 (copertura per incontinenza) - **sovrapprezzo!** 41,00


**Ginocchiere esterne per x:panda shape Advanced**

Ginocchiere esterne con copertura per la taglia 1 (set)	1	31905008-XX*	227,00	<input type="checkbox"/>
---	---	--------------	--------	--------------------------

\*Nero XX = 80 no SUP

\*Nero, lavabile XX = 70 (copertura per incontinenza) - **sovrapprezzo!** 41,00


**Accessori: abduzione e adduzione - possono essere montati solo con il "Advanced Seating Set"**

**Cuneo di abduzione con Qick Release, regolabile in profondità e rimovibile**




Cuneo di abduzione con copertura per la taglia 1 (L: 6 H: 19 L: 16 cm)	1	31905077-80	320,00	<input type="checkbox"/>
--	---	-------------	--------	--------------------------


**Accessori: abduzione e adduzione - per piastra di seduta "Simple Seating"**





Cuneo di abduzione Simple Seating - set misura 1 larghezza seduta 25 cm	1	DEAbd125	268,00	<input type="checkbox"/>
Cuneo di abduzione Simple Seating - set misura 1 larghezza seduta 30 cm	1	DEAbd130	268,00	<input type="checkbox"/>

Nessuna responsabilità per errori di stampa

**Etac GmbH**

 Industriestraße 13  
 45699 Herten  
 Deutschland

 02366 5006-0  
 R82@etac.de  
 02366 5006-282  
 www.etac.de

 Amtsgericht: Recklinghausen HRB 9024  
 USt-ID-Nr.: DE 174 000168  
 Bank: SEB AB  
 BIC: ESSESESS • IBAN: SE15 5000 0000 0569 6825 2384

CH IT • Valido da: 01.01.2025		31XXX = codice paese		
Prodotto	Descrizione	Taglia	Articolo no.	CHF

**Accessori: abduzione e adduzione - per piastra di seduta "Simple Seating"**



**Guide esterne delle gambe per x:panda shape TS**

Guide esterne delle gambe incl. copertura per la taglia 1 (set)

1 31905005-XX\* 227,00

\*Nero XX = 80

no SUP

\*Nero, lavabile XX = 70 (copertura per incontinenza) - **sovrapprezzo!**

41,00

**Accessori: Braccioli**

Cuscino per bracciolo con fodera (L: 7,5 x L: 26 cm) per la taglia 1

1 31905113-XX\* 124,00

\*Nero XX = 80

no SUP

\*Nero, lavabile XX = 70 (copertura per incontinenza) - **sovrapprezzo!**

31,00



**Supporto per ausilio alla comunicazione, montato sul bracciolo**

Supporto per ausilio alla comunicazione - per braccioli misura 1

1 31905033-1 99,00



**Supporto per pulsantiera per regolazione elettrica dell'altezza**

Supporto per pulsantiera - per braccioli misura 1

1 31905030-1 82,00



Supporto fisso per braccio superiore, con copertura (set) - L: 14, H: 18 cm

1 31905017-XX\* 299,00

Supporto superiore regolabile, con copertura (set) - L: 14, H: 18 cm

1 31905019-XX\* 464,00

\*Nero XX = 80

no SUP

\*Nero, lavabile XX = 70 (copertura per incontinenza) - **sovrapprezzo!**

72,00

**Accessori: supporti per bacino e anca**



**Supporti pelvici regolabili in larghezza con copertura, montati posteriormente**

Supporti pelvici regolabili in larghezza per la taglia 1 (L: 10, H: 11 cm)

1 31905041-XX\* 351,00

\*Nero XX = 80

no SUP

\*Nero, lavabile XX = 70 (copertura per incontinenza) - **sovrapprezzo!**

31,00



**Supporti per fianchi regolabili in larghezza, montati lateralmente**

Supporto per fianchi regolabile in larghezza per la taglia 1 (L: 10, H: 11 cm)

1 31905044-XX\* 320,00

\*Nero XX = 80




no SUP

\*Nero, lavabile XX = 70 (copertura per incontinenza) - **sovrapprezzo!**





31,00

Nessuna responsabilità per errori di stampa

**Etac GmbH**

 Industriestraße 13  
 45699 Herten  
 Deutschland

 02366 5006-0  
 R82@etac.de  
 02366 5006-282  
 www.etac.de

 Amtsgericht: Recklinghausen HRB 9024  
 USt-ID-Nr.: DE 174 000168  
 Bank: SEB AB  
 BIC: ESSESESS • IBAN: SE15 5000 0000 0569 6825 2384

CH IT • Valido da: 01.01.2025		31XXX = codice paese		
Prodotto	Descrizione	Taglia	Articolo no.	CHF

**Accessori: Cuscinetti laterali (la larghezza della colonna vertebrale può essere ridotta fino a 50 mm)**

Maggiori dettagli a pagina 12!



**Tipo**  
 Fisso  
 Orientabile  
 Orientabile/angolabile 3D

		3183XXXX-XX		
01	—	—	217,00	<input type="checkbox"/>
02	—	—	382,00	<input type="checkbox"/>
03	—	—	464,00	<input type="checkbox"/>



**Forma**  
 Pelotta laterale, rettangolare, set (L: 11 x H: 8 cm)  
 Pelotta laterale, rettangolare, set (L: 15 x H: 9 cm)  
 Pelotta laterale, rettangolare, set (L: 19 x H: 9 cm)  
 Pelotta laterale, quadrata, set (L: 11 x H: 10 cm)  
 Pelotta laterale, quadrata, set (L: 13 x H: 13 cm)  
 Pelotta laterale, quadrata, set (L: 15 x H: 16 cm)  
 Pelotta laterale, quadrata, set (L: 17 x H: 20 cm)

01	—	—	no SUP	<input type="checkbox"/>
02	—	—	no SUP	<input type="checkbox"/>
03	—	—	62,00	<input type="checkbox"/>
04	—	—	no SUP	<input type="checkbox"/>
05	—	—	no SUP	<input type="checkbox"/>
06	—	—	73,00	<input type="checkbox"/>
07	—	—	83,00	<input type="checkbox"/>



**Colore**  
 Nero  
 Nero, lavabile (copertura per incontinenza) – **sovrapprezzo!**

80	—	—	no SUP	<input type="checkbox"/>
70	—	—	52,00	<input type="checkbox"/>

**Accessori: Poggiatesta – tutti con regolazione orizzontale e coperchio (è necessaria una selezione per le posizioni 1-4!)**

Per ulteriori informazioni sulla configurazione dei poggiatesta, consultare la pagina 11!

**1. Imbottitura poggiatesta (selezionare il rivestimento)**



—	Cuscino poggiatesta, curvo, L: 18, A: 13 cm	319921000-00	73,00	<input type="checkbox"/>
—	Cuscino poggiatesta, curvo, L: 26, A: 16 cm	319922000-00	73,00	<input type="checkbox"/>
—	Cuscino poggiatesta, anatomico, piccolo	S 319923000-00	151,00	<input type="checkbox"/>
—	Cuscino poggiatesta, anatomico, medio	M 319945000-00	151,00	<input type="checkbox"/>
—	Cuscino poggiatesta, anatomico, grande	L 319967000-00	151,00	<input type="checkbox"/>
—	Rivestimento, tessuto, nero (-80)	<b>necessario!</b>	100,00	<input type="checkbox"/>
—	Rivestimento, lavabile, nero (-70)	<b>necessario!</b>	167,00	<input type="checkbox"/>

**2. Barra di sostegno (il poggiatesta non può essere utilizzato senza barra di sostegno)**



—	Barra di sostegno, corta, 8 cm	S 319900001-00	45,00	<input type="checkbox"/>
—	Barra di sostegno, media, 12 cm	M 319900002-00	45,00	<input type="checkbox"/>
—	Barra di sostegno, lunga, 16 cm	L 319900003-00	45,00	<input type="checkbox"/>

**3. Regolazione Turtle (il poggiatesta non può essere utilizzato senza supporto Turtle)**



—	Standard (due snodi)	una 319900010-00	70,00	<input type="checkbox"/>
—	Avanzato (tre snodi)	una 319900020-00	117,00	<input type="checkbox"/>
—	Standard con regolazione 3D	una 319900030-00	183,00	<input type="checkbox"/>
—	Avanzato con regolazione 3D	una 319900040-00	210,00	<input type="checkbox"/>

**Viti a mano (regolazione rapida) per poggiatesta**



—	Viti a mano per la regolazione dell'altezza	una 31905037	24,00	<input type="checkbox"/>
—	Viti a mano per la regolazione dell'inclinazione, standard (2 pz.)	una 31905034	48,00	<input type="checkbox"/>
—	Viti a mano per la regolazione dell'inclinazione, estesa (3 pz.)	una 31905035	62,00	<input type="checkbox"/>

**Opzionale per poggiatesta anatomici**



—	Sistema di fascia frontale, completo	una 3199500-5	220,00	<input type="checkbox"/>
---	--------------------------------------	---------------	--------	--------------------------

*Non adatto per imbottiture poggiatesta curve!*





Nessuna responsabilità per errori di stampa

**Etac GmbH**

Industriestraße 13  
 45699 Herten  
 Deutschland

02366 5006-0  
 R82@etac.de  
 02366 5006-282  
 www.etac.de



Amtsgericht: Recklinghausen HRB 9024  
 USt-ID-Nr.: DE 174 000168  
 Bank: SEB AB  
 BIC: ESSESESS • IBAN: SE15 5000 0000 0569 6825 2384

CH IT • Valido da: 01.01.2025		31XXX = codice paese		
Prodotto	Descrizione	Taglia	Articolo no.	CHF
	Poggiatesta regolabile, 2 alette laterali incl. rivestimento in rete e supporto Turtle, senza dinamica	una	319977793-85	580,00 <input type="checkbox"/>
	Poggiatesta regolabile, 2 alette laterali incl. rivestimento in rete e supporto Turtle, con dinamica	una	319977693-85	680,00 <input type="checkbox"/>
	Poggiatesta regolabile, 4 alette laterali incl. rivestimento in rete e supporto Turtle, senza dinamica	una	319975793-85	630,00 <input type="checkbox"/>
	Poggiatesta regolabile, 4 alette laterali incl. rivestimento in rete e supporto Turtle, con dinamica	una	319975693-85	730,00 <input type="checkbox"/>

**Accessori: Tavoli e centri di attività**




	<b>Tavolo con bordo, forma 5, per taglia 1</b> Tavolo con bordo, forma 5, barra di supporto singola, ABS grigio Tavolo con bordo, forma 5, barra di supporto doppia, ABS grigio* <i>*anche per la misura 2 con larghezze: 280, 320 e 360 mm</i>	1 1	318910720-1 318910725-1	331,00 331,00	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	<b>Tavolo con bordo, forma 8, per taglia 1</b> Tavolo con bordo, forma 8	una	318976350	283,00	<input type="checkbox"/>
	<b>Tapezzeria per tavoli</b> Tapezzeria per tavolo, forma 5, sopra e sotto - per tavolo di taglia 1 Tapezzeria per tavolo, forma 5, inferiore - per tavolo taglia 1 Tapezzeria per tavolo, forma 5, superiore - per tavolo taglia 1	1 1 1	318910725-10 318910725-10B 318910725-10T	492,00 186,00 327,00	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	<b>Barra terapeutica</b> Barra terapeutica per tavolo, forma 5 e 6	una	318910740	219,00	<input type="checkbox"/>
	<b>Maniglia per tavoli</b> Maniglia per tavolo, forma 5 e 6	una	318910750	410,00	<input type="checkbox"/>

**Accessori: Sottotelaio - Poggiapiedi**





	Piastra per polpacci per barra d'appoggio singola	una	3185131	252,00	<input type="checkbox"/>
	Cuscinetto poggiapiedi taglia 1 per pedana Wombat taglia 1	1	3195145-1PAD	197,00	<input type="checkbox"/>












Nessuna responsabilità per errori di stampa

**Etac GmbH**

 Industriestraße 13  
 45699 Herten  
 Deutschland




 02366 5006-0  
 R82@etac.de  
 02366 5006-282  
 www.etac.de

 Amtsgericht: Recklinghausen HRB 9024  
 USt-ID-Nr.: DE 174 000168  
 Bank: SEB AB  
 BIC: ESSESESS • IBAN: SE15 5000 0000 0569 6825 2384

CH IT • Valido da: 01.01.2025		31XXX = codice paese			
Prodotto	Descrizione	Taglia	Articolo no.	CHF	
	Box piedi taglia 1 completo, per piastra piedi Wombat taglia 1 (guida laterale + posteriore, imbottita, cuscinetto per barra di supporto e poggipiedi)	1	3195145-1BSET	490,00	<input type="checkbox"/>
	Cintura per il vano piedi (anteriore)	1	3195145-20	101,00	<input type="checkbox"/>
	Gusci per piedi, regolabili singolarmente, coppia (7,5 x 17 cm)	1-2	3189143-1	506,00	<input type="checkbox"/>
	Gusci per piedi, regolabili singolarmente, coppia (9,5 x 21 cm)	1-2	3189143-2	506,00	<input type="checkbox"/>
	Gusci per piedi, regolabili singolarmente, coppia (11 x 23,5 cm)	3-4	3189143-3	506,00	<input type="checkbox"/>
	Maniglione doppio	15 cm	318910840-1	174,00	<input type="checkbox"/>
	Maniglione doppio	25 cm	318910840-2	174,00	<input type="checkbox"/>
	Maniglione doppio	31 cm	318910840-3	174,00	<input type="checkbox"/>
	Maniglione doppio, supporto esteso 16 cm	31 cm	318910841-3	186,00	<input type="checkbox"/>
	Poggipiedi multiregolabile - per High-Low:xo taglia 1, 18 cm*	1	318910851-1	535,00	<input type="checkbox"/>
	Poggipiedi multiregolabile - per High-Low:xo taglia 1, 31 cm*	2	318910851-2	535,00	<input type="checkbox"/>
	Poggipiedi multiregolabile - per High-Low:xo taglia 1, 35 cm*	3	318910851-3	535,00	<input type="checkbox"/>
	*Pedana: 20 x 12 cm				
	Adattatore per l'estensione della larghezza per il poggipiedi multiregolabile	una	318910855	66,00	<input type="checkbox"/>
	Piastre per polpacci, regolabili Per il poggipiedi multiregolabile!	una	3189162	585,00	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <b>Accessori: Sottotelaio</b>					
	Regolazione elettrica dell'altezza (incl. batteria e pulsantiera)	1	31890006-1	1.251,00	<input type="checkbox"/>
	Molla a gas extra a pressione per supportare la regolazione dell'altezza Consigliato per carichi (sedile + utente) superiori a 50 kg	una	31890003	167,00	<input type="checkbox"/>
	Ruote girevoli 100 mm, set, 4 pezzi.	una	31890017	328,00	<input type="checkbox"/>
	Ruote girevoli 125 mm, set, 4 pezzi.	una	31890018	363,00	<input type="checkbox"/>
	Ruote anteriori con blocco direzionale (arresto girevole), set (2 pezzi) anteriore Solo in combinazione con ruote piroettanti da 100 mm!	una	3189592-KIT	265,00	<input type="checkbox"/>
	Ruote piroettanti, 100 mm, (2 pezzi) posteriori	una	313006938 (2x)	146,00	<input type="checkbox"/>












Nessuna responsabilità per errori di stampa

**Etac GmbH**

 Industriestraße 13  
 45699 Herten  
 Deutschland




 02366 5006-0  
 R82@etac.de  
 02366 5006-282  
 www.etac.de

 Amtsgericht: Recklinghausen HRB 9024  
 USt-ID-Nr.: DE 174 000168  
 Bank: SEB AB  
 BIC: ESSESESS • IBAN: SE15 5000 0000 0569 6825 2384

CH IT • Valido da: 01.01.2025		31XXX = codice paese		
Prodotto	Descrizione	Taglia	Articolo no.	CHF
	Freno centrale, azionamento manuale (set) - per telaio interno <i>Solo per ruote da 100 mm!</i>	1	31890011-1	411,00 <input type="checkbox"/>
	Freno centrale, a pedale (set) - per telaio interno (gas, elettrico) <i>Solo per ruote da 100 mm, con ausilio per il ribaltamento!</i>	1	31890012-1	542,00 <input type="checkbox"/>
	Protezione antiribaltamento High-Low:xo per ruote girevoli da 75 + 100 mm Protezione antiribaltamento High-Low:xo per ruote girevoli da 125 mm	1 1	31890007 31890007-1	162,00 <input type="checkbox"/> 225,00 <input type="checkbox"/>
	Aiuto al ribaltamento	una	31890025	57,00 <input type="checkbox"/>
	Blocco per la regolazione dell'altezza - per la taglia 1 <i>Solo per i modelli con pedale!</i>	una	31890024	65,00 <input type="checkbox"/>
	Regolazione dell'inclinazione sulla barra di spinta, telaio interno	1	3189550-TILT	94,00 <input type="checkbox"/>
	Regolazione dell'altezza della barra di spinta (solo per la barra di spinta, montata sul telaio)	1	3189550-LIFT	93,00 <input type="checkbox"/>
	Barra di spinta, fissa, montata sul telaio	una	31890009-04	180,00 <input type="checkbox"/>
	Barra di spinta, regolabile ad angolo, standard, montata sul telaio	una	318910555	292,00 <input type="checkbox"/>
	Maniglione di spinta, regolabile ad angolo, grande, montato sul telaio	una	31890010-04	435,00 <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<b>Accessori: Gilet e cinture</b>			
	<b>Fibbie Fix-Lock, alte, set</b> Fibbie Fix-Lock, alte, cinghie di fissaggio, più alte del bordo posteriore	una	318910260	85,00 <input type="checkbox"/>










Nessuna responsabilità per errori di stampa

**Etac GmbH**

 Industriestraße 13  
 45699 Herten  
 Deutschland




 02366 5006-0  
 R82@etac.de  
 02366 5006-282  
 www.etac.de

 Amtsgericht: Recklinghausen HRB 9024  
 USt-ID-Nr.: DE 174 000168  
 Bank: SEB AB  
 BIC: ESSESESS • IBAN: SE15 5000 0000 0569 6825 2384

CH IT • Valido da: 01.01.2025		31XXX = codice paese		
Prodotto	Descrizione	Taglia	Articolo no.	CHF
<b>Supporto del tronco</b>				
	Cinghia pettorale, tessuto neoprene/comfort, nero	XS	3185705-XS	280,00 <input type="checkbox"/>
	Cinghia pettorale, tessuto neoprene/comfort, nero	S	3185705-S	280,00 <input type="checkbox"/>
	Cinghia pettorale, tessuto neoprene/comfort, nero	M	3185705-M	280,00 <input type="checkbox"/>
	Cinghia pettorale, tessuto neoprene/comfort, nero	L	3185705-L	280,00 <input type="checkbox"/>
	Cinghia pettorale, tessuto neoprene/comfort, nero	XL	3185705-XL	280,00 <input type="checkbox"/>
	Cinghia pettorale, tessuto neoprene/comfort, nero	XXL	3185705-XXL	280,00 <input type="checkbox"/>
	Gilet incrociato, tessuto neoprene/comfort, nero	XS	3185720-XS	280,00 <input type="checkbox"/>
	Gilet incrociato, tessuto neoprene/comfort, nero	S	3185720-S	280,00 <input type="checkbox"/>
	Gilet incrociato, tessuto neoprene/comfort, nero	M	3185720-M	280,00 <input type="checkbox"/>
	Gilet incrociato, tessuto neoprene/comfort, nero	L	3185720-L	280,00 <input type="checkbox"/>
	Gilet incrociato, tessuto neoprene/comfort, nero	XL	3185720-XL	280,00 <input type="checkbox"/>
	Cintura a H imbottita, tessuto, nero	S	3185428-1	280,00 <input type="checkbox"/>
	Cintura a H imbottita, tessuto, nero	M	3185428-2	280,00 <input type="checkbox"/>
	Cintura a H imbottita, tessuto, nero	L	3185428-3	280,00 <input type="checkbox"/>
	Cintura a H imbottita, tessuto, nero	XL	3185428-4	280,00 <input type="checkbox"/>
	Cinturino sternale, imbottito, tessuto, nero	S	3185430-0	280,00 <input type="checkbox"/>
	Cinturino sternale, imbottito, tessuto, nero	M	3185430-1	280,00 <input type="checkbox"/>
	Cinturino sternale, imbottito, tessuto, nero	L	3185430-2	280,00 <input type="checkbox"/>
<b>Supporto pelvico</b>				
	Cintura addominale a 4 punti, tessuto neoprene/comfort, nero	XS	3185725-XS	169,00 <input type="checkbox"/>
	Cintura addominale a 4 punti, tessuto neoprene/comfort, nero	S	3185725-S	169,00 <input type="checkbox"/>
	Cintura addominale a 4 punti, tessuto neoprene/comfort, nero	M	3185725-M	169,00 <input type="checkbox"/>
	Cintura addominale a 4 punti, tessuto neoprene/comfort, nero	L	3185725-L	169,00 <input type="checkbox"/>
	Cintura addominale a 4 punti, tessuto neoprene/comfort, nero	XL	3185725-XL	169,00 <input type="checkbox"/>
	Pantaloni a T, tessuto neoprene/comfort, nero	XS	3185735-XS	280,00 <input type="checkbox"/>
	Pantaloni a T, tessuto neoprene/comfort, nero	S	3185735-S	280,00 <input type="checkbox"/>
	Pantaloni a T, tessuto neoprene/comfort, nero	M	3185735-M	280,00 <input type="checkbox"/>
	Cintura pelvica a 2 punti, neoprene, nero	S	3185423-1	140,00 <input type="checkbox"/>
	Cintura pelvica a 2 punti, neoprene, nero	M	3185423-2	140,00 <input type="checkbox"/>
	Cintura pelvica a 2 punti, neoprene, nero	L	3185423-3	140,00 <input type="checkbox"/>
	Cintura addominale a 4 punti con fibbia in metallo, imbottita, nero	M	3185427-240	188,00 <input type="checkbox"/>
	Cintura addominale a 4 punti con fibbia in metallo, imbottita, nero	L	3185427-340	188,00 <input type="checkbox"/>
	Cintura addominale a 4 punti con fibbia in metallo, imbottita, nero	XL	3185427-440	188,00 <input type="checkbox"/>
	Con fettuccia da 40 mm/25 mm!			
	Pantaloni da seduta, cintura di abduzione imbottita, nero	XS	3189108-1	320,00 <input type="checkbox"/>
	Pantaloni da seduta, cintura di abduzione imbottita, nero	S	3189108-2	320,00 <input type="checkbox"/>
	Pantaloni da seduta, cintura di abduzione imbottita, nero	M	3189108-3	320,00 <input type="checkbox"/>

Nessuna responsabilità per errori di stampa

**Etac GmbH**

 Industriestraße 13  
 45699 Herten  
 Deutschland

 02366 5006-0  
 R82@etac.de  
 02366 5006-282  
 www.etac.de

 Amtsgericht: Recklinghausen HRB 9024  
 USt-ID-Nr.: DE 174 000168  
 Bank: SEB AB  
 BIC: ESSESESS • IBAN: SE15 5000 0000 0569 6825 2384

CH IT • Valido da: 01.01.2025		31XXX = codice paese		
Prodotto	Descrizione	Taglia	Articolo no.	CHF



Pantaloni combi, forma a T con cintura pelvica, neoprene, nero  
Pantaloni combi, forma a T con cintura pelvica, neoprene, nero

S	3189114-127	320,00	<input type="checkbox"/>
M	3189114-227	320,00	<input type="checkbox"/>

#### Supporto del piede



Cinturini per caviglie, tessuto neoprene/comfort, nero, coppia  
Cinturini per caviglie, tessuto neoprene/comfort, nero, coppia  
Cinturini per caviglie, tessuto neoprene/comfort, nero, coppia

XS	3185745-XS	209,00	<input type="checkbox"/>
M	3185745-M	209,00	<input type="checkbox"/>
XL	3185745-XL	209,00	<input type="checkbox"/>



Cinturino da polso, pezzo  
Cinturino da polso, pezzo  
Cinturino da polso, pezzo  
Cinturino da polso, pezzo

S	3185425-1	83,00	<input type="checkbox"/>
M	3185425-2	83,00	<input type="checkbox"/>
L	3185425-3	83,00	<input type="checkbox"/>
XL	3185425-4	83,00	<input type="checkbox"/>

Selezionare la posizione:  sinistra  destra



Cinghie per i piedi con fibbie pieghevoli, coppia  
Cinghie per i piedi con velcro, coppia

una	3185096	79,00	<input type="checkbox"/>
una	3185102	79,00	<input type="checkbox"/>






Sandali in neoprene, piccolo, coppia (120 x 60 mm)  
Sandali in neoprene, medio, coppia (140 x 70 mm)

S	3185696-1	136,00	<input type="checkbox"/>
M	3185696-2	136,00	<input type="checkbox"/>

Nessuna responsabilità per errori di stampa

#### Etac GmbH

 Industriestraße 13  
 45699 Herten  
 Deutschland

 02366 5006-0  
 R82@etac.de  
 02366 5006-282  
 www.etac.de

 Amtsgericht: Recklinghausen HRB 9024  
 USt-ID-Nr.: DE 174 000168  
 Bank: SEB AB  
 BIC: ESSESESS • IBAN: SE15 5000 0000 0569 6825 2384


# R82 Head support guide

Start here

Choose type of head support



Curved  
W:180 x H:130



Curved  
W:260 x H:160



Anatomic  
A:145 x B:140 x C:240



Anatomic  
A:155 x B:140 x C:260



Anatomic  
A:170 x B:140 x C:320

Choose turtle neck and adjustment possibilities



Standard

Provides two rotation points. The rod allows for adjustments upward and downward, while the turtle neck system allows for sideways, forward, backward, upward and downward adjustments.



Extended

Provides three rotation points. The rod allows for adjustments upward and downward, while the turtle neck system allows for sideways, forwards, backwards, upward, and downward adjustments.



Standard with 3D

Provides two rotation points. The 3D system makes it possible to accommodate an asymmetric position of the head. The rod allows for adjustments upward and downward, while the turtle neck system allows for angling in all directions and sideways, forwards, backwards, upward, and downward adjustments.



Extended with 3D

Provides three rotation points. The 3D system makes it possible to accommodate an asymmetric position of the head. The rod allows for adjustments upward and downward, while the turtle neck system allows for angling in all directions and sideways, forwards, backwards, upward, and downward adjustments.

Choose length of rod and height adjustability



Short

Height adjustability:  
80 mm



Medium

Height adjustability:  
120 mm



Long

Height adjustability:  
160 mm

Choose covers & colours



Black, wipeable



Black



Curved head support, extended turtle neck system with 3D, medium length rod and black cover.