

DE • Gültig ab: 01.01.2025

Bestell-/Preisliste R82 x:panda shape TS

Kunden-Nr:

Firma:

Adresse:

PLZ/Ort:

Ansprechpartner:

E-Mail:

Telefon-Nr:

Lieferanschrift: siehe Kundeninformationen

Kommission:



 Advanced Seating

 Simple Seating

R82 x:panda shape TS Gr. 1

Grundmodell (SET = DEShape1XXXXX) enthält:

- Sitzeinheit, mitwachsend in: Sitzbreite, Sitztiefe und Rückenhöhe
- Schnellverschluss für oberen Rücken (abnehmbar)
- Durchgehendes Fußbrett mit Haltestange
- Armlehnen (Paar)
- Stufenlose Rückenwinkelverstellung
- Kopfstützenaufnahme
- Polster/Bezug, abnehmbar, waschbar
- Zimmeruntergestell mit stufenloser Neigungs- und Höhenverstellung, 75 mm Lenkrollen, alle 4 gebremst, inkl. Lenkstopp
- Fix-Lock-Schnallen für Rumpf- und Beckengurte


HMV-Nummer: **26.11.05.0049**

12 – 30 cm

16 – 32 cm

31 – 52 cm

35 kg


Maße (weitere Maße und Details finden Sie auf S. 12)
Größe 1 (Simple Seating)
Größe 1 (Advanced Seating)

Maße (weitere Maße und Details finden Sie auf S. 12)	Größe 1 (Simple Seating)	Größe 1 (Advanced Seating)
Sitztiefe (kurz)*	16 – 26 cm	16 – 26 cm
Sitztiefe (lang)*	22 – 32 cm	22 – 32 cm
Sitzbreite (ohne Becken- oder Hüftpelotten)	25 / 30 cm**	22 / 26 / 30 cm***
Sitzbreite (mit Becken- oder Hüftpelotten)	12 – 26 cm	12 – 26 cm
Höhe der Rückenlehne (C)	siehe Seite 12	siehe Seite 12
Rückenbreite, Oberseite der Rückenlehne (F)	siehe Seite 12	siehe Seite 12
Sitzhöhe über dem Boden, mit 75 mm Rollen	23,5 – 66 cm	23,5 – 66 cm
Armlehnenhöhe (von Sitzfläche gemessen)	9 – 15,5 cm	9 – 15,5 cm
Max. Nutzergewicht	35 kg	35 kg
Empfohlene Nutzergröße	70 – 125 cm	70 – 125 cm
Unterschenkellänge	17 – 55 cm	17 – 55 cm
Produktgewicht	16 kg	16 kg

*Einstellungen sind im Grundmodell einstellbar/erreichbar!

**Umbau durch Austausch der Sitzplatte

***Umbau ohne Austausch von Komponenten

Version: V3 – 28.08.2025

Keine Haftung für Druckfehler

Etac GmbH
 Industriestraße 13

 45699 Herten

 Deutschland

 02366 5006-0

 R82@etac.de

 02366 5006-282






 www.etac.de

 Amtsgericht: Recklinghausen HRB 9024

 USt-ID-Nr.: DE 174 000168




 Bank: SEB AB

 BIC: ESSESESS • IBAN: SE15 5000 0000 0569 6825 2384

DE • Gültig ab: 01.01.2025		31XXX = Länderkennung		
Produkt	Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	EUR
Grundmodell				
	x:panda shape TS Größe 1 inkl. High-Low:so Zimmergestell Größe 1 (x:panda shape TS Gr. 1, Basis: 98x*1200003100) <input type="checkbox"/> Sitzbreite: 22 cm (unter Advanced Seating auf S. 12) <input type="checkbox"/> Sitzbreite: 25 cm, Sitztiefe 16–32 cm (XX = 25) <input type="checkbox"/> Sitzbreite: 30 cm, Sitztiefe 16–32 cm (XX = 30) *Rahmenfarbe: <input type="checkbox"/> Schwarz X = 0 <input type="checkbox"/> Weiß X = 1 *Bezugsfarbe: <input type="checkbox"/> Rot = 50 <input type="checkbox"/> Grau = 60	1	DEShape1XX X*	2.668,00 <input type="checkbox"/>
	Bezug für Sitzkissen, schwarz, abwischbar (Inkontinenzbezug) – Sitzbreite 25 cm Bezug für Sitzkissen, schwarz, abwischbar (Inkontinenzbezug) – Sitzbreite 30 cm	1 1	31901301-70 31901302-70	103,00 <input type="checkbox"/> 103,00 <input type="checkbox"/>
Bitte 1x Rücken-Set auswählen, gehört zum Grundmodell!				
	Rücken-Set Gr. 1 für x:panda shape Gr. 1 abnehmbar (Schnellverschluss) H: 31–41 cm, breiteneinstellbar, Gurtführung/Klappschnallen, Schiebegriff an Rückenlehne <input type="checkbox"/> Rückenpolster (B: 22 cm) <input type="checkbox"/> Rückenpolster (B: 26 cm) *Polsterfarbe: <input type="checkbox"/> Rot XX = 50 <input type="checkbox"/> Grau XX = 60	1	DERücken11	412,00 <input type="checkbox"/>
	Schwarz, abwischbar = 70 (Inkontinenzbezug) – Aufpreis!			103,00 <input type="checkbox"/>
	Rücken-Set Gr. 2 für x:panda shape Gr. 1 abnehmbar (Schnellverschluss) H: 35–47 cm, breiteneinstellbar, Gurtführung/Klappschnallen, Schiebegriff an Rückenlehne <input type="checkbox"/> Rückenpolster (B: 22 cm) <input type="checkbox"/> Rückenpolster (B: 26 cm) <input type="checkbox"/> Rückenpolster (B: 30 cm) *Polsterfarbe: <input type="checkbox"/> Rot XX = 50 <input type="checkbox"/> Grau XX = 60	1	DERücken12	412,00 <input type="checkbox"/>
	Schwarz, abwischbar = 70 (Inkontinenzbezug) – Aufpreis!			103,00 <input type="checkbox"/>
	Rücken-Set Gr. 3 für x:panda shape Gr. 1 abnehmbar (Schnellverschluss) H: 40–52 cm, breiteneinstellbar, Gurtführung/Klappschnallen, Schiebegriff an Rückenlehne <input type="checkbox"/> Rückenpolster (B: 26 cm) <input type="checkbox"/> Rückenpolster (B: 30 cm) *Polsterfarbe: <input type="checkbox"/> Rot XX = 50 <input type="checkbox"/> Grau XX = 60	1	DERücken13	412,00 <input type="checkbox"/>
	Schwarz, abwischbar = 70 (Inkontinenzbezug) – Aufpreis!			103,00 <input type="checkbox"/>
Zubehör: <input checked="" type="checkbox"/> für Simple Seating (einteilige Sitzfläche) <input checked="" type="checkbox"/> für Advanced Seating (geteilte Sitzfläche) <input type="checkbox"/> für alle Modelle				
<input type="checkbox"/> Zubehör: Rückenlehne				
	Handschraube für Rückenlehne (werkzeugfreie Höhenverstellung)	eine Gr.	31905081	28,00 <input type="checkbox"/>









Keine Haftung für Druckfehler

Etac GmbH

 Industriestraße 13
 45699 Herten
 Deutschland




 02366 5006-0
 R82@etac.de
 02366 5006-282
 www.etac.de

 Amtsgericht: Recklinghausen HRB 9024
 USt-ID-Nr.: DE 174 000168
 Bank: SEB AB
 BIC: ESSESESS • IBAN: SE15 5000 0000 0569 6825 2384




DE • Gültig ab: 01.01.2025		31XXX = Länderkennung		
Produkt	Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	EUR
	Dynamische Rückenlehne mit stufenloser Rückenwinkelverstellung			
	Dynamische Rückenlehne mit dynamischer Feder, fixierbar	1	31905149-TS	330,00 <input type="checkbox"/>
	Dynamische Rückenlehne mit einstellb. Vorspannung/Federweg, fixierbar	1	31905150-TS	464,00 <input type="checkbox"/>
	Therapie-Kit inkl. Distanzstück-Halterung und Polster inkl. Bezug			
	Therapie-Kit (Lumbalanstützung, Aktivsitz) 22 x 5,5 cm (Set)	1	DeThera1	248,00 <input type="checkbox"/>
	Therapie-Kit (Lumbalanstützung, Aktivsitz) 26 x 5,5 cm (Set)	1	DeThera2	248,00 <input type="checkbox"/>
	Therapie-Kit (Lumbalanstützung, Aktivsitz) 30 x 5,5 cm (Set)	1	DeThera3	248,00 <input type="checkbox"/>
	Therapie-Kit (Lumbalanstützung, Aktivsitz) 38 x 5,5 cm (Set)	1	DeThera4	248,00 <input type="checkbox"/>
	Therapie-Kit (Lumbalanstützung, Aktivsitz) 42 x 5,5 cm (Set)	1	DeThera5	248,00 <input type="checkbox"/>
Zubehör: Advanced Seating (Ausgleich von Beinlängendifferenzen, Windschlag-Defomitäten, einstellbare Tuberkante)				
	Advanced Seating Set Gr. 1 – Sitzbreite 22 cm	1	DeAdv122	103,00 <input type="checkbox"/>
	Advanced Seating Set Gr. 1 – Sitzbreite 26 cm	1	DeAdv126	103,00 <input type="checkbox"/>
	Advanced Seating Set Gr. 1 – Sitzbreite 30 cm	1	DeAdv130	103,00 <input type="checkbox"/>
	Tuberkante (Sitzmulde) tiefenverstellbar (nur für Advanced Seating)			
	Tuberkante für Gr. 1, kurz (B: 11,5, L: 7–11, H: 2 cm)	1	31905052	114,00 <input type="checkbox"/>
	Tuberkante für Gr. 1, mittel (B: 13,5, L: 11–17,5, H: 3 cm)	1	31905053	114,00 <input type="checkbox"/>
	Tuberkante für Gr. 1, lang (B: 13,5, L: 12–20, H: 4,5 cm)	1	31905054	114,00 <input type="checkbox"/>
Zubehör: Abduktion und Adduktion – nur mit "Advanced Seating Set" montierbar				
	Innere Kniepelotten für x:panda shape TS Advanced			
	Innere Kniepelotten inkl. Bezug für Gr. 1 (Set)	1	31905001-XX*	227,00 <input type="checkbox"/>
	<i>Alle Details zu erreichbaren Sitzmaßen finden Sie auf Seite 12!</i>			
	*Schwarz = 80			ohne MP <input type="checkbox"/>
	*Schwarz, abwischbar = 70 (Inkontinenzbezug) – Aufpreis!			41,00 <input type="checkbox"/>
	Äußere Kniepelotten für x:panda shape TS Advanced			
	Äußere Kniepelotten inkl. Bezug für Gr. 1 (Set)	1	31905008-XX*	227,00 <input type="checkbox"/>
	<i>Alle Details zu erreichbaren Sitzmaßen finden Sie auf Seite 12!</i>			
	*Schwarz = 80			ohne MP <input type="checkbox"/>
	*Schwarz, abwischbar = 70 (Inkontinenzbezug) – Aufpreis!			41,00 <input type="checkbox"/>
Zubehör: Abduktion und Adduktion – nur mit "Advanced Seating Set" montierbar				
	Abduktionskeil mit Qick Release, tiefenverstellbar und abnehmbar			
	Abduktionskeil inkl. Bezug für Gr. 1 (B: 6 H: 19 L: 16 cm)	1	31905077-80	320,00 <input type="checkbox"/>
Zubehör: Abduktion und Adduktion – für Sitzplatte "Simple Seating"				
	Simple Seating Abduktionskeil – Set Gr. 1 Sitzbreite 25 cm	1	DEAbd125	268,00 <input type="checkbox"/>
	Simple Seating Abduktionskeil – Set Gr. 1 Sitzbreite 30 cm	1	DEAbd130	268,00 <input type="checkbox"/>

Keine Haftung für Druckfehler

Etac GmbH

 Industriestraße 13
 45699 Herten
 Deutschland

 02366 5006-0
 R82@etac.de
 02366 5006-282
 www.etac.de

 Amtsgericht: Recklinghausen HRB 9024
 USt-ID-Nr.: DE 174 000168
 Bank: SEB AB
 BIC: ESSESESS • IBAN: SE15 5000 0000 0569 6825 2384

DE • Gültig ab: 01.01.2025		31XXX = Länderkennung		
Produkt	Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	EUR

Zubehör: Abduktion und Adduktion – für Sitzplatte “Simple Seating”



Äußere Beinführungen für x:panda shape TS

Äußere Beinführungen inkl. Bezug für Gr. 1 (Set)

1 31905005-XX* 227,00

Alle Details zu erreichbaren Sitzmaßen finden Sie auf Seite 12!

*Schwarz = 80

ohne MP

*Schwarz, abwischbar = 70 (Inkontinenzbezug) – **Aufpreis!**

41,00

Zubehör: Armlehnen

Armlehnenpolster inkl. Bezug (B: 7,5 x L: 26 cm) für Gr. 1

1 31905113-XX* 124,00

*Schwarz = 80

ohne MP

*Schwarz, abwischbar = 70 (Inkontinenzbezug) – **Aufpreis!**

31,00



Halterung für Kommunikationshilfe, an der Armlehne montiert

Halterung für Kommunikationshilfe – für Armlehnen Gr. 1

1 31905033-1 99,00



Halterung für Handbedienteil zur elektrischen Höhenverstellung

Halterung für Handbedienteil – für Armlehnen Gr. 1

1 31905030-1 82,00



Feste Oberarmstütze, inkl. Bezug (Set) – L: 14, H: 18 cm

1 31905017-XX 299,00

Einstellbare Oberarmstütze, inkl. Bezug (Set) – L: 14, H: 18 cm

1 31905019-XX 464,00

*Schwarz = 80

ohne MP

*Schwarz, abwischbar = 70 (Inkontinenzbezug) – **Aufpreis!**

72,00

Zubehör: Becken- und Hüftpelotten



Breitenverstellbare Beckenpelotten inkl. Bezug, hinten montiert

Breitenverstellbare Beckenpelotten für Gr. 1 (L: 10, H: 11 cm)

1 31905041-XX 351,00

Alle Details zu erreichbaren Sitzmaßen finden Sie auf Seite 12!

*Schwarz = 80

ohne MP

*Schwarz, abwischbar = 70 (Inkontinenzbezug) – **Aufpreis!**

31,00



Breitenverstellbare Hüftpelotten inkl. Bezug, seitlich montiert

Breitenverstellbare Hüftpelotten für Gr. 1 (L: 10, H: 11 cm)

1 31905044-XX 320,00

Alle Details zu erreichbaren Sitzmaßen finden Sie auf Seite 12!

*Schwarz = 80




ohne MP

*Schwarz, abwischbar = 70 (Inkontinenzbezug) – **Aufpreis!**





31,00

Keine Haftung für Druckfehler

Etac GmbH

 Industriestraße 13
 45699 Herten
 Deutschland

 02366 5006-0
 R82@etac.de
 02366 5006-282
 www.etac.de

 Amtsgericht: Recklinghausen HRB 9024
 USt-ID-Nr.: DE 174 000168
 Bank: SEB AB
 BIC: ESSESESS • IBAN: SE15 5000 0000 0569 6825 2384

DE • Gültig ab: 01.01.2025		31XXX = Länderkennung		
Produkt	Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	EUR
<input type="checkbox"/> Zubehör: Seitenpelotten (Rückenbreite kann bis zu 5 cm verringert werden)				
<i>Alle Details zu erreichbaren Sitzmaßen finden Sie auf Seite 12!</i>				
	Typ Fest Abschwenkbar Abschwenk-/Winkelverstellbar 3D		3183XXXX-XX	
		01		217,00 <input type="checkbox"/>
		02		382,00 <input type="checkbox"/>
		03		464,00 <input type="checkbox"/>
	Form Seitenpelotte, rechteckig, Set (L: 11 x H: 8 cm) Seitenpelotte, rechteckig, Set (L: 15 x H: 9 cm) Seitenpelotte, rechteckig, Set (L: 19 x H: 9 cm) Seitenpelotte, quadratisch, Set (L: 11 x H: 10 cm) Seitenpelotte, quadratisch, Set (L: 13 x H: 13 cm) Seitenpelotte, quadratisch, Set (L: 15 x H: 16 cm) Seitenpelotte, quadratisch, Set (L: 17 x H: 20 cm)	01 02 03 04 05 06 07		ohne MP <input type="checkbox"/> ohne MP <input type="checkbox"/> 62,00 <input type="checkbox"/> ohne MP <input type="checkbox"/> ohne MP <input type="checkbox"/> 73,00 <input type="checkbox"/> 83,00 <input type="checkbox"/>
	Bezug und Farbe Schwarz Schwarz, abwischbar (Inkontinenzbezug) – Aufpreis!	80 70		ohne MP <input type="checkbox"/> 52,00 <input type="checkbox"/>

<input type="checkbox"/> Zubehör: Kopfstützen – alle inkl. Horizontalverstellung und Bezug (eine Auswahl bei den Positionen 1–3 erforderlich!)				
Weitere Informationen zur Konfiguration der Kopfstützen finden Sie auf Seite 11!				

1. Kopfstützenpolster (bitte Bezug auswählen)

	Kopfstützenpolster, gebogen, W: 18, H: 13 cm	319921000-00	73,00	<input type="checkbox"/>
	Kopfstützenpolster, gebogen, W: 26, H: 16 cm	319922000-00	73,00	<input type="checkbox"/>
	Kopfstützenpolster, anatomisch, klein	S 319923000-00	151,00	<input type="checkbox"/>
	Kopfstützenpolster, anatomisch, mittel	M 319945000-00	151,00	<input type="checkbox"/>
	Kopfstützenpolster, anatomisch, groß	L 319967000-00	151,00	<input type="checkbox"/>
	Bezug, Stoff, schwarz (-80)	zwingend erforderlich!	100,00	<input type="checkbox"/>
	Bezug, abwischbar, schwarz (-70)	zwingend erforderlich!	167,00	<input type="checkbox"/>

2. Haltestange (Kopfstütze ohne Haltestange nicht einsetzbar)

	Haltestange, kurz, 8 cm	S 319900001-00	45,00	<input type="checkbox"/>
	Haltestange, mittel, 12 cm	M 319900002-00	45,00	<input type="checkbox"/>
	Haltestange, lang, 16 cm	L 319900003-00	45,00	<input type="checkbox"/>

3. Turtle-Verstellung (Kopfstütze ohne Turtle-Halterung nicht einsetzbar)

	Standard (zwei Gelenke)	eine Gr. 319900010-00	70,00	<input type="checkbox"/>
	Erweitert (drei Gelenke)	eine Gr. 319900020-00	117,00	<input type="checkbox"/>
	Standard mit 3D-Verstellung	eine Gr. 319900030-00	183,00	<input type="checkbox"/>
	Erweitert mit 3D-Verstellung	eine Gr. 319900040-00	210,00	<input type="checkbox"/>

Handschrauben (Schnellverstellung) für Kopfstütze

	Handschrauben für die Höhenverstellung	eine Gr. 31905037	24,00	<input type="checkbox"/>
	Handschrauben für die Neigungsverstellung, standard (2 stk.)	eine Gr. 31905034	48,00	<input type="checkbox"/>
	Handschrauben für die Neigungsverstellung, erweitert (3 stk.)	eine Gr. 31905035	62,00	<input type="checkbox"/>

Optional für anatomische Kopfstützen

	Stirnbandsystem, komplett <i>Nicht für Kopfstützenpolster gebogen!</i>	eine Gr. 3199500-5	220,00	<input type="checkbox"/>
--	---	--------------------	--------	--------------------------





Keine Haftung für Druckfehler

Etac GmbH

Industriestraße 13
 45699 Herten
 Deutschland

02366 5006-0
 R82@etac.de
 02366 5006-282
 www.etac.de

Amtsgericht: Recklinghausen HRB 9024
 USt-ID-Nr.: DE 174 000168
 Bank: SEB AB
 BIC: ESSESESS • IBAN: SE15 5000 0000 0569 6825 2384

DE • Gültig ab: 01.01.2025		31XXX = Länderkennung		
Produkt	Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	EUR
	Kopfstütze, einstellbar, 2 laterale Flügel inkl. Mesh-Bezug und Turtle-Halterung, ohne Dynamik	eine Gr.	319977793-85	580,00 <input type="checkbox"/>
	Kopfstütze, einstellbar, 2 laterale Flügel inkl. Mesh-Bezug und Turtle-Halterung, mit Dynamik	eine Gr.	319977693-85	680,00 <input type="checkbox"/>
	Kopfstütze, einstellbar, 4 laterale Flügel inkl. Mesh-Bezug und Turtle-Halterung, ohne Dynamik	eine Gr.	319975793-85	630,00 <input type="checkbox"/>
	Kopfstütze, einstellbar, 4 laterale Flügel inkl. Mesh-Bezug und Turtle-Halterung, mit Dynamik	eine Gr.	319975693-85	730,00 <input type="checkbox"/>

Zubehör: Tische und Aktivitätszentren




	Tisch mit Kante, Form 5, für Gr. 1 Tisch mit Kante, Form 5, einzelne Haltestange, ABS grau Tisch mit Kante, Form 5, doppelte Haltestange, ABS grau* <i>*auch für Größe 2 mit den Breiten: 28, 32 und 36 cm</i>	1 1	318910720-1 318910725-1	331,00 331,00	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	Tisch mit Kante, Form 8, für Gr. 1 Tisch mit Kante, Form 8	eine Gr.	318976350	283,00	<input type="checkbox"/>
	Polsterungen für Tische Polsterung für Tisch, Form 5, oben und unten – für Tisch Gr. 1 Polsterung für Tisch, Form 5, unten – für Tisch Gr. 1 Polsterung für Tisch, Form 5, oben – für Tisch Gr. 1	1 1 1	318910725-10 318910725-10B 318910725-10T	492,00 186,00 327,00	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	Therapiebügel Therapiebügel für Tisch, Form 5 und 6	eine Gr.	318910740	219,00	<input type="checkbox"/>
	Haltegriff für die Tische Haltegriff für Tisch, Form 5 und 6	eine Gr.	318910750	410,00	<input type="checkbox"/>

Zubehör: Untergestell – Fußstützen

	Wadenplatte für Haltestange einzeln	eine Gr.	3185131	252,00	<input type="checkbox"/>
	Fußbrett-Polster Gr. 1 für Wombat Fußplatte Gr. 1	1	3195145-1PAD	197,00	<input type="checkbox"/>












Keine Haftung für Druckfehler

Etac GmbH

 Industriestraße 13
 45699 Herten
 Deutschland




 02366 5006-0
 R82@etac.de
 02366 5006-282
 www.etac.de

 Amtsgericht: Recklinghausen HRB 9024
 USt-ID-Nr.: DE 174 000168
 Bank: SEB AB
 BIC: ESSESESS • IBAN: SE15 5000 0000 0569 6825 2384


DE • Gültig ab: 01.01.2025		31XXX = Länderkennung			
Produkt	Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	EUR	
	Fußkasten Gr. 1 komplett, für Wombat-Fußplatte Gr. 1 (seitl. + hintere Führung, gepolstert, Polster f. Haltestange und Fußbrett)	1	3195145-1BSET	490,00	<input type="checkbox"/>
	Gurt für Fußkasten (vorn)	1	3195145-20	101,00	<input type="checkbox"/>
	Fußschalen, einzeln verstellbar, Paar (7,5 x 17 cm)	1-2	3189143-1	506,00	<input type="checkbox"/>
	Fußschalen, einzeln verstellbar, Paar (9,5 x 21 cm)	1-2	3189143-2	506,00	<input type="checkbox"/>
	Fußschalen, einzeln verstellbar, Paar (11 x 23,5 cm)	3-4	3189143-3	506,00	<input type="checkbox"/>
	Haltestange doppelt	15 cm	318910840-1	174,00	<input type="checkbox"/>
	Haltestange doppelt	25 cm	318910840-2	174,00	<input type="checkbox"/>
	Haltestange doppelt	31 cm	318910840-3	174,00	<input type="checkbox"/>
	Haltestange doppelt, erweiterte Halterung 16 cm	31 cm	318910841-3	186,00	<input type="checkbox"/>
	Multieinstellbare Fußstütze – für High-Low:xo Gr. 1, 18 cm*	1	318910851-1	535,00	<input type="checkbox"/>
	Multieinstellbare Fußstütze – für High-Low:xo Gr. 1, 31 cm*	2	318910851-2	535,00	<input type="checkbox"/>
	Multieinstellbare Fußstütze – für High-Low:xo Gr. 1, 35 cm*	3	318910851-3	535,00	<input type="checkbox"/>
	*Fußplatte: 20 x 12 cm				
	Adapter zur Breitenverlängerung für multieinstellbare Fußstütze	eine Gr.	318910855	66,00	<input type="checkbox"/>
	Wadenplatten, einstellbar Für multieinstellbare Fußstütze!	eine Gr.	3189162	585,00	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Zubehör: Untergestell					
	Elektrische Höhenverstellung (inkl. Akku und Handbedienteil)	1	31890006-1	1.251,00	<input type="checkbox"/>
	Extra Gasdruckfeder, zur Unterstützung der Höhenverstellung Empfohlen bei einer Belastung (Sitz + Nutzer) über 50 kg	eine Gr.	31890003	167,00	<input type="checkbox"/>
	Lenkrollen 100 mm, Set, 4 Stk.	eine Gr.	31890017	328,00	<input type="checkbox"/>
	Lenkrollen 125 mm, Set, 4 Stk.	eine Gr.	31890018	363,00	<input type="checkbox"/>
	Vorderräder mit Richtungsfeststeller (Lenkstop), Set (2 Stk.) vorne Nur in Verbindung mit 100 mm Lenkrollen!	eine Gr.	3189592-KIT	265,00	<input type="checkbox"/>
	Lenkrollen, 100 mm, (2 Stk.) hinten	eine Gr.	313006938 (2x)	146,00	<input type="checkbox"/>

Keine Haftung für Druckfehler

Etac GmbH

 Industriestraße 13
 45699 Herten
 Deutschland

 02366 5006-0
 R82@etac.de
 02366 5006-282
 www.etac.de

 Amtsgericht: Recklinghausen HRB 9024
 USt-ID-Nr.: DE 174 000168
 Bank: SEB AB
 BIC: ESSESESS • IBAN: SE15 5000 0000 0569 6825 2384

DE • Gültig ab: 01.01.2025		31XXX = Länderkennung		
Produkt	Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	EUR
	Zentralbremse, Handbetrieb (Set) – für Zimmergestell <i>Nur für 100 mm Rollen!</i>	1	31890011-1	411,00 <input type="checkbox"/>
	Zentralbremse, Fußbetrieb (Set) – für Zimmergestell (Gas, elektrisch) <i>Nur für 100 mm Rollen, inkl. Ankipphilfe!</i>	1	31890012-1	542,00 <input type="checkbox"/>
	Kippschutz für High-Low:xx Zimmergestell für 75 + 100 mm Lenkrollen	1	31890007	162,00 <input type="checkbox"/>
	Kippschutz für High-Low:xx Zimmergestell für 125 mm Lenkrollen	1	31890007-1	225,00 <input type="checkbox"/>
	Ankipphilfe	eine Gr.	31890025	96,00 <input type="checkbox"/>
	Sperre für Höhenverstellung – für Gr. 1 <i>Nur für Modelle mit Fußpedal!</i>	eine Gr.	31890024	57,00 <input type="checkbox"/>
	Neigungsverstellung am Schiebebügel, Zimmergestell	1	3189550-TILT	83,00 <input type="checkbox"/>
	Höhenverstellung am Schiebebügel (nur für Schiebebügel, am Rahmen montiert)	1	3189550-LIFT	93,00 <input type="checkbox"/>
	Schiebebügel, fest, am Rahmen montiert	eine Gr.	31890009-04	180,00 <input type="checkbox"/>
	Schiebebügel, winkelverstellbar, standard, am Rahmen montiert	eine Gr.	318910555	292,00 <input type="checkbox"/>
	Schiebebügel, winkelverstellbar, groß, am Rahmen montiert	eine Gr.	31890010-04	435,00 <input type="checkbox"/>

**Zubehör: Westen und Gurte****Fix-Lock-Schnallen, hoch, Set**

Fix-Lock-Schnallen, hoch, Befestigung von Gurten, höher als Rückenkante

eine Gr.




318910260

85,00














Keine Haftung für Druckfehler

Etac GmbH

 Industriestraße 13
 45699 Herten
 Deutschland




 02366 5006-0
 R82@etac.de
 02366 5006-282
 www.etac.de

 Amtsgericht: Recklinghausen HRB 9024
 USt-ID-Nr.: DE 174 000168
 Bank: SEB AB
 BIC: ESSESESS • IBAN: SE15 5000 0000 0569 6825 2384




DE • Gültig ab: 01.01.2025		31XXX = Länderkennung		
Produkt	Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	EUR
Rumpfunterstützung				
	Brust-Schulter-Gurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	XS	3185705-XS	280,00 <input type="checkbox"/>
	Brust-Schulter-Gurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	S	3185705-S	280,00 <input type="checkbox"/>
	Brust-Schulter-Gurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	M	3185705-M	280,00 <input type="checkbox"/>
	Brust-Schulter-Gurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	L	3185705-L	280,00 <input type="checkbox"/>
	Brust-Schulter-Gurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	XL	3185705-XL	280,00 <input type="checkbox"/>
	Brust-Schulter-Gurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	XXL	3185705-XXL	280,00 <input type="checkbox"/>
	Kreuzweste, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	XS	3185720-XS	280,00 <input type="checkbox"/>
	Kreuzweste, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	S	3185720-S	280,00 <input type="checkbox"/>
	Kreuzweste, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	M	3185720-M	280,00 <input type="checkbox"/>
	Kreuzweste, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	L	3185720-L	280,00 <input type="checkbox"/>
	Kreuzweste, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	XL	3185720-XL	280,00 <input type="checkbox"/>
	H-Gurt gepolstert, Stoff, Schwarz	S	3185428-1	280,00 <input type="checkbox"/>
	H-Gurt gepolstert, Stoff, Schwarz	M	3185428-2	280,00 <input type="checkbox"/>
	H-Gurt gepolstert, Stoff, Schwarz	L	3185428-3	280,00 <input type="checkbox"/>
	H-Gurt gepolstert, Stoff, Schwarz	XL	3185428-4	280,00 <input type="checkbox"/>
	Sternum-Gurt, gepolstert, Stoff, Schwarz	S	3185430-0	280,00 <input type="checkbox"/>
	Sternum-Gurt, gepolstert, Stoff, Schwarz	M	3185430-1	280,00 <input type="checkbox"/>
	Sternum-Gurt, gepolstert, Stoff, Schwarz	L	3185430-2	280,00 <input type="checkbox"/>
Beckenunterstützung				
	4-Punkt-Beckengurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	XS	3185725-XS	169,00 <input type="checkbox"/>
	4-Punkt-Beckengurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	S	3185725-S	169,00 <input type="checkbox"/>
	4-Punkt-Beckengurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	M	3185725-M	169,00 <input type="checkbox"/>
	4-Punkt-Beckengurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	L	3185725-L	169,00 <input type="checkbox"/>
	4-Punkt-Beckengurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	XL	3185725-XL	169,00 <input type="checkbox"/>
	T-Sitzhose, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	XS	3185735-XS	280,00 <input type="checkbox"/>
	T-Sitzhose, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	S	3185735-S	280,00 <input type="checkbox"/>
	T-Sitzhose, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	M	3185735-M	280,00 <input type="checkbox"/>
	2-Punkt-Beckengurt, Neopren, Schwarz	S	3185423-1	140,00 <input type="checkbox"/>
	2-Punkt-Beckengurt, Neopren, Schwarz	M	3185423-2	140,00 <input type="checkbox"/>
	2-Punkt-Beckengurt, Neopren, Schwarz	L	3185423-3	140,00 <input type="checkbox"/>
	4-Punkt-Beckengurt mit Metallschloss, gepolstert, Stoff Schwarz	M	3185427-240	188,00 <input type="checkbox"/>
	4-Punkt-Beckengurt mit Metallschloss, gepolstert, Stoff Schwarz	L	3185427-340	188,00 <input type="checkbox"/>
	4-Punkt-Beckengurt mit Metallschloss, gepolstert, Stoff Schwarz Mit 4 cm/2,5 cm Gurtband!	XL	3185427-440	188,00 <input type="checkbox"/>
	Sitzhose, Abduktionsgurt gepolstert, Stoff Schwarz	XS	3189108-1	320,00 <input type="checkbox"/>
	Sitzhose, Abduktionsgurt gepolstert, Stoff Schwarz	S	3189108-2	320,00 <input type="checkbox"/>
	Sitzhose, Abduktionsgurt gepolstert, Stoff Schwarz	M	3189108-3	320,00 <input type="checkbox"/>

Keine Haftung für Druckfehler

Etac GmbH

 Industriestraße 13
 45699 Herten
 Deutschland

 02366 5006-0
 R82@etac.de
 02366 5006-282
 www.etac.de

 Amtsgericht: Recklinghausen HRB 9024
 USt-ID-Nr.: DE 174 000168
 Bank: SEB AB
 BIC: ESSESESS • IBAN: SE15 5000 0000 0569 6825 2384

DE • Gültig ab: 01.01.2025		31XXX = Länderkennung		
Produkt	Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	EUR



Kombi-Sitzhose, T-Form mit Beckengurt, Neopren, Schwarz
 Kombi-Sitzhose, T-Form mit Beckengurt, Neopren, Schwarz

S	3189114-127	320,00	<input type="checkbox"/>
M	3189114-227	320,00	<input type="checkbox"/>

Fußunterstützung



Sprunggelenksgurte, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz, Paar
 Sprunggelenksgurte, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz, Paar
 Sprunggelenksgurte, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz, Paar

XS	3185745-XS	209,00	<input type="checkbox"/>
M	3185745-M	209,00	<input type="checkbox"/>
XL	3185745-XL	209,00	<input type="checkbox"/>



Handgelenksgurt, Stück
 Handgelenksgurt, Stück
 Handgelenksgurt, Stück
 Handgelenksgurt, Stück

S	3185425-1	83,00	<input type="checkbox"/>
M	3185425-2	83,00	<input type="checkbox"/>
L	3185425-3	83,00	<input type="checkbox"/>
XL	3185425-4	83,00	<input type="checkbox"/>

Wählen Sie die Seite: links rechts



Fußgurte mit Klappschnallen, Paar
 Fußgurte mit Klett, Paar

eine Gr.	3185096	79,00	<input type="checkbox"/>
eine Gr.	3185102	79,00	<input type="checkbox"/>






Neopren Sandalen, klein, Paar (12 x 6 cm)
 Neopren Sandalen, medium, Paar (14 x 7 cm)


S	3185696-1	136,00	<input type="checkbox"/>
M	3185696-2	136,00	<input type="checkbox"/>

Keine Haftung für Druckfehler

Etac GmbH

 Industriestraße 13
 45699 Herten
 Deutschland


 02366 5006-0
 R82@etac.de
 02366 5006-282
 www.etac.de

 Amtsgericht: Recklinghausen HRB 9024
 USt-ID-Nr.: DE 174 000168
 Bank: SEB AB
 BIC: ESSESESS • IBAN: SE15 5000 0000 0569 6825 2384


R82 Kopfstützen: Leitfaden

Start

Wählen Sie die Art der Kopfstütze




gebogen
W:180 x H:130



gebogen
W:260 x H:160



anatomisch
A:145 x B:140 x C:240



anatomisch
A:155 x B:140 x C:260



anatomisch
A:170 x B:140 x C:320

Wählen Sie die Turtle-Halterung und Art der Verstellung



Standard
(zwei Gelenke)

Bietet zwei Drehpunkte. Ermöglicht eine Höhen- und Tiefeneinstellung der Kopfstütze sowie eine horizontale Anpassung (außerhalb der Mittelachse).



Erweitert
(drei Gelenke)

Bietet drei Drehpunkte. Ermöglicht eine erweiterte Höhen- und Tiefeneinstellung der Kopfstütze sowie eine horizontale Anpassung (außerhalb der Mittelachse).



Standard mit
3D-Verstellung

Bietet zwei Drehpunkte. Die 3D-Verstellung macht es zusätzlich möglich, eine asymmetrische Position des Kopfes zu berücksichtigen.



Erweitert mit
3D-Verstellung

Bietet drei Drehpunkte. Die 3D-Verstellung macht es zusätzlich möglich, eine asymmetrische Position des Kopfes zu berücksichtigen.

Wählen Sie die Länge der Haltestange und Höhenverstellbarkeit



Kurz

Höhenverstellbarkeit:
80 mm



Mittel

Höhenverstellbarkeit:
120 mm



Lang

Höhenverstellbarkeit:
160 mm

Wählen Sie den Bezug



Schwarz,
abwischbar



Schwarz



Gebogene Kopfstütze, erweiterte Turtle-Halterung mit 3D-Verstellung, Haltestange (mittel) und schwarzem Bezug.

