

CH FR • Valable du: 01.01.2025 Liste de commande/prix R82 x:panda shape TS

Numéro de client:
Société:
Adresse:
Code postal/localité:
Personne de contact:
E-mail:
Numéro de téléphone:

Adresse de livraison: voir informations clients

Commission:



 **Advanced Seating**



 **Simple Seating**

R82 x:panda shape TS taille 2

Modèle de base (SET = DEShape2XXXXX):

- Unité d'assise, évolutive en:
Largeur et profondeur d'assise et hauteur du dossier
- Fermeture rapide pour le haut du dos (amovible)
- Pédalier continu avec barre de maintien
- Accoudoirs (paire)
- Réglage en continu de l'angle du dossier
- Logement pour appuie-tête
- Rembourrage/housse, amovible, lavable
- Châssis de chambre avec réglage en continu de l'inclinaison et de la hauteur, roulettes pivotantes de 75 mm, toutes les 4 avec frein, blocage de la direction inclus
- Boucles Fix-Lock pour les ceintures de sécurité du torse et du bassin



280/320/360/400 mm




240-420 mm



340-560 mm



60 kg






Dimensions

Taille 2



Hauteur des accoudoirs (mesurée à partir de la surface d'assise)	100-165/100-220 mm
Largeur effective du dossier (avec pelote latérale fixe)	130-180/170-220/210-260/250-300/290-340/330-380 mm
Largeur effective du dossier (avec pelote latérale rabattable)	80-280/120-320/160-360/200-400/240-440/280-480 mm
Largeur effective de l'assise (sans pelote latérale) (A)	280/320/360/400 mm
Profondeur effective de l'assise (B)	240-420 mm
Hauteur du dossier (C)	340-440/380-490/430-560 mm
Hauteur max. Poids de l'utilisateur	60 kg
Poids du produit	19 kg
Taille d'utilisateur recommandée	1000-1500 mm
Largeur du dossier, haut du dossier (F)	180/220/260/300/340/380 mm
Largeur d'assise, min/max (avec pelote ventrale)	180-240/220-280/260-320/300-360 mm
Hauteur d'assise au-dessus du sol, avec roulettes de 75 mm	300-680 mm
Longueur du bas de jambe	170-550 mm

Vous trouverez d'autres dimensions sur notre site web.

Etac GmbH

 Industriestraße 13
 45699 Herten
 Deutschland

 02366 5006-0
 R82@etac.de
 02366 5006-282
 www.etac.de

 Amtsgericht: Recklinghausen HRB 9024
 USt-ID-Nr.: DE 174 000168
 Bank: SEB AB
 BIC: ESSESESS • IBAN: SE15 5000 0000 0569 6825 2384

CH FR • Valable du: 01.01.2025		31XXX = Code pays		
Produit	Description	Taille	Numéro d'article	CHF

Modèle de base

**x:panda shape TS taille 2**

y compris High-Low: xo châssis de chambre taille 2, vérin à gaz*
(x:panda shape TS taille 2, base: 98x*140003100)

- *Largeur d'assise: 32 cm, profondeur d'assise 24-36 cm (XX = 32)
 *Largeur d'assise: 40 cm, profondeur d'assise 24-36 cm (XX = 40)

*Couleur du cadre: Noir X = 0 Blanc X = 1

*Couleur de housse: Rouge = 50 Gris = 60

Housse pour coussin d'assise, lavable (incontinence) - largeur d'assise 32 cm

Housse pour coussin d'assise, lavable (incontinence) - largeur d'assise 40 cm

2 DEShape2XX X* 2.977,00

2 31901305-70 103,00

2 31901307-70 103,00

Veillez choisir 1x kit de dos, fait partie du modèle de base!**Set de dos taille 2 pour x:panda shape taille 2**

y compris dossier supérieur, amovible (fermeture rapide) H : 22 cm,
total : 35-47 cm, largeur réglable 30/34 cm, guide de ceinture/boucles
rabattables, poignée de poussée sur le dossier

- Rembourrage de dossier 22 x 30 cm
 Rembourrage de dossier 22 x 34 cm

*Couleur: Rouge XX = 50 Gris XX = 60

Noir, lavable XX = 70 (housse d'incontinence) - **supplément!**

2 DERücken22 412,00

2 31902108-XX* 103,00

2 31902109-XX* 103,00

103,00

**Set de dos taille 3 pour x:panda shape taille 2**

y compris dossier supérieur, amovible (fermeture rapide) H : 27 cm,
total : 40-52 cm, largeur réglable 30/34 cm, guide de ceinture/boucles
rabattables, poignée de poussée sur le dossier

- Rembourrage de dossier 27 x 30 cm
 Rembourrage de dossier 27 x 34 cm
 Rembourrage de dossier 27 x 38 cm

*Couleur: Rouge XX = 50 Gris XX = 60

Noir, lavable XX = 70 (housse d'incontinence) - **supplément!**

2 DERücken32 412,00

2 31902111-XX* 103,00

2 31902112-XX* 103,00

2 31902113-XX* 103,00

103,00

Set de dos taille 4 pour x:panda shape taille 2

y compris le dossier supérieur, amovible (fermeture rapide) H : 34 cm,
largeur réglable 30/34/38/42 cm, guide de ceinture/boucles rabatta-
bles, poignée de poussée sur le dossier

- Rembourrage de dossier 34 x 30 cm
 Rembourrage de dossier 34 x 34 cm
 Rembourrage de dossier 34 x 38 cm
 Rembourrage de dossier 34 x 42 cm

*Couleur: Rouge XX = 50 Gris XX = 60

Noir, lavable XX = 70 (housse d'incontinence) - **supplément!**

2 DERücken42 412,00

2 31902114-XX* 103,00

2 31902115-XX* 103,00

2 31902116-XX* 103,00

2 31902117-XX* 103,00

103,00

Accessoires: pour Simple Seating (assise d'une seule pièce) pour Advanced Seating (assise divisée) für alle Modelle

Accessoires: dossier



Vis à main pour le dossier (réglage en hauteur sans outil)

une 31905081 28,00

Aucune responsabilité pour les erreurs d'impression

Etac GmbH

Industriestraße 13
 45699 Herten
 Deutschland

02366 5006-0
 R82@etac.de
 02366 5006-282
 www.etac.de

Amtsgericht: Recklinghausen HRB 9024
 USt-ID-Nr.: DE 174 000168
 Bank: SEB AB
 BIC: ESSESESS • IBAN: SE15 5000 0000 0569 6825 2384

CH FR • Valable du: 01.01.2025		31XXX = Code pays		
Produit	Description	Taille	Numéro d'article	CHF


Dossier dynamique avec réglage de l'angle du dossier en continu

Dossier dynamique avec ressort dynamique, fixable	2	31905159-TS	330,00	<input type="checkbox"/>
Dossier dynamique avec précontrainte/course de ressort réglables, fixable	2	31905160-TS	464,00	<input type="checkbox"/>


Kit thérapeutique y compris support de l'entretoise y compris housse

Kit thérapeutique (soutien lombaire, siège actif) 22 x 5,5 cm (set)	2	DeThera1	248,00	<input type="checkbox"/>
Kit thérapeutique (soutien lombaire, siège actif) 26 x 5,5 cm (set)	2	DeThera2	248,00	<input type="checkbox"/>
Kit thérapeutique (soutien lombaire, siège actif) 30 x 5,5 cm (set)	2	DeThera3	248,00	<input type="checkbox"/>
Kit thérapeutique (soutien lombaire, siège actif) 38 x 5,5 cm (set)	2	DeThera4	248,00	<input type="checkbox"/>
Kit thérapeutique (soutien lombaire, siège actif) 42 x 5,5 cm (set)	2	DeThera5	248,00	<input type="checkbox"/>


Accessoires: Advanced Seating (compensation des différences de longueur des jambes, des déformations dues au vent, bord du tube réglable)


Advanced Seating set t. 2 - Largeur d'assise 28 cm	2	DeAdv228	103,00	<input type="checkbox"/>
Advanced Seating set t. 2 - Largeur d'assise 32 cm	2	DeAdv232	103,00	<input type="checkbox"/>
Advanced Seating set t. 2 - Largeur d'assise 36 cm	2	DeAdv236	103,00	<input type="checkbox"/>
Advanced Seating set t. 2 - Largeur d'assise 40 cm	2	DeAdv240	103,00	<input type="checkbox"/>


Bord du tube (cuvette du siège) réglable en profondeur (pour Advanced Seating)

Bord du tube pour taille 2, moyen (L : 15, L : 13-22, H : 3,5 cm)	2	31905055	140,00	<input type="checkbox"/>
Bord de tube pour taille 2, long (L : 15, L : 14-24, H : 5 cm)	2	31905056	140,00	<input type="checkbox"/>


Accessoires: abduction et adduction - ne peut être monté qu'avec le "Advanced Seating set"

Pelotes de genoux intérieures pour x:panda shape TS Advanced

Pelote interne de genou avec housse pour taille 2 (set)	2	31905002-XX*	227,00	<input type="checkbox"/>
*Noir XX = 80			sans SUP	<input type="checkbox"/>
*Noir, lavable XX = 70 (housse d'incontinence) - supplément!			41,00	<input type="checkbox"/>


Pelotes externes de genou pour x:panda shape Advanced

Pelote externe pour genou, avec housse pour taille 2 (set)	2	31905009-XX*	309,00	<input type="checkbox"/>
Pelotes externes de genou, pliables, avec housse pour taille 2 (kit)	2	31905010-XX*	598,00	<input type="checkbox"/>
*Noir XX = 80			sans SUP	<input type="checkbox"/>
*Noir, lavable XX = 70 (housse d'incontinence) - supplément!			41,00	<input type="checkbox"/>


Accessoires: abduction et adduction - ne peut être monté qu'avec le "Advanced Seating set"

Cale d'abduction avec Qick Release, réglable en profondeur et amovible




Cale d'abduction avec housse pour taille 2 (L : 6 H : 19 L : 16 cm)	2	31905082-XX*	268,00	<input type="checkbox"/>
Cale d'abduction avec housse pour taille 2 (L : 8 H : 23 L : 19 cm)	2	31905078-XX*	310,00	<input type="checkbox"/>
*Noir XX = 80			sans SUP	<input type="checkbox"/>
*Noir, lavable XX = 70 (housse d'incontinence) - supplément!			41,00	<input type="checkbox"/>


Accessoires: abduction et adduction - pour plaque d'assise "Simple Seating"






Cale d'abduction Simple Seating - set taille 2 largeur d'assise 32 cm	2	DEAbd232	268,00	<input type="checkbox"/>
Cale d'abduction Simple Seating - set taille 2 largeur d'assise 40 cm	2	DEAbd240	268,00	<input type="checkbox"/>

Aucune responsabilité pour les erreurs d'impression

Etac GmbH

 Industriestraße 13
 45699 Herten
 Deutschland

 02366 5006-0
 R82@etac.de
 02366 5006-282
 www.etac.de

 Amtsgericht: Recklinghausen HRB 9024
 USt-ID-Nr.: DE 174 000168
 Bank: SEB AB
 BIC: ESSESESS • IBAN: SE15 5000 0000 0569 6825 2384

CH FR • Valable du: 01.01.2025		31XXX = Code pays		
Produit	Description	Taille	Numéro d'article	CHF

Accessoires: abduction et adduction - pour plaque d'assise "Simple Seating"



Guides de jambes extérieurs pour x:panda shape TS

Guides de jambes extérieurs avec housse pour taille 2 (kit)

2 31905006-XX* 227,00

*Noir XX = 80

sans SUP

*Noir, lavable XX = 70 (housse d'incontinence) – **supplément!**

41,00

Accessoires: accoudoirs

Coussin d'accoudoir avec housse (l : 7,5 x L : 31 cm) pour taille 2

2 31905115-XX* 124,00

*Noir XX = 80

sans SUP

*Noir, lavable XX = 70 (housse d'incontinence) – **supplément!**

31,00



Support pour aide à la communication, monté sur l'accoudoir

Support pour aide à la communication - pour accoudoirs taille 2

2 31905033-2 99,00



Support pour élément de commande manuelle (réglage en hauteur électrique)

Support pour élément de commande manuelle - pour accoudoirs t. 2

2 31905030-2 82,00



Appui-bras fixe, avec housse (set) - L : 14, H : 18 cm

2 31905017-XX* 299,00

Appui-bras fixe, avec housse (set) - L : 19, H : 27 cm

2 31905018-XX* 392,00

Appui-bras supérieur réglable, avec housse (set) - L : 14, H : 18 cm

2 31905019-XX* 464,00

Appui-bras supérieur réglable, avec housse (set) - L : 19, H : 27 cm

2 31905020-XX* 552,00

*Noir XX = 80

sans SUP

*Noir, lavable XX = 70 (housse d'incontinence) – **supplément!**

72,00

Accessoires: pelotes pelviennes et de hanche



Pelotes pelviennes réglables en largeur avec housse, montées à l'arrière

Pelotes pelviennes réglables en largeur pour la taille 2 (L: 14, H: 13 cm)

2 31905042-XX* 351,00

Pelotes pelviennes réglables en largeur pour la taille 2 (L: 18, H: 15 cm)

2 31905043-XX* 433,00

*Noir XX = 80

sans SUP

*Noir, lavable XX = 70 (housse d'incontinence) – **supplément!**

31,00



Pelotes de hanche réglables en largeur, avec housse, montées latéralement

Pelotes de hanches réglables en largeur pour la taille 2 (L: 14, H: 13 cm)

2 31905045-XX* 320,00

*Noir XX = 80




sans SUP

*Noir, lavable XX = 70 (housse d'incontinence) – **supplément!**




31,00

Aucune responsabilité pour les erreurs d'impression

Etac GmbH

 Industriestraße 13
 45699 Herten
 Deutschland

 02366 5006-0
 R82@etac.de
 02366 5006-282
 www.etac.de

 Amtsgericht: Recklinghausen HRB 9024
 USt-ID-Nr.: DE 174 000168
 Bank: SEB AB
 BIC: ESSESESS • IBAN: SE15 5000 0000 0569 6825 2384

CH FR • Valable du: 01.01.2025		31XXX = Code pays		
Produit	Description	Taille	Numéro d'article	CHF

Accessoires: pelotes latérales (la largeur du dos peut être réduite jusqu'à 50 mm)

Vous trouverez plus de détails à la page 12!



Type

- Fixe
- Pivotant
- Pivotant/angle réglable 3D



Forme

- Pelote latérale, rectangulaire, set (L : 11 x H : 8 cm)
- Pelote latérale, rectangulaire, set (L : 15 x H : 9 cm)
- Pelote latérale, rectangulaire, set (L : 19 x H : 9 cm)
- Pelote latérale, carrée, set (L : 11 x H : 10 cm)
- Pelote latérale, carrée, set (L : 13 x H : 13 cm)
- Pelote latérale, carrée, set (L : 15 x H : 16 cm)
- Pelote latérale, carrée, set (L : 17 x H : 20 cm)



Housse et couleur

- Noir
- Noir, lavable (housse d'incontinence) – **supplément!**

		3183XXXX-XX		
01	—	—	217,00	<input type="checkbox"/>
02	—	—	382,00	<input type="checkbox"/>
03	—	—	464,00	<input type="checkbox"/>
01	—	—	sans SUP	<input type="checkbox"/>
02	—	—	sans SUP	<input type="checkbox"/>
03	—	—	62,00	<input type="checkbox"/>
04	—	—	sans SUP	<input type="checkbox"/>
05	—	—	sans SUP	<input type="checkbox"/>
06	—	—	73,00	<input type="checkbox"/>
07	—	—	83,00	<input type="checkbox"/>
80	—	—	sans SUP	<input type="checkbox"/>
70	—	—	52,00	<input type="checkbox"/>

Accessoires: appui-tête - tous avec réglage horizontal et housse (une sélection est nécessaire pour les positions 1-4!)

Vous trouverez plus d'informations sur la configuration des appui-tête à la page 11!

1. Coussin d'appui-tête (veuillez sélectionner la housse)



- Coussin d'appui-tête, courbé, L : 18, H : 13 cm
- Coussin d'appui-tête, courbé, L : 26, H : 16 cm

319921000-00	73,00	<input type="checkbox"/>
319922000-00	73,00	<input type="checkbox"/>



- Coussin d'appui-tête, anatomique, petit
- Coussin d'appui-tête, anatomique, moyen
- Coussin d'appui-tête, anatomique, grand

S 319923000-00	151,00	<input type="checkbox"/>
M 319945000-00	151,00	<input type="checkbox"/>
L 319967000-00	151,00	<input type="checkbox"/>



tissu lavable

- Housse, tissu, noir (-80)
- Housse, lavable, noir (-70)

nécessaire!	100,00	<input type="checkbox"/>
nécessaire!	167,00	<input type="checkbox"/>

2. Barre d'appui (l'appui-tête ne peut pas être utilisé sans barre d'appui)



- Barre de maintien, courte, 80 mm
- Barre de maintien, moyenne, 120 mm
- Barre de maintien, longue, 160 mm

S 319900001-00	45,00	<input type="checkbox"/>
M 319900002-00	45,00	<input type="checkbox"/>
L 319900003-00	45,00	<input type="checkbox"/>

3. Réglage Turtle (l'appui-tête ne peut pas être utilisé sans le support Turtle)



- Standard (deux articulations)
- Étendu (trois articulations)
- Standard avec réglage 3D
- Étendu avec réglage 3D

une 319900010-00	70,00	<input type="checkbox"/>
une 319900020-00	117,00	<input type="checkbox"/>
une 319900030-00	183,00	<input type="checkbox"/>
une 319900040-00	210,00	<input type="checkbox"/>

Vis à main (réglage rapide) pour l'appui-tête



- Vis à main pour le réglage de la hauteur
- Vis à main pour le réglage de l'inclinaison, standard (2 pcs.)
- Vis à main pour le réglage de l'inclinaison, étendue (3 pcs.)

une 31905037	24,00	<input type="checkbox"/>
une 31905034	48,00	<input type="checkbox"/>
une 31905035	62,00	<input type="checkbox"/>

En option pour les appui-tête anatomiques



- Système de bandeau, complet

une 3199500-5	220,00	<input type="checkbox"/>
---------------	--------	--------------------------

Ne convient pas aux rembourrages d'appui-tête courbés !

Aucune responsabilité pour les erreurs d'impression

Etac GmbH

Industriestraße 13
45699 Herten
Deutschland

02366 5006-0
R82@etac.de
02366 5006-282
www.etac.de

Amtsgericht: Recklinghausen HRB 9024
USt-ID-Nr.: DE 174 000168
Bank: SEB AB
BIC: ESSESESS • IBAN: SE15 5000 0000 0569 6825 2384

CH FR • Valable du: 01.01.2025		31XXX = Code pays		
Produit	Description	Taille	Numéro d'article	CHF
	Appui-tête réglable, 2 ailettes latérales avec revêtement en maille et fixation Turtle, sans dynamique	une	319977793-85	580,00 <input type="checkbox"/>
	Appui-tête réglable, 2 ailettes latérales avec revêtement en maille et fixation Turtle, avec dynamique	une	319977693-85	680,00 <input type="checkbox"/>
	Appui-tête réglable, 4 ailettes latérales avec revêtement en maille et fixation Turtle, sans dynamique	une	319975793-85	630,00 <input type="checkbox"/>
	Appui-tête réglable, 4 ailettes latérales avec revêtement en maille et fixation Turtle, avec dynamique	une	319975693-85	730,00 <input type="checkbox"/>

 Accessoires: tables et centres d'activités

Table avec rebord, forme 6, pour taille 2

Table avec rebord, forme 6, barre de maintien simple, ABS gris

 1 318910720-1 331,00

Table avec rebord, forme 6, barre de maintien double, ABS gris

 1 318910725-1 331,00

Rembourrages pour tables

Rembourrage pour table, forme 6, en haut et en bas - pour table taille 2

 1 318910725-10 492,00

Rembourrage pour table, forme 6, en bas - pour table taille 2

 1 318910725-10B 186,00

Rembourrage pour table, forme 6, en haut - pour table taille 2

 1 318910725-10T 327,00

Arceau de thérapie

Etriers thérapeutiques pour table, formes 5 et 6

 une 318910740 219,00

Poignée de maintien pour les tables

Poignée de maintien pour table, forme 5 et 6

 une 318910750 410,00
 Accessoires: châssis - repose-pieds


Plaque de mollet pour barre de maintien seule




 une 3185131 252,00


Rembourrage de repose-pieds t. 1 pour Wombat Repose-pieds t. 1

 2 3195145-1PAD 197,00












Aucune responsabilité pour les erreurs d'impression

Etac GmbH

 Industriestraße 13
 45699 Herten
 Deutschland




 02366 5006-0
 R82@etac.de
 02366 5006-282
 www.etac.de

 Amtsgericht: Recklinghausen HRB 9024
 USt-ID-Nr.: DE 174 000168
 Bank: SEB AB
 BIC: ESSESESS • IBAN: SE15 5000 0000 0569 6825 2384

CH FR • Valable du: 01.01.2025		31XXX = Code pays			
Produit	Description	Taille	Numéro d'article	CHF	
	Pied de lit t. 2 complet, pour repose-pieds Wombat t. 2 (guidage latéral + arrière, rembourré, rembourrage pour barre de maintien et repose-pied)	2	3195145-2BSET	490,00	<input type="checkbox"/>
	Sangle pour repose-pieds (avant)	2	3195145-20	101,00	<input type="checkbox"/>
	Coques pour pieds, réglables individuellement, la paire (7,5 x 17 cm)	1-2	3189143-1	506,00	<input type="checkbox"/>
	Coques pour pieds, réglables individuellement, la paire (9,5 x 21 cm)	1-2	3189143-2	506,00	<input type="checkbox"/>
	Coques pour pieds, réglables individuellement, paire (11 x 23,5 cm)	3-4	3189143-3	506,00	<input type="checkbox"/>
	Barre de maintien double	15 cm	318910840-1	174,00	<input type="checkbox"/>
	Barre de maintien double	25 cm	318910840-2	174,00	<input type="checkbox"/>
	Barre de maintien double	31 cm	318910840-3	174,00	<input type="checkbox"/>
	Barre de maintien double, support élargi 16 cm	31 cm	318910841-3	186,00	<input type="checkbox"/>
	Repose-pieds multi-réglable - pour High-Low: xo t. 1, 18 cm*	1	318910851-1	535,00	<input type="checkbox"/>
	Repose-pieds multi-réglable - pour High-Low: xo t. 1, 31 cm*	2	318910851-2	535,00	<input type="checkbox"/>
	Repose-pieds multi-réglable - pour High-Low: xo t. 1, 35 cm*	3	318910851-3	535,00	<input type="checkbox"/>
	*Plaque de pied : 20 x 12 cm				
	Adaptateur d'extension en largeur pour repose-pieds multi-réglages	une	318910855	66,00	<input type="checkbox"/>
	Plaques de mollet, réglables Pour repose-pieds multi-réglables!	une	3189162	585,00	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Accessoires: châssis					
	Réglage électrique de la hauteur (batterie et commande manuelle incluses)	2	31890006-2	1.275,00	<input type="checkbox"/>
	Vérin à gaz supplémentaire, pour soutenir le réglage en hauteur Recommandé pour une charge (assise + utilisateur) supérieure à 50 kg	une	31890003	167,00	<input type="checkbox"/>
	Roulettes pivotantes 100 mm, jeu, 4 pces.	une	31890017	328,00	<input type="checkbox"/>
	Roulettes pivotantes 125 mm, jeu, 4 pces.	une	31890018	363,00	<input type="checkbox"/>
	Roues avant avec blocage directionnel, set (2 pcs.) avant Uniquement en combinaison avec des roulettes pivotantes 100 mm!	une	3189592-KIT	265,00	<input type="checkbox"/>
	Roues pivotantes, 100 mm, (2 pces) arrière	une	313006938 (2x)	146,00	<input type="checkbox"/>












Aucune responsabilité pour les erreurs d'impression

Etac GmbH

 Industriestraße 13
 45699 Herten
 Deutschland




 02366 5006-0
 R82@etac.de
 02366 5006-282
 www.etac.de

 Amtsgericht: Recklinghausen HRB 9024
 USt-ID-Nr.: DE 174 000168
 Bank: SEB AB
 BIC: ESSESESS • IBAN: SE15 5000 0000 0569 6825 2384

CH FR • Valable du: 01.01.2025		31XXX = Code pays		
Produit	Description	Taille	Numéro d'article	CHF
	Frein central, à commande manuelle (kit) - pour châssis de chambre <i>Uniquement pour les roulettes de 100 mm !</i>	2	31890011-2	411,00 <input type="checkbox"/>
	Frein central, commande au pied (kit) - pour châssis de chambre (gaz, électrique)	2	31890012-2	542,00 <input type="checkbox"/>
	Frein central, commande au pied (kit) - pour châssis de chambre (hydraulique) <i>Uniquement pour roulettes de 100 mm, aide au basculement incluse !</i>	2	31890012-3	542,00 <input type="checkbox"/>
	Protection anti-basculement pour High-Low ^{xx} pour roues pivotantes de 75 + 100 mm	2	31890007	162,00 <input type="checkbox"/>
	Protection anti-basculement pour High-Low ^{xx} pour roues pivotantes de 125 mm	2	31890007-1	225,00 <input type="checkbox"/>
	Aide au basculement	une	31890025	96,00 <input type="checkbox"/>
	Verrouillage pour le réglage de la hauteur - pour t. 2 <i>Uniquement pour les modèles avec pédale !</i>	une	31890024	57,00 <input type="checkbox"/>
	Réglage de l'inclinaison sur la barre de poussée, châssis de chambre	2	3189550-TILT	83,00 <input type="checkbox"/>
	Réglage de la hauteur sur l'arceau de poussée (uniquement pour la barre de poussée, montée sur le cadre)	2	3189550-LIFT	93,00 <input type="checkbox"/>
	Barre de poussée, fixe, montée sur le cadre	une	31890009-04	180,00 <input type="checkbox"/>
	Barre de poussée, réglable en angle, standard, montée sur le cadre	une	318910555	292,00 <input type="checkbox"/>
	Barre de poussée, réglable en angle, grande, montée sur le cadre	une	31890010-04	435,00 <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Accessoires: gilets et ceintures			
	Boucles Fix-Lock, hautes, set Boucles Fix-Lock, hautes, fixation de sangles, plus hautes que le bord du dos	une	318910260	85,00 <input type="checkbox"/>










Aucune responsabilité pour les erreurs d'impression

Etac GmbH

 Industriestraße 13
 45699 Herten
 Deutschland




 02366 5006-0
 R82@etac.de
 02366 5006-282
 www.etac.de

 Amtsgericht: Recklinghausen HRB 9024
 USt-ID-Nr.: DE 174 000168
 Bank: SEB AB
 BIC: ESSESESS • IBAN: SE15 5000 0000 0569 6825 2384




CH FR • Valable du: 01.01.2025		31XXX = Code pays		
Produit	Description	Taille	Numéro d'article	CHF
Soutien du tronc				
	Sangle de poitrine et d'épaule, néoprène/tissu de confort, noir	XS	3185705-XS	280,00 <input type="checkbox"/>
	Sangle de poitrine et d'épaule, néoprène/tissu de confort, noir	S	3185705-S	280,00 <input type="checkbox"/>
	Sangle de poitrine et d'épaule, néoprène/tissu de confort, noir	M	3185705-M	280,00 <input type="checkbox"/>
	Sangle de poitrine et d'épaule, néoprène/tissu de confort, noir	L	3185705-L	280,00 <input type="checkbox"/>
	Sangle de poitrine et d'épaule, néoprène/tissu de confort, noir	XL	3185705-XL	280,00 <input type="checkbox"/>
	Sangle de poitrine et d'épaule, néoprène/tissu de confort, noir	XXL	3185705-XXL	280,00 <input type="checkbox"/>
	Gilet croisé, néoprène/tissu de confort, noir	XS	3185720-XS	280,00 <input type="checkbox"/>
	Gilet croisé, néoprène/tissu de confort, noir	S	3185720-S	280,00 <input type="checkbox"/>
	Gilet croisé, néoprène/tissu de confort, noir	M	3185720-M	280,00 <input type="checkbox"/>
	Gilet croisé, néoprène/tissu de confort, noir	L	3185720-L	280,00 <input type="checkbox"/>
	Gilet croisé, néoprène/tissu de confort, noir	XL	3185720-XL	280,00 <input type="checkbox"/>
	Ceinture H rembourrée, tissu, noir	S	3185428-1	280,00 <input type="checkbox"/>
	Ceinture H rembourrée, tissu, noir	M	3185428-2	280,00 <input type="checkbox"/>
	Ceinture H rembourrée, tissu, noir	L	3185428-3	280,00 <input type="checkbox"/>
	Ceinture H rembourrée, tissu, noir	XL	3185428-4	280,00 <input type="checkbox"/>
	Ceinture sternale, rembourrée, en tissu, noir	S	3185430-0	280,00 <input type="checkbox"/>
	Ceinture sternale, rembourrée, en tissu, noir	M	3185430-1	280,00 <input type="checkbox"/>
	Ceinture sternale, rembourrée, en tissu, noir	L	3185430-2	280,00 <input type="checkbox"/>
Soutien pelvien				
	Ceinture abdominale à 4 points, néoprène/tissu de confort, noir	XS	3185725-XS	169,00 <input type="checkbox"/>
	Ceinture abdominale à 4 points, néoprène/tissu de confort, noir	S	3185725-S	169,00 <input type="checkbox"/>
	Ceinture abdominale à 4 points, néoprène/tissu de confort, noir	M	3185725-M	169,00 <input type="checkbox"/>
	Ceinture abdominale à 4 points, néoprène/tissu de confort, noir	L	3185725-L	169,00 <input type="checkbox"/>
	Ceinture abdominale à 4 points, néoprène/tissu de confort, noir	XL	3185725-XL	169,00 <input type="checkbox"/>
	Pantalon en T, néoprène/tissu de confort, noir	XS	3185735-XS	280,00 <input type="checkbox"/>
	Pantalon en T, néoprène/tissu de confort, noir	S	3185735-S	280,00 <input type="checkbox"/>
	Pantalon en T, néoprène/tissu de confort, noir	M	3185735-M	280,00 <input type="checkbox"/>
	Ceinture pelvienne à 2 points, néoprène, noir	S	3185423-1	140,00 <input type="checkbox"/>
	Ceinture pelvienne à 2 points, néoprène, noir	M	3185423-2	140,00 <input type="checkbox"/>
	Ceinture pelvienne à 2 points, néoprène, noir	L	3185423-3	140,00 <input type="checkbox"/>
	Ceinture pelvienne 4 points, boucle métallique, rembourrée, noir	M	3185427-240	188,00 <input type="checkbox"/>
	Ceinture pelvienne 4 points, boucle métallique, rembourrée, noir	L	3185427-340	188,00 <input type="checkbox"/>
	Ceinture pelvienne 4 points, boucle métallique, rembourrée, noir <i>Avec des sangles de 40 mm/25 mm!</i>	XL	3185427-440	188,00 <input type="checkbox"/>
	Pantalon de siège, ceinture d'enlèvement rembourrée, tissu noir	XS	3189108-1	320,00 <input type="checkbox"/>
	Pantalon de siège, ceinture d'enlèvement rembourrée, tissu noir	S	3189108-2	320,00 <input type="checkbox"/>
	Pantalon de siège, ceinture d'enlèvement rembourrée, tissu noir	M	3189108-3	320,00 <input type="checkbox"/>

Aucune responsabilité pour les erreurs d'impression

Etac GmbH

 Industriestraße 13
 45699 Herten
 Deutschland

 02366 5006-0
 R82@etac.de
 02366 5006-282
 www.etac.de

 Amtsgericht: Recklinghausen HRB 9024
 USt-ID-Nr.: DE 174 000168
 Bank: SEB AB
 BIC: ESSESESS • IBAN: SE15 5000 0000 0569 6825 2384

CH FR • Valable du: 01.01.2025		31XXX = Code pays		
Produit	Description	Taille	Numéro d'article	CHF



	Pantalon combiné, forme T, ceinture abdominale, néoprène, noir	S	3189114-127	320,00	<input type="checkbox"/>
	Pantalon combiné, forme T, ceinture abdominale, néoprène, noir	M	3189114-227	320,00	<input type="checkbox"/>

Soutien du pied



	Chevillères, néoprène/tissu de confort, noir, paire	XS	3185745-XS	209,00	<input type="checkbox"/>
	Chevillères, néoprène/tissu de confort, noir, paire	M	3185745-M	209,00	<input type="checkbox"/>
	Chevillères, néoprène/tissu de confort, noir, paire	XL	3185745-XL	209,00	<input type="checkbox"/>



	Bracelets de poignet, pièce	S	3185425-1	83,00	<input type="checkbox"/>
	Bracelets de poignet, pièce	M	3185425-2	83,00	<input type="checkbox"/>
	Bracelets de poignet, pièce	L	3185425-3	83,00	<input type="checkbox"/>
	Bracelets de poignet, pièce	XL	3185425-4	83,00	<input type="checkbox"/>

Sélectionnez la direction: à gauche à droite






	Footstraps avec boucles à pression, paire	une	3185096	79,00	<input type="checkbox"/>
	Footstraps avec velcro, paire	une	3185102	79,00	<input type="checkbox"/>



	Sandaes en néoprène, petites, en paire (120 x 60 mm)	S	3185696-1	136,00	<input type="checkbox"/>
	Sandaes en néoprène, moyen, en paire (140 x 70 mm)	M	3185696-2	136,00	<input type="checkbox"/>

Aucune responsabilité pour les erreurs d'impression

Etac GmbH

 Industriestraße 13
 45699 Herten
 Deutschland

 02366 5006-0
 R82@etac.de
 02366 5006-282
 www.etac.de

 Amtsgericht: Recklinghausen HRB 9024
 USt-ID-Nr.: DE 174 000168
 Bank: SEB AB
 BIC: ESSESESS • IBAN: SE15 5000 0000 0569 6825 2384


R82 Head support guide

Start here

Choose type of head support



Curved
W:180 x H:130



Curved
W:260 x H:160



Anatomic
A:145 x B:140 x C:240



Anatomic
A:155 x B:140 x C:260



Anatomic
A:170 x B:140 x C:320

Choose turtle neck and adjustment possibilities



Standard

Provides two rotation points. The rod allows for adjustments upward and downward, while the turtleneck system allows for sideways, forward, backward, upward and downward adjustments.



Extended

Provides three rotation points. The rod allows for adjustments upward and downward, while the turtleneck system allows for sideways, forwards, backwards, upward, and downward adjustments.



Standard with 3D

Provides two rotation points. The 3D system makes it possible to accommodate an asymmetric position of the head. The rod allows for adjustments upward and downward, while the turtleneck system allows for angling in all directions and sideways, forwards, backwards, upward, and downward adjustments.



Extended with 3D

Provides three rotation points. The 3D system makes it possible to accommodate an asymmetric position of the head. The rod allows for adjustments upward and downward, while the turtleneck system allows for angling in all directions and sideways, forwards, backwards, upward, and downward adjustments.

Choose length of rod and height adjustability



Short

Height adjustability:
80 mm



Medium

Height adjustability:
120 mm



Long

Height adjustability:
160 mm

Choose covers & colours



Black, wipeable



Black



Curved head support, extended turtle neck system with 3D, medium length rod and black cover.