

CH IT • Valido da: 01.01.2025

Listino prezzi/ordini R82 x:panda shape TS

Cliente no:
 Azienda:
 Indirizzo:
 Codice postale/città:
 Persona di contatto:
 E-Mail:
 Telefono

Indirizzo di consegna: vedi informazioni sui clienti

Commissione:


 Advanced Seating

 Simple Seating

R82 x:panda shape TS taglia 2

Modello di base (SET = DEShape2XXXXX):

- Unità di seduta che cresce con il bambino:
Larghezza e profondità del sedile e altezza dello schienale
- Chiusura rapida per la parte superiore della schiena (rimovibile)
- Poggiatesta a tutta lunghezza con barra di supporto
- Braccioli (coppia)
- Regolazione continua dell'angolo dello schienale
- Supporto per poggiatesta
- Cuscino/copertura, rimovibile, lavabile
- Telaio di base per interni con regolazione continua dell'inclinazione e dell'altezza, ruote piroettanti da 75 mm, tutte e 4 frenate, incluso blocco dello sterzo
- Fibbie Fix-Lock per le cinture del busto e addominali



280/320/360/400 mm




240-420 mm



340-560 mm



60 kg



Dimensioni

Taglia 2




| | |
|--|--|
| Altezza del bracciolo (misurata dal sedile) | 100-165/100-220 mm |
| Larghezza effettiva dello schienale (con supporti laterali fissi) | 130-180/170-220/210-260/250-300/290-340/330-380 mm |
| Larghezza effettiva dello schienale (con supporti laterali girevoli) | 80-280/120-320/160-360/200-400/240-440/280-480 mm |
| Larghezza effettiva del sedile (senza supporti per le anche) (A) | 280/320/360/400 mm |
| Profondità effettiva del sedile (B) | 240-420 mm |
| Altezza dello schienale (C) | 340-440/380-490/430-560 mm |
| Peso massimo peso dell'utente | 60 kg |
| Peso del prodotto | 19 kg |
| Dimensioni consigliate per l'utente | 1000-1500 mm |
| Larghezza dello schienale, parte superiore dello schienale (F) | 180/220/260/300/340/380 mm |
| Larghezza del sedile, min./max. (con supporti per le anche) | 180-240/220-280/260-320/300-360 mm |
| Altezza del sedile dal pavimento, con ruote da 75 mm | 300-680 mm |
| Lunghezza della gamba | 170-550 mm |

Ulteriori dimensioni sono disponibili sul nostro sito web.




Version: V2 - 25.04.2025

Nessuna responsabilità per errori di stampa

Etac GmbH

 Industriestraße 13
 45699 Herten
 Deutschland

 02366 5006-0
 R82@etac.de
 02366 5006-282
 www.etac.de

 Amtsgericht: Recklinghausen HRB 9024
 USt-ID-Nr.: DE 174 000168
 Bank: SEB AB
 BIC: ESSESESS • IBAN: SE15 5000 0000 0569 6825 2384

| CH IT • Valido da: 01.01.2025 | | 31XXX = codice paese | | |
|--------------------------------------|-------------|-----------------------------|--------------|-----|
| Prodotto | Descrizione | Taglia | Articolo no. | CHF |

Modello di base



| | | | | |
|---|---|---------------|----------|--------------------------|
| x:panda shape TS taglia 2 | 2 | DEShape2XX X* | 2.977,00 | <input type="checkbox"/> |
| incl. High-Low: xo telaio camera Taglia 2, molla a gas a pressione* (x:panda shape TS taglia 2, base: 98x*140003100) | | | | |
| <input type="checkbox"/> *Larghezza seduta: 32 cm, profondità seduta 24-36 cm (XX = 32) | | | | |
| <input type="checkbox"/> *Larghezza seduta: 40 cm, profondità seduta 24-36 cm (XX = 40) | | | | |
| *Colore telaio: <input type="checkbox"/> Nero X = 0 <input type="checkbox"/> Bianco X = 1 | | | | |
| *Colore di copertina: <input type="checkbox"/> Rosso = 50 <input type="checkbox"/> Grigio = 60 | | | | |
| Cuscino per sedile, pulito (copertura per incontinenza) - larghezza seduta 32 cm | 2 | 31901305-70 | 103,00 | <input type="checkbox"/> |
| Cuscino per sedile, pulito (copertura per incontinenza) - larghezza seduta 40 cm | 2 | 31901307-70 | 103,00 | <input type="checkbox"/> |

Si prega di selezionare 1x set posteriore, appartiene al modello base!



| | | | | |
|--|---|--------------|--------|--------------------------|
| Set posteriore taglia 2 per x:panda shape taglia 2 | 2 | DERücken22 | 412,00 | <input type="checkbox"/> |
| inclusa la parte superiore dello schienale, rimovibile (chiusura rapida) H: 22 cm, totale: 35-47 cm, larghezza regolabile 30/34 cm, guida della cintura/fibbie pieghevoli, maniglia di spinta sullo schienale | | | | |
| <input type="checkbox"/> Cuscino dello schienale 22 x 30 cm | 2 | 31902108-XX* | | |
| <input type="checkbox"/> Cuscino dello schienale 22 x 34 cm | 2 | 31902109-XX* | | |



| | | | | |
|---|--|--|--------|--------------------------|
| *Colore: <input type="checkbox"/> Rosso XX = 50 <input type="checkbox"/> Grigio XX = 60 | | | | |
| Nero, lavabile XX = 70 (copertura per incontinenti) - sovrapprezzo! | | | | |
| | | | 103,00 | <input type="checkbox"/> |



| | | | | |
|--|---|--------------|--------|--------------------------|
| Set posteriore taglia 3 per x:panda shape taglia 2 | 2 | DERücken32 | 412,00 | <input type="checkbox"/> |
| inclusa la parte superiore dello schienale, rimovibile (chiusura rapida) H: 27 cm, totale: 40-52 cm, larghezza regolabile 30/34 cm, guida della cintura/fibbie pieghevoli, maniglia di spinta sullo schienale | | | | |
| <input type="checkbox"/> Cuscino dello schienale 27 x 30 cm | 2 | 31902111-XX* | | |
| <input type="checkbox"/> Cuscino dello schienale 27 x 34 cm | 2 | 31902112-XX* | | |
| <input type="checkbox"/> Cuscino dello schienale 27 x 38 cm | 2 | 31902113-XX* | | |


| | | | | |
|---|--|--|--------|--------------------------|
| *Colore: <input type="checkbox"/> Rosso XX = 50 <input type="checkbox"/> Grigio XX = 60 | | | | |
| Nero, lavabile XX = 70 (copertura per incontinenti) - sovrapprezzo! | | | | |
| | | | 103,00 | <input type="checkbox"/> |

| | | | | |
|--|---|--------------|--------|--------------------------|
| Set posteriore taglia 4 per x:panda shape taglia 2 | 2 | DERücken42 | 412,00 | <input type="checkbox"/> |
| incl. schienale superiore, rimovibile (chiusura rapida) H: 34 cm, larghezza regolabile 30/34/38/42 cm, guida cintura/fibbie pieghevoli, maniglia di spinta sullo schienale | | | | |
| <input type="checkbox"/> Cuscino dello schienale 34 x 30 cm | 2 | 31902114-XX* | | |
| <input type="checkbox"/> Cuscino dello schienale 34 x 34 cm | 2 | 31902115-XX* | | |
| <input type="checkbox"/> Cuscino dello schienale 34 x 38 cm | 2 | 31902116-XX* | | |
| <input type="checkbox"/> Cuscino dello schienale 34 x 42 cm | 2 | 31902117-XX* | | |

| | | | | |
|---|--|--|--------|--------------------------|
| *Colore: <input type="checkbox"/> Rosso XX = 50 <input type="checkbox"/> Grigio XX = 60 | | | | |
| Nero, lavabile XX = 70 (copertura per incontinenti) - sovrapprezzo! | | | | |
| | | | 103,00 | <input type="checkbox"/> |

| | | | |
|-------------------|---|--|--|
| Accessori: | <input checked="" type="checkbox"/> per Seduta semplice (sedile monoblocco) | <input checked="" type="checkbox"/> per sedili avanzati (sedile sdoppiato) | <input type="checkbox"/> per tutti i modelli |
|-------------------|---|--|--|

Accessori: Schienale



| | | | | |
|--|-----|----------|-------|--------------------------|
| Vite a mano per lo schienale (regolazione dell'altezza senza attrezzi) | una | 31905081 | 28,00 | <input type="checkbox"/> |
|--|-----|----------|-------|--------------------------|

Nessuna responsabilità per errori di stampa

Etac GmbH

Industriestraße 13
45699 Herten
Deutschland

02366 5006-0
R82@etac.de
02366 5006-282
www.etac.de

Amtsgericht: Recklinghausen HRB 9024
USt-ID-Nr.: DE 174 000168
Bank: SEB AB
BIC: ESSESESS • IBAN: SE15 5000 0000 0569 6825 2384

| CH IT • Valido da: 01.01.2025 | | 31XXX = codice paese | | |
|-------------------------------|-------------|----------------------|--------------|-----|
| Prodotto | Descrizione | Taglia | Articolo no. | CHF |



Schienale dinamico con regolazione continua dell'angolo dello schienale

| | | | | |
|--|---|-------------|--------|--------------------------|
| Schienale dinamico con molla dinamica, fissabile | 2 | 31905159-TS | 330,00 | <input type="checkbox"/> |
| Schienale dinamico con pretensione/corsa della molla regolabile, fissabile | 2 | 31905160-TS | 464,00 | <input type="checkbox"/> |



Kit terapeutico incl. supporto distanziale e cuscino incl. copertura

| | | | | |
|---|---|----------|--------|--------------------------|
| Kit terapeutico (supporto lombare, sedile attivo) 22 x 5,5 cm (set) | 2 | DeThera1 | 248,00 | <input type="checkbox"/> |
| Kit terapeutico (supporto lombare, sedile attivo) 26 x 5,5 cm (set) | 2 | DeThera2 | 248,00 | <input type="checkbox"/> |
| Kit terapeutico (supporto lombare, sedile attivo) 30 x 5,5 cm (set) | 2 | DeThera3 | 248,00 | <input type="checkbox"/> |
| Kit terapeutico (supporto lombare, sedile attivo) 38 x 5,5 cm (set) | 2 | DeThera4 | 248,00 | <input type="checkbox"/> |
| Kit terapeutico (supporto lombare, sedile attivo) 42 x 5,5 cm (set) | 2 | DeThera5 | 248,00 | <input type="checkbox"/> |

Accessori: Seduta avanzata (compensazione delle differenze di lunghezza delle gambe, deflessione del vento, bordo del tubo regolabile)



| | | | | |
|--|---|----------|--------|--------------------------|
| Advanced Seating set t. 2 - Larghezza del sedile 28 cm | 2 | DeAdv228 | 103,00 | <input type="checkbox"/> |
| Advanced Seating set t. 2 - Larghezza del sedile 32 cm | 2 | DeAdv232 | 103,00 | <input type="checkbox"/> |
| Advanced Seating set t. 2 - Larghezza del sedile 36 cm | 2 | DeAdv236 | 103,00 | <input type="checkbox"/> |
| Advanced Seating set t. 2 - Larghezza del sedile 40 cm | 2 | DeAdv240 | 103,00 | <input type="checkbox"/> |



Bordo del sedile regolabile in profondità (solo per Advanced Seating)

| | | | | |
|--|---|----------|--------|--------------------------|
| Bordo del tubero per la misura 2, medio (L: 15, L: 13-22, A: 3,5 cm) | 2 | 31905055 | 140,00 | <input type="checkbox"/> |
| Bordo del tubero per la misura 2, lungo (L: 15, L: 14-24, A: 5 cm) | 2 | 31905056 | 140,00 | <input type="checkbox"/> |

Accessori: abduzione e adduzione - possono essere montati solo con il "Advanced Seating Set"



Ginocchiere interne per x:panda shape TS Advanced

| | | | | |
|---|---|--------------|--------|--------------------------|
| Ginocchiere interne con copertura per la taglia 2 (set) | 2 | 31905002-XX* | 227,00 | <input type="checkbox"/> |
| *Nero XX = 80 | | | no SUP | <input type="checkbox"/> |
| *Nero, lavabile XX = 70 (copertura per incontinenza) - sovrapprezzo! | | | 41,00 | <input type="checkbox"/> |



Ginocchiere esterne per x:panda shape Advanced

| | | | | |
|---|---|--------------|--------|--------------------------|
| Ginocchiere esterne con copertura per la taglia 2 (set) | 2 | 31905009-XX* | 309,00 | <input type="checkbox"/> |
| Ginocchiere esterne, pieghevoli, incl. copertura per la taglia 2 (set) | 2 | 31905010-XX* | 598,00 | <input type="checkbox"/> |
| *Nero XX = 80 | | | no SUP | <input type="checkbox"/> |
| *Nero, lavabile XX = 70 (copertura per incontinenza) - sovrapprezzo! | | | 41,00 | <input type="checkbox"/> |

Accessori: abduzione e adduzione - possono essere montati solo con il "Advanced Seating Set"



Cuneo di abduzione con Qick Release, regolabile in profondità e rimovibile

| | | | | |
|---|---|--------------|--------|--------------------------|
| Cuneo di abduzione con copertura per la taglia 2 (L: 6 A: 19 L: 16 cm) | 2 | 31905082-XX* | 268,00 | <input type="checkbox"/> |
| Cuneo di abduzione con copertura per la taglia 2 (L: 8 A: 23 L: 19 cm) | 2 | 31905078-XX* | 310,00 | <input type="checkbox"/> |
| *Nero XX = 80 | | | no SUP | <input type="checkbox"/> |
| *Nero, lavabile XX = 70 (copertura per incontinenza) - sovrapprezzo! | | | 41,00 | <input type="checkbox"/> |

Accessori: abduzione e adduzione - per piastra di seduta "Simple Seating"



| | | | | |
|---|---|----------|--------|--------------------------|
| Cuneo di abduzione Simple Seating - set misura 2 larghezza seduta 32 cm | 2 | DEAbd232 | 268,00 | <input type="checkbox"/> |
| Cuneo di abduzione Simple Seating - set misura 2 larghezza seduta 40 cm | 2 | DEAbd240 | 268,00 | <input type="checkbox"/> |

Nessuna responsabilità per errori di stampa

Etac GmbH

Industriestraße 13
45699 Herten
Deutschland

02366 5006-0
R82@etac.de
02366 5006-282
www.etac.de

Amtsgericht: Recklinghausen HRB 9024
USt-ID-Nr.: DE 174 000168
Bank: SEB AB
BIC: ESSESESS • IBAN: SE15 5000 0000 0569 6825 2384

| CH IT • Valido da: 01.01.2025 | | 31XXX = codice paese | | |
|-------------------------------|-------------|----------------------|--------------|-----|
| Prodotto | Descrizione | Taglia | Articolo no. | CHF |

Accessori: abduzione e adduzione - per piastra di seduta "Simple Seating"



Guide esterne delle gambe per x:panda shape TS

Guide esterne delle gambe incl. copertura per la taglia 2 (set)

2 31905006-XX* 227,00

*Nero XX = 80

no SUP

*Nero, lavabile XX = 70 (copertura per incontinenza) - **sovrapprezzo!**

41,00

Accessori: Braccioli

Cuscino per bracciolo con fodera (L: 7,5 x L: 31 cm) per la taglia 2

2 31905115-XX* 124,00

*Nero XX = 80

no SUP

*Nero, lavabile XX = 70 (copertura per incontinenza) - **sovrapprezzo!**

31,00



Supporto per ausilio alla comunicazione, montato sul bracciolo

Supporto per ausilio alla comunicazione - per braccioli misura 2

2 31905033-2 99,00



Supporto per pulsantiera per regolazione elettrica dell'altezza

Supporto per pulsantiera - per braccioli misura 2

2 31905030-2 82,00



Supporto fisso per braccio superiore, con copertura (set) - L: 14, H: 18 cm

2 31905017-XX* 299,00

Supporto fisso per braccio superiore, con copertura (set) - L: 19, H: 27 cm

2 31905018-XX* 392,00

Supporto superiore regolabile per il braccio, con copertura (set) - L: 14, H: 18 cm

2 31905019-XX* 464,00

Supporto superiore regolabile per il braccio, con copertura (set) - L: 19, H: 27 cm

2 31905020-XX* 552,00

*Nero XX = 80

no SUP

*Nero, lavabile XX = 70 (copertura per incontinenza) - **sovrapprezzo!**

72,00

Accessori: supporti per bacino e anca



Supporti pelvici regolabili in larghezza con copertura, montati posteriormente

Supporti pelvici regolabili in larghezza per la taglia 2 (L: 14, A: 13 cm)

2 31905042-XX* 351,00

Supporti pelvici regolabili in larghezza per la taglia 2 (L: 18, A: 15 cm)

2 31905043-XX* 433,00

*Nero XX = 80

no SUP

*Nero, lavabile XX = 70 (copertura per incontinenza) - **sovrapprezzo!**

31,00



Supporti per fianchi regolabili in larghezza, montati lateralmente

Supporto per fianchi regolabile in larghezza per la taglia 2 (L: 14, H: 13 cm)

2 31905045-XX* 320,00

*Nero XX = 80




no SUP

*Nero, lavabile XX = 70 (copertura per incontinenza) - **sovrapprezzo!**




31,00

Nessuna responsabilità per errori di stampa

Etac GmbH

 Industriestraße 13
 45699 Herten
 Deutschland

 02366 5006-0
 R82@etac.de
 02366 5006-282
 www.etac.de

 Amtsgericht: Recklinghausen HRB 9024
 USt-ID-Nr.: DE 174 000168
 Bank: SEB AB
 BIC: ESSESESS • IBAN: SE15 5000 0000 0569 6825 2384

| CH IT • Valido da: 01.01.2025 | | 31XXX = codice paese | | |
|-------------------------------|-------------|----------------------|--------------|-----|
| Prodotto | Descrizione | Taglia | Articolo no. | CHF |

Accessori: Cuscinetti laterali (la larghezza della colonna vertebrale può essere ridotta fino a 50 mm)

Maggiori dettagli a pagina 12!



Tipo

- Fisso
- Orientabile
- Orientabile/angolabile 3D

| | | | |
|----|---|-------------|---------------------------------|
| | | 3183XXXX-XX | |
| 01 | — | — | 217,00 <input type="checkbox"/> |
| 02 | — | — | 382,00 <input type="checkbox"/> |
| 03 | — | — | 464,00 <input type="checkbox"/> |



Forma

- Pelotta laterale, rettangolare, set (L: 11 x H: 8 cm)
- Pelotta laterale, rettangolare, set (L: 15 x H: 9 cm)
- Pelotta laterale, rettangolare, set (L: 19 x H: 9 cm)
- Pelotta laterale, quadrata, set (L: 11 x H: 10 cm)
- Pelotta laterale, quadrata, set (L: 13 x H: 13 cm)
- Pelotta laterale, quadrata, set (L: 15 x H: 16 cm)
- Pelotta laterale, quadrata, set (L: 17 x H: 20 cm)

| | | | |
|----|---|---|---------------------------------|
| 01 | — | — | no SUP <input type="checkbox"/> |
| 02 | — | — | no SUP <input type="checkbox"/> |
| 03 | — | — | 62,00 <input type="checkbox"/> |
| 04 | — | — | no SUP <input type="checkbox"/> |
| 05 | — | — | no SUP <input type="checkbox"/> |
| 06 | — | — | 73,00 <input type="checkbox"/> |
| 07 | — | — | 83,00 <input type="checkbox"/> |



Colore

- Nero
- Nero, lavabile (copertura per incontinenza) – **sovrapprezzo!**

| | | | |
|----|---|---|---------------------------------|
| 80 | — | — | no SUP <input type="checkbox"/> |
| 70 | — | — | 52,00 <input type="checkbox"/> |

Accessori: Poggiatesta – tutti con regolazione orizzontale e coperchio (è necessaria una selezione per le posizioni 1-4!)

Per ulteriori informazioni sulla configurazione dei poggiatesta, consultare la pagina 11!

1. Imbottitura poggiatesta (selezionare il rivestimento)



| | | | | |
|---|---|--------------------|--------|--------------------------|
| — | Cuscino poggiatesta, curvo, L: 18, A: 13 cm | 319921000-00 | 73,00 | <input type="checkbox"/> |
| — | Cuscino poggiatesta, curvo, L: 26, A: 16 cm | 319922000-00 | 73,00 | <input type="checkbox"/> |
| — | Cuscino poggiatesta, anatomico, piccolo | S 319923000-00 | 151,00 | <input type="checkbox"/> |
| — | Cuscino poggiatesta, anatomico, medio | M 319945000-00 | 151,00 | <input type="checkbox"/> |
| — | Cuscino poggiatesta, anatomico, grande | L 319967000-00 | 151,00 | <input type="checkbox"/> |
| — | Rivestimento, tessuto, nero (-80) | necessario! | 100,00 | <input type="checkbox"/> |
| — | Rivestimento, lavabile, nero (-70) | necessario! | 167,00 | <input type="checkbox"/> |

2. Barra di sostegno (il poggiatesta non può essere utilizzato senza barra di sostegno)



| | | | | |
|---|---------------------------------|----------------|-------|--------------------------|
| — | Barra di sostegno, corta, 8 cm | S 319900001-00 | 45,00 | <input type="checkbox"/> |
| — | Barra di sostegno, media, 12 cm | M 319900002-00 | 45,00 | <input type="checkbox"/> |
| — | Barra di sostegno, lunga, 16 cm | L 319900003-00 | 45,00 | <input type="checkbox"/> |

3. Regolazione Turtle (il poggiatesta non può essere utilizzato senza supporto Turtle)



| | | | | |
|---|-----------------------------|------------------|--------|--------------------------|
| — | Standard (due snodi) | una 319900010-00 | 70,00 | <input type="checkbox"/> |
| — | Avanzato (tre snodi) | una 319900020-00 | 117,00 | <input type="checkbox"/> |
| — | Standard con regolazione 3D | una 319900030-00 | 183,00 | <input type="checkbox"/> |
| — | Avanzato con regolazione 3D | una 319900040-00 | 210,00 | <input type="checkbox"/> |

Viti a mano (regolazione rapida) per poggiatesta



| | | | | |
|---|--|--------------|-------|--------------------------|
| — | Viti a mano per la regolazione dell'altezza | una 31905037 | 24,00 | <input type="checkbox"/> |
| — | Viti a mano per la regolazione dell'inclinazione, standard (2 pz.) | una 31905034 | 48,00 | <input type="checkbox"/> |
| — | Viti a mano per la regolazione dell'inclinazione, estesa (3 pz.) | una 31905035 | 62,00 | <input type="checkbox"/> |



Opzionale per poggiatesta anatomici

| | | | | |
|---|--------------------------------------|---------------|--------|--------------------------|
| — | Sistema di fascia frontale, completo | una 3199500-5 | 220,00 | <input type="checkbox"/> |
|---|--------------------------------------|---------------|--------|--------------------------|

Non adatto per imbottiture poggiatesta curve!





Nessuna responsabilità per errori di stampa

Etac GmbH

Industriestraße 13
45699 Herten
Deutschland

02366 5006-0
R82@etac.de
02366 5006-282
www.etac.de

Amtsgericht: Recklinghausen HRB 9024
USt-ID-Nr.: DE 174 000168
Bank: SEB AB
BIC: ESSESESS • IBAN: SE15 5000 0000 0569 6825 2384

| CH IT • Valido da: 01.01.2025 | | 31XXX = codice paese | | |
|---|---|----------------------|--------------|---------------------------------|
| Prodotto | Descrizione | Taglia | Articolo no. | CHF |
|  | Poggiatesta regolabile, 2 alette laterali incl. rivestimento in rete e supporto Turtle, senza dinamica | una | 319977793-85 | 580,00 <input type="checkbox"/> |
|  | Poggiatesta regolabile, 2 alette laterali incl. rivestimento in rete e supporto Turtle, con dinamica | una | 319977693-85 | 680,00 <input type="checkbox"/> |
|  | Poggiatesta regolabile, 4 alette laterali incl. rivestimento in rete e supporto Turtle, senza dinamica | una | 319975793-85 | 630,00 <input type="checkbox"/> |
|  | Poggiatesta regolabile, 4 alette laterali incl. rivestimento in rete e supporto Turtle, con dinamica | una | 319975693-85 | 730,00 <input type="checkbox"/> |

 Accessori: Tavoli e centri di attività

Tavolo con bordo, forma 6, per taglia 2

Tavolo con bordo, forma 6, barra di supporto singola, ABS grigio

 2 318910720-2 331,00

Tavolo con bordo, forma 6, doppia barra di supporto, ABS grigio

 2 318910725-2 492,00

Tappezzeria per tavoli

Tappezzeria per tavolo, forma 6, sopra e sotto - per tavolo taglia 2

 2 318910725-20 492,00

Tappezzeria per tavolo, forma 6, inferiore - per tavolo taglia 2

 2 318910725-20B 190,00

Tappezzeria per tavolo, forma 6, superiore - per tavolo taglia 2

 2 318910725-20T 327,00

Barra terapeutica

Barra terapeutica per tavolo, forma 5 e 6

 una 318910740 219,00

Maniglia per tavoli

Maniglia per tavolo, forma 5 e 6

 una 318910750 410,00
 Accessori: Sottotelaio - Poggiapiedi


Piastra per polpacci per barra d'appoggio singola




 una 3185131 252,00


Cuscinetto poggiapiedi taglia 2 per pedana Wombat taglia 2


 2 3195145-2PAD 197,00












Nessuna responsabilità per errori di stampa

Etac GmbH

 Industriestraße 13
 45699 Herten
 Deutschland




 02366 5006-0
 R82@etac.de
 02366 5006-282
 www.etac.de

 Amtsgericht: Recklinghausen HRB 9024
 USt-ID-Nr.: DE 174 000168
 Bank: SEB AB
 BIC: ESSESESS • IBAN: SE15 5000 0000 0569 6825 2384





| CH IT • Valido da: 01.01.2025 | | 31XXX = codice paese | | | |
|---|---|----------------------|----------------|----------|--------------------------|
| Prodotto | Descrizione | Taglia | Articolo no. | CHF | |
|  | Box piedi taglia 2 completo, per piastra piedi Wombat taglia 2 (guida laterale + posteriore, imbottita, cuscinetto per barra di supporto e poggipiedi) | 2 | 3195145-2BSET | 490,00 | <input type="checkbox"/> |
|  | Cintura per il vano piedi (anteriore) | 2 | 3195145-20 | 101,00 | <input type="checkbox"/> |
|  | Gusci per piedi, regolabili singolarmente, coppia (7,5 x 17 cm) | 1-2 | 3189143-1 | 506,00 | <input type="checkbox"/> |
| | Gusci per piedi, regolabili singolarmente, coppia (9,5 x 21 cm) | 1-2 | 3189143-2 | 506,00 | <input type="checkbox"/> |
| | Gusci per piedi, regolabili singolarmente, coppia (11 x 23,5 cm) | 3-4 | 3189143-3 | 506,00 | <input type="checkbox"/> |
|  | Maniglione doppio | 15 cm | 318910840-1 | 174,00 | <input type="checkbox"/> |
| | Maniglione doppio | 25 cm | 318910840-2 | 174,00 | <input type="checkbox"/> |
| | Maniglione doppio | 31 cm | 318910840-3 | 174,00 | <input type="checkbox"/> |
| | Maniglione doppio, supporto esteso 16 cm | 31 cm | 318910841-3 | 186,00 | <input type="checkbox"/> |
|  | Poggipiedi multiregolabile - per High-Low:xo taglia 1, 18 cm* | 1 | 318910851-1 | 535,00 | <input type="checkbox"/> |
| | Poggipiedi multiregolabile - per High-Low:xo taglia 1, 31 cm* | 2 | 318910851-2 | 535,00 | <input type="checkbox"/> |
| | Poggipiedi multiregolabile - per High-Low:xo taglia 1, 35 cm* | 3 | 318910851-3 | 535,00 | <input type="checkbox"/> |
| | *Pedana: 20 x 12 cm | | | | |
|  | Adattatore per l'estensione della larghezza per il poggipiedi multiregolabile | una | 318910855 | 66,00 | <input type="checkbox"/> |
|  | Piastra per polpacci, regolabili Per il poggipiedi multiregolabile! | una | 3189162 | 585,00 | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Accessori: Sottotelaio | | | | | |
|  | Regolazione elettrica dell'altezza (incl. batteria e pulsantiera) | 2 | 31890006-2 | 1.275,00 | <input type="checkbox"/> |
|  | Molla a gas extra a pressione per supportare la regolazione dell'altezza Consigliato per carichi (sedile + utente) superiori a 50 kg | una | 31890003 | 167,00 | <input type="checkbox"/> |
|  | Ruote girevoli 100 mm, set, 4 pezzi. | una | 31890017 | 328,00 | <input type="checkbox"/> |
| | Ruote girevoli 125 mm, set, 4 pezzi. | una | 31890018 | 363,00 | <input type="checkbox"/> |
|  | Ruote anteriori con blocco direzionale (arresto girevole), set (2 pezzi) anteriore Solo in combinazione con ruote piroettanti da 100 mm! | una | 3189592-KIT | 265,00 | <input type="checkbox"/> |
| | Ruote piroettanti, 100 mm, (2 pezzi) posteriori | una | 313006938 (2x) | 146,00 | <input type="checkbox"/> |











Nessuna responsabilità per errori di stampa

Etac GmbH

 Industriestraße 13
 45699 Herten
 Deutschland

 02366 5006-0
 R82@etac.de
 02366 5006-282
 www.etac.de

 Amtsgericht: Recklinghausen HRB 9024
 USt-ID-Nr.: DE 174 000168
 Bank: SEB AB
 BIC: ESSESESS • IBAN: SE15 5000 0000 0569 6825 2384

| CH IT • Valido da: 01.01.2025 | | 31XXX = codice paese | | |
|---|--|----------------------|--------------|---------------------------------|
| Prodotto | Descrizione | Taglia | Articolo no. | CHF |
|  | Freno centrale, azionamento manuale (set) - per telaio interno <i>Solo per ruote da 100 mm!</i> | 2 | 31890011-2 | 411,00 <input type="checkbox"/> |
|  | Freno centrale, a pedale (set) - per telaio interno (gas, elettrico) | 2 | 31890012-2 | 542,00 <input type="checkbox"/> |
| | Freno centrale, a pedale (set) - per telaio interno (idraulico) <i>Solo per ruote da 100 mm, con ausilio per il ribaltamento!</i> | 2 | 31890012-3 | 542,00 <input type="checkbox"/> |
|  | Protezione antiribaltamento High-Low:xo per ruote girevoli da 75 + 100 mm | 2 | 31890007 | 162,00 <input type="checkbox"/> |
| | Protezione antiribaltamento High-Low:xo per ruote girevoli da 125 mm | 2 | 31890007-1 | 225,00 <input type="checkbox"/> |
|  | Aiuto al ribaltamento | una | 31890025 | 96,00 <input type="checkbox"/> |
|  | Blocco per la regolazione dell'altezza - per la taglia 2 <i>Solo per i modelli con pedale!</i> | una | 31890024 | 57,00 <input type="checkbox"/> |
|  | Regolazione dell'inclinazione sulla barra di spinta, telaio interno | 2 | 3189550-TILT | 83,00 <input type="checkbox"/> |
|  | Regolazione dell'altezza della barra di spinta (solo per la barra di spinta, montata sul telaio) | 2 | 3189550-LIFT | 93,00 <input type="checkbox"/> |
|  | Barra di spinta, fissa, montata sul telaio | una | 31890009-04 | 180,00 <input type="checkbox"/> |
|  | Barra di spinta, regolabile ad angolo, standard, montata sul telaio | una | 318910555 | 292,00 <input type="checkbox"/> |
|  | Maniglione di spinta, regolabile ad angolo, grande, montato sul telaio | una | 31890010-04 | 435,00 <input type="checkbox"/> |

**Accessori: Gilet e cinture****Fibbie Fix-Lock, alte, set**

Fibbie Fix-Lock, alte, cinghie di fissaggio, più alte del bordo posteriore

una




318910260

85,00












Nessuna responsabilità per errori di stampa

Etac GmbH

 Industriestraße 13
 45699 Herten
 Deutschland




 02366 5006-0
 R82@etac.de
 02366 5006-282
 www.etac.de

 Amtsgericht: Recklinghausen HRB 9024
 USt-ID-Nr.: DE 174 000168
 Bank: SEB AB
 BIC: ESSESESS • IBAN: SE15 5000 0000 0569 6825 2384



| CH IT • Valido da: 01.01.2025 | | 31XXX = codice paese | | |
|---|---|----------------------|--------------|---------------------------------|
| Prodotto | Descrizione | Taglia | Articolo no. | CHF |
| Supporto del tronco | | | | |
|  | Cinghia pettorale, tessuto neoprene/comfort, nero | XS | 3185705-XS | 280,00 <input type="checkbox"/> |
| | Cinghia pettorale, tessuto neoprene/comfort, nero | S | 3185705-S | 280,00 <input type="checkbox"/> |
| | Cinghia pettorale, tessuto neoprene/comfort, nero | M | 3185705-M | 280,00 <input type="checkbox"/> |
| | Cinghia pettorale, tessuto neoprene/comfort, nero | L | 3185705-L | 280,00 <input type="checkbox"/> |
| | Cinghia pettorale, tessuto neoprene/comfort, nero | XL | 3185705-XL | 280,00 <input type="checkbox"/> |
| | Cinghia pettorale, tessuto neoprene/comfort, nero | XXL | 3185705-XXL | 280,00 <input type="checkbox"/> |
|  | Gilet incrociato, tessuto neoprene/comfort, nero | XS | 3185720-XS | 280,00 <input type="checkbox"/> |
| | Gilet incrociato, tessuto neoprene/comfort, nero | S | 3185720-S | 280,00 <input type="checkbox"/> |
| | Gilet incrociato, tessuto neoprene/comfort, nero | M | 3185720-M | 280,00 <input type="checkbox"/> |
| | Gilet incrociato, tessuto neoprene/comfort, nero | L | 3185720-L | 280,00 <input type="checkbox"/> |
| | Gilet incrociato, tessuto neoprene/comfort, nero | XL | 3185720-XL | 280,00 <input type="checkbox"/> |
|  | Cintura a H imbottita, tessuto, nero | S | 3185428-1 | 280,00 <input type="checkbox"/> |
| | Cintura a H imbottita, tessuto, nero | M | 3185428-2 | 280,00 <input type="checkbox"/> |
| | Cintura a H imbottita, tessuto, nero | L | 3185428-3 | 280,00 <input type="checkbox"/> |
| | Cintura a H imbottita, tessuto, nero | XL | 3185428-4 | 280,00 <input type="checkbox"/> |
|  | Cinturino sternale, imbottito, tessuto, nero | S | 3185430-0 | 280,00 <input type="checkbox"/> |
| | Cinturino sternale, imbottito, tessuto, nero | M | 3185430-1 | 280,00 <input type="checkbox"/> |
| | Cinturino sternale, imbottito, tessuto, nero | L | 3185430-2 | 280,00 <input type="checkbox"/> |
| Supporto pelvico | | | | |
|  | Cintura addominale a 4 punti, tessuto neoprene/comfort, nero | XS | 3185725-XS | 169,00 <input type="checkbox"/> |
| | Cintura addominale a 4 punti, tessuto neoprene/comfort, nero | S | 3185725-S | 169,00 <input type="checkbox"/> |
| | Cintura addominale a 4 punti, tessuto neoprene/comfort, nero | M | 3185725-M | 169,00 <input type="checkbox"/> |
| | Cintura addominale a 4 punti, tessuto neoprene/comfort, nero | L | 3185725-L | 169,00 <input type="checkbox"/> |
| | Cintura addominale a 4 punti, tessuto neoprene/comfort, nero | XL | 3185725-XL | 169,00 <input type="checkbox"/> |
|  | Pantaloni a T, tessuto neoprene/comfort, nero | XS | 3185735-XS | 280,00 <input type="checkbox"/> |
| | Pantaloni a T, tessuto neoprene/comfort, nero | S | 3185735-S | 280,00 <input type="checkbox"/> |
| | Pantaloni a T, tessuto neoprene/comfort, nero | M | 3185735-M | 280,00 <input type="checkbox"/> |
|  | Cintura pelvica a 2 punti, neoprene, nero | S | 3185423-1 | 140,00 <input type="checkbox"/> |
| | Cintura pelvica a 2 punti, neoprene, nero | M | 3185423-2 | 140,00 <input type="checkbox"/> |
| | Cintura pelvica a 2 punti, neoprene, nero | L | 3185423-3 | 140,00 <input type="checkbox"/> |
|  | Cintura addominale a 4 punti con fibbia in metallo, imbottita, nero | M | 3185427-240 | 188,00 <input type="checkbox"/> |
| | Cintura addominale a 4 punti con fibbia in metallo, imbottita, nero | L | 3185427-340 | 188,00 <input type="checkbox"/> |
| | Cintura addominale a 4 punti con fibbia in metallo, imbottita, nero <i>Con fettuccia da 40 mm/25 mm!</i> | XL | 3185427-440 | 188,00 <input type="checkbox"/> |
|  | Pantaloni da seduta, cintura di abduzione imbottita, nero | XS | 3189108-1 | 320,00 <input type="checkbox"/> |
| | Pantaloni da seduta, cintura di abduzione imbottita, nero | S | 3189108-2 | 320,00 <input type="checkbox"/> |
| | Pantaloni da seduta, cintura di abduzione imbottita, nero | M | 3189108-3 | 320,00 <input type="checkbox"/> |

Nessuna responsabilità per errori di stampa

Etac GmbH

 Industriestraße 13
 45699 Herten
 Deutschland

 02366 5006-0
 R82@etac.de
 02366 5006-282
 www.etac.de

 Amtsgericht: Recklinghausen HRB 9024
 USt-ID-Nr.: DE 174 000168
 Bank: SEB AB
 BIC: ESSESESS • IBAN: SE15 5000 0000 0569 6825 2384

| CH IT • Valido da: 01.01.2025 | | 31XXX = codice paese | | |
|-------------------------------|-------------|----------------------|--------------|-----|
| Prodotto | Descrizione | Taglia | Articolo no. | CHF |



Pantaloni combi, forma a T con cintura pelvica, neoprene, nero
Pantaloni combi, forma a T con cintura pelvica, neoprene, nero

| | | | |
|---|-------------|--------|--------------------------|
| S | 3189114-127 | 320,00 | <input type="checkbox"/> |
| M | 3189114-227 | 320,00 | <input type="checkbox"/> |

Supporto del piede



Cinturini per caviglie, tessuto neoprene/comfort, nero, coppia
Cinturini per caviglie, tessuto neoprene/comfort, nero, coppia
Cinturini per caviglie, tessuto neoprene/comfort, nero, coppia

| | | | |
|----|------------|--------|--------------------------|
| XS | 3185745-XS | 209,00 | <input type="checkbox"/> |
| M | 3185745-M | 209,00 | <input type="checkbox"/> |
| XL | 3185745-XL | 209,00 | <input type="checkbox"/> |



Cinturino da polso, pezzo
Cinturino da polso, pezzo
Cinturino da polso, pezzo
Cinturino da polso, pezzo

| | | | |
|----|-----------|-------|--------------------------|
| S | 3185425-1 | 83,00 | <input type="checkbox"/> |
| M | 3185425-2 | 83,00 | <input type="checkbox"/> |
| L | 3185425-3 | 83,00 | <input type="checkbox"/> |
| XL | 3185425-4 | 83,00 | <input type="checkbox"/> |

Selezionare la posizione: sinistra destra



Cinghie per i piedi con fibbie pieghevoli, coppia
Cinghie per i piedi con velcro, coppia

| | | | |
|-----|---------|-------|--------------------------|
| una | 3185096 | 79,00 | <input type="checkbox"/> |
| una | 3185102 | 79,00 | <input type="checkbox"/> |






Sandali in neoprene, piccolo, coppia (120 x 60 mm)
Sandali in neoprene, medio, coppia (140 x 70 mm)

| | | | |
|---|-----------|--------|--------------------------|
| S | 3185696-1 | 136,00 | <input type="checkbox"/> |
| M | 3185696-2 | 136,00 | <input type="checkbox"/> |

Nessuna responsabilità per errori di stampa

Etac GmbH

 Industriestraße 13
 45699 Herten
 Deutschland

 02366 5006-0
 R82@etac.de
 02366 5006-282
 www.etac.de

 Amtsgericht: Recklinghausen HRB 9024
 USt-ID-Nr.: DE 174 000168
 Bank: SEB AB
 BIC: ESSESESS • IBAN: SE15 5000 0000 0569 6825 2384


R82 Head support guide

Start here

Choose type of head support



Curved
W:180 x H:130



Curved
W:260 x H:160



Anatomic
A:145 x B:140 x C:240



Anatomic
A:155 x B:140 x C:260



Anatomic
A:170 x B:140 x C:320

Choose turtle neck and adjustment possibilities



Standard

Provides two rotation points. The rod allows for adjustments upward and downward, while the turtle neck system allows for sideways, forward, backward, upward and downward adjustments.



Extended

Provides three rotation points. The rod allows for adjustments upward and downward, while the turtle neck system allows for sideways, forwards, backwards, upward, and downward adjustments.



Standard with 3D

Provides two rotation points. The 3D system makes it possible to accommodate an asymmetric position of the head. The rod allows for adjustments upward and downward, while the turtle neck system allows for angling in all directions and sideways, forwards, backwards, upward, and downward adjustments.



Extended with 3D

Provides three rotation points. The 3D system makes it possible to accommodate an asymmetric position of the head. The rod allows for adjustments upward and downward, while the turtle neck system allows for angling in all directions and sideways, forwards, backwards, upward, and downward adjustments.

Choose length of rod and height adjustability



Short

Height adjustability:
80 mm



Medium

Height adjustability:
120 mm



Long

Height adjustability:
160 mm

Choose covers & colours



Black, wipeable



Black



Curved head support, extended turtle neck system with 3D, medium length rod and black cover.