

DE • Gültig ab: 01.01.2025

Bestell-/Preisliste R82 x:panda shape TS

Kunden-Nr:

Firma:

Adresse:

PLZ/Ort:

Ansprechpartner:

E-Mail:

Telefon-Nr:

Lieferanschrift:  siehe Kundeninformationen

Kommission:


 Advanced Seating

 Simple Seating

## R82 x:panda shape TS Gr. 2

**Grundmodell (SET = DEShape2XXXXX) enthält:**

- Sitzeinheit, mitwachsend in: Sitzbreite, Sitztiefe und Rückenhöhe
- Schnellverschluss für oberen Rücken (abnehmbar)
- Durchgehendes Fußbrett mit Haltestange
- Armlehnen (Paar)
- Stufenlose Rückenwinkelverstellung
- Kopfstützenaufnahme
- Polster/Bezug, abnehmbar, waschbar
- Zimmeruntergestell mit stufenloser Neigungs- und Höhenverstellung, 75 mm Lenkrollen, alle 4 gebremst, inkl. Lenkstopp
- Fix-Lock-Schnallen für Rumpf- und Beckengurte

**HMV-Nummer: 26.11.05.0049**


280/320/360/400 mm




240-420 mm



340-560 mm



60 kg


**Maße**
**Größe 2**

Armlehnenhöhe (von Sitzfläche gemessen)	100-165/100-220 mm
Effektive Rückenbreite (mit festen Seitenpelotten)	130-180/170-220/210-260/250-300/290-340/330-380 mm
Effektive Rückenbreite (mit abschwenkbaren Seitenpelotten)	80-280/120-320/160-360/200-400/240-440/280-480 mm
Effektive Sitzbreite (ohne Hüftpelotten) (A)	280/320/360/400 mm
Effektive Sitztiefe (B)	240-420 mm
Höhe der Rückenlehne (C)	340-440/380-490/430-560 mm
Max. Nutzergewicht	60 kg
Produktgewicht	19 kg
Empfohlene Nutzergröße	1000-1500 mm
Rückenbreite, Oberseite der Rückenlehne (F)	180/220/260/300/340/380 mm
Sitzbreite, min./max. (mit Hüftpelotten)	180-240/220-280/260-320/300-360 mm
Sitzhöhe über dem Boden, mit 75 mm Rollen	300-680 mm
Unterschenkellänge	170-550 mm

Weitere Maße finden Sie auf unserer Website.

Version: V3 - 28.08.2025

Keine Haftung für Druckfehler

**Etac GmbH**
 Industriestraße 13

 45699 Herten

 Deutschland

 02366 5006-0

 R82@etac.de

 02366 5006-282


 www.etac.de

 Amtsgericht: Recklinghausen HRB 9024

 USt-ID-Nr.: DE 174 000168




 Bank: SEB AB

 BIC: ESSESESS • IBAN: SE15 5000 0000 0569 6825 2384



DE • Gültig ab: 01.01.2025		31XXX = Länderkennung		
Produkt	Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	EUR
<b>Grundmodell</b>				
	<b>x:panda shape TS GröÙe 2</b> inkl. High-Low:xo Zimmergestell GröÙe 2, Gasdruckfeder* (x:panda shape TS Gr. 2, Basis: 98x*140003100) <input type="checkbox"/> Sitzbreite: 32 cm, Sitztiefe 24–36 cm (XX = 32) <input type="checkbox"/> Sitzbreite: 40 cm, Sitztiefe 24–36 cm (XX = 40) *Rahmenfarbe: <input type="checkbox"/> Schwarz X = 0 <input type="checkbox"/> Weiß X = 1 *Bezugsfarbe: <input type="checkbox"/> Rot = 50 <input type="checkbox"/> Grau = 60	2	DEShape2XX X*	2.977,00 <input type="checkbox"/>
	Bezug für Sitzkissen, schwarz, abwischbar (Inkontinenzbezug) – Sitzbreite 32 cm Bezug für Sitzkissen, schwarz, abwischbar (Inkontinenzbezug) – Sitzbreite 40 cm	2 2	31901305-70 31901307-70	103,00 <input type="checkbox"/> 103,00 <input type="checkbox"/>
<b>Bitte 1x Rücken-Set auswählen, gehört zum Grundmodell!</b>				
	<b>Rücken-Set Gr. 2 für x:panda shape Gr. 2</b> abnehmbar (Schnellverschluss) H: 22 cm, breiteneinstellbar, Gurtführung/Klappschnallen, Schiebegriff an Rückenlehne <input type="checkbox"/> Rückenpolster (B: 30 cm) <input type="checkbox"/> Rückenpolster (B: 34 cm) *Polsterfarbe: <input type="checkbox"/> Rot XX = 50 <input type="checkbox"/> Grau XX = 60	2	DERücken22	412,00 <input type="checkbox"/>
	<b>Rücken-Set Gr. 3 für x:panda shape Gr. 2</b> abnehmbar (Schnellverschluss) H: 27 cm, breiteneinstellbar, Gurtführung/Klappschnallen, Schiebegriff an Rückenlehne <input type="checkbox"/> Rückenpolster (B: 30 cm) <input type="checkbox"/> Rückenpolster (B: 34 cm) <input type="checkbox"/> Rückenpolster (B: 38 cm) *Polsterfarbe: <input type="checkbox"/> Rot XX = 50 <input type="checkbox"/> Grau XX = 60	2	DERücken32	412,00 <input type="checkbox"/>
	<b>Rücken-Set Gr. 4 für x:panda shape Gr. 2</b> abnehmbar (Schnellverschluss) H: 34 cm, breiteneinstellbar, Gurtführung/Klappschnallen, Schiebegriff an Rückenlehne <input type="checkbox"/> Rückenpolster (B: 30 cm) <input type="checkbox"/> Rückenpolster (B: 34 cm) <input type="checkbox"/> Rückenpolster (B: 38 cm) <input type="checkbox"/> Rückenpolster (B: 42 cm) *Polsterfarbe: <input type="checkbox"/> Rot XX = 50 <input type="checkbox"/> Grau XX = 60	2	DERücken42	412,00 <input type="checkbox"/>
	Schwarz, abwischbar = 70 (Inkontinenzbezug) – <b>Aufpreis!</b>			103,00 <input type="checkbox"/>
	Schwarz, abwischbar = 70 (Inkontinenzbezug) – <b>Aufpreis!</b>			103,00 <input type="checkbox"/>
	Schwarz, abwischbar = 70 (Inkontinenzbezug) – <b>Aufpreis!</b>			103,00 <input type="checkbox"/>
<b>Zubehör:</b> <input checked="" type="checkbox"/> für Simple Seating (einteilige Sitzfläche) <input checked="" type="checkbox"/> für Advanced Seating (geteilte Sitzfläche) <input type="checkbox"/> für alle Modelle				
<input type="checkbox"/> <b>Zubehör: Rückenlehne</b>				
	Handsraube für Rückenlehne (werkzeugfreie Höhenverstellung)	eine Gr.	31905081	28,00 <input type="checkbox"/>

Keine Haftung für Druckfehler

**Etac GmbH**

 IndustriestraÙe 13  
 45699 Herten  
 Deutschland

 02366 5006-0  
 R82@etac.de  
 02366 5006-282  
 www.etac.de

 Amtsgericht: Recklinghausen HRB 9024  
 USt-ID-Nr.: DE 174 000168  
 Bank: SEB AB  
 BIC: ESSESESS • IBAN: SE15 5000 0000 0569 6825 2384

DE • Gültig ab: 01.01.2025		31XXX = Länderkennung		
Produkt	Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	EUR


**Dynamische Rückenlehne mit stufenloser Rückenwinkelverstellung**

Dynamische Rückenlehne mit dynamischer Feder, fixierbar	2	31905159-TS	330,00	<input type="checkbox"/>
Dynamische Rückenlehne mit einstellb. Vorspannung/Federweg, fixierbar	2	31905160-TS	464,00	<input type="checkbox"/>


**Therapie-Kit inkl. Distanzstück-Halterung und Polster inkl. Bezug**

Therapie-Kit (Lumbalanstützung, Aktivsitz) 22 x 5,5 cm (Set)	2	DeThera1	248,00	<input type="checkbox"/>
Therapie-Kit (Lumbalanstützung, Aktivsitz) 26 x 5,5 cm (Set)	2	DeThera2	248,00	<input type="checkbox"/>
Therapie-Kit (Lumbalanstützung, Aktivsitz) 30 x 5,5 cm (Set)	2	DeThera3	248,00	<input type="checkbox"/>
Therapie-Kit (Lumbalanstützung, Aktivsitz) 38 x 5,5 cm (Set)	2	DeThera4	248,00	<input type="checkbox"/>
Therapie-Kit (Lumbalanstützung, Aktivsitz) 42 x 5,5 cm (Set)	2	DeThera5	248,00	<input type="checkbox"/>


**Zubehör: Advanced Seating (Ausgleich von Beinlängendifferenzen, Windschlag-Defomitäten, einstellbare Tuberkante)**


Advanced Seating Set Gr. 2 – Sitzbreite 28 cm	2	DeAdv228	103,00	<input type="checkbox"/>
Advanced Seating Set Gr. 2 – Sitzbreite 32 cm	2	DeAdv232	103,00	<input type="checkbox"/>
Advanced Seating Set Gr. 2 – Sitzbreite 36 cm	2	DeAdv236	103,00	<input type="checkbox"/>
Advanced Seating Set Gr. 2 – Sitzbreite 40 cm	2	DeAdv240	103,00	<input type="checkbox"/>


**Tuberkante (Sitzmulde) tiefenverstellbar (nur für Advanced Seating)**

Tuberkante für Gr. 2, mittel (B: 15, L: 13–22, H: 3,5 cm)	2	31905055	140,00	<input type="checkbox"/>
Tuberkante für Gr. 2, lang (B: 15, L: 14–24, H: 5 cm)	2	31905056	140,00	<input type="checkbox"/>


**Zubehör: Abduktion und Adduktion – nur mit “Advanced Seating Set” montierbar**

**Innere Kniepelotten für x:panda shape TS Advanced**

Innere Kniepelotten inkl. Bezug für Gr. 2 (Set)	2	31905002-XX*	227,00	<input type="checkbox"/>
*Schwarz XX = 80			ohne MP	<input type="checkbox"/>
*Schwarz, abwischbar XX = 70 (Inkontinenzbezug) – <b>Aufpreis!</b>			41,00	<input type="checkbox"/>


**Äußere Kniepelotten für x:panda shape TS Advanced**

Äußere Kniepelotten inkl. Bezug für Gr. 2 (Set)	2	31905009-XX*	309,00	<input type="checkbox"/>
Äußere Kniepelotten, klappbar, inkl. Bezug für Gr. 2 (Set)	2	31905010-XX*	598,00	<input type="checkbox"/>
*Schwarz XX = 80			ohne MP	<input type="checkbox"/>
*Schwarz, abwischbar XX = 70 (Inkontinenzbezug) – <b>Aufpreis!</b>			41,00	<input type="checkbox"/>


**Zubehör: Abduktion und Adduktion – nur mit “Advanced Seating Set” montierbar**

**Abduktionskeil mit Qick Release, tiefenverstellbar und abnehmbar**




Abduktionskeil inkl. Bezug für Gr. 2 (B: 6 H: 19 L: 16 cm)	2	31905082-XX*	268,00	<input type="checkbox"/>
Abduktionskeil inkl. Bezug für Gr. 2 (B: 8 H: 23 L: 19 cm)	2	31905078-XX*	310,00	<input type="checkbox"/>
*Schwarz XX = 80			ohne MP	<input type="checkbox"/>
*Schwarz, abwischbar XX = 70 (Inkontinenzbezug) – <b>Aufpreis!</b>			41,00	<input type="checkbox"/>


**Zubehör: Abduktion und Adduktion – für Sitzplatte “Simple Seating”**





Simple Seating Abduktionskeil – Set Gr. 2 Sitzbreite 32 cm	2	DEAbd232	268,00	<input type="checkbox"/>
Simple Seating Abduktionskeil – Set Gr. 2 Sitzbreite 40 cm	2	DEAbd240	268,00	<input type="checkbox"/>







Keine Haftung für Druckfehler

**Etac GmbH**

 Industriestraße 13  
 45699 Herten  
 Deutschland




 02366 5006-0  
 R82@etac.de  
 02366 5006-282  
 www.etac.de

 Amtsgericht: Recklinghausen HRB 9024  
 USt-ID-Nr.: DE 174 000168  
 Bank: SEB AB  
 BIC: ESSESESS • IBAN: SE15 5000 0000 0569 6825 2384

DE • Gültig ab: 01.01.2025		31XXX = Länderkennung		
Produkt	Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	EUR
<b>Zubehör: Abduktion und Adduktion – für Sitzplatte “Simple Seating”</b>				
	<b>Äußere Beinführungen für x:panda shape TS</b> Äußere Beinführungen inkl. Bezug für Gr. 2 (Set)	2	31905006-XX*	227,00 <input type="checkbox"/>
	*Schwarz XX = 80			ohne MP <input type="checkbox"/>
	*Schwarz, abwischbar XX = 70 (Inkontinenzbezug) – <b>Aufpreis!</b>			41,00 <input type="checkbox"/>
<b>Zubehör: Armlehnen</b>				
	Armlehnenpolster inkl. Bezug (B: 7,5 x L: 31 cm) für Gr. 2	2	31905115-XX*	124,00 <input type="checkbox"/>
	*Schwarz XX = 80			ohne MP <input type="checkbox"/>
	*Schwarz, abwischbar XX = 70 (Inkontinenzbezug) – <b>Aufpreis!</b>			31,00 <input type="checkbox"/>
	<b>Halterung für Kommunikationshilfe, an der Armlehne montiert</b> Halterung für Kommunikationshilfe – für Armlehnen Gr. 2	2	31905033-2	99,00 <input type="checkbox"/>
	<b>Halterung für Handbedienteil zur elektrischen Höhenverstellung</b> Halterung für Handbedienteil – für Armlehnen Gr. 2	2	31905030-2	82,00 <input type="checkbox"/>
	Feste Oberarmstütze, inkl. Bezug (Set) – L: 14, H: 18 cm	2	31905017-XX*	299,00 <input type="checkbox"/>
	Feste Oberarmstütze, inkl. Bezug (Set) – L: 19, H: 27 cm	2	31905018-XX*	392,00 <input type="checkbox"/>
	Einstellbare Oberarmstütze, inkl. Bezug (Set) – L: 14, H: 18 cm	2	31905019-XX*	464,00 <input type="checkbox"/>
	Einstellbare Oberarmstütze, inkl. Bezug (Set) – L: 19, H: 27 cm	2	31905020-XX*	552,00 <input type="checkbox"/>
	*Schwarz XX = 80			ohne MP <input type="checkbox"/>
	*Schwarz, abwischbar XX = 70 (Inkontinenzbezug) – <b>Aufpreis!</b>			72,00 <input type="checkbox"/>
<b>Zubehör: Becken- und Hüftpelotten</b>				
	<b>Breitenverstellbare Beckenpelotten inkl. Bezug, hinten montiert</b> Breitenverstellbare Beckenpelotten für Gr. 2 (L: 14, H: 13 cm)	2	31905042-XX*	351,00 <input type="checkbox"/>
	Breitenverstellbare Beckenpelotten für Gr. 2 (L: 18, H: 15 cm)	2	31905043-XX*	433,00 <input type="checkbox"/>
	*Schwarz XX = 80			ohne MP <input type="checkbox"/>
	*Schwarz, abwischbar XX = 70 (Inkontinenzbezug) – <b>Aufpreis!</b>			31,00 <input type="checkbox"/>
	<b>Breitenverstellbare Hüftpelotten inkl. Bezug, seitlich montiert</b> Breitenverstellbare Hüftpelotten für Gr. 2 (L: 14, H: 13 cm)	2	31905045-XX*	320,00 <input type="checkbox"/>
	*Schwarz XX = 80			ohne MP <input type="checkbox"/>
	*Schwarz, abwischbar XX = 70 (Inkontinenzbezug) – <b>Aufpreis!</b>			31,00 <input type="checkbox"/>

Keine Haftung für Druckfehler

**Etac GmbH**

 Industriestraße 13  
 45699 Herten  
 Deutschland

 02366 5006-0  
 R82@etac.de  
 02366 5006-282  
 www.etac.de

 Amtsgericht: Recklinghausen HRB 9024  
 USt-ID-Nr.: DE 174 000168  
 Bank: SEB AB  
 BIC: ESSESESS • IBAN: SE15 5000 0000 0569 6825 2384

DE • Gültig ab: 01.01.2025		31XXX = Länderkennung		
Produkt	Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	EUR

**Zubehör: Seitenpelotten (Rückenbreite kann bis zu 50 mm verringert werden)****Typ**

Fest  
Abschwenkbar  
Abschwenk-/Winkelverstellbar 3D

01	217,00	<input type="checkbox"/>
02	382,00	<input type="checkbox"/>
03	464,00	<input type="checkbox"/>

**Form**

Seitenpelotte, rechteckig, Set (L: 11 x H: 8 cm)  
Seitenpelotte, rechteckig, Set (L: 15 x H: 9 cm)  
Seitenpelotte, rechteckig, Set (L: 19 x H: 9 cm)  
Seitenpelotte, quadratisch, Set (L: 11 x H: 10 cm)  
Seitenpelotte, quadratisch, Set (L: 13 x H: 13 cm)  
Seitenpelotte, quadratisch, Set (L: 15 x H: 16 cm)  
Seitenpelotte, quadratisch, Set (L: 17 x H: 20 cm)

01	ohne MP	<input type="checkbox"/>
02	ohne MP	<input type="checkbox"/>
03	62,00	<input type="checkbox"/>
04	ohne MP	<input type="checkbox"/>
05	ohne MP	<input type="checkbox"/>
06	73,00	<input type="checkbox"/>
07	83,00	<input type="checkbox"/>

**Bezug und Farbe**

Schwarz  
Schwarz, abwischbar (Inkontinenzbezug) – **Aufpreis!**

80	ohne MP	<input type="checkbox"/>
70	52,00	<input type="checkbox"/>

**Zubehör: Kopfstützen – alle inkl. Horizontalverstellung und Bezug (eine Auswahl bei den Positionen 1–3 erforderlich!)**

Weitere Informationen zur Konfiguration der Kopfstützen finden Sie auf Seite 11!

**1. Kopfstützenpolster (bitte Bezug auswählen)**

Kopfstützenpolster, gebogen, W: 18, H: 13 cm	319921000-00	73,00	<input type="checkbox"/>
Kopfstützenpolster, gebogen, W: 26, H: 16 cm	319922000-00	73,00	<input type="checkbox"/>



Kopfstützenpolster, anatomisch, klein	S	319923000-00	151,00	<input type="checkbox"/>
Kopfstützenpolster, anatomisch, mittel	M	319945000-00	151,00	<input type="checkbox"/>
Kopfstützenpolster, anatomisch, groß	L	319967000-00	151,00	<input type="checkbox"/>



Stoff    Abwischbar

Bezug, Stoff, schwarz (-80)	<b>zwingend erforderlich!</b>	100,00	<input type="checkbox"/>
Bezug, abwischbar, schwarz (-70)	<b>zwingend erforderlich!</b>	167,00	<input type="checkbox"/>

**2. Haltestange (Kopfstütze ohne Haltestange nicht einsetzbar)**

Haltestange, kurz, 8 cm	S	319900001-00	45,00	<input type="checkbox"/>
Haltestange, mittel, 12 cm	M	319900002-00	45,00	<input type="checkbox"/>
Haltestange, lang, 16 cm	L	319900003-00	45,00	<input type="checkbox"/>

**3. Turtle-Verstellung (Kopfstütze ohne Turtle-Halterung nicht einsetzbar)**

Standard (zwei Gelenke)	eine Gr.	319900010-00	70,00	<input type="checkbox"/>
Erweitert (drei Gelenke)	eine Gr.	319900020-00	117,00	<input type="checkbox"/>
Standard mit 3D-Verstellung	eine Gr.	319900030-00	183,00	<input type="checkbox"/>
Erweitert mit 3D-Verstellung	eine Gr.	319900040-00	210,00	<input type="checkbox"/>

**Handschauben (Schnellverstellung) für Kopfstütze**

Handschauben für die Höhenverstellung	eine Gr.	31905037	24,00	<input type="checkbox"/>
Handschauben für die Neigungsverstellung, standard (2 stk.)	eine Gr.	31905034	48,00	<input type="checkbox"/>
Handschauben für die Neigungsverstellung, erweitert (3 stk.)	eine Gr.	31905035	62,00	<input type="checkbox"/>

**Optional für anatomische Kopfstützen**

Stirnbandsystem, komplett <i>Nicht für Kopfstützenpolster gebogen!</i>	eine Gr.	3199500-5	220,00	<input type="checkbox"/>
---	----------	-----------	--------	--------------------------





Keine Haftung für Druckfehler

**Etac GmbH**

Industriestraße 13  
45699 Herten  
Deutschland

02366 5006-0  
R82@etac.de  
02366 5006-282  
www.etac.de

Amtsgericht: Recklinghausen HRB 9024  
USt-ID-Nr.: DE 174 000168  
Bank: SEB AB  
BIC: ESSESESS • IBAN: SE15 5000 0000 0569 6825 2384

DE • Gültig ab: 01.01.2025		31XXX = Länderkennung		
Produkt	Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	EUR
	Kopfstütze, einstellbar, 2 laterale Flügel inkl. Mesh-Bezug und Turtle-Halterung, ohne Dynamik	eine Gr.	319977793-85	580,00 <input type="checkbox"/>
	Kopfstütze, einstellbar, 2 laterale Flügel inkl. Mesh-Bezug und Turtle-Halterung, mit Dynamik	eine Gr.	3199XX	680,00 <input type="checkbox"/>
	Kopfstütze, einstellbar, 4 laterale Flügel inkl. Mesh-Bezug und Turtle-Halterung, ohne Dynamik	eine Gr.	319975793-85	630,00 <input type="checkbox"/>
	Kopfstütze, einstellbar, 4 laterale Flügel inkl. Mesh-Bezug und Turtle-Halterung, mit Dynamik	eine Gr.	3199XX	730,00 <input type="checkbox"/>

**Zubehör: Tische und Aktivitätszentren****Tisch mit Kante, Form 6, für Gr. 2**

Tisch mit Kante, Form 6, einzelne Haltestange, ABS grau  
Tisch mit Kante, Form 6, doppelte Haltestange, ABS grau

2 318910720-2 331,00   
2 318910725-2 492,00

**Polsterungen für Tische**

Polsterung für Tisch, Form 6, oben und unten – für Tisch Gr. 2  
Polsterung für Tisch, Form 6, unten – für Tisch Gr. 2  
Polsterung für Tisch, Form 6, oben – für Tisch Gr. 2

2 318910725-20 492,00   
2 318910725-20B 190,00   
2 318910725-20T 327,00

**Therapiebügel**

Therapiebügel für Tisch, Form 5 und 6

eine Gr. 318910740 219,00

**Haltegriff für die Tische**

Haltegriff für Tisch, Form 5 und 6

eine Gr. 318910750 410,00

**Zubehör: Untergestell – Fußstützen**

Wadenplatte für Haltestange einzeln

eine Gr. 3185131 252,00






Fußbrett-Polster Gr. 2 für Wombat Fußplatte Gr. 2



2 3195145-2PAD 197,00












Keine Haftung für Druckfehler

**Etac GmbH**

 Industriestraße 13  
 45699 Herten  
 Deutschland




 02366 5006-0  
 R82@etac.de  
 02366 5006-282  
 www.etac.de

 Amtsgericht: Recklinghausen HRB 9024  
 USt-ID-Nr.: DE 174 000168  
 Bank: SEB AB  
 BIC: ESSESESS • IBAN: SE15 5000 0000 0569 6825 2384



DE • Gültig ab: 01.01.2025		31XXX = Länderkennung			
Produkt	Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	EUR	
	Fußkasten Gr. 2 komplett, für Wombat-Fußplatte Gr. 2 (seitl. + hintere Führung, gepolstert, Polster f. Haltestange und Fußbrett)	2	3195145-2BSET	490,00	<input type="checkbox"/>
	Gurt für Fußkasten (vorn)	2	3195145-20	101,00	<input type="checkbox"/>
	Fußschalen, einzeln verstellbar, Paar (7,5 x 17 cm)	1-2	3189143-1	506,00	<input type="checkbox"/>
	Fußschalen, einzeln verstellbar, Paar (9,5 x 21 cm)	1-2	3189143-2	506,00	<input type="checkbox"/>
	Fußschalen, einzeln verstellbar, Paar (11 x 23,5 cm)	3-4	3189143-3	506,00	<input type="checkbox"/>
	Haltestange doppelt	15 cm	318910840-1	174,00	<input type="checkbox"/>
	Haltestange doppelt	25 cm	318910840-2	174,00	<input type="checkbox"/>
	Haltestange doppelt	31 cm	318910840-3	174,00	<input type="checkbox"/>
	Haltestange doppelt, erweiterte Halterung 16 cm	31 cm	318910841-3	186,00	<input type="checkbox"/>
	Multieinstellbare Fußstütze – für High-Low:xo Gr. 1, 18 cm*	1	318910851-1	535,00	<input type="checkbox"/>
	Multieinstellbare Fußstütze – für High-Low:xo Gr. 1, 31 cm*	2	318910851-2	535,00	<input type="checkbox"/>
	Multieinstellbare Fußstütze – für High-Low:xo Gr. 1, 35 cm*	3	318910851-3	535,00	<input type="checkbox"/>
	*Fußplatte: 20 x 12 cm				
	Adapter zur Breitenverlängerung für multieinstellbare Fußstütze	eine Gr.	318910855	66,00	<input type="checkbox"/>
	Wadenplatten, einstellbar Für multieinstellbare Fußstütze!	eine Gr.	3189162	585,00	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <b>Zubehör: Untergestell</b>					
	Elektrische Höhenverstellung (inkl. Akku und Handbedienteil)	2	31890006-2	1.275,00	<input type="checkbox"/>
	Extra Gasdruckfeder, zur Unterstützung der Höhenverstellung Empfohlen bei einer Belastung (Sitz + Nutzer) über 50 kg	eine Gr.	31890003	167,00	<input type="checkbox"/>
	Lenkrollen 100 mm, Set, 4 Stk.	eine Gr.	31890017	328,00	<input type="checkbox"/>
	Lenkrollen 125 mm, Set, 4 Stk.	eine Gr.	31890018	363,00	<input type="checkbox"/>
	Vorderräder mit Richtungsfeststeller (Lenkstop), Set (2 Stk.) vorne Nur in Verbindung mit 100 mm Lenkrollen!	eine Gr.	3189592-KIT	265,00	<input type="checkbox"/>
	Lenkrollen, 100 mm, (2 Stk.) hinten	eine Gr.	313006938 (2x)	146,00	<input type="checkbox"/>

Keine Haftung für Druckfehler

**Etac GmbH**

 Industriestraße 13  
 45699 Herten  
 Deutschland

 02366 5006-0  
 R82@etac.de  
 02366 5006-282  
 www.etac.de

 Amtsgericht: Recklinghausen HRB 9024  
 USt-ID-Nr.: DE 174 000168  
 Bank: SEB AB  
 BIC: ESSESESS • IBAN: SE15 5000 0000 0569 6825 2384

DE • Gültig ab: 01.01.2025		31XXX = Länderkennung		
Produkt	Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	EUR
	Zentralbremse, Handbetrieb (Set) – für Zimmergestell <i>Nur für 100 mm Rollen!</i>	2	31890011-2	411,00 <input type="checkbox"/>
	Zentralbremse, Fußbetrieb (Set) – für Zimmergestell (Gas, elektrisch)	2	31890012-2	542,00 <input type="checkbox"/>
	Zentralbremse, Fußbetrieb (Set) – für Zimmergestell (hydraulisch) <i>Nur für 100 mm Rollen, inkl. Ankipphilfe!</i>	2	31890012-3	542,00 <input type="checkbox"/>
	Kippschutz für High-Low:xx Zimmergestell für 75 + 100 mm Lenkrollen	2	31890007	162,00 <input type="checkbox"/>
	Kippschutz für High-Low:xx Zimmergestell für 125 mm Lenkrollen	2	31890007-1	225,00 <input type="checkbox"/>
	Ankipphilfe	eine Gr.	31890025	96,00 <input type="checkbox"/>
	Sperre für Höhenverstellung – für Gr. 2 <i>Nur für Modelle mit Fußpedal!</i>	eine Gr.	31890024	57,00 <input type="checkbox"/>
	Neigungsverstellung am Schiebebügel, Zimmergestell	2	3189550-TILT	83,00 <input type="checkbox"/>
	Höhenverstellung am Schiebebügel (nur für Schiebebügel, am Rahmen montiert)	2	3189550-LIFT	93,00 <input type="checkbox"/>
	Schiebebügel, fest, am Rahmen montiert	eine Gr.	31890009-04	180,00 <input type="checkbox"/>
	Schiebebügel, winkelverstellbar, standard, am Rahmen montiert	eine Gr.	318910555	292,00 <input type="checkbox"/>
	Schiebebügel, winkelverstellbar, groß, am Rahmen montiert	eine Gr.	31890010-04	435,00 <input type="checkbox"/>

**Zubehör: Westen und Gurte****Fix-Lock-Schnallen, hoch, Set**

Fix-Lock-Schnallen, hoch, Befestigung von Gurten, höher als Rückenkante

eine Gr.




318910260

85,00












Keine Haftung für Druckfehler

**Etac GmbH**

 Industriestraße 13  
 45699 Herten  
 Deutschland




 02366 5006-0  
 R82@etac.de  
 02366 5006-282  
 www.etac.de

 Amtsgericht: Recklinghausen HRB 9024  
 USt-ID-Nr.: DE 174 000168  
 Bank: SEB AB  
 BIC: ESSESESS • IBAN: SE15 5000 0000 0569 6825 2384




DE • Gültig ab: 01.01.2025		31XXX = Länderkennung		
Produkt	Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	EUR
<b>Rumpfunterstützung</b>				
	Brust-Schulter-Gurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	XS	3185705-XS	280,00 <input type="checkbox"/>
	Brust-Schulter-Gurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	S	3185705-S	280,00 <input type="checkbox"/>
	Brust-Schulter-Gurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	M	3185705-M	280,00 <input type="checkbox"/>
	Brust-Schulter-Gurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	L	3185705-L	280,00 <input type="checkbox"/>
	Brust-Schulter-Gurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	XL	3185705-XL	280,00 <input type="checkbox"/>
	Brust-Schulter-Gurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	XXL	3185705-XXL	280,00 <input type="checkbox"/>
	Kreuzweste, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	XS	3185720-XS	280,00 <input type="checkbox"/>
	Kreuzweste, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	S	3185720-S	280,00 <input type="checkbox"/>
	Kreuzweste, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	M	3185720-M	280,00 <input type="checkbox"/>
	Kreuzweste, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	L	3185720-L	280,00 <input type="checkbox"/>
	Kreuzweste, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	XL	3185720-XL	280,00 <input type="checkbox"/>
	H-Gurt gepolstert, Stoff, Schwarz	S	3185428-1	280,00 <input type="checkbox"/>
	H-Gurt gepolstert, Stoff, Schwarz	M	3185428-2	280,00 <input type="checkbox"/>
	H-Gurt gepolstert, Stoff, Schwarz	L	3185428-3	280,00 <input type="checkbox"/>
	H-Gurt gepolstert, Stoff, Schwarz	XL	3185428-4	280,00 <input type="checkbox"/>
	Sternum-Gurt, gepolstert, Stoff, Schwarz	S	3185430-0	280,00 <input type="checkbox"/>
	Sternum-Gurt, gepolstert, Stoff, Schwarz	M	3185430-1	280,00 <input type="checkbox"/>
	Sternum-Gurt, gepolstert, Stoff, Schwarz	L	3185430-2	280,00 <input type="checkbox"/>
<b>Beckenunterstützung</b>				
	4-Punkt-Beckengurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	XS	3185725-XS	169,00 <input type="checkbox"/>
	4-Punkt-Beckengurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	S	3185725-S	169,00 <input type="checkbox"/>
	4-Punkt-Beckengurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	M	3185725-M	169,00 <input type="checkbox"/>
	4-Punkt-Beckengurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	L	3185725-L	169,00 <input type="checkbox"/>
	4-Punkt-Beckengurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	XL	3185725-XL	169,00 <input type="checkbox"/>
	T-Sitzhose, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	XS	3185735-XS	280,00 <input type="checkbox"/>
	T-Sitzhose, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	S	3185735-S	280,00 <input type="checkbox"/>
	T-Sitzhose, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	M	3185735-M	280,00 <input type="checkbox"/>
	2-Punkt-Beckengurt, Neopren, Schwarz	S	3185423-1	140,00 <input type="checkbox"/>
	2-Punkt-Beckengurt, Neopren, Schwarz	M	3185423-2	140,00 <input type="checkbox"/>
	2-Punkt-Beckengurt, Neopren, Schwarz	L	3185423-3	140,00 <input type="checkbox"/>
	4-Punkt-Beckengurt mit Metallschloss, gepolstert, Stoff Schwarz	M	3185427-240	188,00 <input type="checkbox"/>
	4-Punkt-Beckengurt mit Metallschloss, gepolstert, Stoff Schwarz	L	3185427-340	188,00 <input type="checkbox"/>
	4-Punkt-Beckengurt mit Metallschloss, gepolstert, Stoff Schwarz <i>Mit 40mm/25 mm Gurtband!</i>	XL	3185427-440	188,00 <input type="checkbox"/>
	Sitzhose, Abduktionsgurt gepolstert, Stoff Schwarz	XS	3189108-1	320,00 <input type="checkbox"/>
	Sitzhose, Abduktionsgurt gepolstert, Stoff Schwarz	S	3189108-2	320,00 <input type="checkbox"/>
	Sitzhose, Abduktionsgurt gepolstert, Stoff Schwarz	M	3189108-3	320,00 <input type="checkbox"/>

Keine Haftung für Druckfehler

**Etac GmbH**

 Industriestraße 13  
 45699 Herten  
 Deutschland

 02366 5006-0  
 R82@etac.de  
 02366 5006-282  
 www.etac.de

 Amtsgericht: Recklinghausen HRB 9024  
 USt-ID-Nr.: DE 174 000168  
 Bank: SEB AB  
 BIC: ESSESESS • IBAN: SE15 5000 0000 0569 6825 2384

DE • Gültig ab: 01.01.2025		31XXX = Länderkennung		
Produkt	Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	EUR



Kombi-Sitzhose, T-Form mit Beckengurt, Neopren, Schwarz  
 Kombi-Sitzhose, T-Form mit Beckengurt, Neopren, Schwarz

S	3189114-127	320,00	<input type="checkbox"/>
M	3189114-227	320,00	<input type="checkbox"/>

### Fußunterstützung



Sprunggelenksgurte, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz, Paar  
 Sprunggelenksgurte, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz, Paar  
 Sprunggelenksgurte, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz, Paar

XS	3185745-XS	209,00	<input type="checkbox"/>
M	3185745-M	209,00	<input type="checkbox"/>
XL	3185745-XL	209,00	<input type="checkbox"/>



Handgelenksgurt, Stück  
 Handgelenksgurt, Stück  
 Handgelenksgurt, Stück  
 Handgelenksgurt, Stück

S	3185425-1	83,00	<input type="checkbox"/>
M	3185425-2	83,00	<input type="checkbox"/>
L	3185425-3	83,00	<input type="checkbox"/>
XL	3185425-4	83,00	<input type="checkbox"/>

Wählen Sie die Seite:  links  rechts



Fußgurte mit Klappschnallen, Paar  
 Fußgurte mit Klett, Paar

eine Gr.	3185096	79,00	<input type="checkbox"/>
eine Gr.	3185102	79,00	<input type="checkbox"/>






Neopren Sandalen, klein, Paar (120 x 60 mm)  
 Neopren Sandalen, medium, Paar (140 x 70 mm)




S	3185696-1	136,00	<input type="checkbox"/>
M	3185696-2	136,00	<input type="checkbox"/>

Keine Haftung für Druckfehler

### Etac GmbH

 Industriestraße 13  
 45699 Herten  
 Deutschland


 02366 5006-0  
 R82@etac.de  
 02366 5006-282  
 www.etac.de

 Amtsgericht: Recklinghausen HRB 9024  
 USt-ID-Nr.: DE 174 000168  
 Bank: SEB AB  
 BIC: ESSESESS • IBAN: SE15 5000 0000 0569 6825 2384


# R82 Kopfstützen: Leitfaden

## Start

Wählen Sie die Art der Kopfstütze




gebogen  
W:180 x H:130



gebogen  
W:260 x H:160



anatomisch  
A:145 x B:140 x C:240



anatomisch  
A:155 x B:140 x C:260



anatomisch  
A:170 x B:140 x C:320

Wählen Sie die Turtle-Halterung und Art der Verstellung



Standard  
(zwei Gelenke)

Bietet zwei Drehpunkte. Ermöglicht eine Höhen- und Tiefeneinstellung der Kopfstütze sowie eine horizontale Anpassung (außerhalb der Mittelachse).



Erweitert  
(drei Gelenke)

Bietet drei Drehpunkte. Ermöglicht eine erweiterte Höhen- und Tiefeneinstellung der Kopfstütze sowie eine horizontale Anpassung (außerhalb der Mittelachse).



Standard mit  
3D-Verstellung

Bietet zwei Drehpunkte. Die 3D-Verstellung macht es zusätzlich möglich, eine asymmetrische Position des Kopfes zu berücksichtigen.



Erweitert mit  
3D-Verstellung

Bietet drei Drehpunkte. Die 3D-Verstellung macht es zusätzlich möglich, eine asymmetrische Position des Kopfes zu berücksichtigen.

Wählen Sie die Länge der Haltestange und Höhenverstellbarkeit



Kurz

Höhenverstellbarkeit:  
80 mm



Mittel

Höhenverstellbarkeit:  
120 mm



Lang

Höhenverstellbarkeit:  
160 mm

Wählen Sie den Bezug



Schwarz,  
abwischbar



Schwarz



Gebogene Kopfstütze, erweiterte Turtle-Halterung mit 3D-Verstellung, Haltestange (mittel) und schwarzem Bezug.