

CH • Gültig ab: 01.01.2025

Bestell-/Preisliste R82 x:panda shape TS

Kunden-Nr:

Firma:

Adresse:

PLZ/Ort:

Ansprechpartner:

E-Mail:

Telefon-Nr:

Lieferanschrift: siehe Kundeninformationen

Kommission:



Advanced Seating

Simple Seating

R82 x:panda shape TS Gr. 3

Grundmodell (SET = DEShape3XXXXX) enthält:

- Sitzeinheit, mitwachsend in: Sitzbreite, Sitztiefe und Rückenhöhe
- Schnellverschluss für oberen Rücken (abnehmbar)
- Durchgehendes Fußbrett mit Haltestange
- Armlehnen (Paar)
- Stufenlose Rückenwinkelverstellung
- Kopfstützenaufnahme
- Poster/Bezug, abnehmbar, waschbar
- Zimmeruntergestell mit stufenloser Neigungs- und Höhenverstellung, 75 mm Lenkrollen, alle 4 gebremst, inkl. Lenkstopp
- Fix-Lock-Schnallen für Rumpf- und Beckengurte



380/420/460/500 mm




350-550 mm



420-690 mm



80 kg



Maße

Größe 3

Armlehnenhöhe (von Sitzfläche gemessen)	130-280 mm
Effektive Rückenbreite (mit festen Seitenpelotten)	130-180/170-220/210-260/250-300/290-340/330-380/370-420 mm
Effektive Rückenbreite (mit abschwenkbaren Seitenpelotten)	80-280/120-320/160-360/200-400/240-440/280-480/320-520 mm
Effektive Sitzbreite (ohne Hüftpelotten) (A)	380/420/460/500 mm
Effektive Sitztiefe (B)	350-550 mm
Höhe der Rückenlehne (C)	420-530/470-600/540-690 mm
Max. Nutzergewicht	80 kg
Produktgewicht	24,5 kg
Empfohlene Nutzergröße	1300-2050 mm
Rückenbreite, Oberseite der Rückenlehne (F)	220/260/300/340/380/420 mm
Sitzbreite, min./max. (mit Hüftpelotten)	280-340/320-380/360-420/400-460 mm
Sitzhöhe über dem Boden, mit 75 mm Rollen	350-600 mm
Unterschenkellänge	170-550 mm

Weitere Maße finden Sie auf unserer Website.

Version: V2 - 25.04.2025

Keine Haftung für Druckfehler

Etac GmbH

Industriestraße 13

45699 Herten

Deutschland

02366 5006-0

R82@etac.de

02366 5006-282






www.etac.de

Amtsgericht: Recklinghausen HRB 9024

USt-ID-Nr.: DE 174 000168




Bank: SEB AB

BIC: ESSESESS • IBAN: SE15 5000 0000 0569 6825 2384

CH • Gültig ab: 01.01.2025		31XXX = Länderkennung		
Produkt	Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	CHF
Grundmodell				
	x:panda shape TS GröÙe 3 inkl. High-Low: xo Zimmergestell GröÙe 3, Elektro (x:panda shape TS Gr. 3, elektrische Basis: 98x*3600003100) <input type="checkbox"/> *Sitzbreite: 42 cm, Sitztiefe 35-49 cm (XX = 42) <input type="checkbox"/> *Sitzbreite: 50 cm, Sitztiefe 35-49 cm (XX = 50) *Rahmenfarbe: <input type="checkbox"/> Schwarz X = 0 <input type="checkbox"/> Weiß X = 1 *Bezugsfarbe: <input type="checkbox"/> Rot = 50 <input type="checkbox"/> Grau = 60	3	DEShape3XX X*	4.007,00 <input type="checkbox"/>
	Bezug für Sitzkissen, schwarz, abwischbar (Inkontinenzbezug) – Sitzbreite 42 cm	3	31901309-70	103,00 <input type="checkbox"/>
	Bezug für Sitzkissen, schwarz, abwischbar (Inkontinenzbezug) – Sitzbreite 50 cm	3	31901311-70	103,00 <input type="checkbox"/>
Bitte 1x Rücken-Set auswählen, gehört zum Grundmodell!				
	Rücken-Set Gr. 3 für x:panda shape Gr. 3 inkl. Oberer Rücken, abnehmbar (Schnellverschluss) H: 27 cm, gesamt: 40-52 cm, breiteneinstellbar 30/34/38 cm, Gurtführung/Klappschnallen, Schiebegriff an Rückenlehne <input type="checkbox"/> Rückenpolster 27 x 30 cm <input type="checkbox"/> Rückenpolster 27 x 34 cm <input type="checkbox"/> Rückenpolster 27 x 38 cm *Polsterfarbe: <input type="checkbox"/> Rot XX = 50 <input type="checkbox"/> Grau XX = 60	3	DERücken33	412,00 <input type="checkbox"/>
	Rücken-Set Gr. 4 für x:panda shape Gr. 3 inkl. Oberer Rücken, abnehmbar (Schnellverschluss) H: 34 cm, breiteneinstellbar 30/34/38/42 cm, Gurtführung/Klappschnallen, Schiebegriff an Rückenlehne <input type="checkbox"/> Rückenpolster 34 x 30 cm <input type="checkbox"/> Rückenpolster 34 x 34 cm <input type="checkbox"/> Rückenpolster 34 x 38 cm <input type="checkbox"/> Rückenpolster 34 x 42 cm *Polsterfarbe: <input type="checkbox"/> Rot XX = 50 <input type="checkbox"/> Grau XX = 60	3	DERücken43	515,00 <input type="checkbox"/>
	Schwarz, abwischbar = 70 (Inkontinenzbezug) – Aufpreis!			103,00 <input type="checkbox"/>
	Schwarz, abwischbar = 70 (Inkontinenzbezug) – Aufpreis!			103,00 <input type="checkbox"/>
Zubehör: <input type="checkbox"/> für Simple Seating (einteilige Sitzfläche) <input type="checkbox"/> für Advanced Seating (geteilte Sitzfläche) <input type="checkbox"/> für alle Modelle				
<input type="checkbox"/> Zubehör: Rückenlehne				
	Handsraube für Rückenlehne (werkzeugfreie Höhenverstellung)	eine Gr.	31905081	28,00 <input type="checkbox"/>
	Dynamische Rückenlehne mit stufenloser Rückenwinkelverstellung Dynamische Rückenlehne mit dynamischer Feder, fixierbar Dynamische Rückenlehne mit einstellb. Vorspannung/Federweg, fixierbar	3	31905161-TS	433,00 <input type="checkbox"/>
		3	31905162-TS	567,00 <input type="checkbox"/>

Keine Haftung für Druckfehler

Etac GmbH

 IndustriestraÙe 13
 45699 Herten
 Deutschland

 02366 5006-0
 R82@etac.de
 02366 5006-282
 www.etac.de

 Amtsgericht: Recklinghausen HRB 9024
 USt-ID-Nr.: DE 174 000168
 Bank: SEB AB
 BIC: ESSESESS • IBAN: SE15 5000 0000 0569 6825 2384

CH • Gültig ab: 01.01.2025		31XXX = Länderkennung		
Produkt	Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	CHF


Therapie-Kit inkl. Distanzstück-Halterung und Polster inkl. Bezug

	Therapie-Kit (Lumbalanstützung, Aktivsitz) 22 x 5,5 cm (Set)	3	DeThera1	248,00	<input type="checkbox"/>
	Therapie-Kit (Lumbalanstützung, Aktivsitz) 26 x 5,5 cm (Set)	3	DeThera2	248,00	<input type="checkbox"/>
	Therapie-Kit (Lumbalanstützung, Aktivsitz) 30 x 5,5 cm (Set)	3	DeThera3	248,00	<input type="checkbox"/>
	Therapie-Kit (Lumbalanstützung, Aktivsitz) 38 x 5,5 cm (Set)	3	DeThera4	248,00	<input type="checkbox"/>
	Therapie-Kit (Lumbalanstützung, Aktivsitz) 42 x 5,5 cm (Set)	3	DeThera5	248,00	<input type="checkbox"/>


Zubehör: Advanced Seating (Ausgleich von Beinlängendifferenzen, Windschlag-Defomitäten, einstellbare Tuberkante)


	Advanced Seating Set Gr. 3 – Sitzbreite 38 cm	3	Deadv338	206,00	<input type="checkbox"/>
	Advanced Seating Set Gr. 3 – Sitzbreite 42 cm	3	Deadv342	206,00	<input type="checkbox"/>
	Advanced Seating Set Gr. 3 – Sitzbreite 46 cm	3	Deadv346	206,00	<input type="checkbox"/>
	Advanced Seating Set Gr. 3 – Sitzbreite 50 cm	3	Deadv350	258,00	<input type="checkbox"/>


Tuberkante (Sitzmulde) tiefenverstellbar (nur für Advanced Seating)

	Tuberkante für Gr. 3, mittel (B: 20, L: 15–26, H: 4 cm)	3	31905057	206,00	<input type="checkbox"/>
	Tuberkante für Gr. 3, lang (B: 20, L: 17–30, H: 5,5 cm)	3	31905058	206,00	<input type="checkbox"/>


Zubehör: Abduktion und Adduktion – nur mit “Advanced Seating Set” montierbar

Innere Kniepelotten für x:panda shape TS Advanced

	Innere Kniepelotten inkl. Bezug für Gr. 3 (Set)	3	31905003-XX*	320,00	<input type="checkbox"/>
--	---	---	--------------	--------	--------------------------

*Schwarz = 80

ohne MP

*Schwarz, abwischbar = 70 (Inkontinenzbezug) – **Aufpreis!**

41,00


Äußere Kniepelotten für x:panda shape TS Advanced

	Äußere Kniepelotten inkl. Bezug für Gr. 3 (Set)	3	31905009-XX*	309,00	<input type="checkbox"/>
--	---	---	--------------	--------	--------------------------

	Äußere Kniepelotten, klappbar, inkl. Bezug für Gr. 3 (Set)	3	31905011-XX*	618,00	<input type="checkbox"/>
--	--	---	--------------	--------	--------------------------

*Schwarz = 80

ohne MP

*Schwarz, abwischbar = 70 (Inkontinenzbezug) – **Aufpreis!**

41,00


Zubehör: Abduktion und Adduktion – nur mit “Advanced Seating Set” montierbar

Abduktionskeil mit Quick Release, tiefenverstellbar und abnehmbar

	Abduktionskeil inkl. Bezug für Gr. 3 (B: 8 H: 23 L: 19 cm)	3	31905077-80	320,00	<input type="checkbox"/>
--	--	---	-------------	--------	--------------------------





Zubehör: Abduktion und Adduktion – für Sitzplatte “Simple Seating”


	Simple Seating Abduktionskeil – Set Gr. 3 Sitzbreite 42 cm	3	DEAbd342	320,00	<input type="checkbox"/>
--	--	---	----------	--------	--------------------------

	Simple Seating Abduktionskeil – Set Gr. 3 Sitzbreite 50 cm	3	DEAbd350	371,00	<input type="checkbox"/>
--	--	---	----------	--------	--------------------------







Keine Haftung für Druckfehler

Etac GmbH

 Industriestraße 13
 45699 Herten
 Deutschland




 02366 5006-0
 R82@etac.de
 02366 5006-282
 www.etac.de

 Amtsgericht: Recklinghausen HRB 9024
 USt-ID-Nr.: DE 174 000168
 Bank: SEB AB
 BIC: ESSESESS • IBAN: SE15 5000 0000 0569 6825 2384





CH • Gültig ab: 01.01.2025		31XXX = Länderkennung		
Produkt	Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	CHF
Zubehör: Abduktion und Adduktion – für Sitzplatte “Simple Seating”				
	Äußere Beinführungen für x:panda shape TS Äußere Beinführungen inkl. Bezug für Gr. 3 (Set)	3	31905007-XX*	320,00 <input type="checkbox"/>
	*Schwarz = 80			ohne MP <input type="checkbox"/>
	*Schwarz, abwischbar = 70 (Inkontinenzbezug) – Aufpreis!			41,00 <input type="checkbox"/>
Zubehör: Armlehnen				
	Armlehnenpolster inkl. Bezug (B: 10 x L: 38 cm) für Gr. 3	3	31905116-XX*	125,00 <input type="checkbox"/>
	*Schwarz = 80			ohne MP <input type="checkbox"/>
	*Schwarz, abwischbar = 70 (Inkontinenzbezug) – Aufpreis!			31,00 <input type="checkbox"/>
	Halterung für Kommunikationshilfe, an der Armlehne montiert Halterung für Kommunikationshilfe – für Armlehnen Gr. 3	3	31905033-3	99,00 <input type="checkbox"/>
	Halterung für Handbedienteil zur elektrischen Höhenverstellung Halterung für Handbedienteil – für Armlehnen Gr. 3	3	31905030-3	79,00 <input type="checkbox"/>
	Feste Oberarmstütze, inkl. Bezug (Set) – L: 14, H: 18 cm	3	31905017-XX*	299,00 <input type="checkbox"/>
	Feste Oberarmstütze, inkl. Bezug (Set) – L: 19, H: 27 cm	3	31905018-XX*	392,00 <input type="checkbox"/>
	Einstellbare Oberarmstütze, inkl. Bezug (Set) – L: 14, H: 18 cm	3	31905019-XX*	464,00 <input type="checkbox"/>
	Einstellbare Oberarmstütze, inkl. Bezug (Set) – L: 19, H: 27 cm	3	31905020-XX*	552,00 <input type="checkbox"/>
	*Schwarz = 80			ohne MP <input type="checkbox"/>
	*Schwarz, abwischbar = 70 (Inkontinenzbezug) – Aufpreis!			72,00 <input type="checkbox"/>
Zubehör: Becken- und Hüftpelotten				
	Breitenverstellbare Beckenpelotten inkl. Bezug, hinten montiert Breitenverstellbare Beckenpelotten für Gr. 3 (L: 18, H: 15 cm)	3	31905043-XX*	433,00 <input type="checkbox"/>
	*Schwarz = 80			ohne MP <input type="checkbox"/>
	*Schwarz, abwischbar = 70 (Inkontinenzbezug) – Aufpreis!			31,00 <input type="checkbox"/>
	Breitenverstellbare Hüftpelotten inkl. Bezug, seitlich montiert Breitenverstellbare Hüftpelotten für Gr. 3 (L: 18, H: 15 cm)	3	31905046-XX*	406,00 <input type="checkbox"/>
	*Schwarz = 80			ohne MP <input type="checkbox"/>
	*Schwarz, abwischbar = 70 (Inkontinenzbezug) – Aufpreis!			31,00 <input type="checkbox"/>

Keine Haftung für Druckfehler

Etac GmbH




 Industriestraße 13
 45699 Herten
 Deutschland

 02366 5006-0
 R82@etac.de
 02366 5006-282
 www.etac.de

 Amtsgericht: Recklinghausen HRB 9024
 USt-ID-Nr.: DE 174 000168
 Bank: SEB AB
 BIC: ESSESESS • IBAN: SE15 5000 0000 0569 6825 2384

CH • Gültig ab: 01.01.2025		31XXX = Länderkennung		
Produkt	Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	CHF

 Zubehör: Seitenpelotten (Rückenbreite kann bis zu 50 mm verringert werden)

		3183XXXX-XX		
	Typ			
	Fest	01		217,00
	Abschwenkbar	02		382,00
	Abschwenk-/Winkelverstellbar 3D	03		464,00
	Form			
	Seitenpelotte, rechteckig, Set (L: 11 x H: 8 cm)	01		ohne MP
	Seitenpelotte, rechteckig, Set (L: 15 x H: 9 cm)	02		ohne MP
	Seitenpelotte, rechteckig, Set (L: 19 x H: 9 cm)	03		62,00
	Seitenpelotte, quadratisch, Set (L: 11 x H: 10 cm)	04		ohne MP
	Seitenpelotte, quadratisch, Set (L: 13 x H: 13 cm)	05		ohne MP
	Seitenpelotte, quadratisch, Set (L: 15 x H: 16 cm)	06		73,00
Seitenpelotte, quadratisch, Set (L: 17 x H: 20 cm)	07		83,00	
	Bezug und Farbe			
	Schwarz	80		ohne MP
	Schwarz, abwischbar (Inkontinenzbezug) – Aufpreis!	70		52,00

 Zubehör: Kopfstützen – alle inkl. Horizontalverstellung und Bezug (eine Auswahl bei den Positionen 1–3 erforderlich!)

Weitere Informationen zur Konfiguration der Kopfstützen finden Sie auf Seite 11!

1. Kopfstützenpolster (bitte Bezug auswählen)

	Kopfstützenpolster, gebogen, W: 18, H: 13 cm		319921000-00	73,00	<input type="checkbox"/>
	Kopfstützenpolster, gebogen, W: 26, H: 16 cm		319922000-00	73,00	<input type="checkbox"/>
	Kopfstützenpolster, anatomisch, klein	S	319923000-00	151,00	<input type="checkbox"/>
	Kopfstützenpolster, anatomisch, mittel	M	319945000-00	151,00	<input type="checkbox"/>
	Kopfstützenpolster, anatomisch, groß	L	319967000-00	151,00	<input type="checkbox"/>
	Bezug, Stoff, schwarz (-80)		zwingend erforderlich!	100,00	<input type="checkbox"/>
	Bezug, abwischbar, schwarz (-70)		zwingend erforderlich!	167,00	<input type="checkbox"/>


2. Haltestange (Kopfstütze ohne Haltestange nicht einsetzbar)

	Haltestange, kurz, 8 cm	S	319900001-00	45,00	<input type="checkbox"/>
	Haltestange, mittel, 12 cm	M	319900002-00	45,00	<input type="checkbox"/>
	Haltestange, lang, 16 cm	L	319900003-00	45,00	<input type="checkbox"/>

3. Turtle-Verstellung (Kopfstütze ohne Turtle-Halterung nicht einsetzbar)

	Standard (zwei Gelenke)	eine Gr.	319900010-00	70,00	<input type="checkbox"/>
	Erweitert (drei Gelenke)	eine Gr.	319900020-00	117,00	<input type="checkbox"/>
	Standard mit 3D-Verstellung	eine Gr.	319900030-00	183,00	<input type="checkbox"/>
	Erweitert mit 3D-Verstellung	eine Gr.	319900040-00	210,00	<input type="checkbox"/>

Handschrauben (Schnellverstellung) für Kopfstütze

	Handschrauben für die Höhenverstellung	eine Gr.	31905037	24,00	<input type="checkbox"/>
	Handschrauben für die Neigungsverstellung, standard (2 stk.)	eine Gr.	31905034	48,00	<input type="checkbox"/>
	Handschrauben für die Neigungsverstellung, erweitert (3 stk.)	eine Gr.	31905035	62,00	<input type="checkbox"/>




Optional für anatomische Kopfstützen

	Stirnbandsystem, komplett	eine Gr.	3199500-5	220,00	<input type="checkbox"/>
---	---------------------------	----------	-----------	--------	--------------------------

Nicht für Kopfstützenpolster gebogen!





Keine Haftung für Druckfehler

Etac GmbH

 Industriestraße 13
 45699 Herten
 Deutschland

 02366 5006-0
 R82@etac.de
 02366 5006-282
 www.etac.de

 Amtsgericht: Recklinghausen HRB 9024
 USt-ID-Nr.: DE 174 000168
 Bank: SEB AB
 BIC: ESSESESS • IBAN: SE15 5000 0000 0569 6825 2384

CH • Gültig ab: 01.01.2025		31XXX = Länderkennung		
Produkt	Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	CHF
	Kopfstütze, einstellbar, 2 laterale Flügel inkl. Mesh-Bezug und Turtle-Halterung, ohne Dynamik	eine Gr.	319977793-85	580,00 <input type="checkbox"/>
	Kopfstütze, einstellbar, 2 laterale Flügel inkl. Mesh-Bezug und Turtle-Halterung, mit Dynamik	eine Gr.	319977693-85	680,00 <input type="checkbox"/>
	Kopfstütze, einstellbar, 4 laterale Flügel inkl. Mesh-Bezug und Turtle-Halterung, ohne Dynamik	eine Gr.	319975793-85	630,00 <input type="checkbox"/>
	Kopfstütze, einstellbar, 4 laterale Flügel inkl. Mesh-Bezug und Turtle-Halterung, mit Dynamik	eine Gr.	319975693-85	730,00 <input type="checkbox"/>

**Zubehör: Tische und Aktivitätszentren****Tisch mit Kante, Form 6, für Gr. 3**

Tisch mit Kante, Form 6, doppelte Haltestange, ABS grau*
Tisch mit Kante, Form 6, doppelte Haltestange, ABS grau
**auch für Größe 3 mit den Breiten: 380 und 420 mm*

3 318910725-2 492,00
3 31905080 297,00

**Polsterungen für Tische**

Polsterung für Tisch, Form 6, oben und unten – für Tisch Gr. 3
Polsterung für Tisch, Form 6, unten – für Tisch Gr. 3
Polsterung für Tisch, Form 6, oben – für Tisch Gr. 3

3 318910725-20 492,00
3 318910725-20B 190,00
3 318910725-20T 327,00

**Therapiebügel**

Therapiebügel für Tisch, Form 5 und 6

eine Gr. 318910740 219,00

**Haltegriff für die Tische**

Haltegriff für Tisch, Form 5 und 6

eine Gr. 318910750 410,00

**Zubehör: Untergestell – Fußstützen**

Wadenplatte für Haltestange einzeln

eine Gr. 3185131 252,00






Fußbrett-Polster Gr. 3 für Wombat Fußplatte Gr. 3

3 3195145-3PAD 197,00










Keine Haftung für Druckfehler

Etac GmbH

 Industriestraße 13
 45699 Herten
 Deutschland




 02366 5006-0
 R82@etac.de
 02366 5006-282
 www.etac.de

 Amtsgericht: Recklinghausen HRB 9024
 USt-ID-Nr.: DE 174 000168
 Bank: SEB AB
 BIC: ESSESESS • IBAN: SE15 5000 0000 0569 6825 2384





CH • Gültig ab: 01.01.2025		31XXX = Länderkennung			
Produkt	Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	CHF	
	Fußkasten Gr. 3 komplett, für Wombat-Fußplatte Gr. 3 (seitl. + hintere Führung, gepolstert, Polster f. Haltestange und Fußbrett)	3	3195145-3BSET	490,00	<input type="checkbox"/>
	Gurt für Fußkasten (vorn)	3	3195145-20	101,00	<input type="checkbox"/>
	Fußschalen, einzeln verstellbar, Paar (11 x 23,5 cm)	3-4	3189143-3	506,00	<input type="checkbox"/>
	Haltestange doppelt Haltestange doppelt, erweiterte Halterung 16 cm	31 cm 31 cm	318910840-3 318910841-3	174,00 186,00	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	Multieinstellbare Fußstütze – für High-Low:xo Gr. 1, 35 cm* *Fußplatte: 20 x 12 cm	3	318910851-3	535,00	<input type="checkbox"/>
	Adapter zur Breitenverlängerung für multieinstellbare Fußstütze	eine Gr.	318910855	66,00	<input type="checkbox"/>
	Wadenplatten, einstellbar Für multieinstellbare Fußstütze!	eine Gr.	3189162	585,00	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Zubehör: Untergestell					
	Lenkrollen 100 mm, Set, 4 Stk. Lenkrollen 125 mm, Set, 4 Stk.	eine Gr. eine Gr.	31890017 31890018	328,00 363,00	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	Vorderräder mit Richtungsfeststeller (Lenkstopp), Set (2 Stk.) vorne Nur in Verbindung mit 100 mm Lenkrollen!	eine Gr.	3189592-KIT	265,00	<input type="checkbox"/>
	Lenkrollen, 100 mm, (2 Stk.) hinten	eine Gr.	313006938 (2x)	146,00	<input type="checkbox"/>









Keine Haftung für Druckfehler

Etac GmbH

 Industriestraße 13
 45699 Herten
 Deutschland

 02366 5006-0
 R82@etac.de
 02366 5006-282
 www.etac.de

 Amtsgericht: Recklinghausen HRB 9024
 USt-ID-Nr.: DE 174 000168
 Bank: SEB AB
 BIC: ESSESESS • IBAN: SE15 5000 0000 0569 6825 2384

CH • Gültig ab: 01.01.2025		31XXX = Länderkennung		
Produkt	Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	CHF
	Zentralbremse, Handbetrieb (Set) – für Zimmergestell <i>Nur für 100 mm Rollen!</i>	3	31890011-2	411,00 <input type="checkbox"/>
	Zentralbremse, Fußbetrieb (Set) – für Zimmergestell (Gas, elektrisch) <i>Nur für 100 mm Rollen, inkl. Ankipphilfe!</i>	3	31890012-2	542,00 <input type="checkbox"/>
	Kippschutz für High-Low: Zimmergestell für 75 + 100 mm Lenkrollen Kippschutz für High-Low: Zimmergestell für 125 mm Lenkrollen	3 3	31890007 31890007-1	162,00 <input type="checkbox"/> 225,00 <input type="checkbox"/>
	Ankipphilfe	eine Gr.	31890025	96,00 <input type="checkbox"/>
	Neigungsverstellung am Schiebebügel, Zimmergestell	3	31890028	114,00 <input type="checkbox"/>
	Schiebebügel, fest, am Rahmen montiert	eine Gr.	31890009-04	180,00 <input type="checkbox"/>
	Schiebebügel, winkelverstellbar, standard, am Rahmen montiert	eine Gr.	318910555	292,00 <input type="checkbox"/>
	Schiebebügel, winkelverstellbar, groß, am Rahmen montiert	eine Gr.	31890010-04	435,00 <input type="checkbox"/>




**Zubehör: Westen und Gurte****Fix-Lock-Schnallen, hoch, Set**

Fix-Lock-Schnallen, hoch, Befestigung von Gurten, höher als Rückenkante





eine Gr. 318910260 85,00









Keine Haftung für Druckfehler

Etac GmbH

 Industriestraße 13
 45699 Herten
 Deutschland




 02366 5006-0
 R82@etac.de
 02366 5006-282
 www.etac.de

 Amtsgericht: Recklinghausen HRB 9024
 USt-ID-Nr.: DE 174 000168
 Bank: SEB AB
 BIC: ESSESESS • IBAN: SE15 5000 0000 0569 6825 2384


CH • Gültig ab: 01.01.2025		31XXX = Länderkennung		
Produkt	Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	CHF
Rumpfunterstützung				
	Brust-Schulter-Gurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	L	3185705-L	280,00 <input type="checkbox"/>
	Brust-Schulter-Gurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	XL	3185705-XL	280,00 <input type="checkbox"/>
	Brust-Schulter-Gurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	XXL	3185705-XXL	280,00 <input type="checkbox"/>
	Kreuzweste, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	M	3185720-M	280,00 <input type="checkbox"/>
	Kreuzweste, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	L	3185720-L	280,00 <input type="checkbox"/>
	Kreuzweste, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	XL	3185720-XL	280,00 <input type="checkbox"/>
	H-Gurt gepolstert, Stoff, Schwarz	L	3185428-3	280,00 <input type="checkbox"/>
	H-Gurt gepolstert, Stoff, Schwarz	XL	3185428-4	280,00 <input type="checkbox"/>
	Sternum-Gurt, gepolstert, Stoff, Schwarz	L	3185430-2	280,00 <input type="checkbox"/>
Beckenunterstützung				
	4-Punkt-Beckengurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	M	3185725-M	169,00 <input type="checkbox"/>
	4-Punkt-Beckengurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	L	3185725-L	169,00 <input type="checkbox"/>
	4-Punkt-Beckengurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	XL	3185725-XL	169,00 <input type="checkbox"/>
	T-Sitzhose, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	M	3185735-M	280,00 <input type="checkbox"/>
	2-Punkt-Beckengurt, Neopren, Schwarz	L	3185423-3	140,00 <input type="checkbox"/>
	4-Punkt-Beckengurt mit Metallschloss, gepolstert, Stoff Schwarz	L	3185427-340	188,00 <input type="checkbox"/>
	4-Punkt-Beckengurt mit Metallschloss, gepolstert, Stoff Schwarz Mit 40mm/25mm Gurtband!	XL	3185427-440	188,00 <input type="checkbox"/>

Keine Haftung für Druckfehler

Etac GmbH

 Industriestraße 13
 45699 Herten
 Deutschland

 02366 5006-0
 R82@etac.de
 02366 5006-282
 www.etac.de

 Amtsgericht: Recklinghausen HRB 9024
 USt-ID-Nr.: DE 174 000168
 Bank: SEB AB
 BIC: ESSESESS • IBAN: SE15 5000 0000 0569 6825 2384

CH • Gültig ab: 01.01.2025		31XXX = Länderkennung		
Produkt	Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	CHF

Fußunterstützung



Sprunggelenksgurte, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz, Paar
 Sprunggelenksgurte, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz, Paar

M	3185745-M	209,00	<input type="checkbox"/>
XL	3185745-XL	209,00	<input type="checkbox"/>



Handgelenksgurt, Stück
 Handgelenksgurt, Stück
 Handgelenksgurt, Stück
 Handgelenksgurt, Stück

S	3185425-1	83,00	<input type="checkbox"/>
M	3185425-2	83,00	<input type="checkbox"/>
L	3185425-3	83,00	<input type="checkbox"/>
XL	3185425-4	83,00	<input type="checkbox"/>

Wählen Sie die Seite: links rechts






Fußgurte mit Klappschnallen, Paar
 Fußgurte mit Klett, Paar

eine Gr.	3185096	79,00	<input type="checkbox"/>
eine Gr.	3185102	79,00	<input type="checkbox"/>

Keine Haftung für Druckfehler

Etac GmbH

 Industriestraße 13
 45699 Herten
 Deutschland


 02366 5006-0
 R82@etac.de
 02366 5006-282
 www.etac.de

 Amtsgericht: Recklinghausen HRB 9024
 USt-ID-Nr.: DE 174 000168
 Bank: SEB AB
 BIC: ESSESESS • IBAN: SE15 5000 0000 0569 6825 2384


R82 Kopfstützen: Leitfaden

Start

Wählen Sie die Art der Kopfstütze



gebogen
W:180 x H:130



gebogen
W:260 x H:160



anatomisch
A:145 x B:140 x C:240



anatomisch
A:155 x B:140 x C:260



anatomisch
A:170 x B:140 x C:320

Wählen Sie die Turtle-Halterung und Art der Verstellung



Standard
(zwei Gelenke)

Bietet zwei Drehpunkte. Ermöglicht eine Höhen- und Tiefeneinstellung der Kopfstütze sowie eine horizontale Anpassung (außerhalb der Mittelachse).



Erweitert
(drei Gelenke)

Bietet drei Drehpunkte. Ermöglicht eine erweiterte Höhen- und Tiefeneinstellung der Kopfstütze sowie eine horizontale Anpassung (außerhalb der Mittelachse).



Standard mit
3D-Verstellung

Bietet zwei Drehpunkte. Die 3D-Verstellung macht es zusätzlich möglich, eine asymmetrische Position des Kopfes zu berücksichtigen.



Erweitert mit
3D-Verstellung

Bietet drei Drehpunkte. Die 3D-Verstellung macht es zusätzlich möglich, eine asymmetrische Position des Kopfes zu berücksichtigen.

Wählen Sie die Länge der Haltestange und Höhenverstellbarkeit



Kurz

Höhenverstellbarkeit:
80 mm



Mittel

Höhenverstellbarkeit:
120 mm



Lang

Höhenverstellbarkeit:
160 mm

Wählen Sie den Bezug



Schwarz,
abwischbar



Schwarz



Gebogene Kopfstütze, erweiterte Turtle-Halterung mit 3D-Verstellung, Haltestange (mittel) und schwarzem Bezug.