

CH FR • Valable du: 01.01.2025 Liste de commande/prix R82 x:panda shape Gr. Infant

Numéro de client:
Société:
Adresse:
Code postal/localité:
Personne de contact:
E-mail:
Numéro de téléphone:

Adresse de livraison: voir informations clients

Commission:





R82 x:panda shape taille Infant

Modèle de base:

- Unité d'assise, évolutive en:
Largeur d'assise, profondeur d'assise et hauteur de dossier
- Repose-pieds, réglable en profondeur (siège long)
- Logement pour appuie-tête
- Guides de bras supérieurs intégrés

Sans châssis, à commander séparément!



Dimensions

x:panda shape taille Infant

Largeur d'assise (A)	220 mm
Profondeur d'assise (B)	120-160 mm
Largeur totale (G)	240 mm
Hauteur du dossier (C)	270-360 mm
Angle du dossier (a)	-10° - 30°
Nombre max. Poids de l'utilisateur	35 kg
Nombre max. Poids de l'utilisateur lors du transport en voiture	35 kg
Poids, modèle de base	6 kg

Les mesures ont été prises avec les deux jambes en abduction maximale. Les mesures pour les tailles 1-3 se réfèrent à la position assise Advanced. Vous trouverez d'autres mesures sur notre site web.

Etac GmbH

 Industriestraße 13
 45699 Herten
 Deutschland

 02366 5006-0
 R82@etac.de
 02366 5006-282
 www.etac.de

 Amtsgericht: Recklinghausen HRB 9024
 USt-ID-Nr.: DE 174 000168
 Bank: Nordea Bank Finnland
 BIC: NDEAFIHH • IBAN: FI12 1820 3000 058826

CH FR • Valable du: 01.01.2025		31XXX = Code pays		
Produit	Description	Taille	Numéro d'article	CHF

Modèle de base



x:panda shape taille Infant
guides de bras supérieurs inclus

1 3190010000XX001 2.163,00



Réglage de l'angle du dossier

Angle du dossier réglable en 5 étapes, fixe
Réglage en continu de l'inclinaison. Dossier, réglable sans outil
Dossier dynamique avec ressort dyn. et dossier réglable en continu. Angle du dossier, fixe
Dossier dynamique avec précontrainte/course de ressort réglables, fixe

01 — sans SUP
02 — 26,00
07 — 330,00
11 — 464,00

Rembourrages et housses



Rembourrage pour x:panda shape taille Infant
(rembourrage pour l'assise, le dossier et les guides de bras supérieurs)

une 31905032-XX 495,00

Rose = 10 Bleu = 20

Noir, effaçable = 70 – **supplément!** 124,00

Accessoires: dossier



Vis à main pour le dossier (réglage en hauteur sans outil)

une 31905081 28,00

Accessoires: appui-tête - tous avec réglage horizontal et housse (une sélection est nécessaire pour les positions 1-4!)

1. Coussin d'appui-tête



Coussin d'appui-tête, incurvé, L: 180, H: 130 mm 319921000-00 73,00
Coussin d'appui-tête, courbé, L: 260, H: 160 mm 319922000-00 73,00
Coussin d'appui-tête, anatomique, petit modèle S 319923000-00 151,00
Coussin d'appui-tête, anatomique, moyen M 319945000-00 151,00
Coussin d'appui-tête, anatomique, grand L 319967000-00 151,00

2. Barre de maintien (l'appui-tête ne peut pas être utilisé sans barre de maintien)



Barre de maintien, courte, 80 mm S 319900001-00 45,00
Barre de maintien, moyenne, 120 mm M 319900002-00 45,00
Barre de maintien, longue, 160 mm L 319900003-00 45,00

3. Réglage Turtle (l'appui-tête ne peut pas être utilisé sans le support Turtle)



Standard (deux articulations) une 319900010-00 70,00
Étendu (trois articulations) une 319900020-00 117,00
Standard avec réglage 3D une 319900030-00 183,00
Étendu avec réglage 3D une 319900040-00 210,00

Aucune responsabilité pour les erreurs d'impression

Etac GmbH

 Industriestraße 13
 45699 Herten
 Deutschland

 02366 5006-0
 R82@etac.de
 02366 5006-282
 www.etac.de

 Amtsgericht: Recklinghausen HRB 9024
 USt-ID-Nr.: DE 174 000168
 Bank: Nordea Bank Finnland
 BIC: NDEA2133 • IBAN: FI12 1820 3000 058826

CH FR • Valable du: 01.01.2025		31XXX = Code pays		
Produit	Description	Taille	Numéro d'article	CHF
4. Housse d'appui-tête (le coussin d'appui-tête ne peut pas être utilisé sans housse)				
	Coquillage anatomique			
	Noir, lavable			
	Coquillage anatomique			
	Tissu, noir			
	Housse d'appui-tête, courbée, 180 x 130 mm, tissu, noir		319921000-80	100,00 <input type="checkbox"/>
	Housse d'appui-tête, courbée, 260 x 160 mm, tissu, noir		319922000-80	100,00 <input type="checkbox"/>
	Housse d'appui-tête, anatomique, petit modèle, tissu, noir	S	319923000-80	100,00 <input type="checkbox"/>
	Housse d'appui-tête, anatomique, moyenne, tissu, noir	M	319945000-80	100,00 <input type="checkbox"/>
	Housse d'appui-tête, anatomique, grande, tissu, noir	L	319967000-80	100,00 <input type="checkbox"/>
	Housse d'appui-tête, courbée 180 x 130 mm, noir, essuyable		319921000-70	167,00 <input type="checkbox"/>
	Housse d'appui-tête, courbée, 260 x 160 mm, noir, essuyable		319922000-70	167,00 <input type="checkbox"/>
	Housse d'appui-tête, anatomique, petite, noire, essuyable	S	319923000-70	167,00 <input type="checkbox"/>
	Housse d'appui-tête, anatomique, moyenne, noire, effaçable	M	319945000-70	167,00 <input type="checkbox"/>
	Housse d'appui-tête, anatomique, grande, noire, essuyable	L	319967000-70	167,00 <input type="checkbox"/>
	Vis à main (réglage rapide) pour l'appui-tête			
	Vis à main pour le réglage de la hauteur	une	31905037	24,00 <input type="checkbox"/>
	Vis à main pour le réglage de l'inclinaison, standard (2 pcs.)	une	31905034	48,00 <input type="checkbox"/>
	En option pour les appuis-tête anatomiques			
	Système de bandeau frontal, complet	une	3199500-5	220,00 <input type="checkbox"/>
Accessoires: pelotes latérales				
	Pelotes latérales avec ceinture pectorale intégrée, housse incluse	une	31905028-XX	263,00 <input type="checkbox"/>
	Couleur (tissu)	Noir, effaçable = 70 <input type="checkbox"/>	Noir = 80 <input type="checkbox"/>	
Accessoires: accoudoirs, pelotes pelviennes, tables et centres d'activité				
	Accoudoirs et pelotes pelviennes pour x:panda shape Infant (set) <i>Multi-réglables séparément!</i>	une	31905021-XX	608,00 <input type="checkbox"/>
	Couleur (tissu)	Noir, effaçable = 70 <input type="checkbox"/>	Bleu = 20 <input type="checkbox"/>	Rose = 10 <input type="checkbox"/>
	Table de thérapie avec rebord, plastique, gris (440 x 340 mm) <i>Utilisable uniquement avec accoudoirs et pelotes pelviennes !</i>	une	31905067-00	217,00 <input type="checkbox"/>
	Pelotes pelviennes, réglables en largeur, avec accoudoir intégré et rembourrage	une	31905047-XX	392,00 <input type="checkbox"/>
	Couleur (tissu)	Noir, effaçable = 70 <input type="checkbox"/>	Bleu = 20 <input type="checkbox"/>	Rose = 10 <input type="checkbox"/>
Accessoires: gilets et ceintures				
Soutien du tronc				
	Sangle de poitrine et d'épaule, néoprène/tissu de confort, noir	XS	3185705-XS	280,00 <input type="checkbox"/>
	Gilet croisé, néoprène/tissu de confort, noir	XS	3185720-XS	280,00 <input type="checkbox"/>

Aucune responsabilité pour les erreurs d'impression

Etac GmbH

 Industriestraße 13
 45699 Herten
 Deutschland

 02366 5006-0
 R82@etac.de
 02366 5006-282
 www.etac.de

 Amtsgericht: Recklinghausen HRB 9024
 USt-ID-Nr.: DE 174 000168
 Bank: Nordea Bank Finnland
 BIC: NDEAFIHH • IBAN: FI12 1820 3000 058826

CH FR • Valable du: 01.01.2025		31XXX = Code pays		
Produit	Description	Taille	Numéro d'article	CHF

Soutien pelvien



Ceinture abdominale à 4 points, néoprène/tissu de confort, noir

XS

3185725-XS

169,00



Pantalon en T, néoprène/tissu de confort, noir

XS

3185735-XS

280,00



Pantalon de siège, ceinture d'enlèvement rembourrée, tissu noir

XS

3189108-1

320,00



Aperçu des combinaisons: châssis

Le système de sièges x:panda shape peut être combiné avec une série de piètements R82 de notre portefeuille de produits. Vous trouverez un aperçu complet des possibilités de combinaison sur www.etac.de, sous Service: Autres documents ou cliquez simplement sur [ici](#)

Piètements (système d'assise sans piètement, à commander séparément)



R82 High-Low:xo
Cadre de chambre



R82 High-Low:xo
Châssis combiné
(Outdoor)



R82 Combi Frame:x



R82 Multi Frame



R82 Chilla Frame



R82 Strong Base

Aucune responsabilité pour les erreurs d'impression

Etac GmbH

 Industriestraße 13
 45699 Herten
 Deutschland

 02366 5006-0
 R82@etac.de
 02366 5006-282
 www.etac.de

 Amtsgericht: Recklinghausen HRB 9024
 USt-ID-Nr.: DE 174 000168
 Bank: Nordea Bank Finnland
 BIC: NDEAFIHH • IBAN: FI12 1820 3000 058826


R82 Head support guide

Start here

Choose type of head support



Curved
W:180 x H:130



Curved
W:260 x H:160



Anatomic
A:145 x B:140 x C:240



Anatomic
A:155 x B:140 x C:260



Anatomic
A:170 x B:140 x C:320

Choose turtle neck and adjustment possibilities



Standard

Provides two rotation points. The rod allows for adjustments upward and downward, while the turtleneck system allows for sideways, forward, backward, upward and downward adjustments.



Extended

Provides three rotation points. The rod allows for adjustments upward and downward, while the turtleneck system allows for sideways, forwards, backwards, upward, and downward adjustments.



Standard with 3D

Provides two rotation points. The 3D system makes it possible to accommodate an asymmetric position of the head. The rod allows for adjustments upward and downward, while the turtleneck system allows for angling in all directions and sideways, forwards, backwards, upward, and downward adjustments.



Extended with 3D

Provides three rotation points. The 3D system makes it possible to accommodate an asymmetric position of the head. The rod allows for adjustments upward and downward, while the turtleneck system allows for angling in all directions and sideways, forwards, backwards, upward, and downward adjustments.

Choose length of rod and height adjustability



Short

Height adjustability:
80 mm



Medium

Height adjustability:
120 mm



Long

Height adjustability:
160 mm

Choose covers & colours



Black, wipeable



Black



Curved head support, extended turtle neck system with 3D, medium length rod and black cover.