

serval™

## Bestell-/Preisliste

Mai 2013 CH

HMV-Nr. 18.99.01.2034


### Rechnungs-Empfänger:

Firma \_\_\_\_\_  
 Name \_\_\_\_\_  
 Strasse/Postfach \_\_\_\_\_  
 PLZ/Ort \_\_\_\_\_  
 Tel. \_\_\_\_\_  
 Fax \_\_\_\_\_

### Lieferanschrift:

Firma \_\_\_\_\_  
 Name \_\_\_\_\_  
 Strasse/Postfach \_\_\_\_\_  
 PLZ/Ort \_\_\_\_\_  
 Tel. \_\_\_\_\_  
 Fax \_\_\_\_\_

Kommission \_\_\_\_\_



A (Rückenhöhe) \_\_\_\_\_  
 B (Armhöhe) \_\_\_\_\_  
 C (Unterschenkellänge) \_\_\_\_\_  
 D (Sitztiefe) \_\_\_\_\_  
 E (Brustbreite) \_\_\_\_\_  
 F (Sitzbreite) \_\_\_\_\_


## Maße

### Neigung


Fußstütze 90° - 42°

Rücken 23° - 65°

Sitz -19° - 31°



Gr. 1



Gr. 2

|                               |            |            |
|-------------------------------|------------|------------|
| Breite (B)                    | 53 cm      | 64 cm      |
| Sitzbreite, max (SB)          | 28 cm      | 33 cm      |
| Rückenbreite, at Hüfte (RBH)  | 20-26 cm   | 26-32 cm   |
| Rückenbreite, Schulter (RBS)  | 30 cm      | 36 cm      |
| Höhe (H)                      | 92-103 cm  | 92-103 cm  |
| Rückenhöhe (RH)               | 34 cm      | 40 cm      |
| Rückenhöhe (mit Verlängerung) | 46-58 cm   | 52-64 cm   |
| Sitztiefe (ST)                | 20-32 cm   | 33-45 cm   |
| Länge (L)                     | 104-114 cm | 106-116 cm |
| Unterschenkellänge (UL)       | 10-31 cm   | 10-31 cm   |
| Länge , geklappt              | 41 cm      | 41 cm      |
| Höhe, geklappt                | 82-92 cm   | 82-92 cm   |
| Gewicht, Rahmen               | 11 kg      | 11 kg      |
| Gewicht, Sitz                 | 6,5 kg     | 7,5 kg     |
| Gesamtgewicht                 | 17,5 kg    | 18,5 kg    |
| Belastbarkeit max.            | 35 kg      | 50 kg      |

Alle Preise sind in CHF zzgl. der gesetzlichen MwSt.

Keine Haftung für Druckfehler

**R82 GmbH**  
 An den Wiesen 10  
 D 55218 Ingelheim  
 Deutschland

Tel: +49 6132 710 70  
 Fax: +49 6132 710 710  
 E-Mail: r82@r82.de  
 Web: www.r82.de

Amtsgericht Mainz HRB 23203  
 Bank: UBS Bank Zug  
 IBAN: CH070027327322636701A

**Beschreibung**
**Größe**
**Art.nr.**
**Preis**
**Serval - Rehawagen**


**Lieferumfang:** -Pannensichere Bereifung -schwenkbare Vorderräder -Rucksack  
-Faltbar -Federung hinten -Schiebebügel höhenverstellbar


|                              |   |        |          |                          |
|------------------------------|---|--------|----------|--------------------------|
| Serval, Silber/Blau, Größe 1 | 1 | 870122 | 3.698,00 | <input type="checkbox"/> |
| Serval, Silber/Blau, Größe 2 | 2 | 870222 | 3.698,00 | <input type="checkbox"/> |

**Zubehör**


|                  |   |           |        |                          |
|------------------|---|-----------|--------|--------------------------|
| Schuttdach, blau | 1 | 87442-175 | 469,00 | <input type="checkbox"/> |
| Schuttdach, blau | 2 | 87442-275 | 469,00 | <input type="checkbox"/> |




|                                          |   |           |        |                          |
|------------------------------------------|---|-----------|--------|--------------------------|
| Rückenlehnenverlängerung mit Bezug, blau | 1 | 87450-115 | 184,00 | <input type="checkbox"/> |
| Rückenlehnenverlängerung mit Bezug, blau | 2 | 87450-215 | 184,00 | <input type="checkbox"/> |




|                              |   |           |        |                          |
|------------------------------|---|-----------|--------|--------------------------|
| Nackenstütze mit Bezug, blau | 1 | 87445-115 | 231,00 | <input type="checkbox"/> |
| Nackenstütze mit Bezug, blau | 2 | 87445-215 | 231,00 | <input type="checkbox"/> |



|                                |   |           |        |                          |
|--------------------------------|---|-----------|--------|--------------------------|
| Abduktionskeil mit Bezug, blau | 1 | 87430-115 | 263,00 | <input type="checkbox"/> |
| Abduktionskeil mit Bezug, blau | 2 | 87430-215 | 263,00 | <input type="checkbox"/> |



|                |            |         |        |                          |
|----------------|------------|---------|--------|--------------------------|
| Einkaufskorb   | 1          | 87486-1 | 148,00 | <input type="checkbox"/> |
| Einkaufskorb   | 2          | 87486-2 | 148,00 | <input type="checkbox"/> |
| Einkaufstasche | Eine Größe | 84082   | 56,00  | <input type="checkbox"/> |



|                                                              |  |           |        |                          |
|--------------------------------------------------------------|--|-----------|--------|--------------------------|
| Seitenpelotte, stange gerade, Polster gebogen ,klein         |  | 83610-260 | 640,00 | <input type="checkbox"/> |
| Seitenpelotte, stange 25 mm gekröpft, Polster gebogen, klein |  | 83625-260 | 640,00 | <input type="checkbox"/> |
| Seitenpelotte, stange gerade, Polster gebogen, groß          |  | 83610-160 | 640,00 | <input type="checkbox"/> |
| Seitenpelotte, stange 25 mm gekröpft, Polster gebogen, groß  |  | 83625-160 | 640,00 | <input type="checkbox"/> |



|                                           |   |           |        |                          |
|-------------------------------------------|---|-----------|--------|--------------------------|
| Feste Seitenpelotten mit Bezug, blau, set | 1 | 87454-115 | 168,00 | <input type="checkbox"/> |
| Feste Seitenpelotten mit Bezug, blau, set | 2 | 87454-215 | 168,00 | <input type="checkbox"/> |



|                                         |   |          |       |                          |
|-----------------------------------------|---|----------|-------|--------------------------|
| Sitzbreitenreduktionspolster, 2 cm, set | 1 | 87477-1  | 75,00 | <input type="checkbox"/> |
| Sitzbreitenreduktionspolster, 2 cm, set | 2 | 87477-12 | 75,00 | <input type="checkbox"/> |
| Sitzbreitenreduktionspolster, 3 cm, set | 1 | 87477-2  | 75,00 | <input type="checkbox"/> |
| Sitzbreitenreduktionspolster, 3 cm, set | 2 | 87477-22 | 75,00 | <input type="checkbox"/> |



|             |   |         |        |                          |
|-------------|---|---------|--------|--------------------------|
| Wadenplatte | 1 | 87478-1 | 168,00 | <input type="checkbox"/> |
| Wadenplatte | 2 | 87478-2 | 168,00 | <input type="checkbox"/> |



|               |   |         |        |                          |
|---------------|---|---------|--------|--------------------------|
| Therapietisch | 1 | 87421-1 | 425,00 | <input type="checkbox"/> |
| Therapietisch | 2 | 87421-2 | 425,00 | <input type="checkbox"/> |



|            |   |         |        |                          |
|------------|---|---------|--------|--------------------------|
| Haltebügel | 1 | 87474-1 | 198,00 | <input type="checkbox"/> |
| Haltebügel | 2 | 87474-2 | 198,00 | <input type="checkbox"/> |



|                                   |            |          |        |                          |
|-----------------------------------|------------|----------|--------|--------------------------|
| Beslag für Autotransport, Gestell | eine Größe | 87900-01 | 320,00 | <input type="checkbox"/> |
| Beslag für Autotransport, Sitz    | eine Größe | 87910-01 | 320,00 | <input type="checkbox"/> |

zur Aufnahme vom Rollstuhlrückhaltesystemen

Alle Preise sind in CHF zzgl. der gesetzlichen MwSt.

Keine Haftung für Druckfehler