

Produktark

Violetta infusjonsstativ



- Violetta er et lett, stødig og sammenleggbart infusjonsstativ.
- Infusjonsstativet har fembensfor med lett-trillede, støysvake og stabile hjul. Låsable hjul kan leveres ved behov (tilvalg).
- Infusjonsstativet er høyderegulerbart 85-215cm og har to gode kroker.
- Det finnes stativ for oppbevaring av flere infusjonsstativer. Infusjonsstativene henges opp etter krokene. Stativ er tilgjengelig med en eller to etasjer. Infusjonsstativet kan også henges i en garderobe eller på en krok på veggen. Dette gir praktisk og plasseffektiv oppbevaring av infusjonsstativene når de ikke er i bruk.
- Violetta veier 3,45kg.
- Maks belastning på krokene er 5kg jevnt fordelt. Det er mulighet for én pumpe per stativ.
- Ekstra håndtak kan fungere som bære- eller styrehåndtak.

Beskrivelse

Størrelse

Art.nr.

H

Violetta infusjonsstativ

85-215cm

SJ080-3500-000

Rød farge er standard. Andre farger er tilgjengelig mot pristillegg.