



Etac Clean 24"

Praktisk dusjstol med drivhjul, for selvstendige brukere

 **etac**[®]

Etac Clean 24"

Prisforhandlet, NAV-avtale Hygienehjelpemidler, DK 6.

Etac Clean 24" er en praktisk dusj- og toalettstol for selvstendige brukere. Plassering av bakhjulene på Clean 24" er maksimert for å få de beste kjøreegenskapene som gjør stolen lett å kjøre, uten å gå på akkord med sikkerheten.

Enkel å manøvrere

Stolen er lett å manøvrere takket være 24-tommers hjulene, som er plassert på en måte som fremmer daglig aktivitet og sikrer komfort.

Forenkler forflytninger

Det store setet og åpenheten foran hjulene gjør forflytning til og fra stolen enklere. Bremselandtakene er også plassert slik at de ikke er i veien under forflytninger, samtidig som de alltid er lett tilgjengelige.



Etac Clean 24" i prisforhandlet utgave, inkl. tippesikring og komfortpute 2 cm.

Mer informasjon

For komplett oversikt over mål og tilbehør, se www.etac.no.

Etac Clean 24"

Prisforhandlet modell, inkl. tippesikring og 2 cm komfortpute

Art. nr

80229324

HMS nr.

297330

Materialer

Bakhjulsadapter: aluminium
 Bakhjul: polyamide, solide dekk
 Chassis: pulverlakkerte stål
 Sete-/ryggstøtte: polypropylene
 Armstøtter: polypropylene
 Fotstøtter: polypropylene
 Hjulbraketter: polyamide
 Hjul: polyamide/TPE

Vaskeanvisning



Rengjør produktet med et løsemiddelfritt rengjøringsmiddel (pH-nivå 5-9), eller med en 70% desinfeksjonsløsning. Kan dekontamineres ved maks. 85 °C.







Med forbehold om trykfeil. Oppdatert 06.2022. © R82 AS. All rights reserved.

“Vi i Etac ønsker at alle skal kunne leve et fritt og uavhengig liv og følge sine drømmer, uavhengig av fysiske omstendigheter. ”

For nyheter og løpende produktoppdateringer - besøk www.etac.no

Etac AS - P.boks 249 - 1501 Moss
Telefon: 815 69 469
E-post: hovedkontor.norge@etac.com
www.etac.no

 **etac**®
Creating Possibilities