

etac[®]
Creating Possibilities



etac[®]

Etac Clean öppen sits fram

Mobil dusch- och toalettstol

Etac Clean med öppen sits fram

Etac Clean är en prisbelönt och storsäljande mobil dusch- och toalettstol. Den introducerades 1999, satte standarden för framtidens duschstolar och behåller sin position än idag. Nu introducerar vi ett nytt tillskott i familjen – Clean med sits som är öppen fram. Den nya modellen ger användaren ännu fler möjligheter att sköta hygienrutinen på sina villkor.

Allt som behövs i en och samma stol

Clean kan användas i duschen, över toaletten eller vid handfatet. Dess utmärkta hygien och användarvänliga egenskaper gör den populär på vårdinrättningar och i hemmiljöer över hela världen.

Ett av Cleans viktigaste kännetecken är att den är enastående lättmanövrerad. Den är lätt att köra och går igenom dörröppningar eller där det är ont om plats.

Flexibilitet – utan komplexitet

Clean har många bra funktioner – utan onödig komplexitet. Armstöden kan flyttas eller tas bort med ett enkelt klick för att underlätta överflyttning, och bromsarna är lätta att komma åt, låsa och låsa upp. Det unika fotstödet finns alltid på plats men kan enkelt stivas undan under stolen när det inte används.



Nya Clean med öppning fram



Standard Clean med öppning bak



Fördelar med öppning fram

En sits med hygienurtag framtill kan vara lämplig av flera skäl. Vissa användare kommer åt bättre framifrån på egen hand, beroende på rörelseomfång eller personliga preferenser. Åtkomlighet framifrån kan också passa en vårdgivares dagliga hygienrutiner bättre. Sitsen kan vara särskilt användbar när du använder en handdusch istället för torklapp.


Clean-familjen

Resten av Clean-familjen har sits som är öppen bak och många modeller att välja mellan. I sortimentet finns en höjddreglerbar modell och en version som man kan köra själv, för mer självständiga brukare.



Clean 24" med öppning fram

Egenskaper



Enkel åtkomlighet framifrån

Sitsen har en generös öppning fram för att underlätta åtkomlighet för hygienbestyr.



Passar över olika toaletter

Stolen passar perfekt över väggmonterade toaletter och andra toalettmodeller.

Tillbehör – För hela sortimentet, besök etac.se



Mjuk komfortsits, öppen fram

80209527
Komfortsits för extra mjukhet.
Designad för modellen med öppning fram.
2 cm hög.
Färg: Grå.



Sittdyna

80209528
En mjuk sittdyna när man föredrar en hel sitttyta. Kompatibel med alla Clean-modeller.
2 cm hög.
Färg: Grå.

Etac Clean dusch- och toalettstol med sits öppen fram		Beskrivning	Art.nr.
49 cm, 4 låsbara hjul		Öppning fram, lagungrön	80229325
55 cm, 4 låsbara hjul		Öppning fram, lagungrön	80229321
55 cm med 24" drivhjul		Öppning fram, lagungrön	80229327
Vikt	Max brukarvikt	Fakta	
49 cm: 14,0 kg 55 cm: 14,5 kg	130 kg		
Rengör produkten med rengöringsmedel utan lösningsmedel och med pH-värde 5-9 eller med 70% desinfektionssprit. Kan vid behov dekontamineras i max 85°C.			



Etac är en världsledande utvecklare av hjälpmedel för människor med funktionsvariationer och produkter för patientförflyttningar. Syftet med vår verksamhet är att erbjuda lösningar som förbättrar livskvaliteten för användare, deras familjer och vårdgivare.

För produktens avsedda ändamål, nyheter och kontinuerligt uppdaterad produktinformation – besök www.etac.se

Etac Sverige AB

☎ 0371-58 73 00

✉ info@etac.se

🌐 www.etac.se

etac[®]
Creating Possibilities