



etac®
Creating Possibilities

etac®

Etac Flex

Maniglione

Maniglione Flex

Design innovativo che offre possibilità concrete

Maniglioni modulari flessibili

Il maniglione Flex è la scelta migliore per coloro che necessitano di un piccolo supporto extra in bagno. Grazie alla struttura modulare flessibile, può essere facilmente regolato per adattarsi a diversi utenti e differenti bagni. Il design essenziale di ispirazione scandinava si integra con gli altri elementi dell'ambiente. Disponibile in due colori: bianco e grigio.

Supporto affidabile ogni giorno

Il materiale del maniglione, assieme alla forma accuratamente progettata e la superficie, garantisce una presa salda anche nel caso in cui le mani fossero bagnate. La forma triangolare e il supporto per il pollice sono progettati per offrire una sensazione di maggiore stabilità.



Flex è coperto da una garanzia di 5 anni ed è progettato per durare 10 anni.


Flex con fissaggio a vite		Codice no.	Portata massima
- Maniglione Flex 30cm bianco		81707110	100 kg
- Maniglione Flex 60cm bianco		81707120	
- Estensione Flex 30cm bianco		81706110	
- Maniglione Flex 30cm grigio		81707310	
- Maniglione Flex 60cm grigio		81707320	
- Estensione Flex 30cm grigio		81706310	
Flex con fissaggio adesivo		Codice no.	Materiale
- Maniglione Flex 30cm bianco		81707210	Polipropilene
- Maniglione Flex 60cm bianco		81707220	
- Estensione Flex 30cm bianco		81706210	
- Maniglione Flex 30cm grigio		81707410	
- Maniglione Flex 60cm grigio		81707420	
- Estensione Flex 30cm grigio		81706410	
Peso			Colore
0.35 kg per unità			Bianco e grigio
			
			
			Pulire il prodotto con un detergente privo di solventi (ph compreso tra 5 e 9), o con una soluzione disinfettante al 70%. Se necessario il prodotto può essere decontaminato ad una temperatura di 85°.

NB: per aggiungere uno o più maniglioni a configurazioni da 30 o 60cm è necessario utilizzare le prolunghe Flex.



Semplice da regolare

Il sistema modulare può essere assemblato facilmente nella lunghezza e nella configurazione più adatte ad ogni tipo di bagno.



Presca sicura

La forma ergonomica e la superficie del maniglione garantiscono una presa stabile persino in caso di mani bagnate.



Creating possibilities

Collega tra loro tutti i maniglioni necessari e scegli gli angoli più adatti alle tue esigenze. Questo vuol dire Creating Possibilities.



Due modalità di fissaggio

Può essere installato o tramite viti o adesivo. Quest'ultima soluzione è l'ideale per coloro che non vogliono forare le pareti del bagno.



Flex offre un'ampia gamma di soluzioni per il collegamento dei maniglioni, consentendo regolazioni a qualunque angolazione compresa tra i -90° e 90°, a seconda delle esigenze dell'utente.





Etac è un'azienda leader a livello mondiale nella produzione e fornitura di dispositivi di assistenza e di attrezzature per la movimentazione dei pazienti.

Il nostro scopo è fornire soluzioni che migliorano la qualità di vita della persona, della sua famiglia e dei suoi caregivers.

Per le ultime novità e continui aggiornamenti sui prodotti, visita il nostro sito web.

Etac



+39 051 2819228



italia.ordini@etac.com



www.etac-it.com

 **etac**[®]
Creating Possibilities