



Ki Rogue XP

Aktiv rullestol for unge

 **etac**[®]

Ki Rogue XP

The Rogue experience introduserer et enestående innovativt design som gir deg den høyeste graden av respons.

Du vil bli imponert av den optimale responsen og den presisjonen som oppleves hver gang du svinger eller kjører.

Rogue XP møter dine behov og ambisjoner ved sin høye kvalitet og presise tilpasningsmuligheter.



Rogue XP vist som standard

Detaljer



Lav egenvekt

Rogue XP er en særdeles lett stol, samtidig som den har gode vekst- og tilpasningsmuligheter i standard konfigurasjon.



Enkel å transportere

Med en transportvekt på kun 5,3 kg er ikke stolen bare lett, men den er også enkel å transportere, f. eks inn og ut av bil. Dette takket være rammens enkle design og doble låsemekanisme av stolryggen.



Individuell tilpasning

Rogue XP har alle justeringsmuligheter uten at det går på bekostning av vekt og design. Dette er mulig ved bruk av lette materialer, samt innovative og skreddersyde løsninger.



Rammevinkel og innsving

Rogue har mulighet for ulike rammevinkler (fra 70-90°), og gradert innsving i fronten. Dette gir en presis kjørestilling.

Rogue XP som standard

Ramme	Aluminium
Farge	Velg mellom 21 forskjellige farger
Ryggstøtte	Høyderegulerbar velcroygg med overdrag
Rygg	Nedfellbar med sort utløserwire
Kjørehåndtak	2 stk. korte, fastmontert
Sittepute	Comfort/ Axiom G
Belte	4.pkt. Y-belte
Klesbeskyttere	
Drivhjul	22" Maxx Spoke
Dekk	Schwalbe Rightrun
Drivringer	Aluminium
Camber	4°
Brems	Lavprofil, saksebrems
Svinghjul	4" poly
Fotplate	Vinkel- og høyderegulerbar
Leggbånd	Upolstret
Tippesikringer	2 stk, høyderegulerbare

Mål og vekt

		Intervall
Setebredde	26-46 cm	2,5 cm
Setedybde	26-51 cm	2,5 cm
Setehøyde foran	34-52 cm	1,3 cm
Setehøyde bak	29-51 cm	1,3 cm
Rygg høyde	23-46 cm	2,5 cm
Ryggvinkel	-12° - +9°	
Legglengde	20-50 cm	
Camber	0, 2, 4, 6 og 8°	
Maks brukervekt	75 kg	
Transportvekt	5,3 kg	




Rogue XP funksjoner og detaljer



Farger

Velg mellom 21 flotte farger og matt eller blank finish. Valg av farger er uten pristillegg.

Matt finish



Military



Emerald Green



Charcoal Gray



Iridescent Navy



Smooth White



Shadow Black



Royal Blue



Retro Red



Iridescent Burgundy

Blank finish



Black



Blue Skies



Bright Orange



Bubblegum Pink



Candy Blue



Candy Purple



Candy Red



Copper



Silver



Granny Smith



Teal



Yellow

Eikebeskyttere med motiv*

*Ikke prisforhandlet. Lenger leveringstid må påberegnes.

Velg mellom åtte morsomme design (under), eller se Wheelchair Gadgets for ytterligere valgmuligheter.



BlueMonster



HavinAHoot



TuTuCute



SuperPuppies



RoboFun



RockinReptiles



FairyGarden



TuxedoTime

Tilbehør



Ledsagerhåndtak
Enkel



Ledsagerhåndtak
Doble, sett



Ledsagerhåndtak
Ergonomisk




Kjørehåndtak, nedfellbare
Nedfellbare, sett



Kjørehåndtak, kort (std)
7,5 cm



Kjørehåndtak, lang
12cm



Kjørebøyle
Vinkelregulerbar



Dekk

Swchwalbe Rightrun (std)	Lavprofil, høytrykk (avbildet)
Luftfylt	Høyprofil 1 3/8 "
Massivt	Høyprofil 1 3/8"
Luft m/ massivt innlegg	Høyprofil 1 3/8"
Schwalbe Marathon Plus	Lavprofil, høytrykk
Sentinel	Lavprofil, kompakt



Drivhjul

Maxx Performance (std)	18", 20", 22", 24"
Spinergy Spox	Meget lette og stive. 20", 22", 24" Kan fås med fargede eiker.
Spinergy LX	Ekstremt lette og stive. 22", 24". Kan fås med fargede eiker.
Superlight Spoke	24 og 25"
Mag	Enhåndsdrift



Drivringer

Aluminium (avbildet)	Standard. 18", 20", 22", 24"
Plastbelagt	For bedre grep. 18", 20", 22", 24"
Natural Fit standard	Integrert drivring for bedre grep. Finnes i fire utgaver. 22", 24"
Natural Fit LT Super Grip	Integrert drivring for bedre grep. 22", 24"
3M Micro Grep friksjonstape	Friksjonstape som limes på drivringen. For bedre grep. 18", 20", 22", 24"

For oversikt over artikkelnummer/ HMS nr. på tilbehør og reservedeler, se bakerst i produktarket

Tilbehør



Armlener, rørmønstertype

Kommer i lav og høy modell. Par.



Armlener, T-arm, høydejusterbar

Kommer i tre størrelser



Brems

Skyv (std) Skyv for å låse. Standard på stolen. Avbildet øverst.

Skyv, liggende håndtak Skyv for å låse. Flukter med rammen.

Trekk Trekk m/forlenger. Trekk for å låse. Brukes ved nedsatt kraft.

Forlengerstag til kneledd Skyv og trekk. Brukes ved nedsatt kraft.

Saksebrems lavprofil Lavprofil Avbildet nederst.

Saksebrems kort Med kort vandring

Saksebrems Plassert under sete



Svinghjul

Rollerblade m/ lys (avbildet øverst) 3", 4", 5"

Rollerblade 3", 4".

Poly 4", 5", 6"

Poly alu, superlett (avbildet nederst) 4", 5"

Softroll alu, superlett 3", 4", 5", 6"

Luft 6"



Klesbeskytter

Avtagbar. Kommer i to størrelser.



Skvettskjermer

Aluminium eller karbon



Transportbeslag

For transport i bil



Utløserwire for rygg

Fås i flere fine farger



Svinghjulsgaffel

Ensidig innfesting



Eikebeskyttere

Blank eller sort



Eikebeskyttere med motiv

Se info s. 5




Verktøysett

Komplett

Tilbehør



Fotplate, høymontert
Vinkel- og høydejusterbar



Fotplate med forhøyer
Regulerbar



Fotplate, vinkeljusterbar
Vinkel- og høydejusterbar



Fotplate, oppfellbar
Vinkeljusterbar



Fotplate, rørmodell, åpen
Høydejusterbar



Fotplate, rørmodell, åpen med plastplate



Beskyttelse fotplate
Kun til rørmodell



Tippesikring, standard
Sett



Dynamisk 5. hjul
Roterende 5. hjul, sentermontert



Hoftebelte, 2 pkt
Kommer i to bredder, 25 og 40 mm



Hoftebelte, Y-modell (std)
25 mm, polstret. Kommer i fem størrelser.



Hoftebelte, 2 pkt, polstret
Kommer i to bredder, 25 og 40 mm

For oversikt over artikkelnummer/ HMS nr. på tilbehør og reservedeler, se bakerst i produktarket



Krykkeholder

Monteres bak på rullestolen



Leggbånd

Velcrobånd, justerbart.



Veske

Monteres under sete



Polstret leggbånd

Velcrobånd, justerbart.



Ryggsekk

For montering på rullestol. Kommer i to størrelser.







Tilbehør - Artikkelnummer og HMS nr.

HMS nr.	Beskrivelse	Lev. art. nr
278912	Rygg 2B mrs Crissy Swing Away/Cross 6 b35-40 lav m/trekk hreg	28597
278913	Rygg 2B mrs Crissy Swing Away/Cross 6 b43-48 høy m/trekk hreg	28595
278914	Rygg 2B mrs Crissy Swing Away/Cross 6 b43-48 lav m/trekk hreg	28598
278915	Rygg 2B mrs Crissy Swing Away/Cross 6 b50-55 høy m/trekk hreg	28596
278916	Rygg 2B mrs Crissy Swing Away/Cross 6 b50-55 lav m/trekk hreg	28599
278919	Rygg 3A Mod5 mrs Cross 6 b35-40 høy	28589
278920	Rygg 3A Mod5 mrs Cross 6 b35-40 std	28586
278921	Rygg 3A Mod5 mrs Cross 6/Cross 5XL b43-50 høy	28590
278922	Rygg 3A Mod5 mrs Cross 6/Cross 5XL b43-50 std	28587
222408	Ryggkile 3A mrs Crissy Swing Away/Cross 6 l15 kort	63012-60
222409	Ryggkile 3A mrs Crissy Swing Away/Cross 6 l30 lang	63013-60
181054	Ryggpakke Mod2 mrs Crissy Swing Away/Cross 6 b35/38	25682
181055	Ryggpakke Mod2 mrs Crissy Swing Away/Cross 6 b40/43	25683
157979	Ryggpakke Mod2 mrs Crissy Swing Away/Cross 6 b45	25684
157980	Ryggpakke Mod2 mrs Crissy Swing Away/Cross 6 b50/48	25685
158001	Seteplate ECS mrs Cross 6 sb35-38 kort kompl	26720
158011	Seteplate ECS mrs Cross 6 sb35-38 lang kompl	26725
158003	Seteplate ECS mrs Cross 6 sb40-43 kort kompl	26721
158013	Seteplate ECS mrs Cross 6 sb40-43 lang kompl	26726
158005	Seteplate ECS mrs Cross 6/Cross 5XL sb45-48 kort kompl	26722
158015	Seteplate ECS mrs Cross 6/Cross 5XL sb45-48 lang kompl	26727
158007	Seteplate ECS mrs Cross 6/Cross 5XL sb50-53 kort kompl	26723
158017	Seteplate ECS mrs Cross 6/Cross 5XL sb50-53 lang kompl	26728
236587	Sidestopp rett mrs Cross 6/Cross 5XL kombineres m/kilepute/sidepute	28136
279048	Sidestopp vinklet mrs Cross 6/Cross 5XL l15kombineres	28137
235202	Sidestopp vinklet mrs Cross 6/Cross 5XL l30kombineres	28173
279049	Sidestøtte 3A mrs Cross 6/Cross 5XL fast +15grader kompl	28143
240315	Sidestøtte 3A mrs Cross 6/Cross 5XL fast 0grader kompl	28142
279050	Sidestøtte 3A mrs Cross 6/Cross 5XL fast -15grader kompl	28144
279051	Sidestøtte 3A mrs Cross 6/Cross 5XL fast -45grader kompl	28145
222525	Sidestøtte 3A mrs Cross 6/Cross 5XL fast h10 l15 dartex kompl	27395
239901	Sidestøtte 3A mrs Cross 6/Cross 5XL utsv 0grader hø kompl	28181-1
239902	Sidestøtte 3A mrs Cross 6/Cross 5XL utsv 0grader ve kompl	28181-2
244149	Sidestøtte 3A mrs Cross 6/Cross 5XL utsv -15grader hø kompl	28180-1
279052	Sidestøtte 3A mrs Cross 6/Cross 5XL utsv -15grader ve kompl	28180-2
279053	Sidestøtte 3A mrs Cross 6/Cross 5XL utsv -45grader hø kompl	28141-1
279054	Sidestøtte 3A mrs Cross 6/Cross 5XL utsv -45grader ve kompl	28141-2
006019	Sidestøtte mrs Crissy Swing Away/Cross 6 sort hø	25189-1
006020	Sidestøtte mrs Crissy Swing Away/Cross 6 sort ve	25189-2
222528	Sidestøtte mrs Cross 6/Cross 5XLh9 l19 fast 3A kompl	27917

Tilbehør - Artikkelnummer og HMS nr.

HMS nr.	Beskrivelse	Lev. art. nr
278912	Rygg 2B mrs Crissy Swing Away/Cross 6 b35-40 lav m/trekk hreg	28597
278913	Rygg 2B mrs Crissy Swing Away/Cross 6 b43-48 høy m/trekk hreg	28595
278914	Rygg 2B mrs Crissy Swing Away/Cross 6 b43-48 lav m/trekk hreg	28598
278915	Rygg 2B mrs Crissy Swing Away/Cross 6 b50-55 høy m/trekk hreg	28596
278916	Rygg 2B mrs Crissy Swing Away/Cross 6 b50-55 lav m/trekk hreg	28599
278919	Rygg 3A Mod5 mrs Cross 6 b35-40 høy	28589
278920	Rygg 3A Mod5 mrs Cross 6 b35-40 std	28586
278921	Rygg 3A Mod5 mrs Cross 6/Cross 5XL b43-50 høy	28590
278922	Rygg 3A Mod5 mrs Cross 6/Cross 5XL b43-50 std	28587
222408	Ryggkile 3A mrs Crissy Swing Away/Cross 6 l15 kort	63012-60
222409	Ryggkile 3A mrs Crissy Swing Away/Cross 6 l30 lang	63013-60
181054	Ryggpakke Mod2 mrs Crissy Swing Away/Cross 6 b35/38	25682
181055	Ryggpakke Mod2 mrs Crissy Swing Away/Cross 6 b40/43	25683
157979	Ryggpakke Mod2 mrs Crissy Swing Away/Cross 6 b45	25684
157980	Ryggpakke Mod2 mrs Crissy Swing Away/Cross 6 b50/48	25685
158001	Seteplate ECS mrs Cross 6 sb35-38 kort kompl	26720
158011	Seteplate ECS mrs Cross 6 sb35-38 lang kompl	26725
158003	Seteplate ECS mrs Cross 6 sb40-43 kort kompl	26721
158013	Seteplate ECS mrs Cross 6 sb40-43 lang kompl	26726
158005	Seteplate ECS mrs Cross 6/Cross 5XL sb45-48 kort kompl	26722
158015	Seteplate ECS mrs Cross 6/Cross 5XL sb45-48 lang kompl	26727
158007	Seteplate ECS mrs Cross 6/Cross 5XL sb50-53 kort kompl	26723
158017	Seteplate ECS mrs Cross 6/Cross 5XL sb50-53 lang kompl	26728
236587	Sidestopp rett mrs Cross 6/Cross 5XL kombineres m/kilepute/sidepute	28136
279048	Sidestopp vinklet mrs Cross 6/Cross 5XL l15kombineres	28137
235202	Sidestopp vinklet mrs Cross 6/Cross 5XL l30kombineres	28173
279049	Sidestøtte 3A mrs Cross 6/Cross 5XL fast +15grader kompl	28143
240315	Sidestøtte 3A mrs Cross 6/Cross 5XL fast 0grader kompl	28142
279050	Sidestøtte 3A mrs Cross 6/Cross 5XL fast -15grader kompl	28144
279051	Sidestøtte 3A mrs Cross 6/Cross 5XL fast -45grader kompl	28145
222525	Sidestøtte 3A mrs Cross 6/Cross 5XL fast h10 l15 dartex kompl	27395
239901	Sidestøtte 3A mrs Cross 6/Cross 5XL utsv 0grader hø kompl	28181-1
239902	Sidestøtte 3A mrs Cross 6/Cross 5XL utsv 0grader ve kompl	28181-2
244149	Sidestøtte 3A mrs Cross 6/Cross 5XL utsv -15grader hø kompl	28180-1
279052	Sidestøtte 3A mrs Cross 6/Cross 5XL utsv -15grader ve kompl	28180-2
279053	Sidestøtte 3A mrs Cross 6/Cross 5XL utsv -45grader hø kompl	28141-1
279054	Sidestøtte 3A mrs Cross 6/Cross 5XL utsv -45grader ve kompl	28141-2
006019	Sidestøtte mrs Crissy Swing Away/Cross 6 sort hø	25189-1
006020	Sidestøtte mrs Crissy Swing Away/Cross 6 sort ve	25189-2
222528	Sidestøtte mrs Cross 6/Cross 5XLh9 l19 fast 3A kompl	27917

Tilbehør - Artikkelnummer og HMS nr.

HMS nr.	Beskrivelse	Lev. art. nr
219981	Aksel QR mrs Little Wave Klik/Rogue XP 0,5"x104mm	KI101182
219979	Aksel QR mrs Little Wave Klik/Rogue XP 0,5"x110mm	KI101191
219991	Aksel QR mrs Little Wave Klik/Rogue XP 0,5"x112mm	KI102432
221172	Aksel QR mrs Little Wave Klik/Rogue XP 0,5"x122mm	KI102371
279273	Anodiserte deler mrs Little Wave Klik/Rogue XP	KIANODIZELWC
220042	Armlene mrs Little Wave Klik/Rogue XP utsv m/beslag høy hø	KI502495
220043	Armlene mrs Little Wave Klik/Rogue XP utsv m/beslag høy ve	KI502496
220040	Armlene mrs Little Wave Klik/Rogue XP utsv m/beslag lav hø	KI502492
220041	Armlene mrs Little Wave Klik/Rogue XP utsv m/beslag lav ve	KI502493
278535	"Armlene T modell mrs Little Wave Klik/Rogue XP hjust kort sideplate kort buet pad u/beslag"	KI505650
278536	Armlene T modell mrs Little Wave Klik/Rogue XP hjust kort sideplate kort	KI505646
278537	"Armlene T modell mrs Little Wave Klik/Rogue XP hjust kort sideplate lang buet pad u/beslag"	KI505648
278538	Armlene T modell mrs Little Wave Klik/Rogue XP hjust kort sideplate std	KI505644
278539	Armlene T modell mrs Little Wave Klik/Rogue XP hjust lav modell kort	KI503183
278540	Armlene T modell mrs Little Wave Klik/Rogue XP hjust lav modell kort	KI503184
278541	Armlene T modell mrs Little Wave Klik/Rogue XP hjust lav modell kort	KI503167
278542	Armlene T modell mrs Little Wave Klik/Rogue XP hjust lav modell kort	KI503168
278543	"Armlene T modell mrs Little Wave Klik/Rogue XP hjust lav modell lang buet pad u/beslag hø"	KI503185
278544	"Armlene T modell mrs Little Wave Klik/Rogue XP hjust lav modell lang buet pad u/beslag ve"	KI503186
278545	Armlene T modell mrs Little Wave Klik/Rogue XP hjust lav modell lang	KI503169
278546	Armlene T modell mrs Little Wave Klik/Rogue XP hjust lav modell lang	KI503170
269845	Bag mrs Rogue XP åpen m/frontveske	KI100266
279275	Bagasjeholder mrs Rogue XP kompl	KI504465
220142	Belte hofte mrs Little Wave Klik/Rogue XP b4 billås	KI100958
220140	Belte mrs Little Wave Klik/Rogue XP b2,5 l145polstret bilspenne 2pkt	KI100613
220143	Belte mrs Little Wave Klik/Rogue XP b4 l122 bilspenne 2pkt	KI100595
220144	Belte mrs Little Wave Klik/Rogue XP b5 l122 flyspenne	KI100594
220185	Beskytter fotbøyle mrs Rogue XP hø	KI501739
220186	Beskytter fotbøyle mrs Rogue XP ve	KI501740
220189	Beslag armlene T modell mrs Rogue XP 1 3/8" hjust	KI501731
279290	Beslag feste belte mrs Rogue XP	KI503044
220187	Beslag hjul 5te mrs Little Wave Klik/Rogue XP kompl	KI502464
279291	Beslag nedre bakaksel mrs Little Wave Klik/Rogue XP kompl spesifiser	KI503290XXX
220268	Beslag tippesikring mrs Little Wave Klik/Rogue XP	KI000915
278673	Brakett rygg mrs Rogue XP monteringskit m/2,5 cm innsving svart hø	KI503698
278674	Brakett rygg mrs Rogue XP monteringskit m/2,5 cm innsving svart ve	KI503699
220350	Brems kneledd mrs Little Wave Klik/Rogue XP dra hø kompl	KI503207

Tilbehør - Artikkelnummer og HMS nr.

HMS nr.	Beskrivelse	Lev. art. nr
220337	Brems kneledd mrs Little Wave Klik/Rogue XP dra ve kompl	KI503208
279297	Brems kneledd mrs Little Wave Klik/Rogue XP skyv hø kompl	KI503206
279298	Brems kneledd mrs Little Wave Klik/Rogue XP skyv lav modell hø	KI503828
279299	Brems kneledd mrs Little Wave Klik/Rogue XP skyv lav modell venstre	KI503829
279300	Brems kneledd mrs Little Wave Klik/Rogue XP skyv ve kompl	KI503205
279316	Brems saksemod mrs Little Wave Klik/Rogue XP kort hø	KI506658
279317	Brems saksemod mrs Little Wave Klik/Rogue XP kort ve	KI506657
269756	Brems saksemod mrs Little Wave Klik/Rogue XP lavprofil hø	KI108212
269757	Brems saksemod mrs Little Wave Klik/Rogue XP lavprofil ve	KI108213
220339	Brems saksemod mrs Rogue XP hø	KI100643
220346	Brems saksemod mrs Rogue XP ve	KI100642
220355	Bremsespakforlenger mrs Little Wave Klik/Rogue XP	KI200369
220356	Camberhylse mrs Little Wave Klik/Rogue XP 0grader	KI000252
220357	Camberhylse mrs Little Wave Klik/Rogue XP 2grader	KI000253
220359	Camberhylse mrs Little Wave Klik/Rogue XP 6grader	KI000255
220360	Camberhylse mrs Little Wave Klik/Rogue XP 8grader	KI000256
220382	Dekk Marathon Plus mrs Rogue XP 25"	KI101357
220380	Dekk Mountain mrs Rogue XP 22"	KI101475
220381	Dekk Mountain mrs Rogue XP 24"	KI101476
220379	Dekk Mountain mrs Rogue XP 25"	KI100166
220376	Dekk mrs Little Wave Klik/Rogue XP 18" høyprofil 1 3/8 kompakt	KI101992
220392	Dekk mrs Little Wave Klik/Rogue XP 18" høyprofil 1 3/8 luft/massivt	KI101587
220395	Dekk mrs Little Wave Klik/Rogue XP 20" høyprofil luft	KI100911
220396	Dekk mrs Little Wave Klik/Rogue XP 22" høyprofil luft	KI100634
220402	Dekk mrs Little Wave Klik/Rogue XP 24" høyprofil luft	KI100635
220394	Dekk Poly mrs Little Wave Klik/Rogue XP 20" høyprofil massivt	KI100917
220400	Dekk Poly mrs Little Wave Klik/Rogue XP 24" høyprofil	KI100622
220397	Dekk Polymrs Little Wave Klik/Rogue XP 22" høyprofil	KI100621
279323	Dekk Schwalbe Active mrs Little Wave Klik/Rogue XP 24" høyprofil	KI102920
220405	Dekk Schwalbe Marathon mrs Little Wave Klik/Rogue XP 24"	KI100864
279324	Dekk Schwalbe One mrs Little Wave Klik/Rogue XP 24" høytrykk	KI103176
279325	Dekk Schwalbe One mrs Rogue XP 25" høytrykk	KI103177
220383	Dekk Sentinel mrs Little Wave Klik/Rogue XP 20" massivt	KI102974
252429	Dekk Sentinel mrs Little Wave Klik/Rogue XP 22" massivt	KI103165
220391	Dekk Sentinel mrs Little Wave Klik/Rogue XP 24" lavprofil massivt	KI102976
220407	Dekk Sentinel mrs Rogue XP 25" lavprofil massivt	KI102977
222649	Dekkinnlegg mrs Little Wave Klik/Rogue XP 20" massivt	KI100913
219989	Deksel monogaffel mrs Little Wave Klik/Rogue XP farge spesifiseres	KI001355
279326	Deksel monogaffel mrs Little Wave Klik/Rogue XP svart	KI001355XXX
220529	Drivhjul mrs Rogue XP 24" superlett	KI101159

Tilbehør - Artikkelnummer og HMS nr.

HMS nr.	Beskrivelse	Lev. art. nr
220640	Drivhjul Spinerger LX mrs Little Wave Klik/Rogue XP 22" blå eiker	KI100938
220641	Drivhjul Spinerger LX mrs Little Wave Klik/Rogue XP 22" grønne eiker	KI101735
220535	Drivhjul Spinerger LX mrs Little Wave Klik/Rogue XP 22" gule eiker	KI100935
220642	Drivhjul Spinerger LX mrs Little Wave Klik/Rogue XP 22" hvite eiker	KI100940
220643	Drivhjul Spinerger LX mrs Little Wave Klik/Rogue XP 22" orange eiker	KI101736
220644	Drivhjul Spinerger LX mrs Little Wave Klik/Rogue XP 22" rosa eiker	KI101096
220645	Drivhjul Spinerger LX mrs Little Wave Klik/Rogue XP 22" røde eiker	KI100939
220527	Drivhjul Spinerger LX mrs Little Wave Klik/Rogue XP 22" sort	KI100886
220534	Drivhjul Spinerger LX mrs Little Wave Klik/Rogue XP 24" blå eiker	KI100943
220687	Drivhjul Spinerger LX mrs Little Wave Klik/Rogue XP 24" grønne eiker	KI101737
220688	Drivhjul Spinerger LX mrs Little Wave Klik/Rogue XP 24" gule eiker	KI100919
220689	Drivhjul Spinerger LX mrs Little Wave Klik/Rogue XP 24" hvite eiker	KI100944
220746	Drivhjul Spinerger LX mrs Little Wave Klik/Rogue XP 24" orange eiker	KI200212
220690	Drivhjul Spinerger LX mrs Little Wave Klik/Rogue XP 24" rosa eiker	KI101738
220691	Drivhjul Spinerger LX mrs Little Wave Klik/Rogue XP 24" røde eiker	KI100941
220692	Drivhjul Spinerger LX mrs Little Wave Klik/Rogue XP 24" svarte eiker	KI100942
220537	Drivhjul Spinerger LX mrs Little Wave Klik/Rogue XP 25" blå eiker	KI100995
220538	Drivhjul Spinerger LX mrs Little Wave Klik/Rogue XP 25" grønne eiker	KI101458
220539	Drivhjul Spinerger LX mrs Little Wave Klik/Rogue XP 25" gule eiker	KI100997
220540	Drivhjul Spinerger LX mrs Little Wave Klik/Rogue XP 25" hvite eiker	KI100998
220536	Drivhjul Spinerger LX mrs Little Wave Klik/Rogue XP 25" orange eiker	KI200231
220582	Drivhjul Spinerger LX mrs Little Wave Klik/Rogue XP 25" rosa eiker	KI101739
220542	Drivhjul Spinerger LX mrs Little Wave Klik/Rogue XP 25" røde eiker	KI100996
220533	Drivhjul Spinerger LX mrs Little Wave Klik/Rogue XP 25" svarte eiker	KI100994
220646	Drivhjul Spinerger Spox mrs Little Wave Klik/Rogue XP 22" blå eiker	KI100923
220647	Drivhjul Spinerger Spox mrs Little Wave Klik/Rogue XP 22" gule eiker	KI100925
220648	Drivhjul Spinerger Spox mrs Little Wave Klik/Rogue XP 22" hvite eiker	KI100926
220649	Drivhjul Spinerger Spox mrs Little Wave Klik/Rogue XP 22" røde eiker	KI100924
220650	Drivhjul Spinerger Spox mrs Little Wave Klik/Rogue XP 22" svarte eiker	KI100922
220591	Drivhjul Spinerger Spox mrs Little Wave Klik/Rogue XP 24" blå eiker	KI100927
220693	Drivhjul Spinerger Spox mrs Little Wave Klik/Rogue XP 24" gule eiker	KI200206
220694	Drivhjul Spinerger Spox mrs Little Wave Klik/Rogue XP 24" hvite eiker	KI100929
220695	Drivhjul Spinerger Spox mrs Little Wave Klik/Rogue XP 24" røde eiker	KI100928
220528	Drivhjul Spinerger Spox mrs Little Wave Klik/Rogue XP 24" sort	KI100862
279353	Drivhjul Spinerger Spox mrs Rogue XP 20" blå	KI103181
279354	Drivhjul Spinerger Spox mrs Rogue XP 20" gul	KI103182
279355	Drivhjul Spinerger Spox mrs Rogue XP 20" hvit	KI103183
279356	Drivhjul Spinerger Spox mrs Rogue XP 20" rød	KI103124
279357	Drivhjul Spinerger Spox mrs Rogue XP 20" sort	KI103180
220543	Drivhjul Spinerger Spox mrs Rogue XP 25" blå	KI100990

Tilbehør - Artikkelnummer og HMS nr.

HMS nr.	Beskrivelse	Lev. art. nr
220544	Drivhjul Spinergy Spox mrs Rogue XP 25" gul	KI100992
220545	Drivhjul Spinergy Spox mrs Rogue XP 25" hvit	KI100993
220546	Drivhjul Spinergy Spox mrs Rogue XP 25" rød	KI100991
220592	Drivhjul Spinergy Spox mrs Rogue XP 25" sort	KI100989
220625	Drivhjul superlettmrs Rogue XP 25" superlett	KI101158
220797	Drivring MAXX Performance mrs Little Wave Klik/Rogue XP 18" alu	KI502245
243847	Drivring MAXX Performance mrs Little Wave Klik/Rogue XP 18"	KI101106
220798	Drivring MAXX Performance mrs Little Wave Klik/Rogue XP 20" alu	KI502246
220832	Drivring MAXX Performance mrs Little Wave Klik/Rogue XP 20"	KI200542
220799	Drivring MAXX Performance mrs Little Wave Klik/Rogue XP 22" alu	KI502247
220838	Drivring MAXX Performance mrs Little Wave Klik/Rogue XP 22" natural fit	KI200201
220837	Drivring MAXX Performance mrs Little Wave Klik/Rogue XP 22" natural fit	KI200538
220800	Drivring MAXX Performance mrs Little Wave Klik/Rogue XP 24" alu	KI502248
220850	Drivring MAXX Performance mrs Little Wave Klik/Rogue XP 24"natural fit	KI200202
220810	Drivring MAXX Performance mrs Rogue XP 25" alu Spox	KI200350
220854	Drivring mrs Little Wave Klik Rogue XP 24" plastbelagt Superlett	KI100836
279360	Drivring mrs Little Wave Klik/Rogue XP 20" aluminum Spinergy	KI103125
220835	Drivring mrs Little Wave Klik/Rogue XP 22" alu Spinergy	KI100827
220840	Drivring mrs Little Wave Klik/Rogue XP 22" natural fit	KI100889
220839	Drivring mrs Little Wave Klik/Rogue XP 22" natural fit LT	KI100888
220843	Drivring mrs Little Wave Klik/Rogue XP 22" plastbelagt eikehjul/Maxx	KI100576
220842	Drivring mrs Little Wave Klik/Rogue XP 22" plastbelagt Spinergy	KI100808
220847	Drivring mrs Little Wave Klik/Rogue XP 24" alu Spinergy	KI100766
220844	Drivring mrs Little Wave Klik/Rogue XP 24" alu Superlett eiker	KI100754
220856	Drivring mrs Little Wave Klik/Rogue XP 24" plastbelagt eikehjul/Maxx	KI100577
220855	Drivring mrs Little Wave Klik/Rogue XP 24" plastbelagt Spinergy	KI100615
220801	Drivring mrs Rogue XP 25" alu m/mikrogrip MAXX Performance	KI502249
220805	Drivring mrs Rogue XP 25" alu m/mikrogrip Spinergy drivhjul	KI502240
220796	Drivring mrs Rogue XP 25" alu m/mikrogrip SuperLight drivhjul	KI502237
220817	Drivring mrs Rogue XP 25" plastbelagt eikehjul	KI101870
220818	Drivring mrs Rogue XP 25" plastbelagt Spinergy 25"	KI100765
220816	Drivring mrs Rogue XP 25" plastbelagt superlette eiker	KI101091
220851	Drivring Natural Fit LT mrs Little Wave Klik/Rogue XP 24"	KI100828
220812	Drivring Natural Fit LTmrs Rogue XP 25" MAXX Performance	KI200540
220813	Drivring Natural Fit LTmrs Rogue XP 25" Spinergy	KI101460
220852	Drivring Natural Fit mrs Little Wave Klik/Rogue XP 24" eikehjul/Maxx	KI100793
220849	Drivring Natural Fit mrs Little Wave Klik/Rogue XP 24" Spinergy/Superlett	KI100830
220811	Drivring Natural Fit mrs Rogue XP 25" MAXX Performance	KI200539
220814	Drivring Natural Fit mrs Rogue XP 25" Spinergy	KI101464
220804	Drivring Spinergy mrs Little Wave Klik/Rogue XP 24"alu m/mikrogrip	KI502239

Tilbehør - Artikkelnummer og HMS nr.

HMS nr.	Beskrivelse	Lev. art. nr
279361	Drivring Spinergymrs Little Wave Cliq/Rogue XP 20" alu m/microgrip	KI505584
220803	Drivring Spinergymrs Little Wave Cliq/Rogue XP 22" alu m/microgrip	KI502238
220809	Drivring Spinergymrs Rogue XP 25" alu Spinergy	KI100767
220795	Drivring Superlett eikermrs Little Wave Cliq/Rogue XP 24"alu m/microgrip	KI502236
220857	Drivring Superlett mrs Rogue XP 24"	KI101161
279362	Drivring Superlett mrs Rogue XP 24"m/mikrogrep Superlett/Spinergyhjul	KI505585
220819	Drivring Superlett mrs Rogue XP 25"	KI101160
279363	Drivring Superlett mrs Rogue XP 25" m/mikrogrep Superlett-/Spinergyhjul	KI505586
220871	Eikebeskytter mrs Little Wave Cliq/Rogue XP 18" blank	KI501411
220892	Eikebeskytter mrs Little Wave Cliq/Rogue XP 20" blank	KI501412
220893	Eikebeskytter mrs Little Wave Cliq/Rogue XP 22" blank	KI501413
220894	Eikebeskytter mrs Little Wave Cliq/Rogue XP 22" sort	KI501408
220890	Eikebeskytter mrs Little Wave Cliq/Rogue XP 24/25" blank	KI501414
220891	Eikebeskytter mrs Little Wave Cliq/Rogue XP 24/5" sort	KI501409
278563	Enarmsdrift mrs Rogue XP spesifiser hjulstørrelse drivring/dekk	KI109532
279366	Felgbånd mrs Little Wave Cliq/Rogue XP 20" lavtrykksdekk	KI101137
220919	Feste gaffel mrs Rogue XP kompl par	KI501226
221268	Festebrakett mrs Little Wave Cliq/Rogue XP kjørehåndtak hreg	KI501468
279371	Festebrakett mrs Little Wave Cliq/Rogue XP kompl ergonomisk	KI503799
220938	Forhøyningskloss mrs Little Wave Cliq/Rogue XP fotplate 1" m/skruer	KI502321
220939	Forhøyningskloss mrs Little Wave Cliq/Rogue XP fotplate 2" m/skruer	KI502322
220940	Forhøyningskloss mrs Little Wave Cliq/Rogue XP fotplate 3" m/skruer	KI502323
220936	Forhøyningskloss mrs Little Wave Cliq/Rogue XP fotplate 4" m/skruer	KI502324
220937	Forhøyningskloss mrs Little Wave Cliq/Rogue XP fotplate 5" m/skruer	KI502325
221100	Fotbøyle mrs Rogue XP plastdeksel sb30,5	KI502311
221101	Fotbøyle mrs Rogue XP plastdeksel sb30,6	KI502312
221102	Fotbøyle mrs Rogue XP plastdeksel sb33	KI502313
221103	Fotbøyle mrs Rogue XP plastdeksel sb36	KI502314
221076	Fotbøyle mrs Rogue XP plastdeksel sb38	KI502315
221077	Fotbøyle mrs Rogue XP plastdeksel sb41	KI502316
278614	Fotplate mrs Rogue XP høymont m/beslag sb43-48	KI109762
278615	Fotplate mrs Rogue XP høymont m/beslag sb51	KI109763
278616	"Fotplate mrs Rogue XP sb26 høymont oppf dypt feste for sling posisjon 2 eller mer/åpen vinkel alu"	KI502369
278617	Fotplate mrs Rogue XP sb26 høymont oppf m/stropp alu	KI501026
278618	Fotplate mrs Rogue XP sb26 vjust endemontert for forhøyning 5-12,5	KI503132
278619	"Fotplate mrs Rogue XP sb28 høymont oppf dypt feste for sling posisjon 2 eller mer/åpen vinkel alu"	KI502370
278620	Fotplate mrs Rogue XP sb28 høymont oppf m/stropp alu	KI501027
278621	Fotplate mrs Rogue XP sb28 vjust endemontert for forhøyning 5-12,5	KI503133

Tilbehør - Artikkelnummer og HMS nr.

HMS nr.	Beskrivelse	Lev. art. nr
278622	"Fotplate mrs Rogue XP sb31 høymont oppf dypt feste for sling posisjon 2 eller mer/åpen vinkel alu"	KI502371
221004	Fotplate mrs Rogue XP sb31 høymont oppf m/stropp alu	KI500593
278623	Fotplate mrs Rogue XP sb31 vjust endemontert for forhøyning 5-12,5	KI503134
278624	"Fotplate mrs Rogue XP sb33 høymont oppf dypt feste for sling posisjon 2 eller mer/åpen vinkel alu"	KI502372
221005	Fotplate mrs Rogue XP sb33 høymont oppf m/stropp alu	KI500594
278625	Fotplate mrs Rogue XP sb33 vjust endemontert for forhøyning 5-12,5	KI503135
278626	"Fotplate mrs Rogue XP sb36 høymont oppf dypt feste for sling posisjon 2 eller mer/åpen vinkel alu"	KI502373
221006	Fotplate mrs Rogue XP sb36 høymont oppf m/stropp alu	KI500595
278627	Fotplate mrs Rogue XP sb36 vjust endemontert for forhøyning 5-12,5	KI503136
278628	"Fotplate mrs Rogue XP sb38 høymont oppf dypt feste for sling posisjon 2 eller mer/åpen vinkel alu"	KI502374
221007	Fotplate mrs Rogue XP sb38 høymont oppf m/stropp alu	KI500596
278629	Fotplate mrs Rogue XP sb38 vjust endemontert for forhøyning 5-12,5	KI503137
221008	Fotplate mrs Rogue XP sb41 høymont oppf m/stropp alu	KI500597
278630	Fotplate mrs Rogue XP sb41 vjust endemontert for forhøyning 5-12,5	KI503138
278631	Fotplate mrs Rogue XP sb43 høymont oppf m/stropp alu	KI505233
278632	Fotplate mrs Rogue XP sb43 vjust endemontert for forhøyning 5-12,5	KI503139
278633	Fotplate mrs Rogue XP sb46 høymont oppf m/stropp alu	KI505234
221104	Fotplate mrs Rogue XP vjust oppf sb31	KI500860
221105	Fotplate mrs Rogue XP vjust oppf sb33	KI500761
221107	Fotplate mrs Rogue XP vjust oppf sb35	KI500762
221106	Fotplate mrs Rogue XP vjust oppf sb36 aktiv rammefront m/spissvinkel	KI500861
221108	Fotplate mrs Rogue XP vjust oppf sb38-41	KI500862
221109	Fotplate mrs Rogue XP vjust oppf sb38-41til aktiv rammefront	KI500863
221097	Fotplate mrs Rogue XP vjust oppf sb43-56	KI500763
221110	Fotplate mrs Rogue XP vjust oppf sb43-56 aktiv rammefront	KI500864
221089	Fotplate mrs Rogue XP vjust sb26-28 for 0-2,5cm forhøyer	KI500772
221092	Fotplate mrs Rogue XP vjust sb31 for 0-2,5cm forhøyer	KI500773
221094	Fotplate mrs Rogue XP vjust sb33 for 0-2,5cm forhøyer	KI500774
221095	Fotplate mrs Rogue XP vjust sb36 for 0-2,5cm forhøyer	KI500775
221096	Fotplate mrs Rogue XP vjust sb38 for 0-2,5cm forhøyer	KI500776
221098	Fotplate mrs Rogue XP vjust sb41-43 for 0-2,5cm forhøyer	KI500777
278634	"Fotplate oppf sb40mrs Rogue XP sb41 høymont oppf dypt feste for sling posisjon 2 eller mer/åpen vinkel alu"	KI502375
278635	"Fotplate oppf sb43mrs Rogue XP sb43 høymont oppf dypt feste for sling posisjon 2 eller mer/åpen vinkel alu"	KI505235
278636	"Fotplate oppf sb45mrs Rogue XP sb46 høymont oppf dypt feste for sling posisjon 2 eller mer/åpen vinkel alu"	KI505236

Tilbehør - Artikkelnummer og HMS nr.

HMS nr.	Beskrivelse	Lev. art. nr
269789	Fotplate vjust aluminium sb38mrs Rogue XP sb38 høymont vjust alu	KI503666
278637	Fotplate vjust aluminium sb40mrs Rogue XP sb41 høymont vjust alu	KI503667
278638	Fotplate vjust aluminium sb43mrs Rogue XP sb43 høymont vjust alu	KI503668
278639	Fotplate vjust aluminium sb45mrs Rogue XP sb46 høymont vjust alu	KI503669
279376	Gaffelstamme mrs Little Wave Klik/Rogue XP monogaffel høy	KI501798
279377	Gaffelstamme mrs Little Wave Klik/Rogue XP monogaffel standard	KI501797
279379	Hevestropp mrs Little Wave Klik/Rogue XP oppf fotbrett	KI101082
279380	"Hjul 5te dynamisk mrs Little Wave Klik/Rogue XP kompl m/3" lysende rollerblade 18" drivhjul"	KI107346
279381	"Hjul 5te dynamisk mrs Little Wave Klik/Rogue XP kompl m/3" lysende rollerblade 20" drivhjul"	KI107347
279382	"Hjul 5te dynamisk mrs Little Wave Klik/Rogue XP kompl m/3" lysende rollerblade 22" drivhjul"	KI107348
279383	Hjul 5te dynamisk mrs Little Wave Klik/Rogue XP kompl m/3" rollerblade	KI107343
279384	Hjul 5te dynamisk mrs Little Wave Klik/Rogue XP kompl m/3" rollerblade	KI107344
279385	Hjul 5te dynamisk mrs Little Wave Klik/Rogue XP kompl m/3" rollerblade	KI107345
279386	"Hjul 5te dynamisk mrs Little Wave Klik/Rogue XP kompl m/4" lysende rollerblade 20" drivhjul"	KI107352
279387	"Hjul 5te dynamisk mrs Little Wave Klik/Rogue XP kompl m/4" lysende rollerblade 22" drivhjul"	KI107353
279388	"Hjul 5te dynamisk mrs Little Wave Klik/Rogue XP kompl m/4" lysende rollerblade 24" drivhjul"	KI107354
279389	Hjul 5te dynamisk mrs Little Wave Klik/Rogue XP kompl m/4" poly 20"	KI107355
279390	Hjul 5te dynamisk mrs Little Wave Klik/Rogue XP kompl m/4" poly 22"	KI107356
279391	Hjul 5te dynamisk mrs Little Wave Klik/Rogue XP kompl m/4" poly 24"	KI107357
279392	Hjul 5te dynamisk mrs Little Wave Klik/Rogue XP kompl m/4" rollerblade	KI107349
279393	Hjul 5te dynamisk mrs Little Wave Klik/Rogue XP kompl m/4" rollerblade	KI107350
279394	Hjul 5te dynamisk mrs Little Wave Klik/Rogue XP kompl m/4" rollerblade	KI107351
279395	Hjul 5te dynamisk mrs Little Wave Klik/Rogue XP kompl m/5" poly 22"	KI107358
279396	Hjul 5te dynamisk mrs Little Wave Klik/Rogue XP kompl m/5" poly 24"	KI107359
219990	Hjulaksel mrs Little Wave Klik/Rogue XP monogaffel	KI001354
222635	Innlegg mrs Little Wave Klik/Rogue XP 18" massivt dekk	KI101092
222647	Innlegg mrs Little Wave Klik/Rogue XP 22" massivt dekk	KI100503
222648	Innlegg mrs Little Wave Klik/Rogue XP 24" massivt dekk	KI100504
279403	Kjørebøyle mrs Little Wave Klik/Rogue XP kort ergonomisk ink	KI503800
279404	Kjørebøyle mrs Little Wave Klik/Rogue XP lang ergonomisk ink	KI503801
221251	Kjørehåndtak mrs Little Wave Klik/Rogue XP faste 12cm grep kort/ekstra	KI502602
279405	Kjørehåndtak mrs Little Wave Klik/Rogue XP faste 12cm grep	KI110582
279406	Kjørehåndtak mrs Little Wave Klik/Rogue XP faste 7,5cm grep høye	KI110358
279407	Kjørehåndtak mrs Little Wave Klik/Rogue XP faste 7,5cm grep	KI107205
279408	Kjørehåndtak mrs Little Wave Klik/Rogue XP faste 7,5cm grep	KI110583

Tilbehør - Artikkelnummer og HMS nr.

HMS nr.	Beskrivelse	Lev. art. nr
221253	Kjørehåndtak mrs Little Wave Klik/Rogue XP nedf hjust kort rygg	KI502609
221254	Kjørehåndtak mrs Little Wave Klik/Rogue XP nedf hjust medium/lang	KI502610
221298	Krykkeholder mrs Little Wave Klik/Rogue XP kompl	KI501021
221264	Ledsagerhåndtak mrs Little Wave Klik/Rogue XP hreg kort m/festebeslag	KI500700
221265	Ledsagerhåndtak mrs Little Wave Klik/Rogue XP hreg lang m/festebeslag	KI500748
221334	Leggbånd mrs Little Wave Klik/Rogue XP I26-36 polstret	KI101142
221338	Leggbånd mrs Little Wave Klik/Rogue XP I38-43 polstret	KI101143
221336	Leggbånd mrs Little Wave Klik/Rogue XP I46-56 polstret	KI101144
221165	Monogaffel mrs Little Wave Klik/Rogue XP høy u/aksel hø svart	KI501802
221166	Monogaffel mrs Little Wave Klik/Rogue XP høy u/aksel ve svart	KI501803
221147	Monogaffel mrs Little Wave Klik/Rogue XP kort u/aksel hø svart	KI501800
221148	Monogaffel mrs Little Wave Klik/Rogue XP kort u/aksel ve svart	KI501801
279421	Monteringsklemme brems mrs Rogue XP modifisert	KI501002
279428	Monteringssett drivring mrs Little Wave Klik/Rogue XP eikehjul 18"	KI505263
220860	Monteringssett drivring mrs Little Wave Klik/Rogue XP Spinerdy	KI502174
220861	Monteringssett drivring mrs Little Wave Klik/Rogue XP superlight eikehjul	KI502170
220859	"Monteringssett drivring Natural fit mrs Little Wave Klik/Rogue XP eikehjul MAXX Performance"	KI502169
279434	Monteringsskinne brems kneledd forlenget mrs Little Wave Klik/Rogue XP	KI001321
278733	Plansete mrs Rogue XP m/velcro spesifiser str	KI505890
278734	Plansete mrs Rogue XP sb26 sd26 m/friksjonstape	KI505952
278735	Plansete mrs Rogue XP sb26 sd28 m/friksjonstape	KI505953
278736	Plansete mrs Rogue XP sb26 sd31 m/friksjonstape	KI505954
278737	Plansete mrs Rogue XP sb26 sd33 m/friksjonstape	KI505955
278738	Plansete mrs Rogue XP sb26 sd36 m/friksjonstape	KI505956
278739	Plansete mrs Rogue XP sb26 sd38 m/friksjonstape	KI505957
278740	Plansete mrs Rogue XP sb26 sd41 m/friksjonstape	KI505958
278741	Plansete mrs Rogue XP sb26 sd43 m/friksjonstape	KI505959
278742	Plansete mrs Rogue XP sb26 sd46 m/friksjonstape	KI505960
278743	Plansete mrs Rogue XP sb26 sd48 m/friksjonstape	KI505961
278744	Plansete mrs Rogue XP sb28 sd26 m/friksjonstape	KI505962
278745	Plansete mrs Rogue XP sb28 sd28 m/friksjonstape	KI505963
278746	Plansete mrs Rogue XP sb28 sd31 m/friksjonstape	KI505964
278747	Plansete mrs Rogue XP sb28 sd33 m/friksjonstape	KI505965
278748	Plansete mrs Rogue XP sb28 sd36 m/friksjonstape	KI505966
278749	Plansete mrs Rogue XP sb28 sd38 m/friksjonstape	KI505967
278750	Plansete mrs Rogue XP sb28 sd41 m/friksjonstape	KI505968
278751	Plansete mrs Rogue XP sb28 sd43 m/friksjonstape	KI505969
278752	Plansete mrs Rogue XP sb28 sd46 m/friksjonstape	KI505970
278753	Plansete mrs Rogue XP sb28 sd48 m/friksjonstape	KI505971

Tilbehør - Artikkelnummer og HMS nr.

HMS nr.	Beskrivelse	Lev. art. nr
278754	Plansete mrs Rogue XP sb31 sd26 m/friksjonstape	KI505972
278755	Plansete mrs Rogue XP sb31 sd28 m/friksjonstape	KI505973
278756	Plansete mrs Rogue XP sb31 sd31 m/friksjonstape	KI505974
278757	Plansete mrs Rogue XP sb31 sd33 m/friksjonstape	KI505975
278758	Plansete mrs Rogue XP sb31 sd36 m/friksjonstape	KI505976
278759	Plansete mrs Rogue XP sb31 sd38 m/friksjonstape	KI505977
278760	Plansete mrs Rogue XP sb31 sd41 m/friksjonstape	KI505978
278761	Plansete mrs Rogue XP sb31 sd43 m/friksjonstape	KI505979
278762	Plansete mrs Rogue XP sb31 sd46 m/friksjonstape	KI505980
278763	Plansete mrs Rogue XP sb31 sd48 m/friksjonstape	KI505981
278764	Plansete mrs Rogue XP sb31 sd51 m/friksjonstape	KI505982
278765	Plansete mrs Rogue XP sb33 sd26 m/friksjonstape	KI505983
278766	Plansete mrs Rogue XP sb33 sd28 m/friksjonstape	KI505984
278767	Plansete mrs Rogue XP sb33 sd31 m/friksjonstape	KI505985
278768	Plansete mrs Rogue XP sb33 sd33 m/friksjonstape	KI505986
278769	Plansete mrs Rogue XP sb33 sd36 m/friksjonstape	KI505987
278770	Plansete mrs Rogue XP sb33 sd38 m/friksjonstape	KI505988
278771	Plansete mrs Rogue XP sb33 sd41 m/friksjonstape	KI505989
278772	Plansete mrs Rogue XP sb33 sd43 m/friksjonstape	KI505990
278773	Plansete mrs Rogue XP sb33 sd46 m/friksjonstape	KI505991
278774	Plansete mrs Rogue XP sb33 sd48 m/friksjonstape	KI505992
278775	Plansete mrs Rogue XP sb33 sd51 m/friksjonstape	KI505993
278776	Plansete mrs Rogue XP sb36 sd26 m/friksjonstape	KI505994
278777	Plansete mrs Rogue XP sb36 sd28 m/friksjonstape	KI505995
278778	Plansete mrs Rogue XP sb36 sd31 m/friksjonstape	KI505996
278779	Plansete mrs Rogue XP sb36 sd33 m/friksjonstape	KI505997
278780	Plansete mrs Rogue XP sb36 sd36 m/friksjonstape	KI505859
278781	Plansete mrs Rogue XP sb36 sd38 m/friksjonstape	KI505860
278782	Plansete mrs Rogue XP sb36 sd41 m/friksjonstape	KI505861
278783	Plansete mrs Rogue XP sb36 sd43 m/friksjonstape	KI505862
278784	Plansete mrs Rogue XP sb36 sd46 m/friksjonstape	KI505863
278785	Plansete mrs Rogue XP sb36 sd48 m/friksjonstape	KI505864
278786	Plansete mrs Rogue XP sb36 sd51 m/friksjonstape	KI505865
278787	Plansete mrs Rogue XP sb38 sd26 m/friksjonstape	KI505998
278788	Plansete mrs Rogue XP sb38 sd28 m/friksjonstape	KI505999
278789	Plansete mrs Rogue XP sb38 sd31 m/friksjonstape	KI506000
278790	Plansete mrs Rogue XP sb38 sd33 m/friksjonstape	KI506001
278791	Plansete mrs Rogue XP sb38 sd36 m/friksjonstape	KI505868
278792	Plansete mrs Rogue XP sb38 sd38 m/friksjonstape	KI505869
278793	Plansete mrs Rogue XP sb38 sd41 m/friksjonstape	KI505870

Tilbehør - Artikkelnummer og HMS nr.

HMS nr.	Beskrivelse	Lev. art. nr
278794	Plansete mrs Rogue XP sb38 sd43 m/friksjonstape	KI505871
278795	Plansete mrs Rogue XP sb38 sd46 m/friksjonstape	KI505872
278796	Plansete mrs Rogue XP sb38 sd48 m/friksjonstape	KI505873
278797	Plansete mrs Rogue XP sb38 sd51 m/friksjonstape	KI505874
278798	Plansete mrs Rogue XP sb41 sd26 m/friksjonstape	KI506002
278799	Plansete mrs Rogue XP sb41 sd28 m/friksjonstape	KI506003
278800	Plansete mrs Rogue XP sb41 sd31 m/friksjonstape	KI506004
278801	Plansete mrs Rogue XP sb41 sd33 m/friksjonstape	KI506005
278802	Plansete mrs Rogue XP sb41 sd36 m/friksjonstape	KI505877
278803	Plansete mrs Rogue XP sb41 sd38 m/friksjonstape	KI505878
278804	Plansete mrs Rogue XP sb41 sd41 m/friksjonstape	KI505879
278805	Plansete mrs Rogue XP sb41 sd43 m/friksjonstape	KI505880
278806	Plansete mrs Rogue XP sb41 sd46 m/friksjonstape	KI505881
278807	Plansete mrs Rogue XP sb41 sd48 m/friksjonstape	KI505882
278808	Plansete mrs Rogue XP sb41 sd51 m/friksjonstape	KI505883
278809	Plansete mrs Rogue XP sb43 sd31 m/friksjonstape	KI506006
278810	Plansete mrs Rogue XP sb43 sd33 m/friksjonstape	KI506007
278811	Plansete mrs Rogue XP sb43 sd36 m/friksjonstape	KI505886
278812	Plansete mrs Rogue XP sb43 sd38 m/friksjonstape	KI505887
278813	Plansete mrs Rogue XP sb43 sd41 m/friksjonstape	KI505888
278814	Plansete mrs Rogue XP sb43 sd43 m/friksjonstape	KI505889
278815	Plansete mrs Rogue XP sb43 sd48 m/friksjonstape	KI505891
278816	Plansete mrs Rogue XP sb43 sd51 m/friksjonstape	KI505892
278817	Plansete mrs Rogue XP sb46 sd33 m/friksjonstape	KI506008
278818	Plansete mrs Rogue XP sb46 sd36 m/friksjonstape	KI505895
278819	Plansete mrs Rogue XP sb46 sd38 m/friksjonstape	KI505896
278820	Plansete mrs Rogue XP sb46 sd41 m/friksjonstape	KI505897
278821	Plansete mrs Rogue XP sb46 sd43 m/friksjonstape	KI505898
278822	Plansete mrs Rogue XP sb46 sd46 m/friksjonstape	KI505899
278823	Plansete mrs Rogue XP sb46 sd48 m/friksjonstape	KI505900
278824	Plansete mrs Rogue XP sb46 sd51 m/friksjonstape	KI505901
278853	Pute sete Axiom G mrs Little Wave Klik/Rogue XP b41 d43	KIXG1617
278854	Pute sete Axiom G mrs Little Wave Klik/Rogue XP b41 d46	KIXG1618
278855	Pute sete Axiom G mrs Little Wave Klik/Rogue XP b41 d48	KIXG1620
278856	Pute sete Axiom G mrs Little Wave Klik/Rogue XP b43 d41	KIXG1716
278857	Pute sete Axiom G mrs Little Wave Klik/Rogue XP b43 d43	KIXG1717
278858	Pute sete Axiom G mrs Little Wave Klik/Rogue XP b43 d46	KIXG1718
278859	Pute sete Axiom G mrs Little Wave Klik/Rogue XP b46 d41	KIXG1816
278860	Pute sete Axiom G mrs Little Wave Klik/Rogue XP b46 d43	KIXG1817
278861	Pute sete Axiom G mrs Little Wave Klik/Rogue XP b46 d46	KIXG1818

Tilbehør - Artikkelnummer og HMS nr.

HMS nr.	Beskrivelse	Lev. art. nr
278862	Pute sete Axiom G mrs Little Wave Clik/Rogue XP b46 d48	KIXG1819
278863	Pute sete Axiom G mrs Little Wave Clik/Rogue XP b46 d51	KIXG1820
278864	Pute sete Axiom G mrs Little Wave Clik/Rogue XP b48 d41	KIXG1916
278865	Pute sete Axiom G mrs Little Wave Clik/Rogue XP b48 d43	KIXG1917
278866	Pute sete Axiom G mrs Little Wave Clik/Rogue XP b48 d46	KIXG1918
278867	Pute sete Axiom G mrs Little Wave Clik/Rogue XP b48 d48	KIXG1919
278868	Pute sete Axiom G mrs Little Wave Clik/Rogue XP b48 d51	KIXG1920
278869	Pute sete Axiom G mrs Little Wave Clik/Rogue XP b51 d41	KIXG2016
278870	Pute sete Axiom G mrs Little Wave Clik/Rogue XP b51 d43	KIXG2017
278871	Pute sete Axiom G mrs Little Wave Clik/Rogue XP b51 d46	KIXG2018
278872	Pute sete Axiom G mrs Little Wave Clik/Rogue XP b51 d48	KIXG2019
278873	Pute sete Axiom G mrs Little Wave Clik/Rogue XP b51 d51	KIXG2020
278923	"Rygg Axiom mrs Little Wave Clik/Rogue XP sb31 rh21 medium vanger passer også mrs akt/allr fra andre leverandører"	KIAXPL1208
278924	"Rygg Axiom mrs Little Wave Clik/Rogue XP sb31 rh21 små vanger passer også mrs akt/allr fra andre leverandører"	KIAXPB1208
278925	"Rygg Axiom mrs Little Wave Clik/Rogue XP sb31 rh31 medium vanger passer også mrs akt/allr fra andre leverandører"	KIAXPL1212
278926	"Rygg Axiom mrs Little Wave Clik/Rogue XP sb31 rh31 små vanger passer også mrs akt/allr fra andre leverandører"	KIAXPB1212
278927	"Rygg Axiom mrs Little Wave Clik/Rogue XP sb31 rh36 dype vanger passer også mrs akt/allr fra andre leverandører"	KIAXDL1214
278928	"Rygg Axiom mrs Little Wave Clik/Rogue XP sb31 rh46 dype vanger passer også mrs akt/allr fra andre leverandører"	KIAXDL1218
278929	"Rygg Axiom mrs Little Wave Clik/Rogue XP sb36 rh21 medium vanger passer også mrs akt/allr fra andre leverandører"	KIAXPL1408
278930	"Rygg Axiom mrs Little Wave Clik/Rogue XP sb36 rh21 små vanger passer også mrs akt/allr fra andre leverandører"	KIAXPB1408
278931	"Rygg Axiom mrs Little Wave Clik/Rogue XP sb36 rh26 medium vanger passer også mrs akt/allr fra andre leverandører"	KIAXPL1410
278932	"Rygg Axiom mrs Little Wave Clik/Rogue XP sb36 rh26 små vanger passer også mrs akt/allr fra andre leverandører"	KIAXPB1410
278933	"Rygg Axiom mrs Little Wave Clik/Rogue XP sb36 rh31 medium vanger passer også mrs akt/allr fra andre leverandører"	KIAXPL1412
278934	"Rygg Axiom mrs Little Wave Clik/Rogue XP sb36 rh31 små vanger passer også mrs akt/allr fra andre leverandører"	KIAXPB1412
278935	"Rygg Axiom mrs Little Wave Clik/Rogue XP sb36 rh36 dype vanger passer også mrs akt/allr fra andre leverandører"	KIAXDL1414
278936	"Rygg Axiom mrs Little Wave Clik/Rogue XP sb36 rh36 medium vanger passer også mrs akt/allr fra andre leverandører"	KIAXPL1414
278937	"Rygg Axiom mrs Little Wave Clik/Rogue XP sb36 rh36 små vanger passer også mrs akt/allr fra andre leverandører"	KIAXPB1414

Tilbehør - Artikkelnummer og HMS nr.

HMS nr.	Beskrivelse	Lev. art. nr
278938	"Rygg Axiom mrs Little Wave Clik/Rogue XP sb36 rh41 dype vanger passer også mrs akt/allr fra andre leverandører"	KIAXDL1416
278939	"Rygg Axiom mrs Little Wave Clik/Rogue XP sb36 rh46 dype vanger passer også mrs akt/allr fra andre leverandører"	KIAXDL1418
278940	"Rygg Axiom mrs Little Wave Clik/Rogue XP sb41 rh21 medium vanger passer også mrs akt/allr fra andre leverandører"	KIAXPL1608
278941	"Rygg Axiom mrs Little Wave Clik/Rogue XP sb41 rh21 små vanger passer også mrs akt/allr fra andre leverandører"	KIAXPB1608
278942	"Rygg Axiom mrs Little Wave Clik/Rogue XP sb41 rh26 medium vanger passer også mrs akt/allr fra andre leverandører"	KIAXPL1610
278943	"Rygg Axiom mrs Little Wave Clik/Rogue XP sb41 rh26 små vanger passer også mrs akt/allr fra andre leverandører"	KIAXPB1610
278944	"Rygg Axiom mrs Little Wave Clik/Rogue XP sb41 rh31 medium vanger passer også mrs akt/allr fra andre leverandører"	KIAXPL1612
278945	"Rygg Axiom mrs Little Wave Clik/Rogue XP sb41 rh31 små vanger passer også mrs akt/allr fra andre leverandører"	KIAXPB1612
278946	"Rygg Axiom mrs Little Wave Clik/Rogue XP sb41 rh36 dype vanger passer også mrs akt/allr fra andre leverandører"	KIAXDL1614
278947	"Rygg Axiom mrs Little Wave Clik/Rogue XP sb41 rh36 medium vanger passer også mrs akt/allr fra andre leverandører"	KIAXPL1614
278948	"Rygg Axiom mrs Little Wave Clik/Rogue XP sb41 rh36 små vanger passer også mrs akt/allr fra andre leverandører"	KIAXPB1614
278949	"Rygg Axiom mrs Little Wave Clik/Rogue XP sb41 rh41 dype vanger passer også mrs akt/allr fra andre leverandører"	KIAXDL1616
278950	"Rygg Axiom mrs Little Wave Clik/Rogue XP sb41 rh46 dype vanger passer også mrs akt/allr fra andre leverandører"	KIAXDL1618
278951	"Rygg Axiom mrs Little Wave Clik/Rogue XP sb46 rh21 medium vanger passer også mrs akt/allr fra andre leverandører"	KIAXPL1808
278952	"Rygg Axiom mrs Little Wave Clik/Rogue XP sb46 rh21 små vanger passer også mrs akt/allr fra andre leverandører"	KIAXPB1808
278953	"Rygg Axiom mrs Little Wave Clik/Rogue XP sb46 rh26 medium vanger passer også mrs akt/allr fra andre leverandører"	KIAXPL1810
278954	"Rygg Axiom mrs Little Wave Clik/Rogue XP sb46 rh26 små vanger passer også mrs akt/allr fra andre leverandører"	KIAXPB1810
278955	"Rygg Axiom mrs Little Wave Clik/Rogue XP sb46 rh31 medium vanger passer også mrs akt/allr fra andre leverandører"	KIAXPL1812
278956	"Rygg Axiom mrs Little Wave Clik/Rogue XP sb46 rh31 små vanger passer også mrs akt/allr fra andre leverandører"	KIAXPB1812
278957	"Rygg Axiom mrs Little Wave Clik/Rogue XP sb46 rh36 dype vanger passer også mrs akt/allr fra andre leverandører"	KIAXDL1814
278958	"Rygg Axiom mrs Little Wave Clik/Rogue XP sb46 rh36 medium vanger passer også mrs akt/allr fra andre leverandører"	KIAXPL1814
278959	"Rygg Axiom mrs Little Wave Clik/Rogue XP sb46 rh36 små vanger passer også mrs akt/allr fra andre leverandører"	KIAXPB1814

Tilbehør - Artikkelnummer og HMS nr.

HMS nr.	Beskrivelse	Lev. art. nr
278961	"Rygg Axiom mrs Little Wave Clik/Rogue XP sb46 rh46 dype vanger passer også mrs akt/allr fra andre leverandører"	KIAXDL1818
278962	"Rygg Axiom mrs Little Wave Clik/Rogue XP sb51 rh21 medium vanger passer også mrs akt/allr fra andre leverandører"	KIAXPL2008
278963	"Rygg Axiom mrs Little Wave Clik/Rogue XP sb51 rh26 medium vanger passer også mrs akt/allr fra andre leverandører"	KIAXPL2010
278964	"Rygg Axiom mrs Little Wave Clik/Rogue XP sb51 rh26 små vanger passer også mrs akt/allr fra andre leverandører"	KIAXPB2010
278965	"Rygg Axiom mrs Little Wave Clik/Rogue XP sb51 rh31 medium vanger passer også mrs akt/allr fra andre leverandører"	KIAXPL2012
278966	"Rygg Axiom mrs Little Wave Clik/Rogue XP sb51 rh31 små vanger passer også mrs akt/allr fra andre leverandører"	KIAXPB2012
278967	"Rygg Axiom mrs Little Wave Clik/Rogue XP sb51 rh36 dype vanger passer også mrs akt/allr fra andre leverandører"	KIAXDL2014
278968	"Rygg Axiom mrs Little Wave Clik/Rogue XP sb51 rh36 medium vanger passer også mrs akt/allr fra andre leverandører"	KIAXPL2014
278969	"Rygg Axiom mrs Little Wave Clik/Rogue XP sb51 rh36 små vanger passer også mrs akt/allr fra andre leverandører"	KIAXPB2014
278970	"Rygg Axiom mrs Little Wave Clik/Rogue XP sb51 rh41 dype vanger passer også mrs akt/allr fra andre leverandører"	KIAXDL2016
278971	"Rygg Axiom mrs Little Wave Clik/Rogue XP sb51 rh46 dype vanger passer også mrs akt/allr fra andre leverandører"	KIAXDL2018
222404	Ryggbånd mrs Little Wave Clik/Rogue XP sb26-28 øverste bånd nedf	KI001748
222405	Ryggbånd mrs Little Wave Clik/Rogue XP sb31-33 øverste bånd nedf	KI001749
222400	Ryggbånd mrs Little Wave Clik/Rogue XP sb36-38 øverste bånd nedf	KI001750
222401	Ryggbånd mrs Little Wave Clik/Rogue XP sb41-43 øverste bånd nedf	KI001751
222402	Ryggbånd mrs Little Wave Clik/Rogue XP sb46-48 øverste bånd nedf	KI001752
222403	Ryggbånd mrs Little Wave Clik/Rogue XP sb51-53 øverste bånd nedf	KI001753
278983	Ryggoverdrag mrs Little Wave Clik/Rogue XP sb26 rh23-31	KI002485
278984	Ryggoverdrag mrs Little Wave Clik/Rogue XP sb26 rh28-36	KI002486
278985	Ryggoverdrag mrs Little Wave Clik/Rogue XP sb26 rh33-41	KI002487
278986	Ryggoverdrag mrs Little Wave Clik/Rogue XP sb26 rh38-46	KI002488
278987	Ryggoverdrag mrs Little Wave Clik/Rogue XP sb28 rh23-31	KI002489
278988	Ryggoverdrag mrs Little Wave Clik/Rogue XP sb28 rh28-36	KI002490
278989	Ryggoverdrag mrs Little Wave Clik/Rogue XP sb28 rh33-41	KI002491
278990	Ryggoverdrag mrs Little Wave Clik/Rogue XP sb28 rh38-46	KI002492
278991	Ryggoverdrag mrs Little Wave Clik/Rogue XP sb31 rh23-31	KI002493
278992	Ryggoverdrag mrs Little Wave Clik/Rogue XP sb31 rh28-36	KI002494
278993	Ryggoverdrag mrs Little Wave Clik/Rogue XP sb31 rh33-41	KI002495
278994	Ryggoverdrag mrs Little Wave Clik/Rogue XP sb31 rh38-46	KI002496
278995	Ryggoverdrag mrs Little Wave Clik/Rogue XP sb33 rh23-31	KI002497
278996	Ryggoverdrag mrs Little Wave Clik/Rogue XP sb33 rh28-36	KI002498

Tilbehør - Artikkelnummer og HMS nr.

HMS nr.	Beskrivelse	Lev. art. nr
278997	Ryggoverdrag mrs Little Wave Klik/Rogue XP sb33 rh33-41	KI002499
278998	Ryggoverdrag mrs Little Wave Klik/Rogue XP sb33 rh38-46	KI002500
278999	Ryggoverdrag mrs Little Wave Klik/Rogue XP sb33 rh43-51	KI003043
279000	Ryggoverdrag mrs Little Wave Klik/Rogue XP sb36 rh23-31	KI002501
279001	Ryggoverdrag mrs Little Wave Klik/Rogue XP sb36 rh28-36	KI002502
279002	Ryggoverdrag mrs Little Wave Klik/Rogue XP sb36 rh33-41	KI002503
279003	Ryggoverdrag mrs Little Wave Klik/Rogue XP sb36 rh38-46	KI002504
279004	Ryggoverdrag mrs Little Wave Klik/Rogue XP sb36 rh43-51	KI003044
279005	Ryggoverdrag mrs Little Wave Klik/Rogue XP sb38 rh23-31	KI002505
279006	Ryggoverdrag mrs Little Wave Klik/Rogue XP sb38 rh28-36	KI002506
279007	Ryggoverdrag mrs Little Wave Klik/Rogue XP sb38 rh33-41	KI002507
279008	Ryggoverdrag mrs Little Wave Klik/Rogue XP sb38 rh38-46	KI002508
279009	Ryggoverdrag mrs Little Wave Klik/Rogue XP sb38 rh43-51	KI003045
279010	Ryggoverdrag mrs Little Wave Klik/Rogue XP sb41 rh23-31	KI002509
279011	Ryggoverdrag mrs Little Wave Klik/Rogue XP sb41 rh28-36	KI002510
279012	Ryggoverdrag mrs Little Wave Klik/Rogue XP sb41 rh33-41	KI002511
279013	Ryggoverdrag mrs Little Wave Klik/Rogue XP sb41 rh38-46	KI002512
279014	Ryggoverdrag mrs Little Wave Klik/Rogue XP sb41 rh43-51	KI003046
279015	Ryggoverdrag mrs Little Wave Klik/Rogue XP sb43 rh23-31	KI003048
279016	Ryggoverdrag mrs Little Wave Klik/Rogue XP sb43 rh28-36	KI003049
279017	Ryggoverdrag mrs Little Wave Klik/Rogue XP sb43 rh33-41	KI003050
279018	Ryggoverdrag mrs Little Wave Klik/Rogue XP sb43 rh38-46	KI003051
279019	Ryggoverdrag mrs Little Wave Klik/Rogue XP sb43 rh43-51	KI003052
279020	Ryggoverdrag mrs Little Wave Klik/Rogue XP sb46 rh23-31	KI003054
279021	Ryggoverdrag mrs Little Wave Klik/Rogue XP sb46 rh28-36	KI003055
279022	Ryggoverdrag mrs Little Wave Klik/Rogue XP sb46 rh33-41	KI003056
279023	Ryggoverdrag mrs Little Wave Klik/Rogue XP sb46 rh38-46	KI003057
279024	Ryggoverdrag mrs Little Wave Klik/Rogue XP sb46 rh43-51	KI003058
222430	Ryggjør mrs Little Wave Klik/Rogue XP 2,5cm innsving m/plugg/hylse	KI502612
222424	Ryggjør mrs Little Wave Klik/Rogue XP hjust kort m/plugg/hylse	KI502605
222426	Ryggjør mrs Little Wave Klik/Rogue XP hjust lang m/plugg/hylse	KI502607
222434	Ryggjør mrs Little Wave Klik/Rogue XP hjust medium m/plugg/hylse	KI502606
222423	Ryggjør mrs Little Wave Klik/Rogue XP hjust xkort m/plugg/hylse	KI502604
222432	Ryggjør mrs Little Wave Klik/Rogue XP øvre bruk u/kjørehåndtak	KI502608
222442	Ryggsekk mrs Little Wave Klik/Rogue XP stor	KI105041
222453	Rørbeskyttelse mrs Rogue XP neopren	KI105011
279439	Rørklemme mrs Little Wave Klik/Rogue XP fotplate flip opp hø/ve	KI502975
222634	Slange mrs Little Wave Klik/Rogue XP 18" høyprofil dekk	KI101588
222641	Slange mrs Little Wave Klik/Rogue XP 20" høyprofil dekk	KI100912
222642	Slange mrs Little Wave Klik/Rogue XP 22" høyprofil dekk	KI100588

Tilbehør - Artikkelnummer og HMS nr.

HMS nr.	Beskrivelse	Lev. art. nr
222644	Slange mrs Little Wave Klik/Rogue XP 24" høyprofil dekk	KI100589
222646	Slange mrs Little Wave Klik/Rogue XP 24" mountain dekk	KI101188
222693	Svinghjul mrs Little Wave Klik/Rogue XP 3" 1,5"alu soft roll	KI100979
222694	Svinghjul mrs Little Wave Klik/Rogue XP 3" rollerblade	KI100790
222695	Svinghjul mrs Little Wave Klik/Rogue XP 3" rollerblade m/lys	KI101140
279453	Svinghjul mrs Little Wave Klik/Rogue XP 4" 1,5" poly	KI100809
222699	Svinghjul mrs Little Wave Klik/Rogue XP 4" 1,5"alu soft roll	KI100810
222701	Svinghjul mrs Little Wave Klik/Rogue XP 4" rollerblade	KI100791
222702	Svinghjul mrs Little Wave Klik/Rogue XP 4" rollerblade m/lys	KI100952
222705	Svinghjul mrs Little Wave Klik/Rogue XP 5" 1,5" alu soft roll	KI100812
222707	Svinghjul mrs Little Wave Klik/Rogue XP 5" 1,5" poly	KI100807
222706	Svinghjul mrs Little Wave Klik/Rogue XP 5" poly	KI100518
279454	Svinghjul mrs Little Wave Klik/Rogue XP 5" rollerblade m/lys	KI102695
222711	Svinghjul mrs Little Wave Klik/Rogue XP 6" 1,5" alu soft roll	KI100813
222714	Svinghjul mrs Little Wave Klik/Rogue XP 6" 1,5" poly	KI100786
222712	Svinghjul mrs Little Wave Klik/Rogue XP 6" luft	KI100520
222713	Svinghjul mrs Little Wave Klik/Rogue XP 6" poly	KI100521
222698	Svinghjul mrs Rogue XP 4" 1" poly alu	KI100977
222704	Svinghjul mrs Rogue XP 5" 1" poly alu	KI100978
279455	Svinghjulsaksel mrs Little Wave Klik/Rogue XP monogaffel	KI501799
279468	Tape mrs Little Wave Klik/Rogue XP microgrip l190cm	KI505583
279470	Tippesikring kort mrs Little Wave Klik/Rogue XP 18" xkort	KI503131
232837	Tippesikring lang mrs Little Wave Klik/Rogue XP 24-26" ekstra lang	KI501509
279479	Tippesikring mrs Little Wave Klik/Rogue XP 20" 18/20" medium	KI501507
236884	Tippesikring mrs Little Wave Klik/Rogue XP 22/24" 22" lang	KI501508
279480	Tippesikring mrs Rogue XP brukeraktivert rett	KI108098
279481	Tippesikring mrs Rogue XP brukeraktivert vinklet	KI108100
278664	Tommelgrep mrs Little Wave Klik/Rogue XP m/friksjon drivring 22"	KI100887
278665	Tommelgrep mrs Little Wave Klik/Rogue XP m/friksjonsbelegg Natural Fit	KI100829
220841	Tommelgrep mrs Little Wave Klik/Rogue XP Natural Fit Drivring 22"	KI200204
220853	Tommelgrep mrs Little Wave Klik/Rogue XP u/friksjonsbelegg Natural Fit	KI100795
278666	Tommelgrep mrs Rogue XP m/friksjonsbelegg Natural Fit Drivring 25"	KI101461
220815	Tommelgrep mrs Rogue XP u/friksjonsbelegg Natural Fit Drivring 25"	KI101462
279483	Transportbeslag mrs Little Wave Klik/Rogue XP fabrikkmontert	KITRANS
279074	Trekk pute sete Axiom G mrs Rogue XP b40 d46	KIXGC1618
279075	Trekk pute sete Axiom G mrs Rogue XP b41 d43	KIXGC1617
279119	Trekk rygg mrs Little Wave Klik/Rogue XP b20 rh23-31 polstret velcro	KI506505
279120	Trekk rygg mrs Little Wave Klik/Rogue XP b20 rh28-36 polstret velcro	KI506506
279121	Trekk rygg mrs Little Wave Klik/Rogue XP b20 rh33-41 polstret velcro	KI506507
279122	Trekk rygg mrs Little Wave Klik/Rogue XP b23 rh23-31 polstret velcro	KI506375

Tilbehør - Artikkelnummer og HMS nr.

HMS nr.	Beskrivelse	Lev. art. nr
279123	Trekk rygg mrs Little Wave Klik/Rogue XP b23 rh28-36 polstret velcro	KI506376
279124	Trekk rygg mrs Little Wave Klik/Rogue XP b23 rh33-41 polstret velcro	KI506377
279125	Trekk rygg mrs Little Wave Klik/Rogue XP b26 rh 23-31 justerbar velcro	KI506415
279126	Trekk rygg mrs Little Wave Klik/Rogue XP b26 rh28-36 justerbar velcro	KI506416
279127	Trekk rygg mrs Little Wave Klik/Rogue XP b26 rh33-41justerbar velcro	KI506417
279128	Trekk rygg mrs Little Wave Klik/Rogue XP b26 rh38-46 justerbar velcro	KI506418
279129	Trekk rygg mrs Little Wave Klik/Rogue XP b28 rh23-31 justerbar velcro	KI506419
279130	Trekk rygg mrs Little Wave Klik/Rogue XP b28 rh28-36 justerbar velcro	KI506420
279131	Trekk rygg mrs Little Wave Klik/Rogue XP b28 rh33-41 justerbar velcro	KI506421
279132	Trekk rygg mrs Little Wave Klik/Rogue XP b28 rh38-46 justerbar velcro	KI506422
279136	Trekk rygg mrs Little Wave Klik/Rogue XP b31 rh23-31 justerbar velcro	KI506423
279138	Trekk rygg mrs Little Wave Klik/Rogue XP b31 rh28-36 justerbar velcro	KI506424
279140	Trekk rygg mrs Little Wave Klik/Rogue XP b31 rh33-41 justerbar velcro	KI506425
279142	Trekk rygg mrs Little Wave Klik/Rogue XP b31 rh38-46 justerbar velcro	KI506426
279147	Trekk rygg mrs Little Wave Klik/Rogue XP b33 rh23-31 justerbar velcro	KI506427
279149	Trekk rygg mrs Little Wave Klik/Rogue XP b33 rh28-36 justerbar velcro	KI506428
279151	Trekk rygg mrs Little Wave Klik/Rogue XP b33 rh33-41 justerbar velcro	KI506429
279153	Trekk rygg mrs Little Wave Klik/Rogue XP b33 rh38-46 justerbar velcro	KI506430
279159	Trekk rygg mrs Little Wave Klik/Rogue XP b36 rh23-31 justerbar velcro	KI506431
279161	Trekk rygg mrs Little Wave Klik/Rogue XP b36 rh28-36 justerbar velcro	KI506432
279163	Trekk rygg mrs Little Wave Klik/Rogue XP b36 rh33-41 justerbar velcro	KI506433
279165	Trekk rygg mrs Little Wave Klik/Rogue XP b36 rh38-46 justerbar velcro	KI506434
279171	Trekk rygg mrs Little Wave Klik/Rogue XP b38 rh23-31 justerbar velcro	KI506435
279173	Trekk rygg mrs Little Wave Klik/Rogue XP b38 rh28-36 justerbar velcro	KI506436
279175	Trekk rygg mrs Little Wave Klik/Rogue XP b38 rh33-41 justerbar velcro	KI506437
279176	Trekk rygg mrs Little Wave Klik/Rogue XP b38 rh38-46 justerbar velcro	KI506438
279182	Trekk rygg mrs Little Wave Klik/Rogue XP b41 rh23-31 justerbar velcro	KI506439
279184	Trekk rygg mrs Little Wave Klik/Rogue XP b41 rh28-36 justerbar velcro	KI506440
279186	Trekk rygg mrs Little Wave Klik/Rogue XP b41 rh33-41 justerbar velcro	KI506441
279188	Trekk rygg mrs Little Wave Klik/Rogue XP b41 rh38-46 justerbar velcro	KI506442
279194	Trekk rygg mrs Little Wave Klik/Rogue XP b43 rh23-31 justerbar velcro	KI506443
279196	Trekk rygg mrs Little Wave Klik/Rogue XP b43 rh28-36 justerbar velcro	KI506444
279198	Trekk rygg mrs Little Wave Klik/Rogue XP b43 rh33-41 justerbar velcro	KI506445
279200	Trekk rygg mrs Little Wave Klik/Rogue XP b43 rh38-46 justerbar velcro	KI506446
279206	Trekk rygg mrs Little Wave Klik/Rogue XP b46 rh23-31 justerbar velcro	KI506447
279208	Trekk rygg mrs Little Wave Klik/Rogue XP b46 rh28-36 justerbar velcro	KI506448
279210	Trekk rygg mrs Little Wave Klik/Rogue XP b46 rh33-41 justerbar velcro	KI506449
279212	Trekk rygg mrs Little Wave Klik/Rogue XP b46 rh38-46 justerbar velcro	KI506450
219974	Utløser QR mrs Little Wave Klik/Rogue XP tetra	KI100910
223226	Verktøysett mrs Little Wave Klik/Rogue XP catalyst fastrammestoler	KI102663
220110	Veske mrs Little Wave Klik/Rogue XP liten m/glidelås	KI501221

Reservedeler - Artikkelnummer og HMS nr.

HMS nr.	Beskrivelse	Lev. art. nr
219977	"Aksel QR mrs Little Wave Clik/Rogue XP 1""x99mm std MAXX/Spinergy hjul"	KI101108
279276	Bakaksel mrs Little Wave Clik/Rogue XP b20	KI503238
279277	Bakaksel mrs Little Wave Clik/Rogue XP b23	KI503239
220111	Bakaksel mrs Little Wave Clik/Rogue XP b26	KI500720
220112	Bakaksel mrs Little Wave Clik/Rogue XP b28	KI500721
220113	Bakaksel mrs Little Wave Clik/Rogue XP b31	KI500722
220114	Bakaksel mrs Little Wave Clik/Rogue XP b33	KI500723
220128	Bakaksel mrs Little Wave Clik/Rogue XP b36	KI500724
220129	Bakaksel mrs Little Wave Clik/Rogue XP b38	KI500725
220130	Bakaksel mrs Little Wave Clik/Rogue XP b41	KI500726
220115	Bakaksel mrs Little Wave Clik/Rogue XP b43	KI500727
220116	Bakaksel mrs Little Wave Clik/Rogue XP b46	KI500728
279288	Beslag bakaksel mrs Little Wave Clik/Rogue XP nedre komplett svart	KI503290
279289	Beslag bakaksel mrs Rogue XP øvre kompl sort	KI503289
278669	Beslag klesbeskytter mrs Rogue XP spesifiser farge	KI501330XXX
220209	Beslag klesbeskytter mrs Rogue XP svart	KI501330
278675	Brakett rygg mrs Rogue XP monteringskit svart hø	KI502181
278676	Brakett rygg mrs Rogue XP monteringskit svart ve	KI502182
220358	Camberhylse mrs Little Wave Clik/Rogue XP 4grader	KI000254
220393	Dekk Rightrun mrs Little Wave Clik/Rogue XP 20" lavprofil luft	KI102957
236532	Dekk Rightrun mrs Little Wave Clik/Rogue XP 22" lavprofil luft	KI102961
220403	Dekk Rightrun mrs Little Wave Clik/Rogue XP 24" lavprofil luft	KI102958
233070	Dekk Rightrun mrs Rogue XP 25" høytrykk lavprofil	KI102959
279329	"Drivhjul MAXX Performance mrs Little Wave Clik/Rogue XP 18"" kompl m/høytrykksdekk alu drivring"	KI110985
269750	Drivhjul MAXX Performance mrs Little Wave Clik/Rogue XP 18" std hjul	KI109285
279330	"Drivhjul MAXX Performance mrs Little Wave Clik/Rogue XP 20"" kompl m/høytrykksdekk alu drivring"	KI111006
269751	Drivhjul MAXX Performance mrs Little Wave Clik/Rogue XP 20" std hjul	KI108244
279331	"Drivhjul MAXX Performance mrs Little Wave Clik/Rogue XP 22"" kompl m/høytrykksdekk alu drivring"	KI109815
269752	Drivhjul MAXX Performance mrs Little Wave Clik/Rogue XP 22" std hjul	KI105135
279332	"Drivhjul MAXX Performance mrs Little Wave Clik/Rogue XP 24"" kompl m/høytrykksdekk alu drivring"	KI109874
269753	Drivhjul MAXX Performance mrs Little Wave Clik/Rogue XP 24" std hjul	KI105136
279333	"Drivhjul MAXX Performance mrs Rogue XP 25"" kompl m/høytrykksdekk alu drivring"	KI111031
269754	Drivhjul MAXX Performance mrs Rogue XP 25" std hjul	KI107436
279359	Drivring mrs Little Wave Clik/Rogue XP 18" alu MAXX Performance	KI100206
220831	Drivring mrs Little Wave Clik/Rogue XP 20" alu MAXX Performance	KI200536

Reservedeler - Artikkelnummer og HMS nr.

HMS nr.	Beskrivelse	Lev. art. nr
279369	Feste gaffel mrs Rogue XP kompl stk	KI501225
278608	Fotplate mrs Rogue XP b28 høymont m/beslag	KI109756
278609	Fotplate mrs Rogue XP b31 høymont m/beslag	KI109757
220957	Fotplate mrs Rogue XP b31 rørmmodell	KI000214
278610	Fotplate mrs Rogue XP b33 høymont m/beslag	KI109758
220958	Fotplate mrs Rogue XP b33 rørmmodell	KI000215
278611	Fotplate mrs Rogue XP b36 høymont m/beslag	KI109759
220959	Fotplate mrs Rogue XP b36 rørmmodell	KI000216
278612	Fotplate mrs Rogue XP b38 høymont m/beslag	KI109760
220953	Fotplate mrs Rogue XP b38 rørmmodell	KI000217
278613	Fotplate mrs Rogue XP b41 høymont m/beslag	KI109761
220954	Fotplate mrs Rogue XP b41 rørmmodell	KI000218
220955	Fotplate mrs Rogue XP b43 rørmmodell	KI000219
220956	Fotplate mrs Rogue XP b46 rørmmodell	KI000220
221285	Klesbeskytter mrs Little Wave Klik/Rogue XP avtagbar høyre	KI503832
221286	Klesbeskytter mrs Little Wave Klik/Rogue XP avtagbar venstre	KI503833
221287	Klesbeskytter mrs Little Wave Klik/Rogue XP stor kompl hø	KI100250
221288	Klesbeskytter mrs Little Wave Klik/Rogue XP stor kompl ve	KI100249
221333	Leggbånd mrs Little Wave Klik/Rogue XP b26-36 kort	KI100702
221337	Leggbånd mrs Little Wave Klik/Rogue XP b38-44 medium	KI100703
221335	Leggbånd mrs Little Wave Klik/Rogue XP b46-56 lang	KI100764
279418	Låsepinne mrs Little Wave Klik/Rogue XP ryggvinkel	KI000909
279422	Monteringsklemme mrs Rogue XP brems standard	KI501001
220858	"Monteringssett drivring mrs Little Wave Klik/Rogue XP MAXX Performance"	KI502168
279435	Monteringsskinne brems kneledd mrs Little Wave Klik Rogue XP	KI003415
278844	Pute sete Axiom G mrs Little Wave Klik/Rogue XP b36 d36	KIXG1414
278845	Pute sete Axiom G mrs Little Wave Klik/Rogue XP b36 d38	KIXG1415
278846	Pute sete Axiom G mrs Little Wave Klik/Rogue XP b36 d41	KIXG1416
278847	Pute sete Axiom G mrs Little Wave Klik/Rogue XP b38 d38	KIXG1515
278848	Pute sete Axiom G mrs Little Wave Klik/Rogue XP b38 d41	KIXG1516
278849	Pute sete Axiom G mrs Little Wave Klik/Rogue XP b38 d43	KIXG1517
278850	Pute sete Axiom G mrs Little Wave Klik/Rogue XP b38 d46	KIXG1518
278851	Pute sete Axiom G mrs Little Wave Klik/Rogue XP b41 d38	KIXG1615
278852	Pute sete Axiom G mrs Little Wave Klik/Rogue XP b41 d41	KIXG1616
278972	Ryggavstiverbøyle mrs Little Wave Klik/Rogue XP b21 spesifiser farge	KI002023XXX
278973	Ryggavstiverbøyle mrs Little Wave Klik/Rogue XP b23 spesifiser farge	KI002024XXX
278974	Ryggavstiverbøyle mrs Little Wave Klik/Rogue XP b26 spesifiser farge	KI000525XXX
278975	Ryggavstiverbøyle mrs Little Wave Klik/Rogue XP b28 spesifiser farge	KI000526XXX
278976	Ryggavstiverbøyle mrs Little Wave Klik/Rogue XP b31 spesifiser farge	KI000527XXX

Reservedeler - Artikkelnummer og HMS nr.

HMS nr.	Beskrivelse	Lev. art. nr
278977	Ryggavstiverbøyle mrs Little Wave Klik/Rogue XP b33 spesifiser farge	KI000528XXX
278978	Ryggavstiverbøyle mrs Little Wave Klik/Rogue XP b36 spesifiser farge	KI000185XXX
278979	Ryggavstiverbøyle mrs Little Wave Klik/Rogue XP b38 spesifiser farge	KI000186XXX
278980	Ryggavstiverbøyle mrs Little Wave Klik/Rogue XP b41 spesifiser farge	KI000187XXX
278981	Ryggavstiverbøyle mrs Little Wave Klik/Rogue XP b43 spesifiser farge	KI000188XXX
278982	Ryggavstiverbøyle mrs Little Wave Klik/Rogue XP b46 spesifiser farge	KI000189XXX
223346	Ryggutløser wire mrs Little Wave Klik/Rogue XP b20 spinergy sort	KI102556
223347	Ryggutløser wire mrs Little Wave Klik/Rogue XP b23 spinergy sort	KI102564
223348	Ryggutløser wire mrs Little Wave Klik/Rogue XP b31 spinergy sort	KI200260
223358	Ryggutløser wire mrs Little Wave Klik/Rogue XP b33 spinergy sort	KI200268
223359	Ryggutløser wire mrs Little Wave Klik/Rogue XP b36 spinergy sort	KI200276
223350	Ryggutløser wire mrs Little Wave Klik/Rogue XP b38 spinergy sort	KI200284
223351	Ryggutløser wire mrs Little Wave Klik/Rogue XP b41 spinergy sort	KI200292
222466	Setehøydetårn mrs Little Wave Klik/Rogue XP ekstra høy sort	KI000926
222485	Setehøydetårn mrs Little Wave Klik/Rogue XP høy sort	KI000925
222476	Setehøydetårn mrs Little Wave Klik/Rogue XP kort sort	KI000923
222493	Setehøydetårn mrs Little Wave Klik/Rogue XP medium sort	KI000924
279452	Slange mrs Little Wave Klik/Rogue XP 20" lavprofil høytrykk	KI102844
222643	Slange mrs Little Wave Klik/Rogue XP 22" lavprofil høytrykk	KI100609
222645	Slange mrs Little Wave Klik/Rogue XP 24" lavprofil høytrykk	KI100580
222639	Slange mrs Little Wave Klik/Rogue XP 25" lavprofil høytrykk	KI101457
222700	Svinghjul mrs Little Wave Klik/Rogue XP 4 " Poly	KI100517
279462	Svinghjulgaffel mrs Little Wave Klik/Rogue XP høy m/høy gaffelstamme	KI107313
279463	"Svinghjulgaffel mrs Little Wave Klik/Rogue XP høy m/standard gaffelstamme"	KI107311
279464	Svinghjulgaffel mrs Little Wave Klik/Rogue XP kort m/høy gaffelstamme	KI107305
279465	"Svinghjulgaffel mrs Little Wave Klik/Rogue XP kort m/standard gaffelstamme"	KI107303
279466	"Svinghjulgaffel mrs Little Wave Klik/Rogue XP medium m/høy gaffelstamme"	KI107309
279467	"Svinghjulgaffel mrs Little Wave Klik/Rogue XP medium m/standard gaffelstamme"	KI107307
279065	Trekk pute sete Axiom G mrs Little Wave Klik/Rogue XP b36 d36	KIXGC1414
279066	Trekk pute sete Axiom G mrs Little Wave Klik/Rogue XP b36 d38	KIXGC1415
279067	Trekk pute sete Axiom G mrs Little Wave Klik/Rogue XP b36 d41	KIXGC1416
279068	Trekk pute sete Axiom G mrs Little Wave Klik/Rogue XP b38 d38	KIXGC1515
279069	Trekk pute sete Axiom G mrs Little Wave Klik/Rogue XP b38 d41	KIXGC1516
279070	Trekk pute sete Axiom G mrs Little Wave Klik/Rogue XP b41 d38	KIXGC1615
279071	Trekk pute sete Axiom G mrs Little Wave Klik/Rogue XP b41 d41	KIXGC1616
279072	Trekk pute sete Axiom G mrs Rogue XP b38 d43	KIXGC1517

Reservedeler - Artikkelnummer og HMS nr.

HMS nr.	Beskrivelse	Lev. art. nr
279073	Trekk pute sete Axiom G mrs Rogue XP b38 d46	KIXGC1518
279133	"Trekk rygg mrs Little Wave Clik/Rogue XP b31 cm rh28-36 ventilerende/justerbar velcro"	KI107788
279134	"Trekk rygg mrs Little Wave Clik/Rogue XP b31 cm rh33-43 ventilerende/justerbar velcro"	KI107789
279135	"Trekk rygg mrs Little Wave Clik/Rogue XP b31 cm rh43-51 ventilerende/justerbar velcro"	KI107790
279137	Trekk rygg mrs Little Wave Clik/Rogue XP b31 rh23-31 ventilerende	KI003892
279139	Trekk rygg mrs Little Wave Clik/Rogue XP b31 rh28-36 ventilerende	KI003893
279141	Trekk rygg mrs Little Wave Clik/Rogue XP b31 rh33-41 ventilerende	KI003894
279143	Trekk rygg mrs Little Wave Clik/Rogue XP b31 rh38-46 ventilerende	KI003895
279144	"Trekk rygg mrs Little Wave Clik/Rogue XP b33 cm rh28-36 ventilerende/justerbar velcro"	KI107791
279145	"Trekk rygg mrs Little Wave Clik/Rogue XP b33 cm rh33-43 ventilerende/justerbar velcro"	KI107792
279146	"Trekk rygg mrs Little Wave Clik/Rogue XP b33 cm rh43-51 ventilerende/justerbar velcro"	KI107793
279148	Trekk rygg mrs Little Wave Clik/Rogue XP b33 rh23-31 ventilerende	KI003896
279150	Trekk rygg mrs Little Wave Clik/Rogue XP b33 rh28-36 ventilerende	KI003897
279152	Trekk rygg mrs Little Wave Clik/Rogue XP b33 rh33-41 ventilerende	KI003898
279154	Trekk rygg mrs Little Wave Clik/Rogue XP b33 rh38-46 ventilerende	KI003899
279155	Trekk rygg mrs Little Wave Clik/Rogue XP b33 rh43-51 ventilerende	KI003913
279156	"Trekk rygg mrs Little Wave Clik/Rogue XP b36 cm rh28-36 ventilerende/justerbar velcro"	KI107794
279157	"Trekk rygg mrs Little Wave Clik/Rogue XP b36 cm rh33-43 ventilerende/justerbar velcro"	KI107795
279158	"Trekk rygg mrs Little Wave Clik/Rogue XP b36 cm rh43-51 ventilerende/justerbar velcro"	KI107796
279160	Trekk rygg mrs Little Wave Clik/Rogue XP b36 rh23-31 ventilerende	KI003900
279162	Trekk rygg mrs Little Wave Clik/Rogue XP b36 rh28-36 ventilerende	KI003901
279164	Trekk rygg mrs Little Wave Clik/Rogue XP b36 rh33-41 ventilerende	KI003902
279166	Trekk rygg mrs Little Wave Clik/Rogue XP b36 rh38-46 ventilerende	KI003903
279167	Trekk rygg mrs Little Wave Clik/Rogue XP b36 rh43-51 ventilerende	KI003914
279168	"Trekk rygg mrs Little Wave Clik/Rogue XP b38 cm rh28-36 ventilerende/justerbar velcro"	KI107797
279169	"Trekk rygg mrs Little Wave Clik/Rogue XP b38 cm rh33-43 ventilerende/justerbar velcro"	KI107798
279170	"Trekk rygg mrs Little Wave Clik/Rogue XP b38 cm rh43-51 ventilerende/justerbar velcro"	KI107799
279172	Trekk rygg mrs Little Wave Clik/Rogue XP b38 rh23-31 ventilerende	KI003904
279174	Trekk rygg mrs Little Wave Clik/Rogue XP b38 rh28-36 ventilerende	KI003905
269843	Trekk rygg mrs Little Wave Clik/Rogue XP b38 rh33-41 ventilerende	KI003906

Reservedeler - Artikkelnummer og HMS nr.

HMS nr.	Beskrivelse	Lev. art. nr
279177	Trekk rygg mrs Little Wave Clik/Rogue XP b38 rh38-46 ventilerende	KI003907
279178	Trekk rygg mrs Little Wave Clik/Rogue XP b38 rh43-51 ventilerende	KI003915
279179	"Trekk rygg mrs Little Wave Clik/Rogue XP b41 cm rh28-36 ventilerende/justerbar velcro"	KI107800
279180	"Trekk rygg mrs Little Wave Clik/Rogue XP b41 cm rh33-43 ventilerende/justerbar velcro"	KI107801
279181	"Trekk rygg mrs Little Wave Clik/Rogue XP b41 cm rh43-51 ventilerende/justerbar velcro"	KI107802
279183	Trekk rygg mrs Little Wave Clik/Rogue XP b41 rh23-31 ventilerende	KI003909
279185	Trekk rygg mrs Little Wave Clik/Rogue XP b41 rh28-36 ventilerende	KI003910
279187	Trekk rygg mrs Little Wave Clik/Rogue XP b41 rh33-41 ventilerende	KI003911
279189	Trekk rygg mrs Little Wave Clik/Rogue XP b41 rh38-46 ventilerende	KI003912
279190	Trekk rygg mrs Little Wave Clik/Rogue XP b41 rh43-51 ventilerende	KI003916
279191	"Trekk rygg mrs Little Wave Clik/Rogue XP b43 cm rh28-36 ventilerende/justerbar velcro"	KI107803
279192	"Trekk rygg mrs Little Wave Clik/Rogue XP b43 cm rh33-43 ventilerende/justerbar velcro"	KI107804
279193	"Trekk rygg mrs Little Wave Clik/Rogue XP b43 cm rh43-51 ventilerende/justerbar velcro"	KI107805
279195	Trekk rygg mrs Little Wave Clik/Rogue XP b43 rh23-31 ventilerende	KI003918
279197	Trekk rygg mrs Little Wave Clik/Rogue XP b43 rh28-36 ventilerende	KI003919
279199	Trekk rygg mrs Little Wave Clik/Rogue XP b43 rh33-41 ventilerende	KI003920
279201	Trekk rygg mrs Little Wave Clik/Rogue XP b43 rh38-46 ventilerende	KI003921
279202	Trekk rygg mrs Little Wave Clik/Rogue XP b43 rh43-51 ventilerende	KI003922
279203	"Trekk rygg mrs Little Wave Clik/Rogue XP b46 cm rh28-36 ventilerende/justerbar velcro"	KI107806
279204	"Trekk rygg mrs Little Wave Clik/Rogue XP b46 cm rh33-43 ventilerende/justerbar velcro"	KI107807
279205	"Trekk rygg mrs Little Wave Clik/Rogue XP b46 cm rh43-51 ventilerende/justerbar velcro"	KI107808
279207	Trekk rygg mrs Little Wave Clik/Rogue XP b46 rh23-31 ventilerende	KI003924
279209	Trekk rygg mrs Little Wave Clik/Rogue XP b46 rh28-36 ventilerende	KI003925
279211	Trekk rygg mrs Little Wave Clik/Rogue XP b46 rh33-41 ventilerende	KI003926
279213	Trekk rygg mrs Little Wave Clik/Rogue XP b46 rh38-46 ventilerende	KI003927
279214	Trekk rygg mrs Little Wave Clik/Rogue XP b46 rh43-51 ventilerende	KI003928
279215	"Trekk rygg mrs Little Wave Clik/Rogue XP b48 cm rh28-36 ventilerende/justerbar velcro"	KI107809
279216	"Trekk rygg mrs Little Wave Clik/Rogue XP b48 cm rh33-43 ventilerende/justerbar velcro"	KI107810
279217	"Trekk rygg mrs Little Wave Clik/Rogue XP b48 cm rh43-51 ventilerende/justerbar velcro"	KI107811
279218	Trekk rygg mrs Little Wave Clik/Rogue XP b48 rh23-31 ventilerende	KI003930

Reservedeler - Artikkelnummer og HMS nr.

HMS nr.	Beskrivelse	Lev. art. nr
279219	Trekk rygg mrs Little Wave Cliq/Rogue XP b48 rh28-36 ventilerende	KI003931
279220	Trekk rygg mrs Little Wave Cliq/Rogue XP b48 rh33-41 ventilerende	KI003932
279221	Trekk rygg mrs Little Wave Cliq/Rogue XP b48 rh38-46 ventilerende	KI003933
279222	Trekk rygg mrs Little Wave Cliq/Rogue XP b48 rh43-51 ventilerende	KI003934
279223	"Trekk rygg mrs Little Wave Cliq/Rogue XP b51 cm rh28-36 ventilerende/justerbar velcro"	KI107812
279224	"Trekk rygg mrs Little Wave Cliq/Rogue XP b51 cm rh33-43 ventilerende/justerbar velcro"	KI107813
279225	"Trekk rygg mrs Little Wave Cliq/Rogue XP b51 cm rh43-51 ventilerende/justerbar velcro"	KI107814
279226	Trekk rygg mrs Little Wave Cliq/Rogue XP b51 rh23-31 ventilerende	KI003936
279227	Trekk rygg mrs Little Wave Cliq/Rogue XP b51 rh28-36 ventilerende	KI003937
279228	Trekk rygg mrs Little Wave Cliq/Rogue XP b51 rh33-41 ventilerende	KI003938
279229	Trekk rygg mrs Little Wave Cliq/Rogue XP b51 rh38-46 ventilerende	KI003939
279230	Trekk rygg mrs Little Wave Cliq/Rogue XP b51 rh43-51 ventilerende	KI003940
223081	Trekk sete mrs Rogue XP b26 d26	KI101500
223082	Trekk sete mrs Rogue XP b26 d28	KI101501
223083	Trekk sete mrs Rogue XP b26 d31	KI101502
223084	Trekk sete mrs Rogue XP b26 d33	KI101503
223085	Trekk sete mrs Rogue XP b26 d36	KI101504
223086	Trekk sete mrs Rogue XP b26 d38	KI101505
223087	Trekk sete mrs Rogue XP b26 d41	KI101506
223088	Trekk sete mrs Rogue XP b28 d26	KI101507
223089	Trekk sete mrs Rogue XP b28 d28	KI101508
223090	Trekk sete mrs Rogue XP b28 d31	KI101509
223091	Trekk sete mrs Rogue XP b28 d33	KI101510
223092	Trekk sete mrs Rogue XP b28 d36	KI101511
223093	Trekk sete mrs Rogue XP b28 d38	KI101512
223094	Trekk sete mrs Rogue XP b28 d41	KI101513
223100	Trekk sete mrs Rogue XP b31 d26	KI101170
223095	Trekk sete mrs Rogue XP b31 d28	KI101228
223185	Trekk sete mrs Rogue XP b31 d31	KI101514
223186	Trekk sete mrs Rogue XP b31 d33	KI101515
223187	Trekk sete mrs Rogue XP b31 d36	KI101516
223188	Trekk sete mrs Rogue XP b31 d38	KI101517
223189	Trekk sete mrs Rogue XP b31 d41	KI101518
223190	Trekk sete mrs Rogue XP b31 d43	KI101519
223191	Trekk sete mrs Rogue XP b31 d46	KI101520
223101	Trekk sete mrs Rogue XP b31 d48	KI101569
223192	Trekk sete mrs Rogue XP b33 d26	KI101552

Reservedeler - Artikkelnummer og HMS nr.

HMS nr.	Beskrivelse	Lev. art. nr
223193	Trekk sete mrs Rogue XP b33 d28	KI101553
223194	Trekk sete mrs Rogue XP b33 d31	KI101521
223195	Trekk sete mrs Rogue XP b33 d33	KI101522
223196	Trekk sete mrs Rogue XP b33 d36	KI101523
223197	Trekk sete mrs Rogue XP b33 d38	KI101524
223198	Trekk sete mrs Rogue XP b33 d41	KI101525
223199	Trekk sete mrs Rogue XP b33 d43	KI101526
223200	Trekk sete mrs Rogue XP b33 d46	KI101527
223102	Trekk sete mrs Rogue XP b33 d48	KI101571
223103	Trekk sete mrs Rogue XP b33 d51	KI101572
223201	Trekk sete mrs Rogue XP b36 d26	KI101570
223104	Trekk sete mrs Rogue XP b36 d28	KI101077
223105	Trekk sete mrs Rogue XP b36 d31	KI101078
223106	Trekk sete mrs Rogue XP b36 d33	KI101079
223107	Trekk sete mrs Rogue XP b36 d36	KI101000
223108	Trekk sete mrs Rogue XP b36 d38	KI101005
223109	Trekk sete mrs Rogue XP b36 d41	KI101012
223110	Trekk sete mrs Rogue XP b36 d43	KI101019
223111	Trekk sete mrs Rogue XP b36 d46	KI101026
223112	Trekk sete mrs Rogue XP b36 d48	KI101033
223113	Trekk sete mrs Rogue XP b36 d51	KI101074
223204	Trekk sete mrs Rogue XP b38 d21	KI101575
223202	Trekk sete mrs Rogue XP b38 d28	KI101573
223203	Trekk sete mrs Rogue XP b38 d31	KI101574
223114	Trekk sete mrs Rogue XP b38 d33	KI101080
223115	Trekk sete mrs Rogue XP b38 d36	KI101001
223116	Trekk sete mrs Rogue XP b38 d38	KI101006
223117	Trekk sete mrs Rogue XP b38 d41	KI101013
223118	Trekk sete mrs Rogue XP b38 d43	KI101020
223119	Trekk sete mrs Rogue XP b38 d46	KI101027
223120	Trekk sete mrs Rogue XP b38 d48	KI101034
223121	Trekk sete mrs Rogue XP b38 d51	KI101040
223122	Trekk sete mrs Rogue XP b41 d26	KI101576
223123	Trekk sete mrs Rogue XP b41 d28	KI101577
223124	Trekk sete mrs Rogue XP b41 d31	KI101578
223125	Trekk sete mrs Rogue XP b41 d33	KI101579
223126	Trekk sete mrs Rogue XP b41 d36	KI101002
223127	Trekk sete mrs Rogue XP b41 d38	KI101007
223128	Trekk sete mrs Rogue XP b41 d41	KI101014
223129	Trekk sete mrs Rogue XP b41 d43	KI101021

Reservedeler - Artikkelnummer og HMS nr.

HMS nr.	Beskrivelse	Lev. art. nr
223130	Trekk sete mrs Rogue XP b41 d46	KI101028
223131	Trekk sete mrs Rogue XP b41 d48	KI101035
223132	Trekk sete mrs Rogue XP b41 d51	KI101041
223184	Trekk sete mrs Rogue XP b43 d36	KI101003
223136	Trekk sete mrs Rogue XP b43 d38	KI101008
223137	Trekk sete mrs Rogue XP b43 d41	KI101015
223138	Trekk sete mrs Rogue XP b43 d43	KI101022
223139	Trekk sete mrs Rogue XP b43 d46	KI101029
223140	Trekk sete mrs Rogue XP b43 d48	KI101036
223141	Trekk sete mrs Rogue XP b43 d51	KI101042
223145	Trekk sete mrs Rogue XP b46 d36	KI101004
223146	Trekk sete mrs Rogue XP b46 d38	KI101009
223147	Trekk sete mrs Rogue XP b46 d41	KI101016
223148	Trekk sete mrs Rogue XP b46 d43	KI101023
223149	Trekk sete mrs Rogue XP b46 d46	KI101030
223150	Trekk sete mrs Rogue XP b46 d48	KI101037
223151	Trekk sete mrs Rogue XP b46 d51	KI101043
279271	Utløserfjær mrs Little Wave Clik/Rogue XP ryggkabel	KI000965
223344	Utløserwire mrs Little Wave Clik/Rogue XP 10" Spinergy svart rygg	KI102572
223345	Utløserwire mrs Little Wave Clik/Rogue XP 11" Spinergy svart rygg	KI102580







“Vi i Etac ønsker at alle skal kunne leve et fritt og uavhengig liv og følge sine drømmer, uavhengig av fysiske omstendigheter. ”

For nyheter og løpende produktoppdateringer - besøk www.etac.no