

etac[®]

Creating Possibilities



R82[®]

R82 Rabbit Up

In piedi verso nuove avventure!

R82 Rabbit Up

Rabbit Up è uno standing modulare, sicuro, stabile e regolabile per tutte le esigenze. Offre al bambino la possibilità di esplorare autonomamente l'ambiente circostante attraverso l'utilizzo di ruote ad autospinta. Rabbit Up rende il bambino attivo, stimolando i sensi e fornendogli una maggiore indipendenza.

In piedi per nuove esperienze!

Rabbit Up può essere usato a casa, nei centri di riabilitazione e a scuola. Usare Rabbit Up stimola la partecipazione alle attività e permette al bambino di stare alla stessa altezza dei suoi coetanei. Questo è importante per lo sviluppo del bambino che in posizione eretta acquisisce nuove prospettive sull'ambiente circostante, e contemporaneamente carica peso sulla struttura osteoarticolare e muscolare, prevenendo deformità secondarie.

Indipendenza in movimento!

Rabbit Up non è solo uno standing. L'utilizzo delle ruote ad estrazione rapida consente al bambino di spostarsi nello spazio. Offre anche la possibilità di esercitare gli arti superiori e facilita l'apprendimento di nuove funzioni motorie.



E allora cosa aspetti? Andiamo!!



Caratteristiche

Rabbit Up è disponibile in 4 misure, facilmente riconoscibili dal colore: giallo per la mis. 1, blu per la mis. 2, grigio antracite per la mis. 3 e argento per la mis. 4. Rabbit Up ha caratteristiche idonee ad accogliere bambini da circa 1 a 18 anni. Ha un montante centrale su cui si possono montare gli eventuali accessori necessari per rispondere a tutte le esigenze specifiche del bambino.



Rabbit Up e Rabbit Up Mobile

Rabbit Up non solo soddisfa tutte le esigenze di uno standing, ma offre agli utenti la libertà e la possibilità di esplorare l'ambiente grazie alle due ruote ad autospinta, stimolando l'indipendenza.



Montante centrale regolabile in inclinazione

Rabbit Up ha due opzioni di regolazione dell'inclinazione: posizione regolabile a passi predefiniti e regolazione a manovella. Questo rende più semplici i trasferimenti e permette di trovare la miglior posizione che agevoli il bambino nella spinta e nell'avanzamento.



Ruote ad estrazione rapida

Le due ruote ad autospinta sono dotate di dispositivo ad estrazione rapida per essere facilmente smontate. Le ruote sono disponibili in diverse misure da 22" a 36" per poter fornire la soluzione ideale a ciascun bambino.



Campanatura

Se si decide di utilizzare la versione con le ruote ad autospinta è necessario scegliere la campanatura. Ciò consente un posizionamento ottimale delle ruote agevolando il bambino durante la spinta.



Gustav

A Taastrup, in Danimarca, nel centro "The House of Disabled People's Organizations", abbiamo avuto il piacere di conoscere Gustav, 7 anni, e la sua famiglia.

Abilità e indipendenza

Abbiamo passato la mattina con Gustav, la sua sorellina Nanna e sua mamma Mia, che ci hanno ricordato l'importanza di potersi muovere ed essere indipendenti.

Gustav ha una paralisi cerebrale infantile tetraparetica (GMFCS IV) e deve essere assistito fisicamente per la mobilità e i trasferimenti. Ad ogni modo lui ci ha dimostrato come Rabbit Up gli consenta di utilizzare tutti i suoi sensi, come assecondi la sua curiosità di esplorare ciò che lo circonda e gli permetta di avvicinarsi autonomamente a ciò che gli interessa.

Gustav comunicava con noi attraverso suoni e segni con le mani. Mentre colorava al tavolo con la sorellina, Gustav ci ha fatto capire che si stava annoiando. Dato che non lo abbiamo assecondato così velocemente come lui probabilmente si sarebbe aspettato, ha semplicemente sbloccato il freno centrale ed è andato via!

Giocare e divertirsi

Nanna si è divertita facendo le bolle di sapone e soffiandole verso Gustav che stava in piedi sul suo Rabbit Up. Si capiva subito che avevano un'intesa speciale, e poco dopo lei lo sfidava ad acchiapparla! Era evidente che Gustav si sentiva completamente a suo agio e stabile nel suo Rabbit Up.

Rabbit Up con le ruote ad autospinta offre a Gustav la possibilità di muoversi e spostarsi nel suo ambiente. Probabilmente, ancora più importante, gli consente di allontanarsi dalle situazioni che non gradisce. Questa è vera indipendenza!

[Guarda il video](#)



Raggiungimento della stazione eretta e del cammino autonomo

Secondo l'Organizzazione Mondiale della Salute, la maggior parte dei bambini sviluppa fisiologicamente le competenze necessarie alla stazione eretta assistita attorno ai 6-8 mesi e comincia a gattonare all'età di 7-9 mesi circa. Queste abilità motorie consentono al bambino di esplorare l'ambiente da una nuova prospettiva, e di utilizzare le competenze acquisite per spostarsi tra gli oggetti che reputa interessanti. Inoltre il bambino esercita il carico sugli arti inferiori, a beneficio dell'apparato muscoloscheletrico, mentre apprende nuove abilità.

Rispondiamo alle tue necessità!

I bambini con ritardo dello sviluppo motorio o con diversi tipi di disabilità hanno spesso bisogno di sostegno per mantenere la stazione eretta o per spostarsi autonomamente nello spazio. Rabbit Up è un ausilio che cerca di compensare il deficit in queste attività

motorie, consentendo al bambino di mantenere la stazione eretta e di muoversi autonomamente, usando le ruote ad autospinta. Rabbit Up facilita la partecipazione e migliora il benessere generale.



Cosa è noto in letteratura riguardo la statica e il suo utilizzo?

Una revisione sistematica della letteratura ha stabilito che l'utilizzo di una statica per 30-90 minuti al giorno, per cinque giorni a settimana, migliora la densità ossea, riduce la spasticità e migliora l'escursione articolare di anca, ginocchio e caviglia (Paleg et al 2013).

L'uso della statica mobile in età evolutiva è stato descritto per la prima volta in un articolo di Motloch e Brearley nel 1983, che riporta il primo caso di utilizzo di una statica prona ad inclinazione variabile e ad autospinta (Motloch, Brearley 1983).

Muoversi è un diritto!

La "United Nations Convention" per i diritti delle persone con disabilità è un accordo internazionale per la promozione e protezione dei diritti umani delle persone con disabilità nel mondo. L'articolo 20 parla espressamente della mobilità del singolo ed è così definito dall'Unicef: "I bambini con disabilità hanno il diritto di muoversi e di essere indipendenti. I governi siano di sostegno a tutti per raggiungere questo obiettivo".

Indipendenza è come ci spostiamo!

Siamo certi che Rabbit Up sia in grado di offrire la mobilità a molti bambini con disabilità. Oltre a garantire una mobilità autonoma, Rabbit Up con le ruote ad autospinta incoraggerà il bambino a muoversi e ad essere attivo.

Per un bambino con limitate possibilità di movimento, l'uso dello standing con le ruote ad autospinta può aumentare la quantità di tempo dedicato all'attività fisica, riducendo così il rischio associato a inattività come malattie cardiovascolari e diabete.



Rabbit Up è adatto a me?

Le svariate possibilità di regolazione rendono Rabbit Up personalizzabile a tutti quei bambini con un ritardo dello sviluppo motorio o con diversi tipi di disabilità motoria che abbiano necessità di sostegno per mantenere la stazione eretta. Rabbit Up è inoltre adatto ai bambini con paralisi cerebrale infantile di livello II, III e IV della scala GMFCS.

Opportunità

Rabbit Up può essere usato a casa, in strutture riabilitative o a scuola, sia all'interno che all'esterno. È ideale per bambini che stanno in piedi assistiti da una persona o da qualche dispositivo. Per potersi spostare con Rabbit Up il bambino deve avere un buon controllo degli arti superiori. Il destinatario di Rabbit Up è solitamente un bambino che a casa usa un sistema di seduta tipo x:panda, Wombat Living o un deambulatore tipo Mustang e Crocodile per muoversi autonomamente.

Considerazioni

Quando si utilizza Rabbit Up con le ruote ad autospinta è importante che il caregiver si faccia carico di rendere sicuro l'ambiente di utilizzo, per esempio bloccando l'accesso ai vani scala. Se si decide di usare Rabbit Up senza le ruote ad autospinta, occorre scegliere le ruote con i freni di stazionamento per garantire una base stabile e sicura.



Guida alle misure

- Rabbit Up: misure utente
- Rabbit Up: come scegliere ruote ad autospinta e campanatura
- Rabbit Up: come modificare il kit di campanatura



Vedi la guida
alle misure

Rabbit Up Misure utente

Prodotto standard Rabbit Up e Rabbit Up Mobile	Misura 1	Misura 2	Misura 3	Misura 4
Altezza totale	870 - 1000 mm	1000 - 1390 mm	1110 - 1490 mm	1230 - 1800 mm
Altezza max all'ascella	740 mm	1080 mm	1190 mm	1420 mm
Portata massima	40 kg (88 lb)	50 kg (110 lb)	60 kg (132 lb)	70 kg (154 lb)
Età approssimativa	1 - 3	4 - 10	5 - 12	7 - 18

*Per le ruote ad autospinta consigliamo di scegliere le più grandi disponibili.
Per maggior dettagli, vedi la scheda misure.

Configurare il mio Rabbit Up

Scegli la misura



Misura 1: Giallo



Misura 2: Blu



Misura 3: Grigio antracite



Misura 4: Argento

Rabbit Up Stander



Senza ruote ad autospianta, 4 ruote con freni di stazionamento, predisposizione per il montaggio delle ruote ad autospianta.

Scegli la regolazione dell'inclinazione



Posizione regolabile a passi predefiniti



Manovella per regolazione continua

Rabbit Up Mobile



2 ruote ad autospinta, 4 ruote con o senza freni



Scegli la regolazione dell'inclinazione



Posizione regolabile a passi predefiniti



Manovella per regolazione continua

Scegli le ruote



Senza freni di stazionamento
(da usare solo con le ruote ad autospinta)



Con i freni di stazionamento

Scegli le ruote ad autospinta



Disponibili da 22", 24", 26", 29", 32", 36"

Scegli la campanatura delle ruote



Campanatura standard:
Mis. 1: 8°, Mis. 2: 6°, Mis. 3: 6°, Mis. 4:
4° Disponibile oltre che standard in misura:
+3°, +6°, -3°, -6°

Scegli i corrimano



Corrimano standard



Corrimano chiuso

Per accessori, visita il nostro sito Web



2.0 IT Rabbit Up Brochure 2023 | Reserving our rights for printer's error or discontinued products.
Please find an updated edition on our website R82.org © 2020 R82 A/S All rights reserved.

Etac è un'azienda leader a livello mondiale nella produzione e fornitura di dispositivi di assistenza e di attrezzature per la movimentazione dei pazienti.

Il nostro scopo è fornire soluzioni che migliorino la qualità di vita della persona, della sua famiglia e dei suoi caregivers.

Per le ultime novità e continui aggiornamenti sui prodotti, visita il nostro sito web.

ETAC SRL

+39 051 2819228
italia.ordini@etac.com
www.etac-it.com

etac®
Creating Possibilities