

etac®
Creating Possibilities



etac®

Etac Relax

Sedile da doccia

Sedile doccia Relax

Aggiungere un sedile doccia al proprio bagno è un ottimo modo per rendere la doccia un'esperienza il più possibile rilassante e confortevole. È inoltre un ottimo punto di partenza per migliorare la sicurezza. Il sedile Relax offre un supporto aggiuntivo, un design accattivante ed una funzionalità salvaspazio, caratteristiche che ne fanno la scelta ideale per ogni bagno moderno e per un'ampia varietà di utenti. Sempre pronto all'uso quando necessario, si richiude ordinatamente contro la parete quando non viene utilizzato.

Design elegante ed ergonomico

Relax è stato ideato in collaborazione con designer industriali, con particolare attenzione ai dettagli estetici e alle caratteristiche ergonomiche.

Flessibile e comodo per gli utenti

Il sedile è dotato di angoli soft ed una forma arrotondata che consente di assumere diverse posizioni di seduta, e la rientranza frontale facilita le operazioni di igiene personale. La superficie vellutata garantisce un comfort eccellente ed una presa sicura anche quando è bagnata.

Diverse opzioni per diverse esigenze

Relax è disponibile in 6 modelli differenti e in due colorazioni per assecondare più esigenze possibili. Disponibile sia con che senza braccioli, e può essere completato anche con gambe di supporto in caso di utenti con carico maggiore. È disponibile anche uno schienale termoriflettente per una sensazione di maggiore comfort e calore.





Relax è coperto da una garanzia di 5 anni ed è progettato per durare 10 anni.

Braccioli per un sostegno extra

I modelli comprensivi di braccioli forniscono un'assistenza in più, utile per alzarsi, sedersi e anche mentre si rimane seduti. I braccioli sono richiudibili così come la seduta, e possono essere ripiegati anche singolarmente in caso servisse più spazio o per sedersi lateralmente.

Chiusura fluida

La seduta ed i braccioli si richiudono facilmente.



Caratteristiche



Differenti posizioni di seduta

La forma arrotondata della seduta permette all'utente di potersi girare lateralmente senza difficoltà, così come sedersi su ogni lato. La superficie di seduta è ampia e comoda.



Braccioli con presa ergonomica

I braccioli sono progettati ergonomicamente per adattarsi alla forma della mano, mentre la superficie antiscivolo garantisce una presa salda e sicura.



Si ripiega contro la parete

Da chiuso, il sedile Relax occupa il minimo spazio. Anche i braccioli, opzionali, possono essere ripiegati contro la parete. Il sedile mantiene un design elegante anche in posizione verticale.



Semplice da montare

Il montaggio di Relax è semplice e veloce e richiede soltanto 3 viti (non incluse). Per rendere il montaggio ancora più agevole, è incluso un adeviso che indica con esattezza i punti di fissaggio.

Sicurezza in bagno

Gli incidenti dovuti a cadute in bagno sono purtroppo molto frequenti. Ridurre il tempo trascorso in piedi è il modo più semplice per incentivare la sicurezza, e munirsi di un sedile dentro la doccia è un'ottima soluzione per evitare incidenti. Relax è il punto di partenza ideale, in quanto offre sicurezza senza compromettere il design del bagno.



Disponibile in 6 versioni



Sedile da doccia Relax



Sedile da doccia Relax con braccioli



Sedile da doccia Relax con braccioli e schienale



Sedile da doccia Relax con gambe di supporto



Sedile da doccia Relax con gambe di supporto e braccioli



Sedile da doccia Relax con gambe di supporto, braccioli e schienale

Versioni con gambe di supporto

Le gambe sono regolabili in altezza per garantire un'altezza della seduta confortevole e una perfetta aderenza al pavimento. Si ripiegano contro il muro assieme al sedile.

Nome prodotto		Codice no.	Portata massima
Bianco		81703010	con/senza gambe di supporto: 150/125kg
Bianco, con braccioli		81703020	
Bianco, con gambe di supporto		81703030	Materiale
Bianco, con braccioli e schienale		81703060	
Bianco, con braccioli e gambe di supporto		81703040	Seduta; polipropilene
Bianco, con gambe di supporto, braccioli e schienale		81703050	Braccioli; polipropilene e TPE
Grigio		81708000	Gambe; alluminio ed acciaio inox
Grigio, con braccioli		81708010	Puntali: TPE
Grigio, con gambe di supporto		81708020	Dati tecnici
Grigio, con braccioli e schienale		81708050	
Grigio, con braccioli e gambe di supporto		81708030	 Pulisci/disinfetta il prodotto usando un detergente comune non abrasivo con un ph tra 5 e 9, o con una soluzione disinfettante al 70%. Il prodotto può essere lavato in sicurezza anche in una lavatrice-disinfettatrice a 85° per 3 minuti.
Grigio, con gambe di supporto, braccioli e schienale		81708040	
Colore			
Bianco, grigio			

Colorazioni chiare o scure

La possibilità di integrarsi o di distinguersi

Per coloro che preferiscono un sedile da doccia il più discreto possibile, la scelta del colore può essere presa sulla base del modello che si adatta meglio all'arredo del proprio bagno.

Ma la decisione può anche essere opposta per apportare il maggior contrasto possibile. Quest'ultima alternativa può essere utile per coloro che hanno problemi di vista, o per facilitare il riconoscimento del sedile da parte di persone con problemi cognitivi, come la demenza.



Maniglioni compatibili Flex

Sono disponibili maniglioni della stessa linea di design, che completano Relax sia da un punto di vista estetico che funzionale.

Flex è un aiuto in più sia per alzarsi che per sedersi, rendendo gli spostamenti più semplici e sicuri. Sono disponibili nei colori bianco e grigio come Relax e possono essere installati sia con adesivo che con fissaggio a vite. Più maniglioni possono essere collegati tra loro e posizionati a diverse angolazioni.



Accessori



Schienale Soft

81704060

Schienale soft termoriflettente. Applicabile alla parete tramite velcro.
Colore: bianco



Kit di fissaggio a vite

84006130

Per installazione su pareti in legno/multistrato o calcestruzzo. Il kit include anche viti e tasselli.



Gambe di supporto

81704050 - Bianche

81708070 - Grige

Per maggiore stabilità per gli utenti fino a 150kg. Altezza regolabile 45-55cm.



Etac è un'azienda leader a livello mondiale nella produzione e fornitura di dispositivi di assistenza e di attrezzature per la movimentazione dei pazienti.

Il nostro scopo è fornire soluzioni che migliorano la qualità di vita della persona, della sua famiglia e dei suoi caregivers.

Per le ultime novità e continui aggiornamenti sui prodotti, visita il nostro sito web.

Etac



+39 051 2819228



italia.ordini@etac.it



www.etac-it.com

 **etac**[®]
Creating Possibilities