



Rogue DT

Licht van gewicht, sterk in prestaties

Jouw leven. Jouw tempo. Jouw stijl.

Een uitzonderlijk licht en sterk vastframe, volledig af te stemmen op jouw wensen en biedt de veelzijdigheid om mee te bewegen met jouw levensstijl.



Als lichtste rolstoel in deze categorie biedt de Rogue DT uitzonderlijke prestaties zonder in te leveren op verstelbaarheid. Het zwaartepunt, de zithoogte voor en achter en de instellingen van de rugleuning zijn af te stemmen voor efficiënter rijden. Het frame vergemakkelijkt transfers van en naar de auto en is geschikt voor gebruik met elektrische ondersteuning.

De Rogue DT combineert de flexibiliteit van een bijna op maat gemaakte oplossing met de voordelen van een verstelbare rolstoel. Zo kan de rolstoel worden aangepast aan veranderende behoeften en biedt hij een toekomstbestendige mobiliteitsoplossing.

Rogue DT

Voel het verschil in elke beweging.

Compact en lichtgewicht

Het compacte, lichte frame (4,8 kg / 4,2 kg) maakt tillen en meenemen eenvoudiger. Dankzij het formaat en ontwerp is de rolstoel gemakkelijk in de auto te plaatsen, vergelijkbaar met een monotube-frame. De slanke towers en geoptimaliseerde positie van de wings zorgen voor betere wendbaarheid in kleine ruimtes en vergemakkelijken transfers.

Efficiënt en direct rijgedrag

De Rogue DT is ontworpen voor consistente en voorspelbare rijeigenschappen in uiteenlopende situaties. De uitzonderlijke stijfheid van het frame draagt bij aan efficiënt rijgedrag en een directe reactie op bewegingen, zowel tijdens dagelijkse activiteiten als onderweg.



ROGUE DT

*Hierboven afgebeeld met neerklapbare rugleuning. Zie pagina 4 voor meer informatie.

Afgestemd op jou.

De Rogue DT kan volledig worden afgestemd op jou, of je nu een nieuwe of ervaren rolstoelgebruiker bent. Dankzij de uitgebreide opties sluit de rolstoel aan bij jouw lichaam en levensstijl, zodat je je gedurende de dag efficiënter kunt verplaatsen.



Rugleuningopties*

Kies de rugleuning die het beste bij jou past. De neerklapbare rugleuning (zie pagina 3) maakt de rolstoel compacter voor transport en is eenvoudig in hoek verstelbaar met één stuk gereedschap. De vaste rugleuning heeft een gelaste hoek, verlaagt het gewicht met 0,58 kg en verhoogt de frame stijfheid.

Ergozit

Volledig af te stemmen voor een optimale zithouding en functionele beweging. De verbeterde toegang tot de aandrijfwielen en extra stabiliteit verhogen het comfort en maken efficiënter rijden tijdens dagelijkse activiteiten mogelijk.

Hub Lock

Met Hub Lock-technologie vergrendel je de wielen eenvoudig en betrouwbaar. Het systeem werkt onafhankelijk van de bandenspanning en vergrendelt de wielen met één beweging. Bovendien vraagt het weinig onderhoud en wordt het aangeboden tegen een zeer concurrerende prijs.



“Wat ik zo fijn vind aan de Rogue DT, is dat deze rolstoel me niet beperkt. Ik kan actief blijven, me gemakkelijk verplaatsen en elke dag meer doen van wat ik graag doe. Een rolstoel die echt met mijn leven meebeweegt, geeft me het vertrouwen om eropuit te gaan en volop te leven.”

-Bailey Hunter

Uniek, net als jij

Laat je persoonlijkheid zien met een ruime keuze aan opvallende frame- en accentkleuren. Met de interactieve Colour Visualiser kun je verschillende combinaties bekijken en vooraf zien hoe jouw rolstoel eruit komt te zien.



Ondersteuning voor jouw levensstijl

Het versterkte Rogue DT-frame biedt extra duurzaamheid en stijfheid, zodat je rolstoel optimaal presteert in combinatie met elektrische ondersteuning.



Zekerheid vanaf het begin

Bekijk vooraf een visueel model van jouw configuratie, zodat je zeker weet dat de rolstoel qua pasvorm, prestaties en uitstraling aan je wensen voldoet. De Rogue DT wordt bovendien geleverd met de snelle en betrouwbare levertijden die je van Ki Mobility gewend bent.



“Prestaties, betrouwbaarheid en mobiliteit zijn geen luxe, maar voorwaarden. De Rogue DT biedt ze alle drie in een stijf en compact ontwerp dat past bij mijn actieve leven als veteraan, wedstrijdporter en professioneel racer. Waar ik ook naartoe ga, ik weet dat mijn rolstoel er klaar voor is”

-Anthony Radetic



Maatgegevens

Transportgewicht*	4.8 kg 4.2 kg**
Zitbreedte	30 - 51 cm
Zitdiepte	30 - 51 cm
Zithoogte voor	34 - 52 cm
Zithoogte achter	33 - 51 cm
Camber	0°, 2°, 4°, 6°, 8°
Buisdiameter	2.9 cm
Maximaal gebruikersgewicht	136 kg
Goedgekeurd voor vervoer in een voertuig	Ja

*16" x 16" frame, lage rugleuning, 4" poly zwenkwielen en open buisvormige voetensteun. Achterwielen verwijderd.

**Met vaste rugleuning.

Etac is een toonaangevende ontwikkelaar van ergonomische hulpmiddelen voor kinderen en volwassenen. Met onze verschillende productmerken bieden we kwalitatieve producten voor een breed scala aan dagelijkse behoeften en zorgomgevingen, voor alle levensfasen.

Ga voor het beoogde gebruik van onze producten en de meest actuele informatie naar www.etac.nl.

Etac

+31 (0)513 68 16 86

contact.nl@etac.com

www.etac.nl

etac[®]
Creating Possibilities