

Amfibi XL

Amfibi XL er utviklet for større og tyngre pasienter og har derfor et større og forsterket sete samt elektrisk heve- og senk funksjon. Maksimal brukervekt er på 250 kg.

Godt med plass

Den maksimale brukervekten på Amfibi XL er 250 kg og setet er større både i dybde og bredde i forhold til Amfibi Double. Den måler 64 cm mellom armstøttene for å gi ekstra plass og god stabilitet.

Låsbare armlen

Amfibi XL har opp- og nedfellbare armlen samt at de er låsbare. Dette gjør det enklere for brukeren å være med på forflytningen.

Integrert polster

Amfibi XLs sete og rygg er tilpasset en oppreist sittestilling som ikke stenger bekkenet. Den ergonomiske myke sitsen (PU) er standard og integrert i stolen. Hensikten er å minimere trykket mot sitteknutene, sener og blodkar. Den er utformet for å passe både damer og menn, og den avrundede kanten på setet gir økt sittekomfort.

Lett å rengjøre

Setet er lett å ta av for rengjøring.

Robust materiale

Produsert i korrosjonsfritt materiale.

Smidig regulering

Høydejusteringen styres med en håndkontroll med høy sikkerhetsklasse, IP-klassifisering IP66.

Justerbart ryggbånd

Det myke og justerbare ryggtrekket motvirker trykk på prominente benstrukturer. Ryggen justeres enkelt for optimal støtte og setedybde.

Elektrisk høyderegulering

Amfibi XL har en unik søyle for smidig og enkel høydejustering av setehøyden. Stolen kan heves opp til 81 cm fra den laveste stilling for å skape en fin arbeidshøyde for personalet.

Svingbare og avtakbare

Fotstøttene er avtakbare, svingbare og oppfellbare.

Hjulene har retningssperre og er låsbare

For å sikre en trygg forflytning er et av hjulene utrustet med retningssperre. De øvrige hjulene er låsbare.

CE-merket i hht. MDD 93/42/EEC

Tekniske Spesifikasjoner

Art. nr.	Produkt	Bredde, yttermål	Maks brukervekt	Sittehøyde	Bredde mellom armlener	Sittedybde
GA56-204	Amfibi XL	79 cm	250 kg	55-81 cm	67 cm	49 cm