



R82<sup>®</sup>

# R82 Caribou

Modern och funktionell tippbräda

# R82 Caribou

R82 Caribou är en tippbräda för både mag- och ryggstående med många moderna funktioner. Caribou har en genomtänkt design med egenskaper som tillgodoser en bred målgrupp.

## Funktionell tippbräda

Tippbrädan Caribou hjälper människor att stå, behovet kan finnas vid många olika slags diagnoser, exempelvis spasticitet, kontrakturer och cirkulationsproblem. Tippbrädan kan gå från en horisontell till en vertikal position.

Caribou är byggd av en standarddyna och en rad valfria toppdynor för att ge optimal rörelsefrihet.

Det finns även ett brett utbud av tillbehör för att kunna uppfylla varje individs särskilda behov.

Caribou finns i fyra storlekar och lämpar sig för barn i åldrarna 1–18 år.




Caribou storlek 1



Caribou storlek 2

Beskrivning	Art.nr
Caribou med delade fotplattor gaskolv	
Stl 1 gul	31860101
Stl 2 röd	31860102
Caribou med delade fotplattor teleskoprör	
Stl 3 blå	31860113
Stl 4 metallic grå	31860114
Caribou med delade fotplattor EL	
Stl 1 gul	31860101-EL
Stl 2 röd	31860102-EL
Stl 3 blå	31860103-EL
Stl 4 metallic grå	31860104-EL

## Egenskaper




### Vertikal till horisontell tiltning

Det horisontella läget gör det lättare att placera brukaren rätt. Caribou är även utformad med en upphöjd ram för att enkelt komma under med en lyft.




### Anatomisk design och mjukt formbart PUR material

Nytt och mjukt PUR-material för optimal komfort. Utformad med jämna kanter för bättre säkerhet och lätt rengöring.



### Bättre tillbehörssortiment

Brett tillbehörssortiment som förbättrar anpassningsmöjligheten. Många av tillbehören går att kombinera tillsammans med alla storlekar.




### Lätt att tilla

Caribou har en enkel tilmekanism som tillåter vårdaren att ha fria händer. Tilmekanismen finns på båda sidorna.

## Mått och vikt

Mått	Storlek 1	Storlek 2	Storlek 3	Storlek 4
Rambredd (G)	51 cm	57 cm	65 cm	75 cm
Ramlängd (H)	75 cm	92 cm	111 cm	111 cm
Höjd, vertikal (I)	46-57 cm	53-64 cm	68-79 cm	88-99 cm
Höjd, horisontell	70 cm	70 cm	80 cm	80 cm
Höjd från golv till ram (I2)	13 cm	13 cm	13 cm	13 cm
Basplatta bredd överkant-nederkant (J+J1)	25-32 cm	30-38 cm	35-46 cm	40-55 cm
Basplatta höjd (K)	43 cm	50 cm	65 cm	85 cm
Tilt	0-87°	0-87°	0-87°	0-87°
Fotplatta, tilt	-10 till 10°	-10 till 10°	-10 till 10°	-10 till 10°
Vikt utan EL	20,5 kg	24 kg	30,5 kg	35 cm
Vikt med EL	22,5 kg	25,5 kg	32,5 kg	37 kg
Max. brukarvikt	40 kg	60 kg	80 kg	100 kg
Ungefärlig total brukarlängd	85-112 cm	98-129 cm	125-156 cm	153-184 cm



## Komplettera din Caribou med:



### Toppdyna

Stl 1	15/18x20 cm (BxH)	31861101-1
Stl 2	19/23x25 cm (BxH)	31861101-2
Stl 3	22/27x32 cm (BxH)	31861101-3
Stl 4	25/31x40 cm (BxH)	31861101-4



### Kryssbälte

Kryssbältet ska placeras så att toppbältet är i nivå med sacrum (korsbenet).

Stl 1	38-49 cm (L)	31862102-1
Stl 2	43-55 cm (L)	31862102-2
Stl 3	53-70 cm (L)	31862102-3
Stl 4	63-86 cm (L)	31862102-4




### Bröstsele

Stl 1+2	42-63 cm (L)	31861126-1
Stl 3	48-77 cm (L)	31861126-3
Stl 4	58-96 cm (L)	31861126-4



## Tillbehör



### Huvudstöd

Kan monteras på alla toppdynor och extra förlängningsdelar.

Vi hänvisar till vår hemsida och avsnittet Huvudstöd under Junior: [etac.se/junior](http://etac.se/junior)



### Överarmstöd

Stödjer överarmen. Separat justering i höjd, bredd och vinkel.

Small 12.5x34 cm (BxH) 31861109-10  
Large 16.5x52 cm (BxH) 31861109-20



### Sidostöd

Dynan kan vändas för att ändra höjd och djup. Passar till alla storlekar av Caribou. Set.

Stl 1: 14,5x14,5x9,5 cm (LxBxH) 31861102-1  
Stl 2: 17x18x13 cm (LxBxH) 31861102-2  
Stl 3: 20x18x13 cm (LxBxH) 31861102-3



### Knästöd sidosvängbara

Stl 1 (till Caribou stl 1-2): 31861154-2  
Stl 2 (till Caribou stl 3-4): 31861154-3

### Med gångled

Stl 1 (till Caribou stl 1-2): 31861154-20  
Stl 2 (till Caribou stl 3-4): 31861154-30



### Breddning toppdyna

Används för ryggstående.

Stl 1 31861126-1  
Stl 2 31861126-2  
Stl 3 31861126-3  
Stl 4 31861126-4



### Bord

I plast, med leklåda och lock. Både för mag- och ryggstående.

Stl 1 (Caribou stl 1+2) 31862130-2  
Stl 2 (Caribou stl 2+3) 31862130-3

För fler tillbehör till R82 Caribou, se våra hemsida [www.etac.se](http://www.etac.se).



För senaste nyheterna och kontinuerligt uppdaterad produktinformation – besök: [www.etac.se](http://www.etac.se)

Etac Sverige AB

☎ 0371-58 73 00

✉ [info@etac.se](mailto:info@etac.se)

🌐 [www.etac.se](http://www.etac.se)

**etac**<sup>®</sup>  
Creating Possibilities