



R82[®]

R82 Caribou

Ståstøtte der kan bruges både i stående og liggende position



R82 Caribou


Caribou er en vipbar ståstøtte, der kan bruges både i stående og liggende position. Gennemtænkt design med egenskaber der tilgodeser en bred brugergruppe.

Caribou er bygget op omkring en basisplade, hvortil der findes et udvalg af forlængende kropsstøtter for optimal frihed og bevægelse. Ydermere tilbydes et bredt tilbehørsprogram for at imødekomme specifikke behov.

Leveres i 4 størrelser.



Caribou er vist med tilbehør



51 - 75 cm

0 → +87°

75 - 111 cm


Max. 100 kg




Nem forflytning via tilt fra lodret til vandret position. Forhøjet stel giver nem adgang med gulvlift.



Blødt PU-materiale for optimal komfort. Vha. kiler kan puderne formes efter brugerens krop.



Nem montering af tilbehør. Meget af tilbehøret kan benyttes på alle størrelser.



Easy Tilt vippe mekanisme, der gør det muligt for plejeren at have begge hænder fri.

Tilbehør



Sele

Sele str. 1-2, 42-63 cm (L)31862101-2
 Sele str. 3, 48-77 cm (L)31862101-3
 Sele str. 4, 58-96 cm (L)31862101-4



Topplade

Passer til alle str.

Topplade str. 1,
 15/18 x 20 cm (B x H).....31861101-1
 Topplade str. 2,
 19/23 x 25 cm (B x H).....31861101-2
 Topplade str. 3,
 22/27 x 32 cm (B x H).....31861101-3
 Topplade str. 4,
 25/31 x 40 cm (B x H).....31861101-4



Krydssele

Krydssele bør positioneres så øverste bælte er lig med Sacrum.

Krydssele str. 1, 38-49 cm (L) 31862102-1
 Krydssele str. 2, 43-55 cm (L).31862102-2
 Krydssele str. 3, 53-70 cm (L).31862102-3
 Krydssele str. 4, 63-86 cm (L) 31862102-4



Skulderstøtter til topplade

Specielt til rygstøtte.


Skulderstøtte
 Til topplade str. 1.....31861126-1
 Til topplade str. 2.....31861126-2
 Til topplade str. 3.....31861126-3
 Til topplade str. 4.....31861126-4



Sidestøtter

Sæt. Puden kan vendes for anden støtte. Ønskes sidestøtterne monteret i Mellemstykket, skal monteringsbeslag tilkøbes.

Sidestøtter str. 1, 9 x 14.5 cm
 (H x B), Stang 14.5.....31861102-1
 Sidestøtter str. 2, 13 x 18 cm
 (H x B), Stang 1731861102-2
 Sidestøtter str. 3, 13 x 18 cm
 (H x B), Stang 2031861102-3
 Monteringsbeslag
 til mellemstykke.....31861106-KIT



Overarmsstøtter

Støtter brugerens krop, hvor der er behov for det, mens der er god plads til armbevægelser. Justerbare individuelt i højde, sideværts og vinkel.

Overarmsstøtter, Small 12,5 x 34 cm (BxH)
 Til str. 1+2 (sæt).....31861109-10
 Overarmsstøtter, Large 16,5 x 52 cm (BxH)
 Til str. 3+4 (sæt).....31861109-20



Sele til sidestøtter

Passer til alle størrelser Caribou.

Sele til sidestøtter str. 1,
 Længde 26-32 cm.....31862103-1
 Sele til sidestøtter str. 2,
 Længde 31-41 cm31862103-2
 Sele til sidestøtter str. 3,
 Længde 34-50 cm.....31862103-3
 Sele til sidestøtter str. 4,
 Længde 45-60 cm.....31862103-4



Kiler til sideslidser

Sæt. Form så pladen er tæt til kroppen.

Kiler til sideslidser str. 1,
 100 x 40 x 25-2.5 cm (HxBxD) 31861107-1
 Kiler til sideslidser str. 2,
 100 x 37 x 40-2.5 cm (HxBxD) 31861107-2
 Kiler til sideslidser str. 3,
 100 x 59 x 25-2.5 cm (HxBxD) 31861107-3



Faste sidestøtter

Sæt. Ønskes sidestøtterne monteret sammen med skulderstøtter, skal justeringsbeslag tilkøbes.

Type 5, 16 x 15 cm (B x H)31861102-20
 Type 7, 11 x 12 cm (B x H)31861102-10
 Justeringsbeslag.....31861102-PL



Hovedplade

Til brugere der har brug for let hovedstøtte.

Hovedplade str. 1+2,
 15/18 x 20 cm (B x H).....31861116-1
 Hovedplade str. 3+4,
 19/23 x 25 cm (B x H).....31861116-2

Tilbehør




Mellemstykke
Passer til alle størrelser Caribou.

Mellemstykke str. 1,
25 x 8 cm (B x H).....31861106-1
Mellemstykke str. 2,
30 x 10 cm (B x H) 31861106-2
Mellemstykke str. 3,
35 x 10 cm (B x H) 31861106-3
Mellemstykke str. 4,
40 x 10 cm (B x H) 31861106-4



Knæstøtter, svingbare
Kan svinges væk fra bruger uden knæstøtter skal afmonteres.

Knæstøtter, svingbare
str. 1-2..... 31861154-2
Knæstøtter, svingbare
str. 3-4 31861154-3



Rygstøtte
Giver fast støtte over sacrum, når den anvendes som mavestøtte.

Rygstøtte str. small,
16-19 x 13 cm (B x H)..... 31861115-2
Rygstøtte str. large,
25-30 x 20 cm (B x H) 31861115-3



Delte knæstøtter, faste
Yder støtte over og under Patella.

Delte knæstøtter, faste
str. 1-2..... 31861144-20
Delte knæstøtter, faste
str. 3-4 31861144-30



Abduktionsklods
Str. 1 til rygstøtte, Str. 2 til mavestøtte.

Abduktionsklods str. 1,
5/7x15x17 cm (B x H x D)31861103-1
Abduktionsklods str. 2,
15/7x15x9 cm (B x H x D).....31861103-2



Delte knæstøtter, svingbare
Yder støtte over og under Patella.
Kan svinges væk fra bruger uden knæstøtter skal afmonteres.

Delte knæstøtter, svingbare
str. 1-2..... 31861154-20
Delte knæstøtter, svingbare
str. 3-4 31861154-30



Sele til abduktionsklods
For støtte over knæet.

Sele til abduktionsklods str. 1,
25-30 cm (L)31862104-1
Sele til abduktionsklods str. 2,
27-47 cm (L) 31862104-2



Andefødder
Til rygstående såvel som frontstående.

Andefødder str. 0: 17,5 cm (L)..... 3186149
Andefødder str. 1-2: 21,5 cm (L) ...3186147
Andefødder str. 3: 24 cm (L)..... 3186148



Knæstøtter, faste
Støtten kan justeres uden brug af værktøj.


Knæstøtter, faste str. 1-2 31861144-2
Knæstøtter, faste str. 3-4..... 31861144-3



Hælstop
Til rygstående såvel som frontstående.

Hælstop str. 1-2,
4 x 10 cm (HxB)..... 31861251
Hælstop str. 3-4,
4 x 14,5 cm (HxB) 31861252

Tilbehør



Bord for lav montering

Bakke med balje og overdækning. Benyttes ved lav montering.

Bord, lav montering str. 1 31862131-1
Bord, lav montering str. 2+3 31862131-2



Skubbebøjle/Ledsagerhåndtag

Skubbebøjle/Ledsagerhåndtag ... 31861108-U



Plastbord med balje

Front-/rygstående.

Plastbord med balje str. 1-2 ... 31862130-2
Plastbord med balje str. 3-4 ... 31862130-3



Justerbare sandaler til fodplade

Inkl. nødvendige monteringsdele.

Str. small (Bredde ved hæl 60-75 mm og forfod 95-110 mm) 31869490-RT
Str. medium (Bredde ved hæl 65-80 mm og forfod 100-145 mm) 31869491-RT
Str. large (Bredde ved hæl 85-95 mm og forfod 120-165 mm) 31869492-RT



Polstring til bord

Skumpolstring med betræk til gråt plastbord med balje og dæklade.

Med firkantet udskæring 400 mm, til frontstående brug 31862135-0
Med lille afrundet udskæring 280 mm, til rygstående brug 31862135-1
Med stor afrundet udskæring 350 mm, til rygstående brug 31862135-2



Breddejusterbare sandaler

Leveres som standard med stropper, der fastgøres over anklerne. Kan benyttes med Pondus. Passer på Caribou, Rabbit Up og Toucan ståstøtter.

Str. 2, Medium, L: 195 x B: 61,5-105 mm 31869493-B
Str. 3, Large, L: 250 x B: 81,5-138 mm 31869494-B
Str. 4, X-large, L: 300 x B: 81,5-150 mm 31869495-B
Ekstra stropper og Fix-locks
- str. 2, Medium 31869497
- str. 3+4, Large og X-large 31869498



Armstøtter til plastbord

Specielt for rygstøtte. One size.


Armstøtte for plastbord 31861131



Pondus

Et digitalt værktøj, der benyttes til at vurdere den kraft som påføres under den stående stilling i et R82 ståstativ. Består af et sæt plader og app. Max belastning 120 kg.

Pondus, str. 2, L: 190 x B: 105 mm (HMI-nr 136885) 31860002
Pondus, str. 3, L: 245 x B: 138 mm (HMI-nr 136887) 31860003
Pondus, str. 4, L: 295 x B: 150 mm (HMI-nr 136890) 31860004




Legetøjsbøjle til plastbord

Specielt for rygstøtte. One size.

Legetøjsbøjle til plastbord 31861135

Bestilling og mål

Caribou	Str. 1 (Gul)	Str. 2 (Rød)	Str. 3 (Blå)	Str. 4 (Grå)
Standard (alle str.) indeholder	Stel og centerstamme.			
Varenr. Caribou med el	31860101-EL	31860102-EL	31860103-EL	31860104-EL
HMI-nr. Caribou med el	77092	77093	77096	77098
Varenr. Caribou med gas	31860101	31860102	31860113	31860114
HMI-nr. Caribou med gas	HMI 76991	HMI 77094	HMI 77095	HMI 77099
Total bredde (G)	510 mm	570 mm	650 mm	750 mm
Stellængde, total (H)	750 mm	920 mm	1110 mm	1110 mm
Højde, vandret (I)	460-570 mm	530-640 mm	680-790 mm	880-990 mm
Højde, horisontalt (I1)	700 mm	700 mm	800 mm	800 mm
Højde fra gulv til ramme (I2)	130 mm	130 mm	130 mm	130 mm
Basisplade bredde, top-bund (J+J1)	250-320 mm	300-380 mm	350-460 mm	400-550 mm
Basisplade højde (K)	430 mm	500 mm	650 mm	850 mm
Vinkling	0 - 87°	0 - 87°	0 - 87°	0 - 87°
Vinkling af fodpladen	-10 to 10°	-10 to 10°	-10 to 10°	-10 to 10°
Vægt uden el	20.5 kg	24 kg	30.5 kg	35 kg
Vægt med el	22.5 kg	25.5kg	32.5 kg	37 kg
Max. brugervægt	40 kg	60 kg	80 kg	100 kg
Gennemsnitlig total brugerhøjde	850-1120 mm	980-1290 mm	1250-1560 mm	1530-1840 mm



Stelfarve Gul
Caribou str. 1



Stelfarve rød
Caribou str. 2



Stelfarve blå
Caribou str. 3



Stelfarve koksgrå
Caribou str. 4



Etac er en af verdens førende udviklere og forhandlere af ergonomiske hjælpemidler og løsninger til forflytning og patienthåndtering. Siden 1973 har vi arbejdet engageret for at skabe de bedste løsninger til øget livskvalitet for den enkelte, dennes familie og hjælpere.

Hold dig orienteret om de seneste nyheder og produktinformationer på www.etac.dk

Etac A/S

+45 79 68 58 33

info@etac.dk

www.etac.dk

etac[®]
Creating Possibilities