



R82®

Chilla

Comfortabele wandelwagen voor optimale positionering

Ga op avontuur met de R82 Chilla wandelwagen

De R82 Chilla is de ideale wandelwagen waarin je kind altijd stabiel, veilig en comfortabel zit tijdens jullie avonturen. Dankzij de verstelbare zitkuip kan je kind zowel naar voren kijken om de wereld te ontdekken als naar achteren voor interactie met ouders of verzorgers. Door de Chilla achterover te kantelen, kan je kind heerlijk ontspannen en energie opdoen voor een dag vol leuke activiteiten.

Optimale positionering

De Chilla is ontworpen om comfort, stabiliteit en veiligheid te bieden aan je kind. De wandelwagen groeit met je kind mee en is aan te passen aan veranderende behoeften door de jaren heen. Met verstelbare lengte van de zitting en rughoogte, gecombineerd met diverse accessoires, gaat de Chilla meerdere jaren mee. Met behulp van een groot aantal accessoires zoals diverse soorten hoofddeunen, zijsteunen, heup- en beensteunen, positioneringsgordels en -vesten, krijgt je kind de juiste ondersteuning.



Aanpassen zonder gereedschap

De Chilla is ontworpen om het voor de verzorger zo gemakkelijk mogelijk te maken. Met de verstelbare rugleuningverstelling kun je eenvoudig tussen een zittende en liggende positie wisselen. Door de Chilla achterover te kantelen kan je kind uitrusten en energie besparen voor deelname aan leuke activiteiten gedurende de dag. De Chilla zitkuip kan zowel naar voren als naar achteren gericht zijn, waardoor je kind de omgeving kan zien of met ouders of verzorgers contact kan maken.



Voor alle weersomstandigheden

Chilla kan alle (weers)omstandigheden aan. Een zonnekap is als accessoire verkrijgbaar om je kind te beschermen tegen zon, regen en wind. Maar kan ook gebruikt worden

om je kind af te schermen van visuele prikkels uit de omgeving. De ventilatie in de premium zonnekap kan ook als doorkijk dienen om een oogje op je kind te houden.

Standaard zonnekap



Premium zonnekap



Gemakkelijk te vervoeren

De Chilla-wandelwagen kun je gemakkelijk inklappen met de zitting en accessoires erop. Als alternatief, als de ruimte beperkt is, kun je het frame en de zitting afzonderlijk opvouwen.



Bekijk de video waarin de Chilla wordt ingeklapt




Kanteling en rughoekverstelling



Je kunt de Chilla met één hand kantelen als je kind in de wandelwagen zit.

Kleuren



Donker grijs
Voor maat 1 en 2



Rood
Voor maat 1 en 2



Blauw
Voor maat 1 en 2




Roze
Alleen voor maat 1




Ademende mesh
In combinatie met donker grijs, rood of blauw


Maatvoering en accessoires




Vaste bekkensteun
881023-x



**Buitenste kniesteun
(incl. hoes)**
881043-x



Zijsteun
881030-x



Positioneringsgordels
Bekijk de varianten online



Anatomisch nekkussen
874084-x




**Anatomische neksteun
(incl. bevestigingsmateriaal)**
874085-x




Hoofdkussen
874082-x



Zitverkleiner
881001-xx
Roze, lichtblauw en zwart



**Ontvangstadapter voor
zitsystemen**
881091
Voor x:panda shape maat 1,
x:panda maat 1, maat 2S en
maat 2M



Werkblad
881071

Kijk voor meer accessoires op www.etac.nl

		Maat 1 Centrale beremming	Maat 1 Geveerd	Maat 2 Centrale beremming	Maat 2 Geveerd
	Effectieve zitbreedte	330 mm	330 mm	380 mm	380 mm
	Effectieve zitdiepte	180–340 mm	180–340 mm	240–420 mm	240–420 mm
	Rughoogte	505–665 mm	505–665 mm	620–810 mm	620–810 mm
	Maximaal gebruikersgewicht	43 kg	43 kg	60 kg	60 kg
	Gewicht frame	9,2 kg	9,7 kg	9,5 kg	10 kg
	Gewicht zitkuip	5,3 kg	5,3 kg	6,3 kg	6,3 kg

*Kijk op de website voor overige maatvoering

Etac

0513 681 686
contact.nl@etac.com
www.etac.nl

etac®
 Creating Possibilities