



Etac Clean dusch- och toalettstol med justerbar sitshöjd

Dusch- och toalettstol som enkelt kan anpassas

Den här Clean-modellen är höjjusterbar, vilket gör den flexibel och lätt att anpassa för olika badrum. Höjden ställs enkelt in vid varje länkhjul, utan verktyg. I övrigt har Clean med justerbar sitshöjd samma funktioner som Clean med fast höjd. det vill säga en sits med intimurtag baktill för bästa åtkomlighet, en mjukt välvd fotplatta och en upprät körbygel för att passa väl över vägghängda toaletter.



Höjden är justerbar i steg om 2½ cm.

Clean höjjusterbar har samma höga funktionalitet som de andra Clean modellerna.



Beskrivning

Clean höjjusterbar

Art nr

80209208

Material

Chassi: Pulverlackerade stålrör
Sits/ryggstöd: Polypropen
Armstöd: Polypropen
Fotplatta: Polypropen
Hjul, låsbara, kullagrade: Polyamid/TPE/Rostfria rör

Mått

Totalbredd: 54 cm
Sitsbredd: 48 cm

Bredd mellan armstöden: 43,5 cm
Övriga mått: Se illustration

Vikt

14,2 kg

Skötsel

Regelbunden rengöring samt funktionskontroll av hjul



Lösningsmedelsfritt rengöringsmedel med ett pH på 6–9 eller med 70% tvättspit. Dekontamination vid högst 85°C.



red dot



Etac Sverige AB
Box 203, 334 24 Anderstorp
tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se www.etac.se

oktober 2013

etac®

Skapar möjligheter