

Immedia CloverFoot

Förhöjningsplatta

Immedia CloverFoot är en förhöjningsplatta som används för att stötta patientens fötter i samband med förflyttning när säng, rullstol eller annan sittplats inte går att justera i höjdlädd. Immedia CloverFoot kan också användas som stöd för fötterna i samband med toalettbesök för att hjälpa patienten att få en mer stabil och bekväm sittposition.

Immedia CloverFoot har svängd form på fram- respektive baksidan vilket gör att den kommer nära intill t ex toalettstol och plats ges för vårdarens fötter.



Beskrivning	B x L	Art.nr	Specifikationer	
Immedia CloverFoot	(cm) B x L x H			
Förhöjningsplatta	38 x 32 x 9	IM2001	CloverFoot: Plastazote	Max. brukarvikt: 150 kg
				
Tvätttråd Kan torkas av med fuktig trasa				

För senaste nyheterna och kontinuerligt uppdaterad produktinformation – besök: www.etac.se