



 **Convaid**

Coaster

Een compacte, duurzame buggy met instelbare vaste wig- en rughoek

Coaster

De Coaster is ontworpen met oog voor gezinnen en kinderen. Het biedt eenvoudige wendbaarheid en extra comfort dankzij de instelbare wig- en rughoek. Dit is met name waardevol voor kinderen met een beperkte spierkracht, zodat zij kunnen meegenieten van uitstapjes met het gezin. De Coaster biedt ondersteuning waar nodig en draagt bij aan een toegankelijke en comfortabele gezinsbeleving.

Kenmerken



Compact, duurzaam en verstelbaar in wig- en rughoek



Verstelbare vaste wig- en rughoek

Door eenvoudig twee bouten te vervangen, kan de vaste wighoek worden ingesteld op 10°, 20° of 30°, afhankelijk van de behoeften van de gebruiker. Voor extra positioneringsmogelijkheden biedt de Coaster vier vaste rughoeken, afgestemd op de gekozen wighoek.



Ritssluitingen in zit- en rugbekleding

De bekleding met ingebouwde ritsen in zit en rug biedt ruimte voor extra vulling en ondersteuning voor de gebruiker.



Gemaakt om lang mee te gaan

Ontworpen om de uitdagingen van het drukke gezinsleven moeiteloos aan te kunnen, zodat je jarenlang kunt rekenen op betrouwbaarheid en gebruiksgemak.



Compact opvouwbaar

Zoals veel reguliere buggy's kan de Coaster eenvoudig worden opgevouwen tot een gemakkelijk te vervoeren pakket. De achterwielen zijn volledig quick release, zodat je deze buggy compact in bijvoorbeeld de bagageruimte van een auto kunt meenemen.



Kijk voor meer informatie op onze website.

Accessoires



Gevoerde hoofdsteun



Regenhooes



Zonnekap



Verlengde zonnekap



Armsteunen, in hoogte verstelbaar, opklapbaar



Trapdop



Anti-kiep



Kuitband

Maatgegevens

	CTR 12	CTR 14	CTR 16	CTR 18
 Zitbreedte	305mm (12 inch)	356mm (14 inch)	406mm (16 inch)	457mm (18 inch)
 Zitdiepte (Standaard)	254-305mm	279-330mm	305-381mm	368-445mm
 Hoogte rugleuning (10° / 20° / 30°)	559/584/610mm	635/660/686mm	660/686/711mm	711/711/737mm
 Draagvermogen standaard/transport	34/30kg	45/45kg	77/77kg	77/77kg

Ga voor alle productinformatie naar: www.etac.nl

Etac

+31 (0)513 68 16 86

contact.nl@etac.com

www.etac.nl


Creating Possibilities