

etac[®]
Creating Possibilities



R82[®]

R82 Cricket

Kompakt sulky med smarta lösningar.

R82 Cricket

Cricket är en ny smart och smidig sulky från R82, som passar i alla miljöer.

Cricket kan lätt fällas ihop och passar i alla bilar. Den är godkänd för transport och uppfyller kraven enligt ISO 7176-19, säker transport i fordon..

Något extra utöver det vanliga

Här är vår nya Cricket – en lätt och kompakt hopfällbar sulky. Cricket är utvecklad med innovation, kvalitet och komfort i åtanke. Våra designers, fysioterapeuter och ingenjörer har utvecklat denna funktionella och innovativa sulky för att ge stöd till barnet och enkel hantering för hjälparen.

Smidig och smart

Produkten liknar en syrsa (cricket) i sin utformning och fälls ut på ungefär samma sätt som insekten vecklar ut sina vingar. Med Cricket är det enkelt att förflytta sig, precis som en riktig syrsa flyger eller hoppar.



Sulky Cricket

Stil	Art.nr
Stil 1	3187043100
Stil 2	3187043200

Dyna Cricket

Stil 1, blå	3187043111
Stil 2, blå	3187043211
Stil 1, röd*	3187043112
Stil 2, röd*	3187043212
Stil 1, grön*	3187043113
Stil 2, grön*	3187043213
Stil 1, grå*	3187043114
Stil 2, grå*	3187043214
Stil 1, rosa*	3187043115
Stil 2, rosa*	3187043215

* Beställningsvara.

Färgalternativ dyna



Chassi

Lättvikts aluminiumram.

Hjul

Massiva lätttrullade hjul. Svängbara 7" framhjul, 360 gr. Bakhjul 11"

Broms

Massiva bakhjul med fotbroms.

Körbygel

Höjd- och vinkeljusterbar körbygel.

Fotstöd


Fotstödet är justerbar i höjd, djup och vinkel.

Dynor

Avtagbara och tvättbara dynor.




Detaljer



Körbygel

Körbygeln är höjd- och vinkeljusterbar för att vara både ergonomisk och bekväm. Den är enkel att justera i olika höjder.



Ryggvinkel

För extra komfort har Cricket två positioner ryggfällning bakåt, för att barnet ska kunna byta från sittande läge till en avslappnad position. Ryggstödetets vinkel är reglerbar mellan 110° och 125° med dragkedja.



Växer med barnet

När barnet växer kan sitsdjup, sitsbredd och höjden på fotstödet justeras.



Höjd- och vinkeljusterbart fotstöd

Cricket har ett unikt fotstöd som kan höjd- och vinkeljusteras för att stödja barnets behov. Fotstödet kan svängas undan vid förflyttning, utan hjälp av verktyg.



Enkel hantering


R82 Cricket är kompakt, lätt och fälls enkelt ihop med några få handgrepp. Den tar liten plats och kan förvaras i stort sett var som helst.



Fortsätt växa!


Ett barns motorik utvecklas ständigt, vilket gör att barnet lär sig nya saker och behoven förändras. Sulky Cricket finns i två storlekar. Varje storlek erbjuder tillväxtpotential, vilket gör det möjligt för barnet att växa med sin Cricket.

Fotplatta, sits och ryggstöd kan justeras i olika positioner så att barnet kan ha en aktiv och varierad hållning, vilket i sin tur bidrar till barnets utveckling.



Mått och vikt

Mått	Storlek 1	Storlek 2
Sitsbredd (A)	34 cm	39.5 cm
Ryggbredd, ytermått (F1)	32.5 cm	38.5 cm
Ryggbredd, innermått (F)	27 cm	33 cm
Sitsdjup (B)	21–31 cm	31–43 cm
Rygghöjd	50 cm	57 cm
Sitshöjd framkant sits	50–53 cm	54–58 cm
Höjd fotplatta, underbenslängd	18–36 cm	22.5–37 cm
Vinkling fotplatta	360°	360°
Totalbredd (G)	68 cm	74.5 cm
Höjd (I)	100 cm	105 cm
Längd (H)	102.5 cm	104.5 cm
Bredd hopfälld	35.5 cm	35.5 cm
Höjd hopfälld	48.5 cm	48.5 cm
Längd hopfälld	76 cm	76 cm
Ryggvinkel	110–125°	110–125°
Sitsvinkel	20°	20°
Minsta vänderadie	145 cm	152.5 cm
Totalvikt	12.4 kg	13.4 kg
Max belastning (=användare+sits+tillbehör)	35 kg	50 kg
Max belastning vid transport(=användare+sits+tillbehör)	27 kg	43 kg
Längd armstöd	20 cm	27.5 cm
Höjd armstöd – sits	16–19 cm	16–19 cm
Min. dörrbredd vid passage	81.5 cm	81.5 cm
Statisk stabilitet	10°	10°



Tillbehör



Rygglängare

Stl 1 3187043160-1
Stl 2 3187043160-2



Bord

Monteras i armstöd.
Stl 1 3187043180-1
Stl 2 3187043180-2



Nackkudde formad

För positionering och stöd.
One size 3187043151



Handbåge för montering i armstöd

För säkerhet och stöd.
Stl 1 3187043181-1
Stl 2 3187043181-2



Nackkudde

För extra stöd.
One size 3187043150



Handbåge för montering i chassi

För säkerhet och stöd.
Stl 1 3187043182-1
Stl 2 3187043182-2



Sufflett

Skyddar i alla väder.
Stl 1, blå 318704317-1
Stl 2, blå 318704327-2
Övriga färger (röd, grön, grå och rosa) är beställningsvara.



Ryggsäck

Extra utrymme för förvaring.
Max belastning 5 kg.
One size 3187043183-1



Sidokuddar sits

För extra komfort och minskad sittbredd.
Sidoskydd för sidokuddar krävs, art.nr 3187043130.
3 cm 3187043130-1
5 cm 3187043130-2



Nätkorg

Extra utrymme för förvaring. Max belastning 10 kg.
Stl 1 3187043184-1
Stl 2 3187043184-2



Kilar för rygg och sits

Mått: Stl 1, 11x27,5x15 cm (BxHxL),
Mått: Stl 2, 14,5x27,4x15 cm (BxHxL)
Stl 1 3187043140-1
Stl 2 3187043140-2



Vadband

För extra komfort.
Stl 1 3187043190-1
Stl 2 3187043190-2



Armstöd

För säkerhet och stöd.
Stl 1 3187043120-1
Stl 2 3187043120-2



Hälband

För positionering av fötterna.
One size 3187043185

Tillbehör forts.

**Låsning fotplatta**

För extra säkerhet.
One size

3187043186

**Låsrem**

Låsrem för hopfällning och förvaring.
One size

3185100

**Riktningsspärr framhjul**

One size

3187043187

**Regnskydd för sufflett**

Färg blå

Stl 1

3187467-110

Stl 2

3187467-210

Övriga färger är beställningsvara.

**Transportfäste**

Cricket uppfyller kraven enligt ISO7176-19.
One size

3187043188

Regnskydd med huva

Stl 1

3187465-410

Stl 2

3187465-510

För västar och bälten, se www.etac.se



Etac är en världsledande utvecklare av hjälpmedel för människor med funktionsvariationer och produkter för patientförflyttningar. Syftet med vår verksamhet är att erbjuda lösningar som förbättrar livskvaliteten för användare, deras familjer och vårdgivare.

För produktens avsedda ändamål, nyheter och kontinuerligt uppdaterad produktinformation – besök www.etac.se

Etac Sverige AB

☎ 0371-58 73 00

✉ info@etac.se

🌐 www.etac.se

 **etac**®

Creating Possibilities