



R82 Crocodile

Den smidiga och bakåtvända
rollatorn för det aktiva barnet

 **etac**[®]

R82 Crocodile

Crocodile är en bakåtvänd rollator för det aktiva barnet som både kan och vill göra lite mer. Rollatorn används bakom barnet vilket ger optimalt stöd och ett bra gångmönster.



Crocodile stl 1 gul

Stöd för rörelse

Crocodile har en öppen ramkonstruktion vilket ger barnet friheten att välja den optimala positionen för olika typer av aktiviteter. Genom att gå framåt i ramen kan barnet använda sin balans och koordinationsförmåga samt flexibiliteten att vända.

Crocodile i standardutförande passar de barn som behöver lite stöd. För barn som behöver ytterligare stabilitet kan rollatorn kompletteras med olika tillbehör.

Crocodile är enkel att fälla ihop och lär därför att ta med överallt. Den kommer i tre storlekar och kan användas både inom- och utomhus.

Crocodile

Art.nr

Stl 1: gul	3186801
Stl 1: gul inkl. tippskydd	3186801-ATS
Stl 2: orange	3186802
Stl 2: orange inkl. tippskydd	3186802-ATS
Stl 2: svart pärlemor	3186852
Stl 2: svart pärlemor inkl tippskydd	3186852-ATS
Stl 3: grå metallic	3186803
Stl 3: grå metallic inkl tippskydd	3186803-ATS

Chassi

Stl 1-2: lättviktsaluminium
Stl 3: lättviktsaluminium och stål

Hjul

Framhjul: Massiva 150 x 30 mm, svängbara med riktningsspärr
Bakhjul: Massiva 200 x 30 mm

Toppbygel

Justerbar i höjddled, med polstring och skydd

Bromsar

Släpbroms och backspärr på bakhjulen.

Handtag

Justerbara i sidled och höjddled.


Färg

Gul, orange, svart pärlemor, grå metallic




Crocodile stl 3
grå metallic

Detaljer



Höjjusterbar

Lätt att justera höjden utan verktyg.




Multijusterbara handtag

Tillåt barnet att växa i bredd och höjd. Placering av handtagen nära kroppen ger bättre stöd och bättre position.



Backspärr

Är lätt att låsa och låsa upp och förhindrar rollatorn från att rulla bakåt. Backspärren används av barn och ungdomar som behöver lite extra balans och kontroll.



Ihopfällbar ram

Det är enkelt att förvara och transportera Crocodile.

Mina första steg

Crocodile ombyggnadskit – Mina första steg, gör det möjligt att anpassa Crocodile stl 1 till en mindre storlek. Det innebär att Crocodile bli användbar för ännu mindre barn som får möjligheten att utforska sin omgivning och ta nästa steg i sin utveckling.

Med ombyggnadskitet kan barn vid tidigare ålder börja använda rollator Crocodile från den tidpunkt de är cirka 70 cm långa, beroende på kroppsstorlek. Det innebär att användningstiden för Crocodile storlek 1 förlängs, då den blir användbar för barn från 70 cm till 115 cm.



Mått och vikt

	Beskrivning	Ombyggnadskit Mina första steg	Storlek 1	Storlek 2	Storlek 3
	Total bredd (G)	620 mm	620 mm	690 mm	690 mm
	Längd (H)	660 mm	720 mm	840 mm	870 mm
	Bredd mellan handtag (J)	90-250 m	270-550 mm	320-600 mm	350-690 mm
	Höjd, golv till handtag (K)	380-700 mm	420-560 mm	550-690 mm	690-870 mm
	Längd ihopfälld	720 mm	720 mm	860 mm	1000 mm
	Bredd ihopfälld	620 mm	620 mm	690 mm	690 mm
	Höjd ihopfälld	310 mm	310 mm	270 mm	290 mm
	Vikt	5,5 kg	5,5 kg	6,5 kg	12 kg
	Max. brukarvikt	30 kg	30 kg	45 kg	80 kg
	Max. brukarlängd	1150 mm	1150 mm	1500 mm	1800 mm
	Min. svängradie	1000 mm	1000 mm	1140 mm	1140 mm


Tillbehör



Ryggestöd med sidostöd

Ger sidostöd för höften. För montering på stl 3 krävs tvärstag art.nr 3186880.


Small: 9x12-23 cm 3186808
Large: 9x18-29 cm 3186809
Bälte till ryggestöd: 38-47 cm 31SN4016



Ledsagarhandtag

Justerbart i höjd och vinkel. Kan monteras på hö eller vä sida, fram eller bak.

Stl 1-2 3186866



Höftstöd, par

För stöd i sidan.
8x19 cm (HxB)

3186819



Sits

Mått stl 1-2: B30 x D12 cm
Mått stl 3: B36 x D16 cm

Stl 1, gul 3186820
Stl 2, orange 3186821
Stl 2, svart 3186823
Stl 3, grå metallic 3186863



Underarmstöd inkl. handtag, par

Stl 1 3186858
Stl 2 3186859
Stl 3 3186860



Tippskydd, svängbara

Kan även beställas i standardutförande.

Stl 1-2 3186815
Stl 3 3186815-3S

För fler tillbehör - besök etac.se



För senaste nyheterna och kontinuerligt uppdaterad
produktinformation - besök: www.etac.se

Etac Sverige AB
Box 203, 334 24 Anderstorp
tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.com www.etac.se

 **etac**[®]
Creating Possibilities