



# Etac Edge, Smart, Easy

Snygga och praktiska  
duschpallar i alla dess former

 **etac**<sup>®</sup>

# Duschpallar att lita på

Att sitta ner under duschen eller utföra andra aktiviteter i badrummet är ett enkelt sätt att undvika fallolyckor. Etac har ett brett sortiment duschpallar designade för att uppnå högsta komfort och säkerhet.

Det viktigaste för en duschpall är stabilitet. Etac-modellerna Easy, Smart och Edge har robusta ben som är vinklade utåt för att maximera stabiliteten oavsett höjd.

De är alla utrustade med Etacs specialdesignade doppskor som anpassar sig till ojämna ytor och ger stabilt stöd mot våta golv.

Duschpallarna testas också noggrant i enlighet med europeiska och internationella standarder och har max användarvikter på 200 kg (Easy & Smart) och 130 kg (Edge).



## Etac har en pall för alla – vilken passar dig?

Vårt pallsortiment spänner över de flesta former och höjder och erbjuder en lösning för varje behov. Vilken pall passar egentligen bäst för dig?

### Etac Edge

Etac Edge är vår smartaste pall. Med dess trekantiga form tar den liten plats och passar in i trånga duschhörn. Pallen bjuder till sadelsittande med en rejäl sittyta för ökad stabilitet och är även ett bra val för att avlasta värkande höfter. Genom att sänka ett ben något och sitta sadel med det lägre benet framåt öppnas sitsvinkeln och värkande höfter avlastas. Edge finns i en högre och en lägre höjjusterbar variant.



### Etac Smart

Etac Smarts rektangulära sits erbjuder en smalare eller bredare sittyta och passar därför alla rumpor – även de som behöver lite mer plats. Dess hörn bjuder in till sadelsittande för extra stabilitet. Smart finns i en lägre och en högre höjjusterbar variant, där den lägre Smart enkelt kan placeras i badkar för att användas som badkarspall.



### Etac Easy

Etac Easy har den klassiska runda sittytan för alla behov och miljöer. Den runda formen gör det möjligt att sätta sig på pallen från vilket håll som helst.



### Etac Smart och Etac Easy inklusive vridplatta

Etac Smart och Etac Easy kan även fås med vridplatta för ett rörligare sittande. Vridplattan gör det möjligt att även i sittande position enkelt rotera runt pallen så att användaren inte behöver lyfta på rumpan för att rotera, vilket ger ett säkrare sittande.



*På Etac är produkter designade med tanke på säkerhet, hygien och hållbarhet. De har en beräknad livslängd på tio år, om de hanteras enligt instruktionerna. De har också 5 års garanti.*

## Detaljer



### Stabilitet

Pallarnas ben är vinklade utåt för ökad stabilitet i alla höjdlägen. De mjuka doppskorna anpassar sig till alla golvförhållanden utan att glida.



### Bekväma och säkra att sitta på

Sittytorna har en rund, mjuk design för ett bekvämt sittande samt ett ytmönster och specialutformade hål som effektivt tränger bort överflödigt vatten från pallen.



### Säker höjjustering

Etacs duschpallar är utrustade med en speciellt utformad knapp som styr höjdställningen av pallbenen. Det finns därför ingen risk att pallen plötsligt ändrar höjdläge under användning.



### Lätt att montera

Etacs duschpallar levereras i platta paket och monteras mycket lätt utan verktyg på mindre än en minut. Pallarnas konstruktion gör det omöjligt att montera pallarna felaktigt.





## Tillbehör

### Mjuksitsar till duschpallarna:

Mjuksitsarna gör sittandet mer bekvämt, varmare och mindre halt. Mjuksitsen torkas enkelt av efter användning. Snäpps på sitsen.



#### Etac Edge mjüksits

Material: Polyeten  
Art. nr .....81801132



#### Etac Easy mjüksits

Material: Polyeten  
Art. nr ..... 80209501



#### Etac Smart mjüksits

Material: Polyeten  
Art. nr ..... 80209502



#### Vridplatta Easy / Smart

Vridplatta passar till Smart och Easy  
Material: Polyeten  
Art. nr ..... 80209503

Benämning	Art. nr Vit	Art. nr Grå
Etac Edge duschpall	81801060	81801010
Etac Edge duschpall låg		81801040
Etac Easy duschpall	81901060	81901010
Etac Easy inklusive vridplatta		81901050
Etac Smart duschpall	81951060	81951010
Etac Smart duschpall låg		81951030
Etac Smart inklusive vridplatta		81951050

#### Färg

 Vit

 Grå

#### Dimensioner

Sittbredd: Edge: 45x45x45 cm  
Easy: 40 cm  
Smart: 43x38 cm

Sitthöjd: Edge, 42-57 cm  
Edge, låg, 34,5-42 cm  
Easy, 42-57 cm  
Smart, 42-57 cm  
Smart, låg, 34,5-42

#### Material

Sits: polypropylen  
Ben: aluminium, polypropylen, polyamid  
Doppskor: TPE  
Mjuksits: Polyeten

#### Vikt

Edge: 2,6 kg, Edge, låg: 2,4 kg  
Easy: 2,75 kg  
Smart: 3,15 kg, Smart låg: 3 kg

#### Max brukarvikt

Edge: 130 kg  
Easy: 200 kg  
Smart: 200 kg

#### Rengöring



Rengör produkten med rengöringsmedel utan lösningsmedel och med pH-värde 5-9 eller med 70% desinfektionssprit. Kan vid behov dekontamineras i max 85°C.





“Vi vill att människor skall ha möjlighet att skapa en egen tillvaro och en egen vardag på sina egna villkor, oavsett sina fysiska förutsättningar.”

För senaste nyheterna och kontinuerligt uppdaterad produktinformation – besök: [www.etac.se](http://www.etac.se)