

etac[®]
Creating Possibilities



etac[®]

Etac Edge, Smart, Easy

Snygga och praktiska duschpallar i alla dess former

Duschpallar att lita på

Att sitta ner under duschen eller utföra andra aktiviteter i badrummet är ett enkelt sätt att undvika fallolyckor. Etac har ett brett sortiment duschpallar designade för att uppnå högsta komfort och säkerhet.

Det viktigaste för en duschpall är stabilitet. Etac-modellerna Easy, Smart och Edge har robusta ben som är vinklade utåt för att maximera stabiliteten oavsett höjd.

De är alla utrustade med Etacs specialdesignade doppskor som anpassar sig till ojämna ytor och ger stabilt stöd mot våta golv.

Duschpallarna är också noggrant testade i enlighet med europeiska och internationella standarder, vilket garanterar hög kvalitet och tillförlitlighet. Easy och Smart klarar en maximal användarvikt på 200 kg och Edge upp till 130 kg.



En duschpall för alla behov

Etacs sortiment av duschpallar omfattar en mängd olika former, höjder och färger och erbjuder lösningar för de flesta användarbehov.



Med sin klassiskt rundade sittyta passar Easy många behov och miljöer. Oavsett pallens position är den lätt att sitta på.



Smarts rektangulära sits kan användas från olika sidor. Den ena sidan erbjuder en bredare sittyta och den andra en smalare. Hörnen gör det enkelt att sitta grensle över sitsen för extra stabilitet.



Med sin smarta, triangulära design passar Edge fint i mindre utrymmen eller duschhörn. Användarna kan sitta grensle över sitsen för ökad rörlighet. Ett annat alternativ är att sänka ett ben något och grensle sitsen över detta hörn. På så sätt öppnas sitsvinkeln och kan lindra en värkande höft.



Etac Smart och Easy erbjuds också med svängbara dynor för ökad rörlighet. Dynorna gör det möjligt att vända utan friktion. De är också vattenavvisande, värmereflekterande och har en halkfri yta.

Färgvarianter

Etac duschpallar finns i två olika färger. Grå och vit. Allt för att ge användaren valmöjlighet och möjlighet att matcha duschpallen med resten av badrummet.



Våra produkter är utformade med säkerhet, hygien och hållbarhet i åtanke. Edge, Smart och Easy levereras med 5 års garanti och 10 års livslängd.

Detaljer



Stabilitet

Pallarnas ben är vinklade utåt för ökad stabilitet i alla höjdlägen. De mjuka doppskorna anpassar sig till alla golvförhållanden utan att glida.



Bekväma och säkra att sitta på

Sittytorna har en rund, mjuk design för ett bekvämt sittande samt ett ytmönster och specialutformade hål som effektivt tränger bort överflödigt vatten från pallen.



Säker höjjustering

Etacs duschpallar är utrustade med en knapp som styr höjdställningen av pallbenen. Det finns ingen risk att pallen plötsligt ändrar höjdläge under användning.



Lätt att montera

Etacs duschpallar levereras i platta paket och monteras mycket lätt utan verktyg på mindre än en minut. Pallarnas konstruktion gör det omöjligt att montera pallarna felaktigt.





Tillbehör

Mjuksitsar till duschpallarna:

Mjuksitsarna gör sittandet mer bekvämt, varmare och mindre halt. Mjuksitsen torkas enkelt av efter användning. Snäpps på sitsen.



Etac Edge mjüksits

Material: Polyeten
Art. nr81801132



Etac Smart mjüksits

Material: Polyeten
Art. nr80209502



Etac Easy mjüksits

Material: Polyeten
Art. nr80209501

Vridplatta:

Den vridbara dynan gör det enkelt att vrida utan friktion. Den ger en omedelbart varm känsla, är vattenavvisande och har en halkfri yta.



Vridplatta Easy / Smart

Vridplatta passar till Smart och Easy
Material: Polyeten
Art. nr80209503

Benämning

	Art. nr Vit	Art. nr Grå
Etac Edge duschpall	81801060	81801010
Etac Edge duschpall låg		81801040
Etac Easy duschpall	81901060	81901010
Etac Easy inklusive vridplatta		81901050
Etac Smart duschpall	81951060	81951010
Etac Smart duschpall låg		81951030
Etac Smart inklusive vridplatta		81951050

Färg

 Vit

 Grå

Dimensioner

Sittbredd: Edge: 45 x 45 x 45 cm
Easy: 40 cm
Smart: 43 x 38 cm

Sitthöjd: Edge, 42–57 cm
Edge, låg, 34,5–42 cm
Easy, 42–57 cm
Smart, 42–57 cm
Smart, låg, 34,5–42 cm

Material

Sits: polypropylen
Ben: aluminium, polypropylen, polyamid
Doppskor: TPE
Mjuksits: Polyeten

Vikt

Edge: 2,6 kg, Edge, låg: 2,4 kg
Easy: 2,75 kg
Smart: 3,15 kg, Smart låg: 3 kg

Max brukarvikt

Edge: 130 kg
Easy: 200 kg
Smart: 200 kg

Rengöring



Rengör produkten med rengöringsmedel utan lösningsmedel och med pH-värde 5-9 eller med 70% desinfektionssprit. Kan vid behov dekontamineras i max 85°C.



Etac är en världsledande utvecklare av hjälpmedel för människor med funktionsvariationer och produkter för patientförflyttningar. Syftet med vår verksamhet är att erbjuda lösningar som förbättrar livskvaliteten för användare, deras familjer och vårdgivare.

För produktens avsedda ändamål, nyheter och kontinuerligt uppdaterad produktinformation – besök www.etac.se

Etac Sverige AB

☎ 0371-58 73 00

✉ info@etac.se

🌐 www.etac.se

etac[®]
Creating Possibilities