



Etac My-Loo

Rialzo wc,
con staffe di fissaggio

 **etac**[®]

Etac My-Loo

Rialzo wc, con staffe di fissaggio

My-Loo rappresenta una nuova generazione di rialzi per WC: è stato sviluppato in collaborazione con un team di esperti industrial designers per migliorare la funzionalità degli ausili da bagno. Con le sue linee morbide e l'eccellente ergonomia, offre maggiore comfort e si integra facilmente nei bagni moderni.

Design moderno e funzionale

Etac My-Loo con il suo design moderno è stato sviluppato per offrire il massimo del comfort e della facilità d'uso. Le linee morbide e l'ampia apertura rendono My-Loo adatto alle esigenze di diverse tipologie di utilizzatori. Il rialzo WC è disponibile in due diverse altezze, con o senza coperchio.

Facile da mantenere pulito

My-Loo è realizzato con materiali resistenti. E' facile da pulire con un panno morbido. Qualora fosse necessaria una pulizia più accurata, il sedile è facile da rimuovere e altrettanto semplice da riposizionare.

Installazione rapida e sicura

Etac My-Loo si monta in pochi secondi: il rialzo si installa grazie a due staffe di fissaggio progettate per adattarsi facilmente a diversi modelli di WC. L'ampia superficie di appoggio e le robuste staffe garantiscono una solida presa sulla porcellana.

Basta posizionare il rialzo sul WC e premere sulle staffe di fissaggio: un click e l'installazione è completata.



Etac My-Loo rialzo wc, con staffe di fissaggio

Codice numero

6 cm	80301520
10 cm	80301521
6 cm con coperchio	80301522
10 cm con coperchio	80301523

Peso

6 cm: 0.8 kg	10 cm: 1.1 kg
6 cm con coperchio : 1.2 kg	10 cm con coperchio: 1.4 kg

Portata massima

190 kg

Materiali

Polipropilene, TPE

Design



Myra Industriell Design AB

Manutenzione



Pulire il prodotto con normali detersivi non abrasivi (pH compreso tra 5-9). Sciacquare e asciugare. Disinfettare il prodotto con un disinfettante a base alcolica, 70%. Il prodotto può essere decontaminato a una temperatura massima di 85° C/185° F per 3 minuti se necessario.



Caratteristiche



Facile da pulire

Le superfici lisce sono facili da pulire con un panno morbido. Qualora fosse necessaria una pulizia più accurata, il sedile è facile da rimuovere e altrettanto semplice da riposizionare.



Progettato per il comfort e la funzionalità

La forma ergonomica della seduta offre un appoggio sicuro e un elevato comfort. Un'apertura extra large e generosi incavi facilitano l'accessibilità durante l'igiene personale.



Installazione rapida e sicura

Le staffe di facile aggancio, con ampia possibilità di regolazione e grandi superfici di appoggio, rendono My-Loo sempre sicuro e facilmente installabile su qualsiasi WC in porcellana. Il fissaggio è interamente senza viti.







Varianti

Il rialzo WC My-Loo con staffe di fissaggio è disponibile in due altezze, 6 e 10 cm, con o senza coperchio.



Dimensioni

Larghezza x profondità esterne	36 cm x 40 cm
Larghezza x profondità apertura	23 cm x 36 cm
Altezza seduta	6 cm, 10 cm
Distanza staffe	29 cm - 38,5 cm





Etac è azienda leader a livello mondiale nella produzione e fornitura di dispositivi di assistenza e di attrezzature per la movimentazione dei pazienti. Il nostro scopo è fornire soluzioni che migliorino la qualità di vita della persona, della sua famiglia e dei caregivers.

Per le ultime novità e aggiornamenti sui prodotti,
visita il nostro sito web: www.etac-it.com