



Etac Relax Douchezitting

Stijlvol en ruimtebesparend

 **etac**[®]

Etac Relax douchezitting

Een douchezitting toevoegen aan een badkamer is een mooie manier om ervoor te zorgen dat douchen zo ontspannen en plezierig mogelijk is. Het biedt bovendien ook een extra stukje veiligheid. Etac Relax geeft extra ondersteuning, heeft een aantrekkelijk ontwerp en is een ruimtebesparende oplossing, waardoor het de perfecte keuze is voor elke moderne badkamer.



Kenmerken



Functioneel design

De vorm van de soft-close zitting biedt verschillende zitposities en is gemakkelijk in gebruik.



Unieke soft-grip armsteunen

Ergonomisch vormgegeven soft-close armsteunen met een anti-slip oppervlak. Ontworpen om de beste grip te geven op het moment dat dit nodig is.



Compact en ruimtebesparend

Etac Relax heeft een ruim zitoppervlak. Neergeklapt een stijlvolle verschijning en opgeklapt minstens zo fraai.



Eenvoudig te monteren

De montage van de Relax is eenvoudig met drie schroeven (niet inbegrepen) en afhankelijk van de muur, waarop de Relax gemonteerd wordt. Om de montage eenvoudiger te maken wordt een boormal meegeleverd.



Beschikbare versies



Relax



Relax met armsteunen



Relax met armsteunen en soft rugleuning



Relax met steunpoten



Relax met armsteunen en steunpoten



Relax met armsteunen, steunpoten en soft rugleuning

Versies met steunpoten

De steunpoten zijn in hoogte instelbaar om een comfortabele zithoogte te creëren en voor extra stabiliteit. Bij het opklappen van de Relax vallen de steunpoten langs de zitting naar beneden.

Omschrijving

Wit	e81703010
Wit, met armsteunen	e81703020
Wit, met steunpoten	e81703030
Wit, met armsteunen en soft rugleuning	e81703060
Wit, met armsteunen en steunpoten	e81703040
Wit, met armsteunen, steunpoten en soft rugleuning	e81703050
Volcano grijs	e81708000
Volcano grijs met armsteunen	e81708010
Volcano grijs met steunpoten	e81708020
Volcano grijs met armsteunen en soft rugleuning	e81708050
Volcano grijs met armsteunen en steunpoten	e81708030
Volcano grijs met armsteunen, steunpoten en soft rugleuning	e81708040

Artikelno.

Maximaal gebruikersgewicht

Met/zonder steunpoten: 150/125 kg

Materiaal

Zitting: polypropyleen
 Armsteunen; polypropyleen en TPE
 Steunpoten; aluminium en RVS
 Vloerdoppen; TPE

Reiniging



Colour

Wit, Volcano grijs

Reinigen met een niet-schurend schoonmaakmiddel. Afspoelen en afdrogen. Etac Relax kan max. 3 minuten gereinigd worden op 85°C.



Samen op zoek naar de beste oplossing

Etac is één van 's werelds toonaangevende ontwikkelaars van ergonomische hulpmiddelen voor kinderen en volwassenen. Met onze verschillende productmerken bieden we kwalitatieve producten voor een breed scala aan dagelijkse behoeften en zorgomgevingen, voor alle levensfasen. Denk hierbij aan douche- en toiletvoorzieningen, zitkussens, rolstoelen, tilliften en transferhulpmiddelen. Samen met onze klant op zoek gaan naar de beste oplossing voor ieders persoonlijke situatie, dat is onze missie.

Kijk ook op www.etac.nl

Etac B.V.
Tinweg 8
8445 PD Heerenveen
T: +31 (0)513 681 686
E: contact.nl@etac.com
W: Etac.nl


Creating Possibilities