



Etac Relax duschsits

Smart design för trygghet och komfort

 **etac**[®]

Etac Relax duschsits

Skandinavisk design med flexibel funktionalitet

Omsorg in i minsta detalj

Etac Relax är framtagen för att göra duschupplevelsen trygg och njutbar. Design, funktion och säkerhet är väldigt viktigt för oss och här presenteras det i en diskret väggmonterad sits. Du sitter skönt tack vare den mjuka ergonomiska formen som också erbjuder varierat sittande och bra åtkomlighet. Alltid nära, men eftersom den är uppfällbar så tar den inte någon onödigt plats.

Anpassad för dig

Etac Relax finns i två olika färger och sex olika varianter för att kunna möta dina behov. Duschsitsen kan enkelt kompletteras med tillbehör som stödben eller ryggstöd.



Egenskaper




Stor stadig sits

Stor och stadig sittyta när den är nedfällt och väldigt diskret i uppfällt läge och tar minimalt med plats. De valfria armstöden fälls också upp mot väggen. Sitsen ser lika stilig ut i sitt upprätt läge.



Funktionell design

Formen på sitsen erbjuder möjlighet till varierat sittande för bland annat bättre åtkomlighet. Sitsens rundade form gör det enkelt att vända sig i sidled samt sitta ner från varje sida.



Greppvänliga armstöd

De fällbara armstödens form och material erbjuder ett tryggt och säkert grepp.



Enkel att montera

Installationen av Relax går snabbt och enkelt med endast tre fästpunkter (skruvar ingår ej). För att göra monteringen ännu enklare medföljer en självhäftande mall som markerar de exakta fästpunkterna.

Etac Relax duschsits

Art.nr

Vit	81703010
Vit, med armstöd	81703020
Vit, med stödben	81703030
Vit, med armstöd och ryggstöd	81703060
Vit, med armstöd och stödben	81703040
Vit, med armstöd, ryggstöd och stödben	81703050
Vulkangrå	81708000
Vulkangrå, med armstöd	81708010
Vulkangrå, med stödben	81708020
Vulkangrå, med armstöd och ryggstöd	81708050
Vulkangrå, med armstöd och stödben	81708030
Vulkangrå, med armstöd, ryggstöd och stödben	81708040

Material

Färg: Vit, vulkangrå
 Max brukarvikt Med/utan stödben: 150/125 kg
 Material Sits: Polypropen
 Armstöd: Aluminium och TPE
 Ben: Aluminium och rostfritt stål
 Doppskor: TPE

Underhåll



Rengör produkten med rengöringsmedel utan lösningsmedel och med pHvärde 5-9 eller med 70% desinfektionssprit. Kan vid behov dekontamineras i max 85°C.

Sex varianter – i vitt och vulkangrått



Relax duschsits



Relax duschsits med stödben




Relax duschsits med armstöd







Relax duschsits med armstöd och stödben



Relax duschsits med armstöd och ryggstöd



Relax duschsits med armstöd, ryggstöd och stödben



Tillbehör



Ryggstöd, mjukt

Mjukt värmereflekterande ryggstöd.
Fästs enkelt på väggen med kardborrefäste.
Vit 81704060



Stödben

För extra stabilitet och för användare upp till 150 kg. Stödbenen är individuellt ställbara för att säkerställa en bekväm sitthöjd och en optimal anpassning till golvet.

Vit 81704050
Vulkangrå 81708070



Etac Relax Skruvsats

För montering i trä/plywood eller betong.
Satsen innehåller skruvar och pluggar.
Art.nr 84006130



Lean on us. Stay Yourself.

Etac S.P.A. Collection består av Rex toalettarmstöd, Flex stödhandtag och Relax duschsits. Alla har sin unika funktion men samspelar för att ditt badrum ska vara så bekvämt, snyggt och säkert som möjligt. Och för att du ska kunna fortsätta vara dig själv.

“Alla människor skall ha möjlighet att skapa en egen tillvaro och en egen vardag på sina egna villkor oavsett sina fysiska förutsättningar”

För senaste nyheterna och kontinuerligt uppdaterad produktinformation – besök: www.etac.se