

Etac Stapel hygienpall

Den lilla men mycket stabila pallen har många användningsområden.

En perfekt hjälp för att stiga i och ur badkaret

Stapel fungerar som ett extra steg vid badkaret så att klivet i och ur badkaret är på samma nivå som badkarsbotten. Om toaletten är lite för hög kan Stapel användas vid toaletten för att få ett stabilt fotstöd. Eller varför inte använda den i köket om skåpen är höga?

Stapel är 18 cm hög och har ett fast sammanfogat stålårsstativ, medan ståplattan enkelt kan lyftas av för rengöring. Som tillbehör finns teleskopben som höjer Stapel ytterligare 10 cm.



Beskrivning

Stapel
Stapel inkl teleskopben

Art. nr.

81204002
81204002-S

Dimensioner

Höjd: 18 cm
Total bredd/djup: 48,5 x 49 cm
Ståplatta: 38 x 43 cm

Material och vikter

Stativ: Pulverlackerande stålör
Sits: Polypropen
Total vikt: 3 kg
Max brukarvikt: 130 kg

Rengöring



Rengör produkten med rengöringsmedel utan lösningsmedel och med pH-värde 5-9 eller med 70% desinfektionssprit. Kan vid behov dekontamineras i max 85°C..

Detaljer



Stabil pall

Tack vare att benen kommer utanför själva stödplattan är Stapel en mycket stabil pall. Används som istegspall eller fotpall, i badrum, toalett och kök.

Tillbehör



Teleskopben

Stapel - Teleskopben 5-10,5 cm
Art nr 83010001.