



R82<sup>®</sup>

# R82 Flamingo

Flexibel och funktionell dusch- och toalettstol

# R82 Flamingo

Lätt att anpassa, hög funktionalitet och kostnadseffektiv vid återanvändning – samtidigt som den ger stöd på både låg och hög nivå.

## Egenskaper



## Vilken Flamingo?

- Vad behöver användaren kunna göra i stolen?
- Toalettbesök? Duscha? En kombination av båda?  
Hur länge används stolen vid varje tillfälle?
- Vilket stöd behövs i stolen?
- Kan användaren sitta självständigt?  
Behövs extra stöd för höfter, bål eller huvud?
- Var ska stolen användas?
- Fristående i badkaret, över toaletten, i duschen  
– eller i flera av dessa miljöer?



## Välja underrede

Flamingo-familjen är en av de mest mångsidiga lösningarna på marknaden och erbjuder flera olika konfigurationer. Den kan användas fristående med potta, placeras direkt över toaletten eller användas som duschstol. Sittenheten kan dessutom tas av för montering direkt på toaletten eller i badkaret.



Flamingo underrede



Flamingo High-low underrede



I badkar med sugkoppar



Över toaletten



# R82 Flamingo

Flamingo är en flexibel bad- och toalettstol som kan användas i duschen, på en vanlig toalett eller i ett badkar.



## Smidig och justerbar

Den separata fällbara sitsen och ryggstödet ger barnet en mycket bra sittställning. Höftvinkeln kan anpassas individuellt och sitsenheten kan fällas i både sits och rygg. Flamingo kan lätt kompletteras med tillbehör för extra stöd.

Om Flamingo används på en toalett ska toalettbeslag och eventuellt fotstöd monteras på stolen. I ett badkar fästs Flamingo med 4 extra sugkoppar.

## Mått och vikt – Flamingo

Mått	Storlek 1	Storlek 2	Storlek 3	Storlek 4
Sitsbredd	24 cm	28 cm	32 cm	34 cm
Sitsdjup	25 cm	29 cm	35 cm	40 cm
Rygghöjd	35 cm	38 cm	42 cm	47 cm
Underbenslängd	20–25 cm	23–34 cm	30–42 cm	30–42 cm
Sitshöjd över golvet	50–60 cm	50–60 cm	50–60 cm	50–60 cm
Ryggbredd med sidodelar	30 cm	32 cm	38 cm	40 cm
Ryggbredd utan sidodelar	19.5 cm	22 cm	26 cm	28 cm
Totalbredd	44 cm	46 cm	50 cm	54 cm
Underredets längd	66 cm	66 cm	66 cm	66 cm
Total höjd	86 cm	89 cm	93 cm	95 cm
Vinkling av rygg	-90° – +30°	-90° – +30°	-90° – +30°	-90° – +30°
Vinkling av sits – Tilt in space	-15° – +35°	-15° – +35°	-15° – +35°	-15° – +35°
Vinkling av fotplatta	90° – 60°	90° – 60°	90° – 60°	90° – 60°
Sitshöjd, hopfälld	24 cm	26 cm	27 cm	27 cm
Sitslängd, hopfälld	37 cm	40 cm	43 cm	46 cm
Underredets höjd, hopfälld	20 cm	20 cm	20 cm	20 cm
Underredets längd, hopfälld	74 cm	74 cm	74 cm	74 cm
Vikt, total	11 kg	13 kg	14 kg	15 kg
Max brukar-/lastvikt, total	35 kg	50 kg	60 kg	70 kg

# R82 Flamingo High-low

Flamingo High-low är en modern och bekväm dusch- och toalettstol som passar in i alla badrum.



## Ergonomisk och flexibel design

Funktionerna är anpassade för flera ändamål, och produkten är designad för att användas antingen fristående i duschen eller över en toalettstol. Flamingo High-low är framtagen för att eliminera dålig sittställning och samtidigt ge hjälparen en bra arbetsmiljö.

Flamingo High-low har en steglös höjjustering från 53 till 74 cm i sitshöjd och en steglös vinkeljustering - tilt in space - mellan -5° till 20°. Båda justeras enkelt med en fotpedal.

De enkla justeringarna ger en ergonomisk arbetsställning vilket gör det enkelt att utföra hygien- och badsituationer för hjälparen. För extra assistans vid justeringarna finns ett handtag som tillbehör.

## Mått och vikt – Flamingo High-low

Mått	Storlek 1	Storlek 2	Storlek 3	Storlek 4
Sitsbredd	240 mm	280 mm	320 mm	340 mm
Sitsdjup	250 mm	290 mm	350 mm	400 mm
Rygghöjd	350 mm	380 mm	420 mm	470 mm
Underbenslängd	200–250 mm	230–340 mm	300–420 mm	300–420 mm
Sitshöjd över golvet	530–740 mm	530–740 mm	530–740 mm	530–740 mm
Ryggbredd	200 mm	220 mm	260 mm	280 mm
Totalbredd	500 mm	500 mm	570 mm	570 mm
Underredets längd	640 mm	640 mm	760 mm	760 mm
Total höjd (I)	860–1080 mm	920–1110 mm	940–1170 mm	1020–1200 mm
Sits, totalbredd	350 mm	380 mm	430 mm	480 mm
Sits, totaldjup	260 mm	315 mm	360 mm	425 mm
Sits, totalhöjd	400 mm	430 mm	480 mm	510 mm
Vinkling av rygg	-90° – +30°	-90° – +30°	-90° – +30°	-90° – +30°
Vinkling av sits (tilt in space)	-5° – +20° *	-5° – +20°	-5° – +20°	-5° – +20°
Vinkling av fotplatta	90°–75°	90°–75°	90°–75°	90°–75°
Vikt, total	14 kg	14,5 kg	16,5 kg	17 kg
Vikt, underrede	11,5 kg	11,5 kg	12,5 kg	12,5 kg
Vikt, sits	2,5 kg	3 kg	4 kg	4,5 kg
Max brukar- /lastvikt, total	35 kg	50 kg	60 kg	70 kg
Max brukar- /lastvikt, underrede	37,5 kg	53 kg	64 kg	74,5 kg
Max brukar- /lastvikt, sits	35 kg	50 kg	60 kg	70 kg
Rek. brukar- /lastvikt vid manövrering	35 kg	35 kg	55 kg	55 kg

\* -5° uppnås vid 55 cm sitshöjd över golvet.



## Tillbehör



Mjukdyna sits med smal öppning




Sidodelar rygg inkl. dyna



Ryggförlängare



Dynset för reducering av sitsdjup



Bålstöd




Underarmstöd



Armstöd



Potta



Stänkskydd lågt



Stänkskydd nedre



Huvudstöd



Västar och bälten

För fler tillbehör - besök vår hemsida



Etac är en världsledande utvecklare av hjälpmedel för människor med funktionsvariationer och produkter för patientförflyttningar. Syftet med vår verksamhet är att erbjuda lösningar som förbättrar livskvaliteten för användare, deras familjer och vårdgivare.

För produktens avsedda ändamål, nyheter och kontinuerligt uppdaterad produktinformation – besök [www.etac.se](http://www.etac.se)

Etac Sverige AB

☎ 0371-58 73 00

✉ [info@etac.se](mailto:info@etac.se)

🌐 [www.etac.se](http://www.etac.se)

**etac**®  
Creating Possibilities