



R82[®]

R82 Flamingo

Ergonomisk och flexibel bad- och toalettstol för barn.

R82 Flamingo

Flamingo är en flexibel bad- och toalettstol för barn som kan användas i duschen, på en vanlig toalett eller i ett badkar.



Smidig och justerbar

Den separata fällbara sitsen och ryggstödet ger barnet en mycket bra sittställning. Höftvinkeln kan anpassas individuellt och sitsenheten kan fällas i både sits och rygg. Flamingo kan lätt kompletteras med tillbehör för extra stöd.

Om Flamingo används på en toalett ska toalettbeslag och eventuellt fotstöd monteras på stolen. I ett badkar fästs Flamingo med 4 extra sugkoppar.



Flamingo monterad på toalett



Sittenheten kan vinklas från -15° till $+35^{\circ}$.

Flamingo komplett

	Art.nr
- Stl 1	31880001-NL
- Stl 2	31880002-NL
- Stl 3	31880003-NL
- Stl 3 inkl. ryggförstärkning	31885503-NL
- Stl 4	31880004-NL
- Stl 4 inkl. ryggförstärkning	31885504-NL

Chassi

Aluminium och rostfritt stål, justerbart i höjdded och hopfällbart.

Sittenhet

Vit ABS plast, sits och rygg vinklas individuellt, Tilt-in-space

Mjukdyna

Grå PUR, sits och rygg

Stänkskydd

Grå PUR hög modell

Fotstöd


Justerbart i höjdded och vinkel, uppfällbart

Hjul

75 mm massiva låsbara, plast, svängbara



Detaljer



Tilt in space – vinkling av sittenhet

Sittenheten kan vinklas från -15° – $+35^{\circ}$.



Höjjustering

Flamingo kan höjjusteras från 50 – 60 cm.



Justerbara fotstöd

Justera för att säkerställa korrekt placering och stöd.






Flamingo hopfällbar

Fäll ihop för lagring eller transport.

Mått och vikt

Mått	Storlek 1	Storlek 2	Storlek 3	Storlek 4
Sitsbredd (A)	24 cm	28 cm	32 cm	34 cm
Sitsdjup (B)	25 cm	29 cm	35 cm	40 cm
Rygghöjd (C)	35 cm	38 cm	42 cm	47 cm
Underbenslängd (D)	20–25 cm	23–34 cm	30–42 cm	30–42 cm
Sitshöjd över golvet (E)	50–60 cm	50–60 cm	50–60 cm	50–60 cm
Ryggbredd med sidodelar (F)	30 cm	32 cm	38 cm	40 cm
Ryggbredd utan sidodelar	19,5 cm	22 cm	26 cm	28 cm
Totalbredd (G)	44 cm	46 cm	50 cm	54 cm
Underredets längd (H)	66 cm	66 cm	66 cm	66 cm
Total höjd (I)	86 cm	89 cm	93 cm	95 cm
Vinkling av rygg	-90° – $+30^{\circ}$	-90° – $+30^{\circ}$	-90° – $+30^{\circ}$	-90° – $+30^{\circ}$
Vinkling av sits – Tilt in space	-15° – $+35^{\circ}$	-15° – $+35^{\circ}$	-15° – $+35^{\circ}$	-15° – $+35^{\circ}$
Vinkling av fotplatta	90° – 60°	90° – 60°	90° – 60°	90° – 60°
Sitshöjd, hopfällad	24 cm	26 cm	27 cm	27 cm
Sitslängd, hopfällad	37 cm	40 cm	43 cm	46 cm
Underredets höjd, hopfällad	20 cm	20 cm	20 cm	20 cm
Underredets längd, hopfällad	74 cm	74 cm	74 cm	74 cm
Vikt, total	11 kg	13 kg	14 kg	15 kg
Max brukar- /lastvikt, total	35 kg	50 kg	60 kg	70 kg



Tillbehör



Körhandtag

För säker manövrering av stolen.
Stl 1-4, 90-92 cm (H)

31880110



Vadband

För extra stöd och komfort.
Stl 1-4, 10x106 cm (HxL)

31880199



Potta med hållare

För användning i eller utanför badrummet.

Stl 1	31880121
Stl 2	31880122
Stl 3	31880123
Stl 4	31880124



Huvudstöd


För korrekt placering och stöd av huvudet vid tiltning. För alternativ av huvudstöd, se vår hemsida etac.se



Stänkskydd, nedre med hållare

För användning över toaletten.

Stl 1, 21 cm (D)	31880121-PR
Stl 2, 21 cm (D)	31880122-PR
Stl 3, 31 cm (D)	31880123-PR
Stl 4, 31 cm (D)	31880124-PR



Bålstöd, sidovängbara

För ytterligare stöd och säkerhet. För alternativ av bålstöd, se vår hemsida etac.se.

För fler tillbehör – besök etac.se



För produktens avsedda ändamål, nyheter och kontinuerligt uppdaterad produktinformation – besök www.etac.se

Etac Sverige AB

☎ 0371-58 73 00

✉ info@etac.se

🌐 www.etac.se

etac[®]
Creating Possibilities