



R82 Flamingo Curo

Designet til hverdagsbrug, bygget til vækst

Flamingo Curo på High-low stel er en fleksibel hygiejnestol designet til toilebesøg samt badning i bruser og badekar. Ud over High-low stellet kan hygiejnestolen fås med et mere enkelt stel, monteres direkte på toilettet eller benyttes i badekar med sugekopper. Dermed tilpasser den sig nemt forskellige rutiner derhjemme eller i plejemiljøer.


Blød, støttende sæde- og rygpolstring sikrer komfort for barnet, og gennemtænkte justeringsmuligheder sikrer brugervenlighed for plejeren. Justerbart sæde og tilbehør til skiftende behov betyder, at stolen kan vokse med barnet. Funktioner som tilt-in-space og højdejustering giver komfort og fleksibilitet.

Scan for
mere info



NYHED

R82[®]




Stel til forskellige behov

Sædet kan også monteres på det mere enkle Compact stel.



Vokser med barnet

Justerbar i ryghøjde, sædedybde og sædebredde.



Komfortabel støtte

Tilbehør og polstring i blødt materiale giver støtte.



Brugervenlig for plejere

Nem tilgængelighed og fodbetjent ryg- og sædetilt.

Egenskaber

Flamingo Curo er en bade- og toiletstol designet til at opfylde en bred vifte af behov. Muligheden for at bruge forskellige stel eller andre monteringsmuligheder, sammen med det brede udvalg af tilbehør, gør den til det perfekte valg til dit barn.

Hovedstøtte

Der findes et bredt udvalg af hovedstøtter. Alle giver støtte til forskellige situationer.

Faste eller svingbare sidestøtter

Giver støtte til barnet med begrænset kropskontrol og hjælper med at opretholde positioneringen og øge komfort. De svingbare sidestøtter gør forflytninger nemmere.

Armlæn

Tilføjer ekstra støtte til barnet. Armlænene kan nemt fjernes ved sideværts forflytning ved hjælp af kliksystemet.

Lårstøtte

Giver støtte til positionering af både lår og hofte.

Lægstøtte

Støtter underbenene og forhindrer fødderne i at glide bagud, når stolen er tiltet.

Stænkskærm/ Abduktionsklods

Giver støtte og hjælper med at positionere benene, samtidig med at den bidrager til et hygiejnisk toiletbesøg.

Tilt og trinløs højdejustering

Pedaler til indstilling af tilt og trinløs højdejustering er placeret foran på rammen, hvilket gør den endelige indstilling over toilettet nemmere.

Fodstøtte

Højdejusterbar fodstøtte og justerbar vinkling af fødder og knæ, så en hugsiddende stilling bedre kan opnås ved toiletbesøg. Fodstøtten kan nemt afmonteres via quick release-funktionen - alternativt kan fodpladen vippe op for at lette stående forflytning.

