



R82[®]

R82 Flamingo Curo

Moderne en aanpasbare toilet- en douchestoel

Ondersteuning bij zindelijkheidstraining

De Flamingo Curo is een veelzijdige hygiënestoel die inspelt op uiteenlopende behoeften en geschikt is voor toiletgebruik, douchen en baden.

Met vijf montagemogelijkheden – op een van de drie beschikbare onderstellen, boven het toilet of in het bad – past de stoel zich moeiteloos aan verschillende hygiënetaken aan, en biedt zo flexibiliteit voor zowel kinderen als verzorgers.



Zindelijkheid en ontwikkeling

Zindelijkheidstraining is een belangrijke stap in de ontwikkeling van een kind en vraagt om aandacht voor hun mobiliteit en vermogen om zelfstandig te zitten. Voor kinderen met een typische ontwikkeling zijn het zelfstandig kunnen bereiken van het potje of toilet én stabiel kunnen zitten belangrijke voorwaarden om te beginnen met trainen.

De leeftijd waarop kinderen starten met zindelijkheidstraining verschilt sterk en is afhankelijk van verschillende factoren: de signalen die een kind geeft, het moment waarop ouders besluiten te beginnen, maar ook culturele gewoonten en geslacht spelen een rol. In sommige landen start men al rond zes maanden, terwijl dit in andere landen meestal tussen de 18 en 36 maanden gebeurt.

Kinderen met een beperking zijn vaak afhankelijk van hulpmiddelen en houdingsondersteuning bij de start van hun zindelijkheidstraining. Voor het opbouwen van dagelijkse routines, die uiteindelijk kunnen leiden tot

zowel dag- als nachtzindelijkheid, is een gezamenlijke aanpak nodig. Daarbij werken professionals nauw samen met zowel het kind als de ouders of verzorgers.

Kinderen die houdingsondersteuning nodig hebben om te blijven zitten tijdens het toiletgebruik, hebben deze vaak ook in andere situaties nodig. Voor kinderen met obstipatie of moeite met ontlasten kan de gehurkte houding verlichting bieden.

De Flamingo Curo biedt gerichte oplossingen voor zowel de stoelgang als een stabiele zithouding. De toilet- en badstoel heeft een rughoek tot -20° om een voorovergebogen houding te ondersteunen, in hoogte verstelbare voetsteunen voor een optimale kniepositie, en een comfortabel PU-dienblad ter ondersteuning van het bovenlichaam. Het open frame aan de achterzijde biedt de verzorger extra ruimte voor hygiënische handelingen na het toiletgebruik.

Leer meer over
zindelijkheidstraining




Ondersteuning bij zithouding tijdens toiletmomenten

Zindelijkheidstraining is een belangrijke mijlpaal in de ontwikkeling van een kind. Het vraagt om aandacht voor mobiliteit en zelfstandigheid. Kinderen met een beperking zijn bij de start van zindelijkheidstraining vaak afhankelijk van hulpmiddelen en houdingsondersteuning.



Zelfstandigheid en levenskwaliteit

Deelname aan toiletroutines en het ontwikkelen van hygiënevaardigheden vergroten de zelfstandigheid en eigenwaarde van het kind en verbeteren de levenskwaliteit. Comfort, autonomie en respect voor waardigheid staan hierbij centraal, terwijl de verzorging eenvoudig blijft.



Klaar voor zindelijkheidstraining

Toilet- en badstoelen stimuleren kinderen om actief deel te nemen aan hun dagelijkse routine en bevorderen zelfstandigheid, zelfvertrouwen en welzijn.



De poephouding

Een gehurkte houding helpt bij obstipatie en bevordert de stoelgang. Een voorovergebogen zithouding met opgetrokken knieën en goede steun zorgt voor een comfortabeler en effectiever toiletmoment.

Po-frame

Het Flamingo Curo Po-frame is een ondersteunend en aanpasbaar onderstel dat speciaal is ontworpen voor de Flamingo Curo zitmaat 1. Het biedt kinderen met een beperking de juiste ondersteuning bij het werken aan zindelijkheid. Aangezien zindelijkheidstraining een belangrijke ontwikkelingsstap is, vraagt dit om aandacht voor mobiliteit, houding en de gereedheid van het kind. Terwijl kinderen zonder beperkingen doorgaans tussen zes maanden en drie jaar beginnen met trainen – afhankelijk van cultuur, opvoedstijl en individuele ontwikkeling – hebben kinderen met fysieke of cognitieve uitdagingen vaak hulpmiddelen nodig om actief deel te nemen aan dit proces.

Het Flamingo Curo Po-frame creëert een stabiele, verstelbare en veilige zitomgeving, waardoor kinderen comfortabeler en zelfstandiger dagelijkse toiletroutines kunnen uitvoeren. Het frame wordt gebruikt in combinatie met de Flamingo Curo zitting, is voorzien van een ondersteunende inleg en biedt diverse accessoires voor een op maat afgestemde zithouding. Deze optimale ondersteuning is cruciaal voor zowel de veiligheid als het succes van zindelijkheidstraining.



Maatgegevens

Flamingo Curo

Maat 1

	Effectieve hoogte rugleuning	375-445 mm
	Effectieve zitdiepte	235-295 mm
	Effectieve zitbreedte (met bovenbeensteunen)	185-265 mm
	Maximaal gebruikersgewicht	35 kg

Flamingo Curo Po-frame

Maat 1

	Effectieve afstand voetsteun - zitting	220-285 mm
	Zithoogte voorzijde	290/310/330 mm



Bekijk hoe Alma geniet van het badmoment met haar moeder



Badderen

Badderen kan voor kinderen met speciale behoeften zowel rustgevend als uitdagend zijn. Het vraagt om een doordachte, flexibele aanpak die rekening houdt met hun unieke sensorische en fysieke behoeften. Een veilige en comfortabele omgeving is essentieel, zeker wanneer een kind gevoelig is voor temperatuur, texturen of geluiden. Eenvoudige hulpmiddelen zoals een handdouches of een vertrouwd speeltje kunnen het badmoment minder overweldigend en juist plezieriger maken. Voor kinderen met mobiliteitsproblemen zijn aangepaste hulpmiddelen zoals een badstoel of tillift van grote waarde voor veiligheid en toegankelijkheid. Geduld en inlevingsvermogen zijn hierbij onmisbaar. Door het badmoment af te stemmen op de voorkeuren van het kind, wordt het een moment van zorg, rust en verbondenheid.

Hulpmiddelen zoals badstoelen spelen een belangrijke rol bij het waarborgen van veiligheid en comfort voor kinderen met mobiliteitsuitdagingen. Badstoelen zoals de Flamingo Curo bieden stabiele ondersteuning, verlichten de fysieke belasting voor verzorgers en bevorderen de zelfstandigheid van het kind. De Flamingo Curo – inzetbaar als toilet- en badstoel – beschikt over verstelbare functies zoals een verstelbare rughoek, ondersteunende inlays en kantelverstelling, zodat verschillende behoeften kunnen worden opgevangen met behoud van stabiliteit. Door dit soort hulpmiddelen in te passen in de dagelijkse hygiëneroutine, kunnen verzorgers zich meer richten op het creëren van rust en vertrouwen. Dit maakt het badmoment aangenamer voor iedereen én bevordert het gevoel van eigenwaarde bij het kind, wat actieve deelname aan de verzorging stimuleert.

De keuze voor elke hygiënische routine

De Flamingo Curo is een veelzijdige hygiënestoel die inspelt op uiteenlopende behoeften en daardoor geschikt is voor zowel toiletgebruik, douchen als baden. Met vijf verschillende montagemogelijkheden past de stoel zich moeiteloos aan diverse hygiënische taken aan, en biedt hij optimale flexibiliteit voor zowel gebruikers als zorgverleners.



Klaar voor elke dag

De Flamingo Curo is een veelzijdige hygiënestoel die gebruikt kan worden voor toiletbezoek, douchen en baden. Met vijf verschillende montagemogelijkheden is de stoel afgestemd op de behoeften van je kind in elke hygiënische situatie.

Groeit mee met je kind

De Flamingo Curo is verstelbaar in rughoogte, zitdiepte en -breedte. Dankzij een breed scala aan accessoires kan de stoel worden aangepast aan de behoeften en groei van je kind.



Comfortabele ondersteuning

De toilet- en douchestoel wordt geleverd met doordacht gevormde PU-inlays met een lichte kromming, die comfortabele en stabiele ondersteuning bieden voor je kind tijdens de hygiëneroutine.

Gebruiksgemak

Onze Flamingo Curo heeft een toegankelijk ontwerp en kan worden bediend met één hand, zodat alle hygiënetaken moeiteloos kunnen worden uitgevoerd – terwijl je in contact blijft met je kind.



Ontdek hoe veelzijdig de
Flamingo Curo is





Eén stoel – volop mogelijkheden

Flamingo Compact frame



Flamingo High-low frame



Po-frame



Te gebruiken in bad



Op een toilet



Vrijstaand met po



Zindelijkheids- training met Andreas



Andreas is een vrolijke, energieke en nieuwsgierige jongen met de diagnose cerebrale parese en lissencefalie. Lissencefalie is een zeldzame aandoening die wordt gekenmerkt door het ontbreken van normale windingen in de hersenen. Hierdoor is het hersenoppervlak glad, wat vaak leidt tot ontwikkelingsachterstanden en motorische beperkingen.

Functioneel kan Andreas zelfstandig zitten en heeft hij een goede rompstabiliteit. Hij heeft kracht en motorische controle in zijn rechterarm, maar beperkte vrijwillige controle aan de linkerkant. Vooral tijdens het spelen met zijn speelgoedauto's gebruikt hij actief zijn rechterarm en -hand. Andreas kan niet zonder ondersteuning staan of lopen, maar verkent zijn omgeving door op zijn billen vooruit te schuiven. Ook kan hij communiceren met eenlettergrepige woorden.

Een van Andreas' favoriete activiteiten is samen met zijn grote broer in bad gaan – een vrolijk moment vol gelach en gespetter. Tegenwoordig gebruikt Andreas een badstoel die in de badkuip is gemonteerd. Deze oplossing sluit echter niet langer goed aan bij de veranderende behoeften van Andreas en zijn familie. Zijn moeder, Ditte, wil dat Andreas samen met zijn broer van het badderen blijft genieten, maar ze wil hem ook laten oefenen om zelfstandiger te worden bij het douchen en toiletgebruik.

Andreas gaat naar een school voor kinderen met speciale behoeften, waar hij de R82 Meerkat gebruikt om staand ondersteund te worden. Thuis luistert hij graag naar muziek, speelt hij met zijn speelgoedauto's en gaat hij mee op de familiefiets.



Bekijk hoe Andreas en zijn moeder samen werken aan zindelijkheidstraining



Een oplossing gericht op zelfstandigheid, stabiliteit en participatie

In gesprek met Ditte werd duidelijk dat de focus van de familie altijd ligt op het bijdragen aan Andreas' kwaliteit van leven, en het bevorderen van zoveel mogelijk ontwikkeling, zelfstandigheid en betrokkenheid. Hulpmiddelen maken daarbij een vast onderdeel uit van hun dagelijks leven. De volgende stap is het ondersteunen van Andreas bij training in toiletgebruik en douchen. Daarom is de Flamingo Curo een uitstekende keuze.

Aanvankelijk was Andreas wat terughoudend over de nieuwe situatie. Ditte gebruikte communicatiekaartjes om met hem te praten over de Flamingo Curo en de activiteiten die hij zou gaan oefenen. Toen de ondersteunende en omringende tafel werd bevestigd en hij zijn favoriete programma op de iPad kon kijken, voelde Andreas zich meer op zijn gemak. Ook tijdens het verplaatsen van de stoel of het aanpassen van de kantel- of rughoek kon Ditte Andreas geruststellen, waardoor hij zich veiliger begon te voelen. Toen Andreas er klaar voor was, startte hij met de zindelijkheidstraining.

Dankzij zijn goede rompstabiliteit kan Andreas met de wegzwenkbare zijsteunen zowel mét als zonder houdingsondersteuning zitten. Nieuwe activiteiten oefenen kost veel energie, en tijdens de toilettraining laat hij vaak wat verminderde rompstabiliteit aan de linkerkant zien. Op die momenten bieden de wegzwenkbare zijsteunen de nodige ondersteuning, zodat hij zich volledig kan concentreren op de activiteit zelf en niet op het behouden van zijn houding.

Productkenmerken

De Flamingo Curo is een toilet- en badstoel die is ontworpen om aan een breed scala aan behoeften te voldoen. Dankzij de mogelijkheid om verschillende onderstellen of andere montage mogelijkheden te gebruiken, in combinatie met het uitgebreide assortiment accessoires, is dit de perfecte keuze voor jouw kind.

Hoofdsteen

Een ruime keuze aan hoofdsteenen, waaronder een comfortabel gebogen kussen en verschillende beugelsystemen. Allemaal ontworpen om ondersteuning te bieden in uiteenlopende situaties.

Vaste of wegzwenkbare zijsteunen

Zijsteunen bieden houdingsondersteuning voor kinderen met beperkte rompstabiliteit. Ze helpen de juiste uitlijning behouden en vergroten het comfort. De wegklapbare versie vergemakkelijkt transfers.

Armsteunen

Biedt extra houdingsondersteuning voor het kind. De armsteunen kunnen met het kliksysteem eenvoudig worden verwijderd voor zijwaartse transfers.

Bekkensteunen

Biedt houdingsondersteuning door te helpen de positie van zowel de heup als het bovenbeen te behouden.

Montagemogelijkheden

De Flamingo Curo biedt diverse montage mogelijkheden, waardoor hij eenvoudig kan worden aangepast aan verschillende hygiënische taken.

Spatscherm/Abductieklos


Met een dubbele functie: biedt ondersteuning, helpt de benen positioneren én draagt bij aan een hygiënische toiletgang.

Kuitsteun

Ondersteunt de onderbenen en voorkomt dat de voeten naar achteren glijden wanneer de stoel in gekantelde positie staat.

Beensteunen

De beensteun biedt zowel hoogteregeling als hoekverstelling van voeten en knieën, waardoor een hurkpositie voor toiletgebruik kan worden bereikt. Dankzij de quick-release functie is de steun bovendien eenvoudig te verwijderen of op te klappen, wat een staande transfer vergemakkelijkt.



Leer meer over de
Flamingo Curo





Maatgegevens

Flamingo Curo		Maat 1	Maat 2	Maat 3
	Rughoekverstelling	(-20°) - (30°)	(-20°) - (30°)	(-20°) - (30°)
	Effectieve hoogte rugleuning	375 - 445 mm	405 - 485 mm	450 - 550 mm
	Effectieve breedte rug (met zijsteunen)	140 - 240 mm	175 - 275 mm	220 - 320 mm
	Effectieve breedte rug (zonder zijsteunen)	300 mm	335 mm	390 mm
	Effectieve zitdiepte	235 - 295 mm	295 - 355 mm	335 - 415 mm
	Effectieve zitbreedte (zonder bovenbeensteunen)	265 mm	300 mm	355 mm
	Effectieve zitbreedte (met bovenbeensteunen)	185 - 265 mm	220 - 300 mm	275 - 355 mm
	Effectieve afstand voetsteun - zitting	250 - 285 mm	260 - 345 mm	300 - 400 mm
	Maximaal gebruikersgewicht	35 kg	55 kg	70 kg

Flamingo Curo Compact frame		Maat 1	Maat 2	Maat 3
	Zithoogte voorzijde	480 - 580 mm	480 - 580 mm	480 - 580 mm
	Zitvlakhoek (kantelverstelling)	(-10°) - (30°)	(-10°) - (30°)	(-10°) - (30°)

Flamingo Curo High-low frame		Maat 1	Maat 2	Maat 3
	Zithoogte voorzijde	530 - 740 mm	530 - 740 mm	530 - 740 mm
	Zitvlakhoek (kantelverstelling)	(-5°) - (20°)	(-5°) - (20°)	(-5°) - (20°)

Accessoires



Flamingo Compact frame

882011, 882012, 882013
882021, 882022, 882023




Flamingo High-low frame

882031, 882032, 882033
882041, 882042, 882043



Po-frame

882050



Hoofdsteunen

Bekijk de accessoirecategorie
online



Rugpolstering

882075, 882076, 882077



Rugpolstering met zijondersteuning

882081, 882082, 882083



Zitpolstering

882071, 882072, 882073



Vaste zijsteunen

882090, 882091, 882092



Wegzwenkbare zijsteunen

882095, 882096, 882097



Armsteunen

882113, 882114




Bekkensteunen

882111, 882112



Afdekplaat toiletopening

882121, 882122, 882123



Spatscherm/Abductieklos

882145, 882147



Kuitsteun

882135, 882136, 882137



Beensteunen met Quick Release

882151, 882152, 882153



Werkblad

882141, 882142

Bezoek onze website voor meer accessoires



Flamingo Curo_brochure_02_NL01 | Wij behouden ons het recht voor op drukfouten of beëindigde producten.
Raadpleeg de meest actuele versie op onze website etac.nl © R82 A/S Alle rechten voorbehouden.

Etac is één van 's werelds toonaangevende ontwikkelaars van ergonomische hulpmiddelen voor kinderen en volwassenen. Met onze verschillende productmerken bieden we kwalitatieve producten voor een breed scala aan dagelijkse behoeften en zorgomgevingen, voor alle levensfasen. Denk hierbij aan douche- en toiletvoorzieningen, zitkussens, rolstoelen, tilliften en transferhulpmiddelen. Samen met onze klant op zoek gaan naar de beste oplossing voor ieders persoonlijke situatie, dat is onze missie.

Voor het beoogde gebruik van de producten en de meest recente informatie, bezoek www.etac.nl

Etac

+31 (0)513 68 16 86
contact.nl@etac.com
www.etac.nl

etac[®]
Creating Possibilities