



R82 Flamingo

Justerbar og fleksibel dusj- og
toalettstol til barn

 **etac**[®]

R82 Flamingo

Vinner, i NAV-avtale Hygienehjelpemidler, DK 7.

Flamingo er en allsidig dusj- og toalettstol for barn. Setet kan også monteres på et toalett eller brukes i badekaret. Hvis Flamingo skal brukes på et toalett, monteres toalettbeslag og eventuelt fotstøtte. Om den skal brukes i badekaret, monteres det fire sugekopper for festing av setet. Flamingos sete og rygg kan vinkles individuelt, og tilbehøret gir ekstra støtte ved behov.

Setet har god sittekomfort og solid støtte. Det er også høydejusterbart og sammenleggbart. Flamingo brukes fra ca. 2 år og oppover.



R82 Flamingo som standard



- Understell i aluminium og rustfritt stål, høyderegulerbart og sammenleggbart
- Hodestøtte nr. 4 blå pur, med kort turtlestang
- Sidestøtter utsvingbare, blå pur
- Hoftebelte i neoprene
- Feste til bekken
- Underarmsbord
- Urinskjerm
- Fotstøtter
- Hjul

		Str. 1	Str. 2	Str. 3	Str. 4
1 2 3	Artikkelnummer	32880021	32880022	32880023	32880024
1 2 3	HMS nummer	297332	297333	297334	297335
	Effektiv setebredde	240 mm	280 mm	320 mm	340 mm
	Effektiv setedybde	250 mm	290 mm	350 mm	400 mm
	Rygghøyde	350 mm	380 mm	420 mm	470 mm
	Maks brukervekt	35 kg	50 kg	60 kg	70 kg
	Tilt	(-15)-35°	(-15)-35°	(-15)-35°	(-15)-35°
	Lengde	740 mm	740 mm	740 mm	740 mm
	Total bredde	440 mm	460 mm	500 mm	540 mm
	Total høyde	860 mm	890 mm	930 mm	950 mm
	Produktvekt	11 kg	13 kg	14 kg	14 kg


Ytterligere mål finner du på vår nettside.

Tilbehør - utvalg


Det finnes flere tilbehørsalternativer til Flamingo. Utforsk deler av tilbehøret nedenfor og se hele utvalget på nettsiden vår.



Ryggeforlenger



Hodestøtter




Sidestøtter




Armstøtter/bord



Sidepolstring



Urinskjerm



Bekken



Vester og belter

“Vi i Etac ønsker at alle skal kunne leve et fritt og uavhengig liv og følge sine drømmer, uavhengig av fysiske omstendigheter. ”

For nyheter og løpende produktoppdateringer - besøk www.etac.no