



Primus Line Dusjvogn

 etac®

PRIMUS 1000 / 2000

Primus dusjvogn

Den flyttbare dusjvognen

Perfekt gjennomtenkt og ergonomisk ned til minste detalj: Det er slik GK dusjvogn er. Årtier med erfaring og kontinuerlige forbedringer har resultert i høy produktsikkerhet for bruker og pleier.

PRIMUS seriens kvalitet og utførelse er forbedret, med fokus på at daglig bruk av GK dusjvogn skal være så behagelig som mulig.

1. Trinnløs justerbar hodeende
2. Hydraulisk høydejustering
(PRIMUS 2000 leveres med elektrisk høydejustering)
3. Avviserhjul for å hindre skader
4. Hjul Ø 200mm med gode kjøreegenskaper
5. Ergonomisk fotpedal for enkel høydejustering
6. Sentralbrems med retningssperre

Liggeflate: Lengde 190 x bredde 65 cm

Høyderegulerbart: 60 - 95 cm



PRIMUS 1000



PRIMUS 2000



7. Rask tilting av liggeflaten



8. Sidegrindene kan foldes ned med en-håndsutløseren



9. Pute (tilbehør)

10. Avtagbart polstret dusjtrekk med integrert drens slange