


# Immedia GlideCushion

Polstrad tubformad glidmatta

Immedia GlideCushion används för vändning i säng, förflyttning uppåt eller nedåt i säng och förflyttning från säng till rullstol. Immedia GlideCushion kan användas som stöd vid förflyttningar som utförs självständigt eller med assistans. Glidmattan finns i två modeller: med ovansida av nylon eller med ovansida av polyester/bomull, kan kombineras med ett nylonöverdrag.

## Användningsområden

- Minska friktionen under tryckpunkter
- Förflyttning högre upp i sängen (GlideCushion)
- Vändning i säng, antingen självständigt eller med assistans



## Tillbehör



### Nylonöverdrag

Immedia GlideCushion kan kombineras med ett vattentätt nylonöverdrag.

### Beskrivning

#### Immedia GlideCushion tubformad polstrad glidmatta

	B* x L (cm)	Art.nr
polyester/bomull M	60 x 90	IM60/90
polyester/bomull L	69 x 70	IM69/70
polyester/bomull XL	90 x 90	IM90/90

#### Immedia GlideCushion Set

GlideCushion S Set	Inkl. IM60/50 + IM6000N	IM4303
--------------------	-------------------------	--------

#### Tillbehör

	(cm)	Art.nr
Vattentätt nylonöverdrag för IM60/50	60 x 60	IM6000N
Engångsöverdrag för kort skiva, rulle 150 st	60 x 100	IM4031
Engångsöverdrag i plast, 100 cm/st, perforerad, 100 st/rulle	60 x 100	IM4035

### Specifikationer

**Ovansida:** 65 % polyester/35 % bomull

**Insida:** nylon

**Polstring:** polyester

**Nylonöverdrag:** nylon

**Max. brukarvikt:** 200 kg

\*Bredd = öppen sida



#### Tvättråd

Maskintvätt 80°C. Torktumling låg temperatur. Strykning låg temperatur. Tål ej kemtvätt. Ingen klorblekning. Torkning. Använd inte sköljmedel eller klorin.

För senaste nyheterna och kontinuerligt uppdaterad produktinformation – besök: [www.etac.se](http://www.etac.se)