



HoverJack[®]

Luftburen patientlyft för att förflytta patienter från ryggläge på golv till säng eller bår.

Maximal patientkomfort och säkerhet

HoverJack gör det möjligt för två vårdpersonal att på ett säkert sätt lyfta patienter som har ramlat, utan assistans av ytterligare kollegor. HoverJack består av fyra kammare som fylls med luft i sektioner, vilket medför ett tryggt och säkert lyft av patienter från golv till säng eller till en bår.

HoverJack i kombination med HoverMatt överflyttningssystem ger en säker lösning utan fysiska lyft. Det minimerar risken för skador, för både patient och vårdpersonal, samtidigt som det är tryggt och bekvämt för patienten. Efter att ha utfört ett lyft med HoverJack kan HoverMatt användas för att förflytta patienten till en säng eller bår.



 **HOVERTECH**

Fördelar

- **Säkra och effektiva lyft:** Gör det möjligt för två vårdpersonal att på ett säkert sätt lyfta patienter som har ramlat, utan assistans av ytterligare kollegor.
- **Ökad patientsäkerhet:** Maximerar patientens komfort och säkerhet vid lyft och förflyttning.
- **Bekvämt och säkert:** Består av fyra kammare som fylls med luft i sektioner för att säkerställa ett bekvämt och säkert lyft i ryggläge.
- **Lösning utan lyft:** När den används med HoverMatt överflyttningssystem ger den en säker lösning utan fysiska lyft.



Produkt	Antal	Bredd x Längd	Artikelnr				
HoverJack	1	810 x 1830	HJ3202T				
Kompatibel med HTAir luftaggregat, artikelnr. HTAIR-230							
Max brukarvikt				544 kg			
Höjd:				760 mm			
Höjd per kammare:				190 mm			
Material				Nylon Oxford			
Överdel:				Teflonbelagd polyester			
Underdel:				RF-svetsning			
Konstruktion							
				Rengörings- och torkinstruktioner: Torka av mellan användningar. Skrubba vid behov. Maskintvätt får inte användas – rengör för hand med tvål och vatten (max 70 °C), skölj och låt lufttorka i upprätt läge. Vid nedsmutsning: Torka av med en rengöringslösning för desinfektion av medicinsk utrustning, blekmedelslösning (10:1) eller desinfektionsservetter. OBS: Blekmedel kan missfärga tyget.			
				För detaljerade instruktioner, se användarmanualen.			

För produktens avsedda ändamål och senaste nyheter – besök www.etac.se

Etac Sverige AB

- 0371-58 73 00
- info@etac.se
- www.etac.se