



HoverTech

Luftassisterade produkter för överflyttning och ompositionering av patienter



Etac – Creating possibilities

Etac grundades 1973 och är en världsledande utvecklare och leverantör av ergonomiska hjälpmedel och hjälpmedel för patientförflyttningar och lyft. Genom våra specialiserade produktvarumärken erbjuder vi toppmoderna produkter för en rad olika vardagsbehov och vårdmiljöer, i livets alla skeden. Vårt mål är att förbättra vårdtagarens förmåga och vårdgivarens arbetsförhållanden genom att erbjuda kvalitativa, funktionella och ändamålsenliga produkter – vare sig det gäller produkter för barn eller för äldre vårdtagare.



HoverTech - erbjuder lättanvända luftassisterade produkter för förflyttning och ompositionering som erbjuder en säkrare miljö för både patient och vårdgivare.

Trygg och säker patientvård med HoverMatt® överflyttningssystem

HoverMatt luftassisterade överflyttningssystem gör det enklare att förflytta och ompositionera patienter, samtidigt som säkerheten för både patienten och vårdpersonalen står i fokus. HoverMatt ger patienten en trygg, säker och stabil överflyttning och minskar risken för skador för vårdpersonalen.

Ökad säkerhet för vårdpersonal

HoverMatt minskar kraften som krävs för att förflytta en patient med 80-90%, vilket gör det möjligt för vårdpersonal att flytta patienter på ett säkert sätt utan tunga lyft och överbelastning.

Ökad patientkomfort

Den uppblåsta madrassen ger patienten en trygg, säker och stabil överflyttning, samt minskar risken för friktionsskador och smärta.

Kostnadseffektiv lösning

Användning av HoverMatt kan minska arbetsrelaterade skador och tillhörande kostnader med 50–100%, vilket gör den till ett praktiskt val för vårdinrättningar.

Minimerar risken för korskontaminering

HoverMatt SPU för enpatientsbruk förbättrar patientsäkerheten genom att eliminera risken för korskontaminering från patient till patient.

Underlättar arbetet under hela vårdkedjan

HoverMatt har en maximal viktkapacitet på 544 kg och kan användas vid flera överflyttningar över hela sjukhuset - från akutmottagning, röntgenavdelning, operationsavdelning, intensivvård till vårdavdelningar.



HoverMatt® SPU

Överflyttningsmadrass med luftgenomsläppligt material för enpatientsbruk.

Fördelar för både patient och vårdare

HoverMatt gör det enklare att förflytta och ompositionera patienter, samtidigt som säkerheten för både patienten och vårdpersonalen står i fokus.

Ett konstant genomsläpp av luft under den uppblåsta enheten gör att kraften som krävs för att förflytta en patient minskar med 80-90%. Detta gör det möjligt för vårdpersonal att förflytta patienter på ett säkert sätt utan tunga lyft och överbelastning.

Genom att minska risken för personskador i samband med överflyttningar, minskar detta kostnader som är relaterade till sjukfrånvaro.

HoverMatt SPU kan användas under hela vårdtiden – vid röntgen, MR, datortomografi med dokumenterat artefaktfri bildtagning samt i operationssalar.

HoverMatt SPU följer den enskilda patienten och kasseras när patienten skrivs ut eller vid kontaminering.



Fördelar

- **Minskar skador för vårdpersonal:** Minskar kraften som krävs vid förflyttning av patienter med 80-90%
- **Effektivisering av resurser:** Överflyttning kan ske med endast två vårdpersonal
- **Uppblåst madrass:** Ger patienten en trygg, säker och stabil överflyttning, samt minskar risken för friktionsskador och smärta
- **Single Patient Use (SPU):** Minskar risken för korskontaminering samt kostnader och logistik i samband med tvätt



Modell	Antal	Bredd x Längd x Höjd (mm)	Artikelnr
--------	-------	---------------------------	-----------

HoverMatt SPU-B 34"	10	860 x 1980 x 180	HM34SPU-B
HoverMatt SPU-B 39"	10	990 x 1980 x 180	HM39SPU-B
HoverMatt SPU-B 50"	5	1270 x 1980 x 180	HM50SPU-B

Max brukarvikt

544 kg

Material (Latexfri):

Överdel

Underdel

Konstruktion:

Polypropylene-fiber

Nylon

Sydd

Tillbehör: HTAIR luftaggregat, artikelnr HTAIR-2300



HoverMatt SPU kan inte tvättas. Kasseras vid kontaminering.



HoverJack®

Luftburen patientlyft för att förflytta patienter från ryggläge på golv till säng eller bår.

Maximal patientkomfort och säkerhet

HoverJack gör det möjligt för två vårdpersonal att på ett säkert sätt lyfta patienter som har ramlat, utan assistans av ytterligare kollegor. HoverJack består av fyra kammare som fylls med luft i sektioner, vilket medför ett tryggt och säkert lyft av patienter från golv till säng eller till en bår.

HoverJack i kombination med HoverMatt överflyttningssystem ger en säker lösning utan fysiska lyft. Det minimerar risken för skador, för både patient och vårdpersonal, samtidigt som det är tryggt och bekvämt för patienten. Efter att ha utfört ett lyft med HoverJack kan HoverMatt användas för att förflytta patienten till en säng eller bår.



Fördelar

- **Säkra och effektiva lyft:** Gör det möjligt för två vårdpersonal att på ett säkert sätt lyfta patienter som har ramlat, utan assistans av ytterligare kollegor.
- **Bekvämt och säkert:** Består av fyra kammare som fylls med luft i sektioner för att säkerställa ett bekvämt och säkert lyft i ryggläge.
- **Lösning utan lyft:** När den används med HoverMatt överflyttningssystem ger den en säker lösning utan fysiska lyft.
- **Ökad patientsäkerhet:** Maximerar patientens komfort och säkerhet vid lyft och förflyttning.

Modell	Antal	Bredd x Längd x Höjd	Artikelnr
HoverJack	1	810 x 1830 x 760 mm (höjd per kammare 190 mm)	HJ3202T

Max brukarvikt	544 kg
Material (Latexfri)	Nylon Oxford
Överdel:	Teflonbelagd polyester
Underdel:	RF-svetsning
Konstruktion	
Tillbehör: HTAir luftaggregat, artikelnr HTAIR-2300	



Tvättinstruktioner

Mellan patientanvändningar bör HoverJack torkas av med en rengöringslösning för desinfektion av medicinsk utrustning. En 10:1 blekmedelslösning (10 delar vatten: en del blekmedel) eller desinfektionsservetter kan också användas.

OBS: Rengöring med blekmedelslösning kan missfärga tyget





HT-AIR®2300 Air Supply

Luftaggregat för HoverTech luftassisterade överflyttningsprodukter.

Luftaggregatet erbjuder två luftflödes hastigheter och ett alternativ med gradvis luftfyllnad. Den gradvisa luftfyllnaden ger förbättrad patientkomfort, bland annat genom långsammare luftfyllnad för patienter som är oroliga och smärtpåverkade. Luftaggregatet kan användas till samtliga HoverTech produkter för att maximera effektiviteten.



Fördelar

- **Gradvis luftfyllnad:** Integrerad luftregulator med 4 lägen för gradvis luftfyllnad, för oroliga och smärtpåverkade patienter.
- **Ompositionering av patienten:** Den gradvisa luftfyllnaden gör att vårdpersonalen har möjlighet att ompositionera patienten vid behov.
- **Enkel transport:** Kompakt med integrerat handtag för enkel transport.
- **MRI-kompatibilitet:** Val av 7,62 cm längd på slang för att uppfylla kraven för MR-miljöer.

Modell	Antal	Bredd x Längd x Höjd (mm)	Artikelnr		
HTAir Air Supply	1	178 x 178 x 318 mm	HTAIR-2300		
Vikt			5,7 kg		
Material:		ABS klassad UL94V-0/Rostfritt stål. Latexfri			
Strömningång:		230V, 50 Hz, 6A			
Livslängd:		5 år			




Mellan patientanvändningar bör luftaggregatet torkas av med en rengöringslösning för desinfektion eller desinfektionsservetter av medicinsk utrustning. Spraya rengöringslösningen på en rengöringsduk

OBS: Spraya inte rengöringslösning direkt på luftaggregatet.





Etac är en världsledande utvecklare av hjälpmedel för människor med funktionsvariationer och produkter för patientförflyttningar. Syftet med vår verksamhet är att erbjuda lösningar som förbättrar livskvaliteten för användare, deras familjer och vårdgivare.

För produktens avsedda ändamål, nyheter och kontinuerligt uppdaterad produktinformation – besök www.etac.se

Etac Sverige AB

☎ 0371-58 73 00

✉ info@etac.se

🌐 www.etac.se

etac®
Creating Possibilities