

Immedia In2Sheet

Inkontinensdraglakan

Immedia In2Sheet är ett draglakan med en ovansida med inkontinensskydd och en undersida som har låg friktion. Detta draglakan placeras direkt ovanpå ett vanligt bomullslakan med undersidan av satin och låg friktion vänd nedåt. Detta minskar friktionen i sidled och lakanet är därför lämpligt vid vändning av en inkontinent patient med nedsatt rörlighet. Immedia In2Sheet har handtag längs sidorna.

Finns i två storlekar.

Användningsområden

- Patienter med inkontinensproblem och med nedsatt rörlighet
- Vändning i säng
- Kan inte kombineras med SatinSheet 2Direction glidlakan



Beskrivning

Immedia In2Sheet inkontinensdraglakan

Inkontinensdraglakan med handtag mini	85 x 90	IM4109
Inkontinensdraglakan med handtag midi	105 x 125	IM4128

B x L

(cm)

Art.nr

Specifikationer

Ovansida: mikrofiber (polyester)

Polstring: 65 % polyester/35 % rayon

Skyddsbarriär: polyuretan

Max. brukarvikt: 200 kg

Satin: polyester

Handtag: nylon

Absorbering: 2 000 ml/m²



Tvättråd

Maskintvätt 80°C. Torktumling låg temperatur. Strykning låg temperatur. Tål ej kemtvätt. Ingen klorblekning. Använd inte sköljmedel eller klorin.

För senaste nyheterna och kontinuerligt uppdaterad produktinformation – besök: www.etac.se