

Etac Kaskad fristående toalettstol

Kaskad är en stapelbar och höjddjusterbar fristående toalettstol. Löstagbart stänkskydd är standard.

Kaskad fristående toalettstolsförhöjning kan varieras från 45-57,5 cm i sitthöjd. Armstöden ger ett stadigt stöd för den som har svårt att sätta sig eller resa sig.

Som tillbehör finns en hink.



Locket är lätt att öppna och stänga.



Beskrivning

Kaskad fristående

Art. nr.

80302012

Mått

Djup/bredd/höjd: 47/56,5/81 cm
Bredd mellan armstöd: 55,5 cm
Sittring inermått: bredd/djup: 22/29 cm

Material

Stativ: Pulverlackerade stålrör
Toaletsits: Polypropen

Vikt

Inkl. stänkskydd 5,2 kg
Max brukarvikt: 150 kg

Rengöring



Rengör produkten med rengöringsmedel utan lösningsmedel och med pH-värde 5-9 eller med 70% desinfektionssprit. Kan vid behov dekontamineras i max 85°C.

Tillbehör



Plasthink

Passar utan hinkgejder. Kan användas istället för stänkskydd när Kaskad används i sovrummet.
Art.nr 80302023