



## Little Wave “Clik”

Actieve kinderrolstoel die met één “Clik” meegroeit


# Little Wave “Clik”

## Met slechts één klik de perfect ingestelde rolstoel

Gemakkelijk in te stellen kinderrolstoel die meegroeit met het kind.

### Voor een actief en onafhankelijk leven

De Ki Little Wave “Clik” rolstoel voor jonge kinderen is eenvoudig aan te passen dankzij het unieke “Clik” systeem. Met slechts één klik stel je de juiste houding en positie in tot het wiel. Met de Little Wave “Clik” krijgt het kind de mobiliteit en actieve onafhankelijkheid die hij of zij nodig heeft.



### Verandert en groeit mee

Zithoogte, -breedte, -diepte, zwaartepunt, positie van de balhoofden, rugleuning... alles kan versteld worden. Met de Little Wave “Clik” is het een stuk makkelijker om aan de verschillende behoeften van kinderen te voldoen.



## Het vertrouwen om alledaagse obstakels te overwinnen

Ieder kind wil zich vrij kunnen bewegen. De uitdaging is veiligheid en stabiliteit. Met het dynamische 5<sup>e</sup> wiel leert het kind balans vinden en rijvaardigheid. Hij of zij krijgt het vertrouwen om alledaagse obstakels te overwinnen. En een fijne gedachte voor de ouders: het 5<sup>e</sup> wiel biedt ook een extra stukje veiligheid.

## Kenmerken



Het systeem is ontworpen om nauwkeurige en gemakkelijke groeimogelijkheden te bieden. Aanpassingen kunnen met slechts één klik worden gedaan.



Of het nu voor mama, papa, zus, broer of verzorger is, het in hoogte verstelbare Ergo-handvat is voor iedereen een prettige keuze.



Doordat er voldoende ruimte is bij het frame, kun je gemakkelijk de accessoires vastklemmen waar ze nodig zijn.



Kies een offset frame zonder de framelengte te beïnvloeden. Het Offset-frame biedt meer ruimte voor een abductie positie, enkelvoetorthesen en beugels terwijl de juiste voetpositie behouden blijft.

## Opties



**Duwhandvat**  
Recht



**Ant-tip**




**Voetenplaat**  
Hoek instelbaar, hoog gemonteerd,  
naar achteren opklapbaar




**Voetenplaat**  
Hoek instelbaar, naar achteren  
opklapbaar



**Voetenplaat**  
Hoek instelbaar



**Spatborden**  
Aluminium



**Spatborden**  
Carbon



**Keuze uit vrolijke  
spaaakbeschermers**

### Specificaties

Transportgewicht:	5.67 kg*
Zitbreedte:	20-46 cm
Zitdiepte:	20-46 cm
Zithoogte voor:	29-51 cm
Zithoogte achter:	29-52 cm
Buismaat:	2.85 cm
Max. gebruiksgewicht:	75 kg
Crash test veilig:	Ja

\*30,5 x 30,5 frame. In hoogte verstelbare rug (30,5), 4" voorwielen, hoekverstelbare voetenplaat, standaard bekleding. Armleggers en achterwielen verwijderd.



### Etac B.V.

Tinweg 8  
8445 PD Heerenveen  
T: 0513 681 686  
E: contact.nl@etac.com  
W: Etac.nl

**etac**<sup>®</sup>  
Creating Possibilities