



Klaxon Klick Power

Den perfekte løsning for urban mobilitet.


Med en Klaxon Klick hjælpemotor kan du tage på længere ture i din manuelle kørestol. Klick er designet til at sikre uafhængighed, frihed og glæde.

Klaxon-designet er brugervenligt. Med det patenterede Klaxon Central Linking System er det muligt med kun et enkelt "klik" at forbinde hjælpemotoren med kørestolen. Klick kan også fjernes og skilles ad i tre dele for nem opbevaring og transport.

Klick Power fås i to versioner. En standard version med et traditionelt styr og en tetra version med et letbetjent styr, der ikke kræver så mange fingerkræfter.



KLAXON



Avancerede digitale funktioner

For en sikker og komfortabel køretur.



Letvægtsdesign

Med en vægt på blot 10,4 kg (uden batteri) er den let at håndtere.



Central Linking System

Med et enkelt "klik" af- og påmonterer du hjælpemotoren.



Let tilgængelig information

LCD display viser alle køreinformationer samt batteriindikator.

Klick Power

Med en 750W motor og et udvalg af tilbehør kan Klick Power hjælpemotoren tilpasses brugerens behov. Balancen mellem vægt og kraft gør den til den perfekte løsning for urban mobilitet. Udvalget af tilbehør giver mulighed for tilpasning af brugeroplevelsen og sikrer den perfekte kombination af ydeevne og lethed.


Avancerede elektroniske funktioner som Motion Direct Control (MDC), Electronic Braking System (EBS) og Intelligent Speed Control (ISC) leveres som standard uden ekstra omkostninger.



Scan for mere info



Tekniske specifikationer



14" hjul

10.4 Kg

48V

14, 25 eller 50 km

MDC

EBS

ISC

HHC (tilvalgt)

Varenr.	Med standard styr: P002514S / Med tetra styr: P002514T
HMI-nr.	Med standard styr: 132032 / Med tetra styr: 132035
14" hjul	Standard
Motor	Børsteløs 750W
Drejningsmoment	50Nm
Max hastighed	15 km/t (hvor tilladt)
48v batteri - fås i 3 forskellige typer	Rækkevidde 14 km, 25 km eller 50 km*
Mekaniske skivebremser	Dobbelt kalibre
Støtteben	Standard
Styr	Standard eller tetra
Valg af linking system	Central eller lateral
Standard dæk	14"/2.50
Transportvægt	10.4 kg

*Rækkevidden afhænger af typen på det monterede batteri. De angivne værdier refererer til test udført på fladt underlag med en hastighed på 10 km/t og med en brugervægt på 75 kg.