



Klaxon Twist R

Problemfri assistance og kontrol med ledsagerstyring.

Den bagmonterede Twist R hjælpemotor med ledsagerstyring gør det let for hjælperen at navigere kørestolen gennem forskelligt terræn - sikkert og med præcision.

Twist R hjælpemotor

- Er let at tilslutte og frakoble.
- Har brugervenlig kontrol med Bluetooth, så du undgår kabel. Motoren aktiveres ved et tryk - og stopper med det samme, når du slipper.
- Har et LED-display, der viser batteritid.
- Har bagmontering, der sikrer at hjælperen har fuld kontrol, selv i bakket terræn.



Twist R vist på Cross 6

KLAXON



Bagmonteret enhed

En af de letteste bagmonterede hjælpemotorer med ledsagerstyring.




Justerbar monteringshøjde

For høj komfort og tilgængelighed ved tilslutning.



Brugervenlig kontrol

Ledsageren kan navigere let og præcist i forskelligt terræn.



Personlige køreindstillinger

I Klaxon®-appen kan du tilpasse køreindstillingerne til dit behov.

Twist R

Kompakt mobilitet.

Twist R er den ultimative bagmonterede letvægts-hjælpemotor, der kan ledsagerstyres. Den tilbyder en kraftfuld kombination af ydeevne og letvægt med sine kun 6,97 kg uden det aftagelige batteri (1,3 kg).

Med intuitiv controller, problemfri tilslutning og en kraftfuld motor, tilbyder Twist R innovativt design med enestående stabilitet og brugervenlighed.

Vægtbegrænsningen er 140 kg.



Scan og se tilbehør og produktinfo



Ønsker du en hjælpemotor med endnu mere fleksibilitet, så læs om Twist hjælpemotoren, der både kan være front- og bagmonteret, på etac.dk



Flyvenlig



6,97 Kg



36 V



20 km

Varenummer	KR025100
HMI-nummer	143958
Vægt	6,97 kg uden batteri (1,3 kg)
Motor	750W
Battery 36V	144 Wh (flyvenlig)
Rækkevidde	20 km
Max hastighed*	6 km/t (hvor loven tillader det)

* Den maksimale hastighed er bestemt ud fra hvilket monteringsystem, der er monteret.

Montering på krydsrammekørestol



Tværbeslag til bagmontering



Fæste til Twist




Monteringsbeslag



Twist R motor



Aftageligt batteri



Ledsagerstyring med Bluetooth