



Klaxon Twist

Den ideelle hjælper, når du er på farten.


Twist er den ultimative løsning, når du er på farten. Det lille hjul med den kraftfulde elektriske motor giver stor manøvrerdygtighed og alsidighed med fem unikke konfigurationer.

Klaxon hjælpemotorer er konstrueret til at passe ind i daglige rutiner – uanset om det er indkøbsture, møde venner til kaffe eller pendling til arbejde. Med minimal indsats er det muligt at navigere på fortovet, krydse byens gader og nyde længere udflugter uden at blive træt.

Med en vægt på kun 8,45 kg uden batteri (1,3 kg aftageligt batteri) er Twist lige så nem at transportere, som den er kraftfuld. Det aftagelige flyvenlige batteri giver dig mulighed for at rejse ubekymret.



KLAXON



Flere konfigurationer

Enestående alsidighed med fem unikke konfigurationer.




Klaxon linking systems

Muliggør hurtig fastgørelse og frakobling af Twist både i front og bag.



Transport-/flyvenlig*

Motor og batteri kan let tages med som håndbagage, også i fly.



Personlige køreindstillinger

I Klaxon®-appen kan du tilpasse køreindstillingerne til dit behov.

Twist

Teknologi lige ved hånden.

Klaxon hjælpemotorer er bygget med præcision, sikkerhed og brugervenlighed i tankerne. Designet giver brugerne mulighed for at navigere i daglige rutiner, trygt og ubesværet. Twists 750W motor, 360° roterende hjul og massive dæk tilbyder enestående præstation på forskellige underlag - og med Klaxon app'en kan du nemt tilpasse dine køreindstillinger.



Scan og se
tilbehør og
produktinfo



Flyvenlig*



8,45 kg



36 V



20 km

Varenummer	KXHT0004
HMI-nummer	136873
Vægt	8,45 kg uden batteri (1,3 kg)
Motor	750W
Battery 36V	144 Wh (flyvenlig)
Rækkevidde	20 km
Max hastighed**	6/10/15 km/t (hvor loven tillader det)

* Husk altid at tjekke gældende rejseregler hos dit flyselskab.

** Den maksimale hastighed er bestemt ud fra hvilket monteringsystem, der er monteret.

Fem forskellige konfigurationer

Frontmonteret hjælpemotor			Bagmonteret hjælpemotor	
Brugerkontrol	Sammenklappelig styr	Ledsagerstyring	Brugerkontrol	Ledsagerstyring
6 km/t	15 km/t	6 km/t	10 km/t	6 km/t

Læs mere eller kontakt os:



+45 79 68 58 33



info@etac.dk



www.etac.dk