



R82 Kudu

Komfortkørestolen der vokser med barnet.

Kudu er en smart og praktisk inden- og udendørs komfortkørestol, der i form og funktion sikrer den rigtige støtte og pasform til barnet. Den leveres i 4 størrelser og har mange justeringsmuligheder, der sikrer, at den kan vokse med barnet.

Kudu er designet med ekstra mange indstillingsmuligheder. Ryghøjde og sædedybde kan justeres uden, at der skal skiftes hynder.

En unik egenskab på Kudu, er den selv-centrerende tilt-in-space funktion, som betyder, at man nemt og ubesværet kan tilte sædet, samtidig med at balancen i stolen bibeholdes. Således forbliver Kudu stabil og med uændret tyngdepunkt ved tiltning.

Der er tænkt god ergonomi ind i Kudu. Udover at øge barnets komfort er den nem at manøvrere for hjælperen. Ryggen kan kippes uden brug af værktøj, og ved transport af stolen kan ryggen lægges fremover til vandret, og drivhjulene kan tages af.



Kudu fås også med stroppryg



R82



Udvidelsesmuligheder

Sæde og ryg kan justeres i dybde og højde.



Tilt in space

Med det selvcentrerede tilt in space, forbliver tyngdepunktet i stolen intakt.



Tyngdepunktet i stolen

Kan ændres ved at justere drivhjulene i 3 forskellige positioner.



Sikker transport i bil

Kudu overholder ISO 7176-19, transport af børn i motorkøretøjer.

Bestilling og mål

Kudu	Str. 1	Str. 2	Str. 3	Str. 4
Varenr. Grå	3195131716321	3195231716321	3195331718321	3195431718321
HMI-nr. Grå	123145	123148	123152	123155
Sædedybde	220–320 mm	270–370 mm	310–410 mm	350–450 mm
Sædebredde	260 mm	300 mm	340 mm	380 mm
Ryghøjde	370–460 mm	400–520 mm	430–580 mm	430–630 mm
Underbenslængde, centralt monteret fodplade	160–310 mm	160–380 mm	260–450 mm	260–450 mm
Delte fodplader		250–350 mm	300–480 mm	300–480 mm
Sædehøjde over gulv, fortil	480 mm	480 mm	480 mm	480 mm
Total bredde	605 mm	645 mm	685 mm	725 mm
Bredde ml. forhjul	550 mm	590 mm	630 mm	670 mm
Bredde v. 12" drivhjul	505 mm	545 mm	585 mm	625 mm
Bredde v. 16" drivhjul	505 mm	545 mm	585 mm	625 mm
Bredde v. 20/22/24" drivhjul u. cambring	500 mm	540 mm	580 mm	620 mm
Bredde v. 20/22/24" drivhjul m. cambring	605 mm	645 mm	685 mm	725 mm
Længde	690 mm	690 mm	740 mm	740 mm
Højde, kørebøjle	940 mm	940 mm	940 mm	940 mm
Ryghøjde	940 mm	1000 mm	1060 mm	1110 mm
Rygvinkel	(-5)–30°	(-5)–30°	(-5)–30°	(-5)–30°
Sædevinkel	(-3)–45°	(-3)–45°	(-3)–45°	(-3)–45°
Total vægt	19 kg	21 kg	23 kg	25 kg
Max. brugervægt	40 kg	50 kg	60 kg	60 kg
Max. brugervægt v. transport	40 kg	50 kg	57 kg	57 kg
Længde, sammenklappet	825 mm	825 mm	875 mm	875 mm
Højde, sammenklappet	625 mm	625 mm	625 mm	625 mm
Vægt på den tungeste del	13 kg	15 kg	17 kg	19 kg
Vinkling hel fodplade	55–180°	55–180°	55–180°	55–180°
Vinkling fodstøtte, delte fodplader	105°	105°	105°	105°
Højde armlæn til sæde	138–198 mm	138–198 mm	138–198 mm	138–198 mm
Længde armlæn	590 mm	590 mm	640 mm	640 mm
Horisontal placering af aksel	146–196 mm	146–196 mm	146–196 mm	146–196 mm
Mindste venderadius	823 mm	823 mm	823 mm	823 mm
Min. dørbredde for passage	1000 mm	1000 mm	1100 mm	1100 mm
Stabilitet, sidelæns, opad og nedad	10°	10°	10°	10°

Målene ovenfor er basere på en stol med 22" drivhjul, 6" forhjul, vinkeljusterbare kørehåndtag og delte fodplader.

Farver

Grå (standard)



Hvid



Rød



Kudu som standard

Kudu

Stelfarve	Koksgråt (metallic)
Skubbebøjle	Højde- og vinkeljusterbar
Fodplade	Centermonteret, højde- og vinkeljusterbar
Tipsikringer	Svingbare og to højdeindstillinger
Hjul	22" og 7" massive hjul for str. 1+2 og 24" og 7" massive hjul for str. 3+4
Bremser	Parkeringsbremse og tromlebremse
Egerbeskytter	Inklusiv
Sædehynder	Hynder for sæde og ryg, samt pudeovertræk

Scan og se
video, tilbehør
og produktinfo

